

## Leukomed® Sorbact®

Dostupné rozměry 8x10cm/3ks/20ks/ 5x7,2cm/20ks/ 8x15cm/20ks/ 10x25cm/20ks / 10x30cm/ 20ks / 10x 35cm/20ks / 10x20cm/20ks

Leukomed® Sorbact® pomáhá snižovat riziko infekce navázáním a odstraněním bakterií a plísní z kontaminovaných, kolonizovaných nebo infikovaných ran. Obvaz obsahuje voděodolnou adherentní prodyšnou fólii, která poskytuje ochranu proti vnější kontaminaci a absorpční polštářek na ránu se zelenou acetátovou sítinou potaženou dialkyl karbamoylchloridem (DACC).

### Jak Leukomed® Sorbact® funguje?

Mechanismus účinku spočívá na poznatku, že hydrofobní (vodu odpuzující) látky se vážou k sobě navzájem ve vlhkém prostředí. Zelená vlákna produktů Leukomed® Sorbact® jsou potažena silnou hydrofobní sloučeninou, která váže hydrofobní mikroorganismy, jako jsou například *Staphylococcus aureus* (včetně MRSA), streptokoky, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* a hub, jako jsou *Candida albicans*. Tyto mikroorganismy jsou odstraněny z rány pokaždé, když se obvaz změní.

### Indikace:

Leukomed® Sorbact® může být použit pro všechny typy pooperačních a traumatických ran až do střední úrovně exsudátu, jako jsou:

- chirurgické incize
- lacerace, řezné rány a oděrky
- dehiscence rány
- menší popáleniny

Vlhkost při hojení rány je nezbytnou podmínkou pro zajištění Leukomed® Sorbact® a aby nedocházelo k potenciálnímu adování k ráně. V případě, že krytí přilne k ráně, navlhčete obvaz na pomoc při jeho odstranění. Pouze pro vnější použití.

### Instrukce pro použití:

- 1, Vyčistěte ránu podle standardů zdravotnického pracoviště.
- 2, Asepticky vyjměte krytí z obalu.
- 3, Odstraňte ochranný obal na spodní straně a aplikujte krytí na ránu. Horní film během aplikace nesundávejte.
- 4, Důležité je, aby zelená mřížka na polštářku byla v kontaktu s ránou.
- 5, Pro spolehlivou fixaci, uhladte film, především v okolí rány.
- 6, Opatrně za použití modrých pásků odstraňte horní aplikační filmový obal. Jemně a šetrně zkontrolujte přilnutí filmu k okolí rány.
- 7, Pro odstranění krytí použijte metodu sundávání filmových obvazů – jemným tahem ve směru k pokožce uvolňujte.
- 8, Je třeba se vyvarovat nadzvednutí filmu pro kontrolu rány – vzniká tak možnost případné kontaminace rány a může dojít k deformaci filmu, který pak již spolehlivě nepřilne.

### Skladování:

Leukomed® Sorbact® by měl být skladován v suchém prostředí při teplotě do 25 ° C / 77 ° F. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

**Datum poslední revize: duben 2014**

