

DENK OOK AAN UW SCHOEISEL

Draag schoenen met een gladde binnenzool en hiel. Hierdoor zullen uw kousen minder snel slijten.

Draag ook in huis pantoffels. Dit voorkomt dat u mogelijk uitglijdt en het verlengt de levensduur van uw kousen.

Uw kousen zullen in de loop van de tijd steeds makkelijker aangaan. Dit komt omdat de elasticiteit langzaam afneemt. **Wij raden aan om kousen te vervangen na een half jaar. De gegarandeerde compressie is dan niet meer aanwezig.** Zo bent u verzekerd van de best mogelijke therapeutische werking van uw compressiekous.

**WIJ WENSEN U VEEL
DRAAGCOMFORT!**



Heeft u vragen over uw kousen, of hulp nodig bij een onvoorziene situatie?
Neem dan contact op met uw bandagist!



NIETS HOUDT JE TEGEN



GEBRUIKS- AANWIJZINGEN THERAPEUTISCH ELASTISCHE KOUSEN

BEDANKT DAT U HEEFT GEKOZEN VOOR JOBST COMPRESSIEKOUSSEN.

Lees de aanwijzingen voor gebruik goed door, zodat u zolang mogelijk plezier van uw nieuwe kousen heeft.

HOE ZORGT U HET BESTE VOOR UW NIEUWE KOUSEN?

1. Lees de gebruiks-aanwijzing goed door en kijk op het label in de kous voor het wasvoorschrift.



2. Was uw nieuwe kousen altijd eerst in de wasmachine, vóór u ze gaat dragen. De kousen mogen gecentrifugeerd worden.



3. Was de kousen dagelijks, of ten minste om de dag. Dit mag met de hand, maar liever in de wasmachine. Doe een handwas in lauw water van maximum 40° en gebruik hierbij een klein beetje vloeibaar wasmiddel.



4. Je kan indien nodig de siliconenboord extra reinigen met een detergent. Zo voorkom je vervetting van de siliconenboord.



5. Rol na een handwas de natte kousen op in een handdoek en druk het overtollige vocht eruit.



6. Leg de kousen na het wassen plat te drogen op een wasrek.



7. Droog de kousen nooit op de verwarming of in direct zonlicht.



GEbruik GEEN TOEVOEGINGSMIDDELEN ZOALS WASVERZACHTERS, BLEEKMIDDEL OF VLEKVERWIJDERAARS.

AANTREKKEN

Trek de kousen zo snel mogelijk na het opstaan aan. Doucht u in de ochtend? Doe dit dan niet te warm en zo kort mogelijk.

HET KAN IN HET BEGIN MOEILIJK ZIJN OM DE KOUSEN AAN TE TREKKEN, MAAR DIT ZAL NA EEN AANTAL DAGEN GEMAKKELIJKER WORDEN. TREK NIET AAN DE BOORD!

UITTREKKEN

Trek de kousen voor het naar bed gaan weer uit, bij voorkeur vlak voor het slapen gaan. Vouw de kousen netjes terug en leg ze op een droge plaats.

MOCHT U DE KOUSEN EERDER OP DE AVOND UITTREKKEN, ZORG DAN DAT U UW BENEN ZOVEEL MOGELIJK HOOG-HOUDT. LEG ZE OP EEN KRUKJE OF EEN VOETENBANKJE.

TIPS VOOR HET CORRECT AANTREKKEN VAN DE KOUSEN

- Zorg dat uw armen of benen goed droog zijn. Gebruik **geen crème of zalf** onder de kousen.
- Draag speciale **aantrekhandschoenen**. Ze zijn (tegen betaling) verkrijgbaar via uw bandagist.
- Let er op dat u de kousen niet verder optrekt dan **waar deze hoort te eindigen**. Zo voorkomt u eventuele beschadigingen. Ook blijft de kous dan beter zitten.
- Gebruik bij voorkeur een **aantrekhelp** om de kousen aan te trekken. Deze kan via uw bandagist aangevraagd worden. Bij correct gebruik van de aantrekhelp beschadigen uw kousen niet.
- Draagt u kousen met een antislipboord? Zorg dat u deze **op de juiste plaats** aanbrengt.

LET OP MET LANGE NAGELS, EELTVORMING, SIERADEN OF SCHERPE VOORWERPEN. DEZE KUNNEN DE KOUSEN TIJDENS HET AAN- EN UITTREKKEN BESCHADIGEN. GAATJES OF LADDERS DIE DAARDOOR ZIJN ONTSTAAN VALLen NIET ONDER DE GARANTIE.

BEKIJK ONZE AAN- EN UITTREKVIDEO'S MET DUIDELIJKE INSTRUCTIES VOOR HET AAN- EN UITTREKKEN VAN DE KOUSEN.

Kijk op www.jobst.be of scan de QR code.

