

EN Synthetic Splint System

Product Description

Dynacast® Prelude is a pre-padded synthetic splint system.

Intended use and indications

Dynacast® Prelude splints and pre-cut splints are intended for external rigid immobilization through splinting procedures. The purposes for external rigid immobilization include:

- Immobilization of bone fractures.
- Treatment of soft tissue and joint injuries.

Directions for Use

The products are intended to be used by qualified healthcare professionals.

1. In case of dispenser box cut the length needed for the treatment (Pictogram 1+2).
2. In case of dispenser box push back splint in pouch and tightly seal the remaining roll with the closing device (Pictogram 3+4). Be careful to not puncture the pouch as this will lead to premature hardening of the material.
3. Remove splint from pouch.
4. Open padding and cut the splint with a scissor to ensure complete overlap of padding. Padding is stretchable and can be pulled for better cover (Pictogram 5).
5. Apply water, passing under cool water outlet or using water or spray bottle (Pictogram 6).
6. Roll splint and squeeze out excess water.
7. Lay splint on towel, rolling in towel and squeezing to remove additional water, repeating if necessary (Pictogram 7).
8. Place splint on patient and wrap with a support bandage (Pictogram 8).
9. Mold splint to limb for 2–4 minutes until splint sets. Monitor patient according to standard procedure. Initial set: 3–5 minutes. Functional set: approximately 15 minutes (Pictogram 9).
10. Do not cover the splint/ support bandage during setting (e.g. do not place on a pillow or cover the splint with clothes).
11. Instruct patient to keep the splint dry.

Warnings and Precautions

- Any wound must be dressed prior to application of the splint.
- Skin contact with uncured polymer must be avoided. Wear gloves and make sure the padding completely covers the splint before applying on patient.
- Use water not warmer than room temperature to avoid burns during setting reaction.
- The setting reaction is exothermic, instruct the patient that the splint might feel warm during setting.
- Apply extra padding if required, e.g. on bony prominences.
- Do not use if the package is already open or damaged.
- Do not reuse the device.

Cleaning and care

A healthcare professional must confirm that the splint may be removed for cleaning. The cured splint can be cleaned by hand washing with mild detergent. Before re-application the splint must be completely dried to avoid skin macerations. Proper drying techniques are wiping with a towel first and then using a hairdryer on cold setting for complete drying.

Storage conditions

It is recommended to store the product at room temperature (15–25 °C/ 59–77 °F). Short term exposition to higher temperatures is tolerated.

Notice

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to the BSN medical Inc. and the competent authority of your state.

DE Synthetisches Schienensystem

Produktbeschreibung

Dynacast® Prelude ist ein vorgepolstertes synthetisches Schienensystem.

Verwendungszweck und Indikationen

Dynacast® Prelude-Schienen und vorgestanzte Schienen sind für eine externe rigide Immobilisierung durch Schienung vorgesehen. Zu den Zwecken der externen rigiden Immobilisierung gehören:

- Immobilisierung von Knochenfrakturen.
- Behandlung von Weichteile und Gelenkverletzungen.

Gebrauchsanweisung

Die Produkte sind für die Verwendung durch qualifiziertes medizinisches Fachpersonal vorgesehen.

1. Im Falle einer Spenderbox, auf die für die Behandlung erforderliche Länge kürzen (Piktogramm 1+2).
2. Im Falle einer Spenderbox die Schiene in den Beutel zurückschieben und die restliche Rolle mit der Verschlussvorrichtung versiegeln (Piktogramm 3 + 4). Achten Sie darauf, den Beutel nicht durchzustechen, da dies zu einer vorzeitigen Aushärtung des Materials führen kann.
3. Schiene aus dem Beutel nehmen.
4. Öffnen Sie die Polsterung und schneiden Sie die Schiene mit einer Schere, um eine vollständige Überlappung der Polsterung zu gewährleisten. Die Polsterung ist dehnbar und kann für eine bessere Abdeckung gedehnt werden (Piktogramm 5).
5. Wasser auftragen, unter kühlen Wasserauslauf halten oder Wasser- oder Sprühflasche verwenden (Piktogramm 6).
6. Die Schiene rollen und überschüssiges Wasser herausdrücken.
7. Die Schiene auf das Handtuch legen, das Handtuch aufrollen und zusammendrücken, um überschüssiges Wasser zu entfernen, ggf. wiederholen (Piktogramm 7).
8. Die Schiene auf den Patienten legen und mit einer Sportbandage einwickeln (Piktogramm 8).
9. Die Schiene 2–4 Minuten am Gliedmaß formen, bis sie sie aushärtet. Patienten nach dem üblichen Verfahren überwachen. Erste Aushärtung: 3–5 Minuten. Aushärtung bis Funktionalität: ca. 15 Minuten (Piktogramm 9).
10. Die Schiene/Sportbandage während des Anlegens nicht abdecken (z. B. nicht auf ein Kissen legen oder die Schiene mit Kleidung bedecken).
11. Patienten anweisen, die Schiene trocken zu halten.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Wunden müssen vor der Anwendung der Schiene verbunden werden.
- Der Hautkontakt mit nicht gehärteten Polymeren muss vermieden werden. Tragen Sie die Handschuhe und stellen Sie sicher, dass das Polster die Schiene vollständig bedeckt, bevor sie am Patienten angewendet wird.
- Das Wasser sollte nicht wärmer sein als Raumtemperatur, um Verbrennungen während des Anlegens zu vermeiden.
- Die Reaktion beim Anlegen ist exotherm; den Patienten darauf hinweisen, dass sich die Schiene während des Anlegens warm anfühlen kann.
- Ggf. zusätzliches Polster anbringen, z. B. bei Knochenvorsprung
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung bereits geöffnet oder beschädigt ist.
- Das Gerät nicht wieder verwenden.

Reinigung und Pflege

Ein medizinisches Fachpersonal muss sicherstellen, dass die Schiene zur Reinigung entfernt werden kann. Die gehärtete Schiene kann durch Handwäsche mit mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Vor der erneuten Anwendung muss die Schiene vollständig getrocknet sein, um eine Hautmazeration zu vermeiden. Bei richtigen Trocknungstechniken wird sie zuerst mit einem Tuch abgewischt und dann mit einem Fön auf Kaltstufe vollständig getrocknet.

Lagerbedingungen

Es wird empfohlen, das Produkt bei Raumtemperatur (15–25 °C/ 59–77 °F) zu lagern. Eine kurzfristige Exposition gegenüber höheren Temperaturen wird toleriert.

Anmerkung

Jeder schwerwiegende Vorfall, der sich im Zusammenhang mit diesem Produkt ereignet, sollte der BSN medical Inc. und der zuständigen Behörde Ihres Landes gemeldet werden.

FR Système de contention synthétique

Description du produit

Dynacast® Prelude est un système d'attelle synthétique pré-rembourré.

Usage prévu et indications

Les attelles et attelles pré-découpées Dynacast® Prelude sont conçues pour l'immobilisation rigide externe lors de procédures de stabilisation. L'immobilisation rigide externe est notamment indiquée dans les cas suivants :

- Immobilisation des fractures osseuses.
- Traitement des tissus mous et des lésions articulaires.

Mode d'emploi

Los productos están indicados para que los utilicen profesionales médicos cualificados.

1. Dans le cas d'une boîte distributrice, couper la longueur nécessaire pour le traitement (pictogramme 1 + 2).
2. Dans le cas d'une boîte distributrice, repousser l'attelle de retour dans le sachet et sceller hermétiquement le rouleau restant avec le système de fermeture (pictogramme 3 + 4). Veiller à ne pas perforez le sachet, car cela entraînera un durcissement prématuré du matériau.
3. Retirer l'attelle du sachet.
4. Ouvrir le rembourrage et couper l'attelle à l'aide de ciseaux afin de garantir un chevauchement complet du rembourrage. Le rembourrage est extensible et peut être tiré pour une meilleure couverture (pictogramme 5).
5. Appliquer de l'eau en passant l'attelle sous un robinet d'eau froide ou en utilisant une bouteille ou un vaporisateur d'eau (pictogramme 6).
6. Enrouler l'attelle et extraire l'excès d'eau.
7. Poser l'attelle sur une serviette, la rouler dans la serviette et la presser pour retirer l'eau supplémentaire ; répéter l'opération si nécessaire (pictogramme 7).
8. Placer l'attelle sur le patient et l'envelopper avec une bande de maintien (pictogramme 8).
9. Mouler l'attelle sur le membre pendant 2 à 4 minutes jusqu'à ce que l'attelle durcisse. Surveiller le patient conformément à la procédure standard. Temps de prise initial : 3 à 5 minutes. Temps de prise fonctionnelle : environ 15 minutes (pictogramme 9).
10. Ne pas couvrir l'attelle/la bande de maintien pendant le temps de prise (par ex., ne pas poser sur un oreiller ni recouvrir l'attelle avec des vêtements).
11. Demander au patient de garder l'attelle au sec.

Mises en garde et précautions

- Toute plaie doit être pansée avant l'application de l'attelle.
- Le contact de la peau avec un polymère non vulcanisé doit être évité. Porter des gants et s'assurer que le rembourrage recouvre complètement l'attelle avant de l'appliquer sur le patient.
- Utiliser de l'eau qui ne dépasse pas la température ambiante pour éviter les brûlures lors de la réaction de prise
- Étant donné que la réaction de prise est exothermique, indiquer au patient que l'attelle pourra donner une sensation de chaleur pendant la prise.
- Appliquer un rembourrage supplémentaire si nécessaire, par ex. sur les saillies osseuses.
- Ne pas utiliser si l'emballage est déjà ouvert ou endommagé.
- Ne pas réutiliser le dispositif.

Nettoyage et entretien

Un professionnel de la santé doit confirmer que l'attelle peut être retirée pour son nettoyage. L'attelle durcie peut être nettoyée à la main à l'aide d'un détergent doux. Avant la réapplication, l'attelle doit être complètement séchée pour éviter les macérations cutanées. Les techniques de séchage appropriées consistent à essuyer d'abord avec une serviette, puis à l'aide d'un sèche-cheveux réglé sur le froid pour un séchage complet.

Conditions de stockage

Il est recommandé de stocker le produit à température ambiante (15–25 °C/ 59–77 °F). Une exposition à court terme à des températures plus élevées est tolérée.

Avis

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit être signalé à BSN medical Inc., ainsi qu'aux autorités compétentes du pays.

ES Sistema de férula sintética

Descripción del producto

Dynacast® Prelude es un sistema de férulas sintéticas preacolchadas.

Uso previsto e indicaciones

Las férulas y las férulas precortadas Dynacast® Prelude están indicadas para la inmovilización rígida externa mediante procedimientos de colocación de férulas. Entre los objetivos de la inmovilización rígida externa se encuentran:

- La inmovilización de fracturas óseas.
- El tratamiento de lesiones articulares y de tejidos blandos.

Instrucciones de uso

Los productos están indicados para que los utilicen profesionales médicos cualificados.

1. Si utiliza una caja dispensadora, corte la longitud necesaria para el tratamiento (pictograma 1 + 2).
2. Si utiliza una caja dispensadora, empuje la férula hacia la bolsa y selle firmemente el rollo restante con el dispositivo de cierre (pictograma 3 + 4). Tenga cuidado de no perforar la bolsa, ya que el material se endurecerá prematuramente.
3. Retire la férula de la bolsa.
4. Abra el acolchado y corte la férula con unas tijeras para asegurar la superposición completa del relleno. El relleno es elástico y se puede estirar para obtener una mejor cobertura (pictograma 5).
5. Aplique agua, ya sea del grifo, de una botella o de una botella de spray (pictograma 6).
6. Enrolle la férula y aprétela para retirar el exceso de agua
7. Ponga la férula sobre una toalla, enrolando en ella, apriete para eliminar el agua restante y repita el proceso si es necesario (pictograma 7).
8. Coloque la férula en el paciente y envuélvala con un vendaje de protección (pictograma 8).
9. Moldee la férula para adecuarla a la extremidad entre 2 y 4 minutos, hasta que la férula se asiente. Supervise al paciente de acuerdo con el procedimiento estándar. Endurecimiento inicial: de 3 a 5 minutos. Endurecimiento funcional: aproximadamente 15 minutos (pictograma 9).
10. No cubra la férula ni el vendaje de apoyo durante el endurecimiento (por ejemplo, no la coloque sobre una almohada ni cubra la férula con ropa).
11. Indique al paciente que mantenga la férula seca.

Advertencias y precauciones

- Cualquier herida debe vendarse antes de aplicar la férula.
- Debe evitarse el contacto de la piel con el polímero polimerizado. Use guantes y asegúrese de que el acolchado cubra completamente la férula antes de aplicarla al paciente.
- Utilice agua cuya temperatura no supere la temperatura ambiente para evitar quemaduras durante la reacción al endurecimiento.
- La reacción al endurecimiento es exotérmica; indique al paciente que podría notar calor en la férula durante el endurecimiento.
- Aplique acolchado adicional si es necesario; p. ej., en prominencias óseas.
- No utilice el producto si el empaque está abierto o dañado
- No reutilice el dispositivo.

Limpeza y cuidado

Un profissional de saúde deve confirmar que a férula puede retirarse para limparse. A férula polymerizada se puede lavar a mano com um detergente suave. Antes de volver a aplicarla, a férula debe secarse completamente para evitar maceraciones cutáneas. Una técnica de secado adecuada consiste em limpar primeiro com uma toalha e depois utilizar um secador de cabelo com ar frio para secar completamente.

Condiciones de almacenamiento

Se recomienda almacenar el producto a temperatura ambiente (15–25 °C/ de 59 a 77 °F). Se tolera la exposición a corto plazo a temperaturas más altas.

Aviso

Cualquier incidente grave que se produzca con el dispositivo debe ser comunicado a BSN medical Inc. y a la autoridad competente de su estado.

PT Sistema de talas sintéticas

Descrição do produto

O Dynacast® Prelude é um sistema de tala sintético pré-acolchoado.

Utilização prevista e indicações

As talas e talas pré-cortadas Dynacast® Prelude destinam-se à imobilização rígida externa através de procedimentos de fixação por meio de talas. As finalidades da imobilização rígida externa incluem:

- Imobilização de fraturas ósseas.
- Tratamento de tecidos moles e lesões nas articulações.

Instruções de utilização

Os produtos destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde qualificados.

1. Em caso de caixa distribuidora, corte o comprimento necessário para o tratamento (Pictogramas 1+2).
2. Em caso de caixa distribuidora, empurre a tala para trás na bolsa e sele firmemente o rolo restante com o dispositivo de fecho (Pictogramas 3+4). Tenha cuidado para não perfurar a bolsa, pois isso levará ao endurecimento prematuro do material.
3. Retire a tala da bolsa.
4. Abra o acolchoamento e corte a tala com uma tesoura para garantir a sobreposição completa do acolchoamento. O acolchoamento é extensível e pode ser puxado para uma melhor cobertura (Pictograma 5).
5. Aplique água, passando sob uma torneira de água fria ou utilizando uma garrafa de água ou pulverizador (Pictograma 6).
6. Enrole a tala e pressione para remover o excesso de água.
7. Coloque a tala na toalha, enrolando na toalha e removendo a água restante, repetindo se necessário (Pictograma 7).
8. Coloque a tala no paciente e enrole com uma ligadura de suporte (Pictograma 8).
9. Molde a tala ao membro durante 2 a 4 minutos até a tala solidificar. Monitorize o paciente de acordo com o procedimento padrão. Conjunto inicial: 3–5 minutos. Conjunto funcional: aproximadamente 15 minutos (Pictograma 9).
10. Não cubra a tala/ligadura de suporte durante a fixação (por exemplo, não coloque sobre uma almofada ou cubra a tala com roupas).
11. Indique ao paciente para manter a tala seca.

Advertências e precauções

- Deve ser colocado um penso em todas as feridas antes da aplicação da tala.
- Deve ser evitado o contato da pele com polímeros não curados. Use luvas e certifique-se que o acolchoamento cobre completamente a tala antes da aplicação no paciente.
- Use água à temperatura ambiente para evitar queimaduras durante a reação de endurecimento.
- A reação de endurecimento é exotérmica, indique ao paciente que durante o endurecimento poderá sentir a tala a uma temperatura mais quente.
- Aplique acolchoamento extra, se necessário, por exemplo, em proeminências ósseas.
- Não utilize se o pacote já estiver aberto ou danificado.
- Não reutilize o dispositivo.

Limpeza e manutenção

Um profissional de saúde deve confirmar que a tala pode ser removida para limpeza. A tala curada pode ser limpa lavando à mão com detergente suave. Antes da reaplicação, a tala deve estar completamente seca para evitar a maceração da pele. As técnicas adequadas para secar são limpar primeiro com uma toalha e depois utilizar um secador de cabelo com ar frio para secar completamente.

Condições de armazenamento

Recomenda-se armazenar o produto a temperatura ambiente (15–25 °C/ 59–77 °F). A exposição a curto prazo a temperaturas mais elevadas é tolerada.

Aviso

Cualquier incidente grave que ocurra en relación a este producto debe ser comunicado a BSN medical Inc. e à autoridade competente do seu país.

IT Sistema di stecche sintetiche

Descrizione del prodotto

Dynacast® Prelude è un sistema di steccatura sintetica pre-imbottito.

Uso previsto e indicazioni

Le stecche e le stecche pre-sezionate Dynacast® Prelude sono destinate all'immobilizzazione rigida esterna mediante procedure di steccatura. Fra gli scopi dell'immobilizzazione rigida esterna si annoverano:

- Immobilizzazione di fratture ossee.
- Trattamento di tessuti molli e lesioni delle articolazioni.

Istruzioni per l'uso

I prodotti sono destinati a essere utilizzati da professionisti del sistema sanitario.

1. In caso di confezione erogatrice, tagliare la lunghezza necessaria per il trattamento (pittogrammi 1+2).
2. In caso di confezione erogatrice, spingere indietro la stecca nell'involucro e sigillare saldamente il rotolo rimanente con il dispositivo di chiusura (pittogrammi 3+4). Prestare attenzione a non forare l'involucro in quanto ciò provoca l'indurimento del materiale.
3. Rimuovere la stecca dall'involucro.
4. Aprire l'imbottitura e tagliare la stecca con un paio di forbici per assicurarsi la completa sovrapposizione dell'imbottitura. L'imbottitura è elasticizzata, dunque può essere tirata per una migliore copertura (pittogramma 5).
5. Applicare dell'acqua, passando la stecca sotto l'acqua corrente fredda o utilizzando una bottiglia o un nebulizzatore (pittogramma 6).
6. Arrotolare la stecca e strizzare via l'acqua in eccesso
7. Stendere la stecca su un telo, arrotolarla nel telo e spremere per rimuovere l'acqua in eccesso; ripetere se necessario (pittogramma 7).
8. Posizionare la stecca sul paziente e avvolgere con un bendaggio di supporto (pittogramma 8).
9. Modellare la stecca all'arto per 2–4 minuti fino alla fissazione della stecca. Sorvegliare il paziente in base alla procedura standard. Fissazione iniziale: 3–5 minuti. Fissazione funzionale: circa 15 minuti (pittogramma 9).
10. Non coprire la stecca o il bendaggio di supporto durante la fissazione (ad es., non posizionare su un cuscino o coprire la stecca con indumenti).
11. Indicare al paziente di mantenere la stecca asciutta.

Avvertenze e precauzioni

- Coprire eventuali ferite prima dell'applicazione della stecca.
- Evitare il contatto tra cute e polimeri non polimerizzati. Indossare i guanti e assicurarsi che l'imbottitura copra totalmente la stecca prima di applicarla al paziente.
- Utilizzare acqua esclusivamente a temperatura ambiente per evitare ustioni durante la fase di fissazione.
- La reazione alla fissazione è di tipo esotermico; indicare al paziente che la stecca potrebbe risultare calda durante la fissazione.
- Se necessario, applicare ulteriore imbottitura, ad es., su prominenze ossee.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata
- Dispositivo esclusivamente monouso.

Pulizia e cura

Le operazioni di pulizia possono essere eseguite unicamente se un professionista sanitario ha confermato che è possibile rimuovere la stecca. La stecca trattata può essere lavata a mano utilizzando un detergente delicato. Prima di applicare nuovamente la stecca, assicurarsi che sia completamente asciutta per evitare macerazioni cutanee. Le adeguate tecniche di asciugatura prevedono dapprima il tamponamento con un telo e successivamente l'asciugatura con un asciugacapelli impostato sull'aria fredda per asciugare completamente il dispositivo.

Condizioni di stoccaggio

Si raccomanda di conservare il prodotto a temperatura ambiente (15–25 °C). L'esposizione per brevi periodi a temperature più elevate è tollerata.

Avviso

Segnalare a BSN medical Inc. e alle autorità nazionali competenti eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione a questo dispositivo.

NL Kant-en klare synthetische splint

Productbeschrijving

Dynacast® Prelude is een gepolsterd synthetisch spalksysteem.

Beoogd gebruik en indicaties

Dynacast® Prelude-spalken en voorgesneden spalken zijn bedoeld voor externe starre immobilisatie door middel van spalkprocedures. De doeleinden voor externe starre immobilisatie omvatten:

- Immobilisatie van botbreuken.
- Behandeling van letsel aan weke delen en gewrichten.

Gebruiksaanwijzing

De producten zijn bedoeld voor gebruik door gekwalificeerde professionals in de gezondheidszorg.

1. In geval van een dispenserdoos snijdt u de lengte af die nodig is voor de behandeling (pictogram 1 en 2).
2. In het geval van een dispenserdoos: duw de spalk terug in de zak en sluit de resterende rol stevig af met het afsluithulpmiddel (pictogram 3 en 4). Wees voorzichtig om de zak niet te doorboren, omdat dit zal leiden tot voortijdig hard worden van het materiaal.
3. Haal de spalk uit de zak.
4. Open de polstering en knip de spalk af met een schaar om te verzekeren dat de polstering volledig overlapt. De polstering is rekbaar en er kan aan worden getrokken voor een betere afdekking (pictogram 5).
5. Pas water toe, houd het materiaal onder een koude waterstraal of gebruik een water- of spuifles (pictogram 6).
6. Rol de spalk en knijp overtollig water uit.
7. Leg de spalk op een handdoek, rol de handdoek op en knijp het geheel uit om overtollig water te verwijderen. Herhaal deze stappen indien nodig (pictogram 7).
8. Plaats de spalk bij de patiënt en omwikkel de spalk met een steunverband (pictogram 8).
9. Vorm de spalk gedurende 2–4 minuten naar de ledemaat tot de spalk uithardt. Bewaak de patiënt volgens de standaard procedure. Initiele uithardingstijd: 3–5 minuten. Functionele uithardingstijd: ongeveer 15 minuten (pictogram 9).
10. Bedek de spalk/het steunverband niet tijdens het uitharden (plaats bijv. geen kussentje of bedek de spalk niet met kleren).
11. Instrueer de patiënt om de spalk droog te houden.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Elke wond moet zijn verbonden, voordat de spalk wordt aangebracht.
- Huidcontact met niet-uitgehard polymere moet worden vermeden. Draag handschoenen en zorg ervoor dat de polstering de spalk volledig afdekt voordat de spalk bij de patiënt wordt toegepast.
- Gebruik water dat niet warmer is dan kamertemperatuur om brandwonden tijdens het uitharden te voorkomen.
- De uithardingsreactie is exotherm, informeer de patiënt dat de spalk warm kan aanvoelen tijdens het uitharden.
- Breng indien nodig extra polstering aan, bijvoorbeeld op benige uitsteeksels.
- Niet gebruiken als de verpakking al geopend of beschadigd is
- Het product mag niet worden hergebruikt.

Reiniging en onderhoud


Een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg moet bevestigen dat de spalk kan worden verwijderd om te reinigen. De uitgeharde spalk kan met de hand worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel. Voor het opnieuw aanbrengen moet de spalk volledig gedroogd zijn om verwerking van de huid te voorkomen. Correcte droogtechnieken zijn het eerst met een handdoek afgeven en vervolgens met behulp van een haardroger op koude stand volledig droog maken.

Opslagcondities

Het wordt aanbevolen om het product op kamertemperatuur (15–25 °C/ 59–77 °F) op te slaan. Blootstelling aan hogere temperaturen gedurende korte tijd is toegestaan.

Opmerking

Alle ernstige incidenten met betrekking tot dit hulpmiddel moeten worden gemeld aan BSN medical Inc. en de bevoegde autoriteit in uw land.



Qty	Dimensions		Product	Reference Numbers
Roll	2,5cm × 4,6m	1in × 15ft	Splint System	71418-00
Roll	5cm × 4,6m	2in × 15ft		71420-00
Roll	7,5cm × 4,6m	3in × 15ft		71421-00
Roll	10cm × 4,6m	4in × 15ft		71415-00
Roll	12,5cm × 4,6m	5in × 15ft		71416-00
Roll	15cm × 4,6m	6in × 15ft	Pre-Cut Splint	71417-00
Roll	20cm × 2,3m	8in × 7,5ft		71419-00
5/Ctn	5cm × 25cm	2in × 10in		72869-00
5/Ctn	7,5cm × 30cm	3in × 12in		47222-00
5/Ctn	7,5cm × 40cm	3in × 16in		47223-00
5/Ctn	10cm × 30cm	4in × 12in		47224-00
5/Ctn	10cm × 40cm	4in × 16in		47225-00
4/Ctn	10cm × 76cm	4in × 30in		47226-00
4/Ctn	12,5cm × 65cm	5in × 26in		47227-00
4/Ctn	12,5cm × 76cm	5in × 30in		47235-00
5/Ctn	15cm × 76cm	6in × 30in		73418-00

US Patent 5807295, AT Patent 752839, AU Patent 698463, BE Patent 752839
CA Patent 2186781, CH Patent 752839, DE Patent 69502600.2
EP Patent 752839, ES Patent 752839, FR Patent 752839, GB Patent 752839
IT Patent 752839, NL Patent 752839
Other International Patents Applied for.

UK responsible person:
Essity UK Ltd · Southfields Road
DUNSTABLE · Beds · LU6 3EJ



BSN medical Inc.
5825 Carnegie Blvd., Charlotte · NC 28209 · USA

BSN medical GmbH · Schützenstraße 1–3
22761 Hamburg · Germany

Importer for the European Union:
Essity Distribution B.V., Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam · Netherlands