

RECEPT- EN BESTELFORMULIER FARROWWRAP HAND- EN ARMVERBANDEN

In te vullen door de behandelaar

Stap 1 - Indicatiestelling of aandoening:

veneus oedeem	lipoedeem	inactiviteitsoedeem	
posttrombotisch oedeem	posttraumatisch oedeem		
primair lymfoedeem	secundair lymfoedeem		

Stap 2 - Aanduiding te behandelen lichaamsdeel:

Links:	hand	arm	
Rechts:	hand	arm	
Anders/combinatie:			

Stap 3 - Compressiehulpmiddel t.b.v. oedeemreductie ter compensatie van langdurig functieverlies van bloed- en/of lymfevaten?	ja nee
--	-----------

Stap 4 - Behandelduur:	kortdurig (< 3 weken)	langdurig (> 3 weken)	permanent
-------------------------------	------------------------	------------------------	-----------

Stap 5 - Draagadvies:	dag en nacht	dag of nacht	anders, nl.:
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Stap 6 - Naam, handtekening en stempel (huis)arts/verpleegkundig specialist:

Specialisme:	Voorschrijfdatum:	AGB-code:
--------------	-------------------	-----------

Stap 7 - Naam praktijk/instelling, adres, postcode en woonplaats:

Stap 8 - Compressiehulpmiddel bestemd voor:

Naam patiënt:	
Geboortedatum:	
Adres:	Huisnummer:
Postcode:	Woonplaats:
Zorgverzekeraar:	Polisnummer:
Burgerservicenummer:	

Stap 9 - Besteld door:


Naam praktijk/instelling:	
De declaratie wordt afgehandeld door:	deze praktijk anders, nl.:
Contactpersoon:	E-mailadres:
Afleveradres:	Huisnummer:
Postcode:	Woonplaats:
Telefoonnummer:	

CONFECTIE

Gebruik voor het bestellen voor meer lichaamsdelen verschillende bestelformulieren

JOBST FarrowWrap handverband (per stuk verpakt en uitsluitend in beige leverbaar)					
Maat:	XS	S	M	L	
Aantal:					

JOBST Farrow vingerverband (per stuk verpakt en uitsluitend in beige leverbaar)										
Maat:	1	2	3	4	5	6	7	8		
Aantal:										

JOBST FarrowWrap armverband confectie					
Maat:	S	M	L		
Kleur:	Beige	Zwart			
Lengte:	Kort	Normaal	Lang		
Aantal:	R		L		

Overige producten	Aantal:
JOBST FarrowWrap arm buisverband (per stuk verpakt)	
JOBST FarrowWrap been antislipverband (14 x 120 cm)	

Opmerkingen:

Verbandmiddelen kunnen niet gerepareerd, geretourneerd of gecrediteerd worden volgens landelijke richtlijnen apothekers.

RECEPT- EN BESTELFORMULIER FARROWWRAP HAND- EN ARMVERBANDEN


Gebruik voor het bestellen voor meer lichaamsdelen verschillende bestelformulieren

JOBST FarrowWrap armverband confectie				
Meetpunt		S	M	L
Ⓒ	Oksel	22-31 cm	29-39 cm	32-45 cm
Ⓔ	Elleboog	20-27 cm	25-34 cm	30-40 cm
Ⓒ	Pol	14-18 cm	16-21 cm	19-25 cm
Lengte		Kort	Normaal	Lang
Ⓒ-Ⓔ		40-43 cm	44-47 cm	48-51 cm

JOBST FarrowWrap handverband					
Meetpunt		XS	S	M	L
Ⓐ	Omtrek aanzet vingers	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	22-24 cm
Ⓑ	Omtrek handpalm	17-19 cm	19-21 cm	21-23 cm	23-26 cm
Ⓒ	Pol	15-18 cm	17-20 cm	19-22 cm	22-24 cm

JOBST Farrow vingerverband									
Meetpunt		1	2	3	4	5	6	7	8
Ⓐ	Vinger basis	16,6-18,0 cm	16,6-18,0 cm	18,0-19,5 cm	18,0-19,5 cm	18,0-19,5 cm	19,5-21,5 cm	19,5-21,5 cm	21,5-23,1 cm
Ⓒ	Pol	15,6-16,7 cm	16,7-18,1 cm	15,9-17,0 cm	17,0-18,5 cm	18,5-20,4 cm	17,2-18,7 cm	18,7-20,6 cm	18,3-20,1 cm

Meetpunten



N I E T S H O U D T J E T E G E N

JOBST