


A man, a woman, and another man are standing against a solid blue background. The man on the left is wearing a dark blue long-sleeved shirt and khaki trousers. The woman in the center is wearing a white long-sleeved shirt under an orange compression dress. The man on the right is wearing an orange compression jacket over a white shirt and khaki trousers. All three are wearing dark blue socks and various styles of shoes (brown boat shoes, grey sneakers, and white sneakers).

COMPRESSIEKOUSSEN DIE HET LEVEN VERLICHTEN

NIETS HOUDT JE TEGEN



ULTRASHEER | MATERNITY | OPAQUE | CLASSIC | STYLE | SPORT |
ULCERCARE | FORMEN EXPLORE | FORMEN AMBITION | HULPMIDDELEN



INHOUD

VOORWOORD	4
JOBST® ULTRASHEER	6
JOBST® MATERNITY OPAQUE	8
JOBST® MATERNITY	10
JOBST® OPAQUE	12
JOBST® CLASSIC	14
JOBST® STYLE	16
JOBST® SPORT	17
JOBST® ULCERCARE	18
JOBST® FORMEN EXPLORE	20
JOBST® FORMEN AMBITION	22
JOBST® HULPMIDDELEN	24
INDICATIES	27



VOORWOORD

JOBST® THERAPEUTISCHE COMPRESSIEKOUSEN

In deze brochure vindt u het assortiment van rondbreikousen voor apotheken. Het assortiment is afgestemd op de behoefte van de patiënt die u bezoekt voor compressietherapie.

COMFORT

De JOBST therapeutische compressiekousen zijn zodanig ontworpen dat ze aan het einde van de dag nog net zo comfortabel aanvoelen als bij het aantrekken. JOBST gebruikt duurzame en zachte vezels, die tevens luchtig zijn en het transpiratievocht afvoeren.

GEZONDHEID

JOBST therapeutische compressiekousen bevorderen de bloeddoorstroming en zijn bijgevolg speciaal ontworpen om verlichting te bieden bij vermoeide, pijnlijke benen. Dankzij de gradueel degressieve druk op de benen zijn ze uitermate geschikt als ondersteuning bij het behandelen van veneuze aandoeningen. JOBST kousen waarborgen een efficiënte behandeling, zonder te moeten inboeten op comfort en stijl.

ELEGANTIE

De JOBST therapeutische compressiekousen verstevigen en vormen de benen. JOBST biedt een ruime keuze in stijlvolle compressiekousen voor iedere gelegenheid.



UITSTEKEND DRAAGCOMFORT MET SOFTFIT TECHNOLOGIE

BESCHIKBAAR IN JOBST® ULTRASHEER, JOBST® OPAQUE, JOBST® CLASSIC EN JOBST® STYLE

De effectiviteit van compressietherapie wordt niet enkel bepaald door de graduele compressie die kousen bieden, maar ook door de therapietrouw van de patiënt. Het draagcomfort voor patiënten is dus van essentieel belang voor het slagen van compressietherapie. Aan de boord kunnen veel kousen echter knellen, daarom ontwikkelde JOBST de SoftFit-technologie. Deze innovatieve technologie verhoogt het draagcomfort doordat het meegebreide garen dat de kousen op hun plek houdt zacht aansluit op de huid.

SOFTFIT TECHNOLOGIE

VOORKOMT AFSNOEREN, VOORKOMT AFZAKKEN.

100% GRADUELE COMPRESSIE

SoftFit technologie vermindert de druk van de boord van de kous, en garandeert graduele compressie in de hele kous.



KLINISCH GETEST


VERBETERD DRAAGCOMFORT

SoftFit technologie stelt patiënten in staat het toegenomen comfort te ervaren.


JOBST® ULTRASHEER ♀

DE MODIEUZE COMPRESSIONEKOUS


JOBST UltraSheer biedt uw patiënten graduele compressie in combinatie met een stijlvol design en een hoog comfort. Dankzij omwonden garen en de versterkte hielzone is JOBST UltraSheer geschikt voor langdurig gebruik. Het resultaat is een verhoogde therapietrouw en een beter resultaat voor uw patiënten en hun benen.



Ultra transparant met een hoge elasticiteit voor mooie, elegante benen



Het luchtdoorlatende, zachte garen zorgt in combinatie met het superieure vochtbeheer van JOBST Advanced Comfort voor een optimaal comfort



Een glanzende look en vele modieuze kleuren bieden een keuze voor elke gelegenheid

COMPRESSIONEKLASSE

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg

KLEUREN

Natural	Golden Beige	Caramel
Tan	Bronze	Espresso
Cranberry	Navy	Anthracite
		Black

Jaarlijks nieuwe trendkleuren beschikbaar, vraag ernaar bij je JOBST contactpersoon!


BOORDAFWERKING





SoftFit beschikbaar voor kniekous (AD) / Sensitive beschikbaar voor dijkous (AG)



Kant met siliconen noppen (dot)



Kant met siliconen strepen (lace)



JOBST® ULTRASHEER

JOBST UltraSheer biedt patiënten **graduele compressie**, samen met het comfort en de stijl in therapeutische kousen. Het resultaat is een verhoogde mate van therapietrouw en een beter resultaat voor patiënten en hun benen.

JOBST® Advanced Comfort

JOBST UltraSheer maakt gebruik van JOBST Advanced Comfort. Dankzij het superieure vochtbeheer voor de huid wordt een hoog comfort garandeerd.




SoftFit technologie

Voorkomt afsnoeren en afzakken


Deze revolutie in compressiekousen vermindert de druk van de boord van de kous en garandeert graduele compressie in de volledige kous.



MODELLEN



MAATTABEL



Meet-punt	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cT*	≤ 80 cm		≤ 90 cm		≤ 90 cm		≤ 110 cm		≤ 110 cm		≤ 120 cm	
cH*	≤ 95 cm		≤ 105 cm		≤ 105 cm		≤ 125 cm		≤ 125 cm		≤ 135 cm	
cG	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Lengte D (kniekous)

ℓD petite: 34 - 39 cm
ℓD regular: 39 - 45 cm

Lengte G (dijkous)

ℓG petite: 60 - 69 cm
ℓG regular: 70 - 80 cm

Lengte K (panty)

ℓK petite: 65 - 75 cm
ℓK regular: 75 - 85 cm

Maten zijn in cm

* Wanneer cH en/of cT hoger dan bovengenoemde omtrek: kies voor een panty met een Maxi-broek

JOBST® MATERNITY OPAQUE ♀

EEN LICHTER GEVOEL TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

Tijdens de zwangerschap maakt het lichaam hormonale veranderingen door die een aantal gevolgen hebben. De bloeddruk en het bloedvolume nemen toe om een groeiende baby te voeden, maar dit kan ook leiden tot symptomen zoals pijnlijke benen, gezwollen enkels, en het vergroot het risico op spataders.

Dit is allemaal heel normaal tijdens de zwangerschap, maar het kan ook pijnlijk zijn en de dagelijkse routine beïnvloeden (wanneer schoenen bijvoorbeeld niet meer goed passen). Op dat moment verdienen benen extra aandacht en zorg. JOBST Maternity compressiekousen zorgen ervoor dat je je meteen lichter voelt tijdens deze periode.



Het mengsel van zacht garen is gemaakt om comfortabel aan te voelen op elke huid.



Speciale garens voeren het vocht af en helpen om voeten droog te houden.



De uitstekende ventilatie en vochtregulatie helpen de voeten droog te houden



De SoftFlex buikinzet zorgt voor compressie die zich aanpast aan de groeiende buik, zonder te moeten inboeten aan comfort. Deze speciale stretchzone omhelst de gevoelige huid rond de taille.

COMPRESSIEKLASSE

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg

KLEUREN

Caramel		Black	
Anthracite	Navy	Cranberry	



ONTWORPEN VOOR EEN BETERE LUCHTCIRCULATIE

Met deze unieke ventilatiezone willen we een extra comfortabel en fris gevoel bieden.

De bewezen kwaliteit van JOBST Opaque wordt uitgebreid met de ingewerkte ventilatiezone voor een optimale luchtcirculatie.

We hebben de ventilatiezone slim geplaatst in de holte tussen de tenen en de bal van de voet om een nog betere luchtstroming te garanderen.



MODELLEN



AT-MAT
Panty
(gesloten teen)



AT
Panty
(open teen)




ASSORTIMENT

Model	Drukklasse	Teenstuk	Broekdeel
AT-MAT	1 - 2	Gesloten + open teenstuk	SoftFlex buikinzet

MAATTABEL

Meetpunt	I	II	III	IV	V	VI
cG	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81
cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
cB1	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30



Lengte K

ℓK petite: 65 - 75 cm

ℓK regular: 75 - 85 cm

Maten zijn in cm

JOBST® MATERNITY ♀

ONDERSTEUNENDE ZWANGERSCHAPSPRODUCTEN

Een totaalconcept aan producten die
zich aanpassen aan alle stadia
van de zwangerschap.

JOBST® MATERNITY SUPPORT BELT

Ondersteunt de buik en rug in de gevorderde
stadia van de zwangerschap, en blijft nog steeds
bijna onzichtbaar onder gewone kleding.

Dankzij de modulaire
klittenbandsluiting kan de gordel
continu worden aangepast
aan de groeiende buik tijdens
de laatste maanden van de
zwangerschap



Verstelbaar

Ontworpen om **discreet te
blijven onder kleding** en
kan worden gecombineerd
met zowat elke outfit



Een ontwerp dat
discreet blijft

Het nieuwe riemdesign is
speciaal ontworpen voor
zwangere vrouwen om
**voor een geoptimaliseerde
pasvorm te zorgen**



Anatomische
pasvorm

JOBST® MATERNITY BELLY BAND

Vanaf de eerste tekenen van de zwangerschap tot het midden van het derde trimester ondersteunt de JOBST Maternity buikband de taille en de onderrug.




JOBST® MATERNITY POSTNATAL TUBE

Al vanaf de eerste weken na de bevalling zorgt de JOBST Maternity Postnatal Tube voor een discreet vormgevend effect. Ondersteunt de buik en de onderrug.



KLEUREN



Rose



White*



Black*

* Alleen beschikbaar voor de Belly Band en de Postnatal Tube

De Belly band en de Postnatal tube gaan per 1 juni 2024 uit ons assortiment.

SUPPORT BELT (HEUP)

Maat	Rose
S	7643500
M	7643501
L	7643502
XL	7643503

BELLY BAND (HEUP)


Maat	Rose	White	Black
S	7643600	7643620	7643610
M	7643601	7643621	7643611
L	7643602	7643622	7643612
XL	7643603	7643623	7643613

POSTNATAL TUBE (TAILLE)

Maat	Rose	White	Black
S	7643700	7643720	7643710
M	7643701	7643721	7643711
L	7643702	7643722	7643712
XL	7643703	7643723	7343713

MAATTABEL

	S	M	L	XL
Support Belt (Heup)	80 - 90 cm	90 - 100 cm	100 - 110 cm	110 - 130 cm
Belly Band (Heup)	80 - 110 cm	100 - 120 cm	110 - 130 cm	120 - 140 cm
Postnatal Tube (Taille)	56 - 76 cm	76 - 88 cm	88 - 99 cm	99 - 110 cm



JOBST® OPAQUE ♀♂

DE COMFORTABELE COMPRESSIEKOUS VOOR ELKE DAG

JOBST Opaque is een zeer comfortabele naadloze rondbreikous met een graduele compressie. Het speciale Nilit Aquarius garen en de innovatieve breitechniek maken de kousen zeer gemakkelijk aan te trekken en zachter dan ooit. Daarnaast is dit een sterke en duurzame kous voor elke dag.



Verhult kleine imperfecties zoals spataders of verkleuringen



Effectieve vochtdoorlaatbaarheid dankzij JOBST Advanced Comfort helpt de voeten droog te houden



Zacht garen met een sterke werking die helpt om zwelling in de benen tegen te houden

COMPRESSIEKLASSE

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg

KLEUREN

Natural	Golden Beige		Caramel
Tan	Bronze		Espresso
Cranberry	Navy	Anthracite	Black

Jaarlijks nieuwe trendkleuren beschikbaar, vraag ernaar bij je JOBST contactpersoon!

BOORDAFWERKING




SoftFit beschikbaar voor kniekous (AD) / Sensitive beschikbaar voor dijkous (AG)



Noppen (dot)



Kant met siliconen strepen (lace)



JOBST® OPAQUE

Biedt patiënten **graduele compressie**, samen met het comfort en de stijl in therapeutische kousen. Het resultaat is een verhoogde mate van therapietrouw en een beter resultaat voor patiënten en hun benen.

JOBST® ADVANCED COMFORT

JOBST Opaque maakt gebruik van JOBST Advanced Comfort. Dankzij het superieure vochtbeheer voor de huid wordt een hoog comfort garandeerd.




SoftFit technologie

Voorkomt afsnoeren en afzakken

Deze revolutie in compressiekousen vermindert de druk van de boord van de kous en garandeert graduele compressie in de volledige kous.




MODELLEN



ASSORTIMENT

Model	Drukklasse	Teenstuk	Boordafwerking	Broekdeel
AD	1 - 2	Gesloten + open teenstuk	Noppen (2,5 cm & 5 cm) Softfit (2, 5cm)	
AG	1 - 2	Gesloten + open teenstuk	Noppen (5 cm & 5 cm Wide) Bijou (5 cm & 5 cm Wide) Sensitive (5 cm)	
AGT	1 - 2	Gesloten + open teenstuk		
AT	1 - 2	Gesloten + open teenstuk		Gulp Maxibroek

MAATTABEL



Meet-punt	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cT*	≤ 80 cm		≤ 90 cm		≤ 90 cm		≤ 110 cm		≤ 110 cm		≤ 120 cm	
cH*	≤ 95 cm		≤ 105 cm		≤ 105 cm		≤ 125 cm		≤ 125 cm		≤ 135 cm	
cG	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Lengte D (kniekous)
 lD petite: 34 - 39 cm
 lD regular: 39 - 45 cm

Lengte G (dijkous)
 lG petite: 60 - 69 cm
 lG regular: 70 - 80 cm

Lengte K (panty)
 lK petite: 65 - 75 cm
 lK regular: 75 - 85 cm

Maten zijn in cm

* Wanneer cH en/of cT hoger dan bovengenoemde omtrek: kies voor een panty met een Maxi-broek

JOBST® CLASSIC ♀♂


DE ACTIEVE ALLROUNDER

JOBST Classic is de actieve allrounder met een graduele compressie bestaande uit 63% polyamide en 37% elasthan. Het is een goede keuze voor hem en haar dankzij de beschikbaarheid van zowel een elegante gladde kous als een sportief geribd design. JOBST Classic is ook beschikbaar in een extra lange uitvoering in AG (long). Omwille van de vele opties heeft Classic voor elke wens een passende uitvoering in een breed therapeutisch spectrum.




Duurzaam

Dankzij de dubbel omwonden inlegdraad is de Classic bijzonder slijtvast en aangenaam op de huid



Sterke grip

Sterke bestrijding van oedeem



Ademend

Het Active-Comfort garen met LYCRA is luchtdoorlatend met een optimaal vochttransport dankzij het Microtherm-effect

COMPRESSIEKLASSE

CCL 2: 23 - 32 mmHg

CCL 3: 34 - 46 mmHg

KLEUREN

Sand		Perle
Topas	Black	Anthracite*

* Uitsluitend AD Ribbed

BOORDAFWERKING



SoftFit beschikbaar voor kniekous (AD)



Noppen (dot)



SoftFit technologie

Voorkomt afsnoeren en afzakken

Deze revolutie in compressiekousen vermindert de druk van de boord van de kous en garandeert graduele compressie in de volledige kous.




ACTIVE-COMFORT GAREN

Active-Comfort garen met LYCRA® verzekert elasticiteit, hoog draagcomfort en een perfecte pasvorm.




MODELLEN



ASSORTIMENT

Model	Drukklasse	Teenstuk	Boordafwerking	Speciale opties
AD	2 - 3	Gesloten + open teenstuk	Noppen (2,5 cm & 5 cm) Softfit (2,5 cm)	Ribbed (CCL2, Black & Anthracite)
AG	2 - 3	Gesloten + open teenstuk	Noppen (5 cm & 5 cm Wide)	
AGT	2 - 3	Gesloten + open teenstuk		
AT	2 - 3	Gesloten + open teenstuk		Gulp

MAATTABEL



Meetpunt	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cG	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Lengte D (kniekous)

lD petite: 34 - 39 cm
lD regular: 39 - 45 cm

Lengte G (dijkous)

lG petite: 60 - 69 cm
lG regular: 70 - 80 cm
lG long : 81 - 90 cm


Lengte K (panty)

lK petite: 65 - 75 cm
lK regular: 75 - 85 cm

Maten zijn in cm

DE CASUAL COMPRESSIEKOUS MET EEN MODIEUS PATROON


JOBST Style garandeert comfort zonder de dagelijkse stijl van uw patiënten te beïnvloeden. Deze compressiekousen hebben een aantrekkelijk ruitpatroon, gecreëerd dankzij een unieke breitechniek. De zachte, ademende stof is verkrijgbaar in drie modieuze kleuren en biedt uw patiënten een leuk alternatief voor klassieke compressiekousen.



Comfortabel gedurende de hele dag dankzij een hoog katoengehalte



Een mengsel van zachte garens en een aangename boord zorgen voor een superieur draagcomfort



Luchtdoorlatend om de therapietrouw te verbeteren

COMPRESSIEKLASSE

CCL 1: 15-20 mmHg


CCL 2: 20-30 mmHg

MODEL




AD
Kniekous
(gesloten teen)


KLEUREN



Pink



Blue



Grey

MAATTABEL

	Meetpunt	Enkel	Kuit
		 cB - de kleinste omtrek boven het enkelgewricht	 cC - de grootste kuitomtrek
	S	18 - 21 cm	28 - 38 cm
	M	21 - 25 cm	30 - 42 cm
	L	25 - 29 cm	32 - 46 cm
	XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm
	Speciale maten		
	L-FC	25 - 30 cm	46 - 61 cm
	XL-FC	30 - 36 cm	46 - 61 cm



DE ATLETISCHE COMPRESSIEKOUS

JOBST Sport biedt effectieve compressietherapie in de vorm van een atletische kous. Deze unisex compressiekous heeft de uitstraling van een sportkous. Dankzij het speciale garen is dit een uiterst zachte kous die gemakkelijk aan te trekken is.



Anatomisch gevormde hiel- en zoolkussentjes voor een uitstekend comfort tijdens het sporten



Effectieve geurbestrijding dankzij vezels met actieve kool



Speciale microvezeltechnologie drijft het vocht af voor koele en droge voeten

COMPRESSIEKLASSE

CCL 1: 15-20 mmHg


CCL 2: 20-30 mmHg

MODEL




AD
Kniekous
(gesloten teen)


KLEUREN




Pink/grey




White/grey



Dark grey/
grey



Royal blue/
grey



Black/
cool black

MAATTABEL

	Meetpunt	Enkel	Kuit
		 cB de kleinste omtrek boven het enkelgewricht	 cC - de grootste kuitomtrek
	S	18 - 21 cm	28 - 38 cm
	M	21 - 25 cm	30 - 42 cm
	L	25 - 29 cm	32 - 46 cm
	XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm




JOBST® ULCERCARE ♀♂

JOBST UlcerCare 2-in-1 compressiesysteem, zorgt voor graduele compressie van 40 mmHg, de aanbevolen druk voor een optimaal genezingsproces van een ulcus cruris venosum (open been). JOBST UlcerCare wordt gebruikt bij ambulante patiënten als compressiekous wanneer het oedeem stabiel is dankzij zwachtelen en voordat de wond (het ulcus) gesloten is. De duur van het zwachtelen wordt hiermee aanzienlijk verkort.



JOBST UlcerCare is een 2-in-1 systeem met veel gebruiksgemak. UlcerCare wordt standaard geleverd met 2 onderkousen (liners) die o.a. dienen ter bescherming en fixatie van het wondverband.



Naast een graduele compressie van 40mmHg, garandeert ook de hoge weerstand (stiffness) van JOBST UlcerCare een effectieve compressietherapie.



Dankzij een onderkous die gedeeltelijk uit zijde bestaat, is de bovenkous gemakkelijk aan en uit te trekken. Daarnaast heeft u ook de keuze uit een bovenkous met rits voor nog meer aantrekgemak.


KLEUREN

Bovenkous	Bovenkous	Onderkous
Beige	Zwart	Wit

ASSORTIMENT

Model	Drukklasse	Teenstuk
AD	4	Onderkous: gesloten Bovenkous: open

MAATTABEL



Meetpunt	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
cC	29 - 35 cm	34 - 41 cm	40 - 47 cm	46 - 54 cm	48 - 56 cm	50 - 58 cm	52 - 60 cm
cB	18 - 21 cm	21 - 24 cm	24 - 27 cm	27 - 30 cm	30 - 33 cm	33 - 36 cm	36 - 39 cm





VOORKOMT
AFZAKKEN.
VOORKOMT
AFSNOEREN.


SOFTFIT™ TECHNOLOGIE

JOBST ontwikkelde de SoftFit technologie met meegebreide siliconengaren om het draagcomfort te verhogen. Deze innovatieve boord met siliconengaren houdt de kousen op hun plek en sluit zacht aan op de huid.

JOBST® FORMEN EXPLORE ♂

DE CASUAL COMPRESSIEKOUS VOOR HEREN, VOOR ELKE DAG

Deze effectieve medische compressiekous is universeel inzetbaar bij beenklachten, zowel op het werk als tijdens de vrije tijd is deze een plezier om te dragen. Het modieus ontwerp van JOBST ForMen Explore is geïnspireerd op de meest verkochte kousen voor mannen. Het anatomisch gevormd hielstuk, de drukvrije zone bij de teenaanzet en een teenstuk met platte naden zorgen voor extra draagcomfort.




Duurzaam

De enorme slijtvastheid van de stof maakt JOBST ForMen Explore tot een veelzijdig product dat lang meegaat



Geurcontrole

Dankzij een speciale technologie met actieve kool wordt het vocht snel van de huid afgevoerd en blijven de voeten de hele dag door fris en koel



Katoen

Het hoge katoengehalte zorgt ervoor dat de kous natuurlijk aanvoelt en beperkt het risico op huidirritaties

KLEUREN

Khaki	Navy
Anthracite	Black

COMPRESSIEKLASSE

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg

CCL 3: 34 - 46 mmHg

MODEL



AD
Kniekous
(gesloten teen)






MAATTABEL

Meetpunt	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

ℓD regular: 39 - 45 cm
ℓD long: 45 - 51 cm

Maten zijn in cm



JOBST® FORMEN AMBITION ♂

STIJLVOLLE COMPRESSIEKOUSEN VOOR HEREN


JOBST ForMen Ambition biedt de perfecte combinatie tussen stijl en therapeutische efficiëntie zonder in te boeten op comfort. Deze compressiekous met luxueus comfort is ideaal voor mannen die lange tijd rechtstaan of zitten.



De luchtdoorlatende stof helpt de voeten droog te houden dankzij een versnelde verdamping



Dankzij een speciale technologie met actieve kool wordt het vocht snel van de huid afgevoerd en blijven de voeten de hele dag door fris en koel



Het hoge katoengehalte zorgt ervoor dat de kous natuurlijk aanvoelt en draagcomfort biedt

KLEUREN

Khaki		Navy	
Anthracite	Black	Brown	

MAATTABEL



Meetpunt	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

ℓD regular: 39 - 45 cm
ℓD long: 45 - 51 cm

COMPRESSIEKLASSE

CCL 1: 18 - 21 mmHg



CCL 2: 23 - 32 mmHg

CCL 3: 34 - 46 mmHg

MODEL



AD
Kniekous
(gesloten teen)



Maten zijn in cm

COMPRESSIEKOUSSEN GEMAKKELIJK AAN- EN UITTREKKEN



SCAN DE QR-CODES OM DE VIDEO'S OVER HET AAN- EN UITTREKKEN
VAN COMPRESSIEKOUSSEN TE BEKIJKEN.



AD
Kniekous
open teen



Aantrekken



AD
Kniekous
gesloten teen



Aantrekken



AG
Dijkous
gesloten teen



Aantrekken



AT
Panty
gesloten teen



Aantrekken



Uittrekken



Uittrekken



Uittrekken

JOBST® HULPMIDDELEN

JOBST® GRIP GLOVES

HANDSCHOENEN MET ANTI-SLIP VOOR HET GEMAKKELIJK AAN- EN UITTREKKEN VAN COMPRESSIEKOUSSEN.

- Bieden extra grip
- Helpen beschadigingen door nagels of juwelen te vermijden
- Helpen bij het evenredig verdelen van de stof overheen het lidmaat

Opgelet: dit product bevat natuurlijk rubber (latex) en kan allergische reacties veroorzaken.

Producten	Referentie	Aantal producten
JOBST Donning Glove XS	77400-27	1 paar
JOBST Donning Glove S	77400-28	1 paar
JOBST Donning Glove M	77400-29	1 paar
JOBST Donning Glove L	77400-30	1 paar
JOBST Donning Glove XL	77400-31	1 paar



JOBST® ROLL-ON ADHESIVE

HUDLIJM VOOR HET FIXEREN VAN COMPRESSIEKOUSSEN, ZWACHTELS, KLEDING OF PRUIKEN.

- Dermatologisch getest, bevat geen kleurstoffen of parfums en is hypoallergeen
- Is wateroplosbaar en kan verwijderd worden zonder resten achter te laten
- Huidvriendelijk en geschikt voor dagelijks gebruik
- Laat geen vlekken na
- Vegan

Producten	Referentie	Aantal producten
JOBST Roll-on Adhesive (60 ml)	79274-11	1 stuk





JOBST® STOCKING DONNER

METALEN AANTREKHULP.

- Eenvoudig te gebruiken hulpmiddel om compressiekousen aan te trekken
- Ideaal voor personen met verminderde behendigheid of die hun tenen moeilijk kunnen aanraken
- Bruikbaar bij compressiekousen met open- en gesloten teenstuk

Producten	Referentie	Aantal producten
JOBST Stocking Donner Size Regular (kuit 25-60 cm)	79668-00	1 stuk
JOBST Stocking Donner Size Large (kuit 30-65 cm)	79668-04	1 stuk



Cutimed® Acute

Super hydraterend schuim op basis van ureum 5% of 10%



UREUM

Soepele, zachte en intens gehydrateerde huid

Bindt vocht in de huid en verbetert het vermogen van de huid om vocht vast te houden.

Cutimed® Acute: de expert bij een droge huid

De 2 varianten in ureum concentraties zijn geschikt en aanbevolen tijdens compressietherapie.

5%	125 ml	Te gebruiken bij droge en geschubte huidzones – geschikt voor diabetici
10%	125 ml	Te gebruiken bij extreem droge, ruwe en geschubte huid – geschikt voor diabetici

De voordelen

- ◆ Snelle opname door de huid
- ◆ Hoge vochtinbrengende werking zonder een vetig residu achter te laten
- ◆ Wordt zeer goed verdragen door textiel zoals compressiekousen en -zwachtels

INDICATIES

COMPRESSIEKLASSE 1

- ☞ Vermoeide, pijnlijke benen
- ☞ Licht gezwollen enkels, benen en voeten
- ☞ Lichte vorm van spataderen zonder oedeemvorming
- ☞ Lichte vorm van spataderen tijdens de zwangerschap

COMPRESSIEKLASSE 2

- ☞ Vermoeide, pijnlijke benen
- ☞ Matige tot ernstige spataderen met of zonder oedeemvorming
- ☞ Matige tot ernstige spataderen tijdens de zwangerschap met of zonder oedeemvorming
- ☞ Chronisch veneuze insufficiëntie C3-C5 volgens CEAP: veneus oedeem, huidveranderingen en genezen ulcera
- ☞ Matige vorming van oedeem
- ☞ Na stripping van spataderen
- ☞ Na sclerotherapie
- ☞ Posttraumatisch en postoperatief oedeem
- ☞ Oppervlakkige tromboflebitis
- ☞ Voorkomen van terugkerende ulcera

COMPRESSIEKLASSE 3

- ☞ Ernstige spataderen met of zonder oedeemvorming
- ☞ Ernstige oedeemvorming
- ☞ Chronisch veneuze insufficiëntie C3-C6 volgens CEAP: veneus oedeem, huidveranderingen, genezen en actieve ulcera
- ☞ Voorkomen van terugkerende ulcera
- ☞ Posttrombotisch syndroom
- ☞ Oppervlakkige tromboflebitis
- ☞ Na stripping van de spataderen
- ☞ Na sclerotherapie
- ☞ Bij risico op snelle terugkomst van oedeem

CONTRA-INDICATIES

- ☞ Vergevoorderde arteriële aandoeningen inclusief ischemie
- ☞ Niet-behandelde congestieve hartinsufficiëntie
- ☞ Onbehandelde septische flebitis
- ☞ Phlegmasia coerulea dolens

In de volgende gevallen kan het dragen van therapeutische elastische kousen tot problemen leiden:

- ☞ Immobiliteit (bedlegerig); huid-infecties; exsuderende wonden; overgevoeligheid voor het materiaal en bij verminderde gevoeligheid van de extremiteiten
- ☞ Slecht passende therapeutische compressiekousen kunnen leiden tot huidnecrose, drukletsels van perifere zenuwen en diepveneuze trombose

WILT U MEER INFORMATIE?

Op www.JOBST.be kunt u een overzicht van het JOBST® assortiment vinden of neem contact op met uw vertegenwoordiger.

Ontdek nu
de eShop van
JOBST!

<https://eshop.jobst.be>



WILT U UW DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN VEREENVOUDIGEN EN UW PROCESSEN DIGITALISEREN?

De eShop van JOBST kan u daarbij helpen!



Slim patiënten beheren



Intuïtief bestellingen plaatsen voor individuele patiënten of voor uw stock



Snel en gemakkelijk herhaalbestellingen plaatsen



JOBST®,
an Essity brand

03/2024

Essity Belgium NV
Health & Medical
Berkenlaan 8b bus 3
1831 Machelen

Tel +32(0)2 766 05 05
info.be@essity.com
www.JOBST.be