

SPRIEVODCA SORTIMENTOM KOMPRESÍVNÝCH POMÔCOK PRE II. KT

ODOLÁVA GRAVITÁCIU

JOBST



PLATNOSŤ OD
1.1.2026

www.jobst.sk

PLATNOSŤ OD
1.1.2026

ÚHRADA KOMPRESÍVNÝCH POMÔCOK PRE II. KT

JOBST

Typ pančuchy	Kód ŠÚKL	Názov	Dĺžka	Farba	Špica	Veľkosť	Úhrada poisťovne €	Doplatok pacienta €	Odporúčaná cena (s DPH) €		
LÝTKOVÉ 	G2845A	OPAQUE 	bežná			V	11,60	4,77	16,37		
						VI					
						III	11,60	4,77	16,37		
						IV					
						V					
						VI					
						II					
						III					
			kratšia			IV	11,60	4,77	16,37		
						V					
					VI						
					II						
					III						
					IV						
	G2842A	ULTRASHEER 	bežná			III	11,60	6,19	17,79		
						IV					
						V					
						VI					
						II	11,60	6,19	17,79		
						III					
					IV						
					V						
					VI						
			G2833A	FORMEN EXPLORE 	bežná			1	11,60	5,71	17,31
								2			
	3										
	4										
	5										
	6										

Typ pančuchy	Kód ŠÚKL	Názov	Dĺžka	Farba	Špica	Veľkosť	Úhrada poisťovne €	Doplatok pacienta €	Odporúčaná cena (s DPH) €
--------------	----------	-------	-------	-------	-------	---------	-----------------------	------------------------	------------------------------

	G2846A	OPAQUE	bežná			III	16,15	3,61	19,76
						IV			
						V			
						VI			
				II					
				III					
				IV					
				V					
				VI					
				G2843A	ULTRASHEER	bežná			
	IV								
	V								
	VI								
		II							
		III							
		IV							
		V							
		VI							
		G2843A	ULTRASHEER			bežná			III
	IV								
V									
VI									
	II								
	III								
	IV								
	V								
	VI								

Zdravotnícke kompresívne pomôcky JOBST sú určené pre I. a II. kompresívnu triedu.

čierna


telová

karamelová

so špicou

bez špice


Rozmery kompresívnych pomôcok **JOBST®**



Lýtkové pančuchy **JOBST® Opaque** (ŠÚKL G2845A)

Lýtkové pančuchy **JOBST® Ultra Sheer** (ŠÚKL G2842A)


	II	III	IV	V	VI
cD	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
cC	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
cB1	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39
cB	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30



Stehenné pančuchy **JOBST® Opaque** (ŠÚKL G2846A)

Stehenné pančuchy **JOBST® Ultra Sheer** (ŠÚKL G2843A)

	II	III	IV	V	VI
cG	45 - 52	49 - 56	53 - 60	56 - 64	60 - 68
cD	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
cC	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
cB1	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39



Lýtkové pančuchy **JOBST® forMen Explore** (ŠÚKL G2833A)

	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30

JOBST SOFTFIT

PRE CELODENNÉ POHODLIE

Patentovaná technológia JOBST SoftFit poskytuje zvýšené pohodlie, vďaka nej môžu pacienti dodržiavať svoju kompresívnu terapiu počas celého dňa.



NOSENÉ DLHŠIE

91 % pacientov nosilo podkolenky JOBST s technológiou SoftFit viac ako 6 hodín denne – v porovnaní so 62 % pri predchádzajúcich kompresívnych pomôckach.*



POHODLNÉ

Technológia JOBST SoftFit využíva jemne vpletenú silikónovú priadzu v hornom leme podkolenky, ktorá umožňuje **spol'ahlivé, a pevné držanie** – s menším tlakom než pri tradičných horných lemoch.*



DRŽIA NA MIESTE

JOBST SoftFit **znižuje zarezávanie, skĺzavanie a potrebu neustálych úprav** – pre pohodlnejšie nosenie bez rozptyľovania.*

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na našich obchodných zástupcov.

Reprezentant	Telefónne číslo	Región
Monika Bertok Fečová	+421 902 953 145	BA, SC
Marcela Grožaj	+421 911 410 758	MA, PK, PN, SE, SI, TT
Jana Šišťíková	+421 911 999 534	HC, MT, NR, PE, TO, TR, ZC, ZH
Renáta Lukáčová	+421 903 634 926	DS, GA, KN, NZ, SA
Michal Čavojský	+421 911 013 427	BN, IL, MY, NM, PD, PU, TN
Monika Čomajová	+421 911 708 030	BY, CA, DK, KM, NO, PB, TS, ZA
Lívia Berešová	+421 911 708 010	BB, BR, LM, RA, RS, RK
Lenka Kusá	+421 903 643 285	BS, DT, KA, LC, LV, PT, VK, ZM, ZV
Martina Rečičárová	+421 911 999 531	GL, KK, LE, PP, RV, SB, SN, SL
Dana Husivargová	+421 910 730 060	BJ, HE, ML, PO, SK, SP, SV, VT
Róbert Kravec	+421 903 228 464	KE, KS, MI, SO, TV

* Múnter C. Vplyv nových kompresívnych pančúch na dodržiavanie liečby: výsledky prieskumu spokojnosti pacientov. Br J Nurs. 2015; 11. november; 24, doplnok 20:44-9 (testované na JOBST Opaque)