

Gazofix®

Rekbaar op zichzelf klevend fixatiewindsel

Eigenschappen en functies

Gazofix® is een niet-steriele, elastische fixatiewindsel met korte rek, geschikt voor het fixeren van wondverbanden en het bieden van lichte compressie of ondersteuning. Het windsel is gemaakt van een katoen-viscosemix met polyamide en is voorzien van een latexvrije cohesieve coating, waardoor het op zichzelf hecht zonder de huid te belasten. Dankzij de los geweven structuur heeft Gazofix een antislip karakter en blijft het goed op zijn plaats.

Het materiaal is elastisch, wat een snelle en eenvoudige applicatie mogelijk maakt en bijdraagt aan het bieden van lichte compressie of ondersteuning. Bovendien is het luchtdoorlatend en daardoor comfortabel om te dragen. Gazofix wordt afzonderlijk verpakt in cellofaan.

Toepassingen

- Fixatie van wondverbanden aan extremiteiten
- Lichte steun- en compressietoepassingen, specifiek voor tenen en vingers
- Gebruik bij patiënten met een gevoelige huid dankzij de cohesieve (niet-klevende) eigenschappen
- Fixatie van verbanden en spalken
- Antislip onderlaag bij compressieverbanden of tape
- Bevestiging van polstermateriaal
- Beschermend verband bij gips-, zinkgel- en tapeverbanden
- Ondersteuning bij verstuikingen en verrekkingen



Assortiment

Gazofix®					
Omschrijving	Artikelnummer	Kleur	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
4 m x 4 cm	02935-01	beige	10	16 x 10 (160)	16370708
4 m x 6 cm	02936-01	beige	10	12 x 10 (120)	16370716
4 m x 8 cm	02937-01	beige	10	24 x 10 (240)	16370724
4 m x 10 cm	02938-01	beige	10	24 x 10 (240)	16370732
20 m x 4 cm	46640-01	beige	1	24 x 1 (24)	16370740
20 m x 6 cm	46641-01	beige	1	24 x 1 (24)	16370759
20 m x 8 cm	46642-01	beige	1	24 x 1 (24)	16370767
20 m x 10 cm	46643-01	beige	1	24 x 1 (24)	16370775
20 m x 8 cm	47329-01	blauw	1	24 x 1 (24)	16784286