



JOBST®


BAS DE COMPRESSION

POUR PHARMACIES

RIEN NE TE RETIENT



ULTRASHEER | OPAQUE | MATERNITY | STYLE | SPORT | FORMEN AMBITION | ACCESSOIRES



**TROUVEZ LE BON CODE CNK GRÂCE À NOTRE
OUTIL PRATIQUE DE RECHERCHE DE PRODUITS !**



DÉCOUVREZ-LE MAINTENANT SUR
WWW.JOBSTPHARMA.BE

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	4
JOBST® ULTRASHEER	6
JOBST® OPAQUE	8
JOBST® MATERNITY	10
JOBST® STYLE	16
JOBST® SPORT	17
JOBST® FORMEN AMBITION	18
ACCESSOIRES JOBST®	20
INDICATIONS	23

AVANT-PROPOS

BAS DE COMPRESSION THÉRAPEUTIQUES JOBST®

Dans cette brochure, vous trouverez la gamme de bas en tricot circulaire pour pharmacies. Cette gamme est adaptée aux besoins des patients qui se présentent chez vous pour un traitement par compression.

CONFORT

Les bas de compression thérapeutiques JOBST sont conçus de manière à rester confortables tout au long de la journée. JOBST utilise des fibres durables et douces qui sont légères et évacuent la transpiration.

SANTÉ

Les bas de compression JOBST favorisent la circulation sanguine et sont dès lors spécialement confectionnés pour soulager les jambes fatiguées et douloureuses. Grâce à la compression dégressive graduelle exercée sur les jambes, ils conviennent parfaitement pour accompagner un traitement des troubles veineux. Les bas JOBST garantissent un traitement efficace, sans sacrifier le confort et l'élégance.

ÉLÉGANCE

Les bas de compression thérapeutique JOBST renforcent vos jambes et épousent leurs formes. JOBST offre un large choix de bas de compression élégants pour toutes les occasions.



UN CONFORT OPTIMAL GRÂCE À LA TECHNOLOGIE SOFTFIT

DISPONIBLE DANS LES MODÈLES JOBST® ULTRASHEER ET JOBST® OPAQUE

L'efficacité d'un traitement par compression ne dépend pas uniquement de la compression graduelle qu'exercent les bas, mais aussi du respect du traitement par le patient. Le confort pour les patients est dès lors d'une importance cruciale pour la réussite du traitement par compression. Néanmoins, de nombreux bas peuvent serrer au niveau du bord. C'est la raison pour laquelle JOBST a développé la technologie SoftFit. Cette technologie innovante améliore le confort grâce au fil tricoté dans la bande de maintien qui laisse le bas en place et épouse la peau tout en douceur.

TECHNOLOGIE SOFTFIT

FINI L'EFFET GARROT, FINIS LES BAS QUI TOMBENT

COMPRESSION 100% GRADUELLE

La technologie SoftFit réduit la pression au niveau du bord du bas et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.



CLINIQUEMENT PROUVÉ


CONFORT AMÉLIORÉ

La technologie SoftFit permet aux patients de bénéficier d'un confort accru.

JOBST® ULTRASHEER ♀

LE BAS DE COMPRESSION EN TOUTE ÉLÉGANCE

JOBST UltraSheer offre à vos patientes une compression dégressive associée à un modèle élégant et très confortable. Grâce aux fils torsadés et au talon renforcé, JOBST UltraSheer convient pour une utilisation de longue durée. Le résultat: un traitement mieux respecté et une amélioration pour les patientes et leurs jambes.



Ultra-transparent avec une grande élasticité pour des jambes magnifiques tout en élégance



Associé à l'exceptionnelle gestion de l'humidité assurée par le JOBST Advanced Comfort, le fil doux et respirant garantit un confort optimal



L'aspect brillant offre un choix pour chaque occasion, particulièrement les tenues de ville ou les tenues de gala

CLASSE DE COMPRESSION

CCL 1 : 18 - 21 mmHg

CCL 2 : 23 - 32 mmHg

COULEURS

Natural


Caramel

Black

BANDE DE MAINTIEN



SoftFit disponible pour le bas genou



Trame à picots (dot)



JOBST® ULTRASHEER

JOBST UltraSheer offre aux patientes des bas thérapeutiques qui allient compression graduelle, confort et élégance. Le résultat : une meilleure compliance et un meilleur résultat pour les patientes et leurs jambes.

JOBST® Advanced Comfort

Le modèle JOBST UltraSheer bénéficie de la technologie JOBST Advanced Comfort. L'exceptionnelle gestion de l'humidité au niveau de la peau garantit un grand confort.




Technologie SoftFit

FINI L'EFFET GARROT, FINIS LES BAS QUI TOMBENT


Cette véritable révolution dans les bas de compression réduit la pression au niveau de la bande de maintien et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.



MODÈLES



TABEAU DES TAILLES



Point de mesure	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cT*	≤ 80 cm		≤ 90 cm		≤ 90 cm		≤ 110 cm		≤ 110 cm		≤ 120 cm	
cH*	≤ 95 cm		≤ 105 cm		≤ 105 cm		≤ 125 cm		≤ 125 cm		≤ 135 cm	
cG	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Longueur D

ℓD petite: 34 - 39 cm

ℓD regular: 39 - 45 cm

Longueur G

ℓG petite: 60 - 69 cm

ℓG regular: 70 - 80 cm

Longueur K (pour panty)

ℓK petite: 65 - 75 cm

ℓK regular: 75 - 85 cm

Mesures en cm

* Lorsque cH et/ou cT sont plus grands que la circonférence mentionnée ci-dessus, choisissez un panty avec une culotte Maxi.

JOBST® OPAQUE ♀♂

LE BAS DE COMPRESSION CONFORTABLE AU QUOTIDIEN

JOBST Opaque est un bas sans couture très confortable à compression dégressive. Le fil spécial Nilit Aquarius et la technique de tissage innovante permettent d'enfiler les bas très facilement, et les rendent plus doux que jamais. Il s'agit en outre d'un bas solide et durable à porter chaque jour.



Dissimule les imperfections

Dissimule les petites imperfections et est disponible dans des couleurs élégantes faciles à associer



Gestion de l'humidité

L'humidité est évacuée efficacement grâce au JOBST Advanced Comfort, qui aide à garder les pieds au sec



Doux au toucher

Plus soyeux que jamais, grâce à une combinaison de fils doux à base de 60% de polyamide et de 40% d'élasthanne

CLASSE DE COMPRESSION

CCL 1 : 18 - 21 mmHg

CCL 2 : 23 - 32 mmHg

COULEURS

Natural

Caramel

Black


BANDE DE MAINTIEN



SoftFit disponible pour le bas genou (AD)



Pois de silicone (Dot)



JOBST® OPAQUE

JOBST Opaque offre aux patients des bas thérapeutiques qui allient compression graduelle, confort et élégance. Le résultat : une meilleure compliance et un meilleur résultat pour les patients et leurs jambes.

JOBST® Advanced Comfort

Le modèle JOBST Opaque bénéficie de la technologie JOBST Advanced Comfort. L'exceptionnelle gestion de l'humidité au niveau de la peau garantit un grand confort.



Technologie SoftFit

FINI L'EFFET GARROT, FINIS LES BAS QUI TOMBENT

Cette véritable révolution dans les bas de compression réduit la pression au niveau de la bande de maintien et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.



MODÈLES



AD
Bas genou
(pied fermé)



AD
Bas genou
(pied ouvert)



AG
Bas cuisse
(pied fermé)




AG
Bas cuisse
(pied ouvert)



AT
Panty
(pied fermé)



TABEAU DES TAILLES



Point de mesure	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cT*	≤ 80 cm		≤ 90 cm		≤ 90 cm		≤ 110 cm		≤ 110 cm		≤ 120 cm	
cH*	≤ 95 cm		≤ 105 cm		≤ 105 cm		≤ 125 cm		≤ 125 cm		≤ 135 cm	
cG	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Longueur D

lD petite: 34 - 39 cm

lD regular: 39 - 45 cm

Longueur G

lG petite: 60 - 69 cm

lG regular: 70 - 80 cm

Longueur K (pour panty)

lK petite: 65 - 75 cm

lK regular: 75 - 85 cm

Mesures en cm

* Lorsque cH et/ou cT sont plus grands que la circonférence mentionnée ci-dessus, choisissez un panty avec une culotte Maxi.

JOBST® MATERNITY OPAQUE ♀

UNE SENSATION DE LÉGÈRETÉ PENDANT LA GROSSESSE

Pendant la grossesse, le corps subit des changements hormonaux qui peuvent avoir différentes conséquences. La tension artérielle et le volume sanguin augmentent pour nourrir le bébé en pleine croissance, ce qui peut également faire apparaître des symptômes tels que des jambes douloureuses, des chevilles gonflées, et qui accroît le risque de varices. Il n'y a là rien d'anormal pendant la grossesse, mais ces changements peuvent être douloureux et avoir une influence sur la vie de tous les jours (par exemple, lorsqu'on ne parvient plus à rentrer dans ses chaussures). À cette période de la vie, vos jambes méritent davantage d'attention et de soin. JOBST Maternity permettra à vos clientes enceintes de se sentir plus légères pendant cette période de la vie.




Le mélange de fils doux est conçu pour une sensation confortable sur toutes les peaux.



Des fils spéciaux évacuent l'humidité et aident à garder vos pieds au sec.



La ventilation et la gestion de l'humidité optimales aident à garder les pieds au sec.



La pièce abdominale SoftFlex assure une compression adaptée à la croissance du ventre sans sacrifier le confort. Cette zone extensible spécifique épouse la peau sensible autour de la taille.

CLASSE DE COMPRESSION

CCL 1 : 18 - 21 mmHg

CCL 2 : 23 - 32 mmHg


COULEURS

Caramel

Black

Navy

BANDE DE MAINTIEN



Bord tricoté zig-zag AT



SPÉCIALEMENT CONÇU POUR UNE MEILLEURE CIRCULATION DE L'AIR

Par cette zone de ventilation unique, nous souhaitons offrir une sensation de confort et de fraîcheur accrue. La qualité éprouvée de JOBST Opaque est encore améliorée grâce à la zone de ventilation intégrée pour une circulation optimale de l'air.

Nous avons placé judicieusement la zone de ventilation sous le creux entre les orteils et la pointe du pied afin de garantir une circulation de l'air encore meilleure.



MODÈLE



AT-MAT
Panty
(pied fermé)



TABLEAU DES TAILLES


Taille	I	II	III	IV	V	VI
cG	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81
cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
cB1	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30

Longueur K

ℓK petite: 65 - 75 cm

ℓK regular: 75 - 85 cm

Mesures en cm





Pour prodiguer à vos clientes enceintes des informations correctes sur le traitement compressif pendant la grossesse, nous avons conçu une brochure sur mesure. Outre les principes de base du traitement compressif, nous leur donnons également quelques conseils pour soulager le ventre et le dos. Un corps sain permet une grossesse saine.

POURQUOI UTILISER DES BAS DE COMPRESSION PENDANT LA GROSSESSE ?

- ☞ Jambes et pieds moins gonflés
- ☞ Soulagement des jambes douloureuses
- ☞ Soulagement des jambes lourdes et fatiguées
- ☞ Moins de nausées et de vertiges



**DEMANDEZ LA BROCHURE PATIENTS
À VOTRE REPRÉSENTANT ESSITY !**

JOBST® MATERNITY ♀

DES PRODUITS DE SOUTIEN POUR LA GROSSESSE

Un concept global de produits
qui s'adaptent à tous les
stades de la grossesse.

JOBST® MATERNITY SUPPORT BELT

Soutient le ventre et le dos à un stade avancé
de la grossesse tout en restant pratiquement
invisible sous des vêtements ordinaires.

Grâce à la fermeture velcro
modulaire, la ceinture peut
être **adaptée en permanence**
à l'évolution du ventre au
cours des derniers mois de
la grossesse



Réglable

Conçue pour **rester discret**
sous les vêtements et
peut être combinée
avec n'importe quelle tenue



Modèle
discret

Le nouveau design de la
ceinture est spécialement
conçu pour les femmes
enceintes afin de **garantir**
une coupe optimale



Ajustement
anatomique


JOBST® MATERNITY BELLY BAND

Dès les premiers signes de grossesse et jusqu'au milieu du troisième trimestre, le bandeau abdominal JOBST Maternity soutient la taille et le bas du dos.



JOBST® MATERNITY POSTNATAL TUBE

Dès les premières semaines après l'accouchement, le JOBST Maternity Postnatal Tube assure un gainage discret. Soutient le ventre et le bas du dos.



COULEURS



Rose

White*

Black*

* Coloris uniquement disponibles pour le Belly Band et le Postnatal Tube

Le Belly Band et le Postnatal tube seront retirés de notre gamme à partir du 1er juin 2024.

SUPPORT BELT (HANCHES)

Taille	Rose
S	4310-280
M	4310-298
L	4310-306
XL	4310-314

BELLY BAND (HANCHES)


Taille	Rose	White	Black
S	4310-322	4310-405	4310-363
M	4310-330	4310-413	4310-371
L	4310-348	4310-421	4310-389
XL	4310-355	4310-439	4310-397

POSTNATAL TUBE (TAILLE)

Taille	Rose	White	Black
S	4310-447	4310-520	4310-488
M	4310-454	4310-538	4310-496
L	4310-462	4310-546	4310-504
XL	4310-470	4310-553	4310-512


TABLEAU DES TAILLES

	S	M	L	XL
Support Belt (Hanches)	80 - 90 cm	90 - 100 cm	100 - 110 cm	110 - 130 cm
Belly Band (Hanches)	80 - 110 cm	100 - 120 cm	110 - 130 cm	120 - 140 cm
Postnatal Tube (Taille)	56 - 76 cm	76 - 88 cm	88 - 99 cm	99 - 110 cm



LES BAS DE COMPRESSION DÉCONTRACTÉS DOTÉS D'UN MOTIF TENDANCE


JOBST Casual Pattern garantit un grand confort sans sacrifier le quotidien de vos patients. Ces bas de compression affichent un attrayant motif à carreaux, créé grâce à une technique de tricot unique. Le tissu doux et respirant est disponible dans trois couleurs tendance et offre à vos patients une alternative sympa aux bas de compression classiques.



Confortable tout au long de la journée grâce à une teneur élevée en coton



Un mélange de fils doux et un bord agréable pour plus de confort



Perméable à l'air pour un meilleur respect du traitement

CLASSE DE COMPRESSION

CCL 1 : 15 - 20 mmHg


CCL 2 : 20 - 30 mmHg

MODÈLE




AD
Bas genou
(pied fermé)


COULEURS



Pink






Blue



Grey

TABLEAU DES TAILLES

	Taille	Cheville	Mollet
		 cB - la plus petite circonférence au-dessus de la cheville	 cC - la plus grande circonférence du mollet
	S	18 - 21 cm	28 - 38 cm
	M	21 - 25 cm	30 - 42 cm
	L	25 - 29 cm	32 - 46 cm
	XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm
	Tailles spéciales		
	L-FC	25 - 30 cm	46 - 61 cm
	XL-FC	30 - 36 cm	46 - 61 cm



LE BAS DE COMPRESSION ATHLÉTIQUE

JOBST Sport offre un traitement par compression efficace sous la forme d'un bas spécifique pour les athlètes. Ce bas de compression unisexe ressemble à un bas classique pour le sport. Le fil spécial utilisé en fait un bas extrêmement doux et facile à enfiler.



Zone de support

Les coussinets anatomiques au niveau du talon et de la plante du pied assurent un confort optimal pendant les activités sportives



Contrôle des odeurs

Gestion efficace des odeurs grâce aux fibres contenant du charbon actif



Gestion de l'humidité

Une technologie spéciale reposant sur des microfibres élimine l'humidité pour garder les pieds au frais et au sec

CLASSE DE COMPRESSION

CCL 1 : 15 - 20 mmHg


CCL 2 : 20 - 30 mmHg

MODÈLE




AD
Bas genou
(pied fermé)


COULEURS



Pink/grey



Royal blue/
grey



Black/
cool black

TABLEAU DES TAILLES



Taille	Cheville	Mollet
	<p>cB la plus petite circonférence au-dessus de la cheville</p>	<p>cC la plus grande circonférence du mollet</p>
S	18 - 21 cm	28 - 38 cm
M	21 - 25 cm	30 - 42 cm
L	25 - 29 cm	32 - 46 cm
XL	29 - 33 cm	34 - 50 cm



JOBST® FORMEN AMBITION ♂

LES BAS DE COMPRESSION TENDANCE POUR LES HOMMES


JOBST ForMen Ambition offre la combinaison parfaite de style et d'efficacité thérapeutique sans compromettre le confort. Ce bas de compression très confortable est idéal pour les hommes qui restent debout ou assis pendant de longues périodes.



Le tissu respirant permet de garder les pieds au sec grâce à une évaporation accélérée



Grâce à une technologie spéciale à base de charbon actif, l'humidité est rapidement évacuée de la peau et les pieds restent bien frais pendant toute la journée



La grande proportion de coton dans le tissu confère au bas un toucher naturel et limite les risques d'irritation de la peau

COULEURS



Black



Navy

CLASSE DE COMPRESSION

CCL 1 : 18 - 21 mmHg

CCL 2 : 23 - 32 mmHg

MODÈLE



AD
Bas genou
(pied fermé)



TABLEAU DES TAILLES



Taille/Point de mesure	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

ℓD regular: 39 - 45 cm
ℓD long: 45 - 51 cm

Mesures en cm



BAS DE COMPRESSION FACILES À ENFILER ET À RETIRER



SCANNEZ LES CODES QR POUR REGARDER LES VIDÉOS.



AD
Bas genou
pied ouvert



Enfiler



AD
Bas genou
pied fermé



Enfiler



AG
Bas cuisse
pied fermé



Enfiler



AT
Panty
pied fermé



Enfiler



Retirer



Retirer



Retirer

ACCESSOIRES JOBST®

JOBST® GRIP GLOVES

Gants avec surface antidérapante pour l'enfilage et le retrait aisé des bas de compression.

- Confèrent une meilleure adhérence
- Aident à éviter les dommages causés par les ongles ou les bijoux
- Aident à répartir le bas de manière uniforme sur le membre

Attention: ce produit contient du caoutchouc naturel (latex) naturel et peut entraîner des réactions allergiques.

Produits	Code CNK	Nombre de produits
JOBST Donning Glove XS	4655-023	1 paire
JOBST Donning Glove S	4655-114	1 paire
JOBST Donning Glove M	4655-031	1 paire
JOBST Donning Glove L	4655-049	1 paire
JOBST Donning Glove XL	4655-056	1 paire



JOBST® ADHÉSIF À BILLE

Adhésif cutané pour fixer les bas de compression, les bandages, les vêtements ou les perruques.

- Doux pour la peau et adapté à un usage quotidien
- Testé dermatologiquement, ne contient ni colorants ni parfums et est hypoallergénique
- Ne laisse pas de taches
- Hydrosoluble et s'enlève sans laisser de résidus
- Végan

Produits	Code CNK	Nombre de produits
JOBST Roll-on Adhesive (60 ml)	4655-015	1 pièce





Cutimed® Acute

Mousse hyper hydratante à base de 5 % ou 10 % d'urée



URÉE

Une peau souple, douce et intensément hydratée

Fixe l'humidité dans la peau et améliore sa capacité à la retenir.

Cutimed® Acute : l'expert pour les peaux sèches

Les 2 différentes concentrations d'urée peuvent convenir et sont recommandées pendant un traitement par compression.

5% 125 ml CNK. 2620-540

À utiliser sur les zones sèches et écailleuses de la peau - convient pour les pieds diabétiques

10% 125 ml CNK. 2620-557

À utiliser sur une peau extrêmement sèche, rêche et écailleuse - convient pour les pieds diabétiques

Les avantages

- ◆ Absorption rapide par la peau
- ◆ Capacité hydratante élevée sans résidu gras
- ◆ Très bien supportée par le textile (p.ex. : les bas de compression)

 **Cutimed®**
Your Power to Heal

Indications

CLASSE DE COMPRESSION 1

- ✎ Jambes fatiguées, douloureuses
- ✎ Chevilles, jambes et pieds légèrement gonflés
- ✎ Varices légères sans formation d'œdème
- ✎ Varices légères pendant la grossesse
- ✎ Prévention du syndrome post-thrombotique

CLASSE DE COMPRESSION 2

- ✎ Jambes fatiguées, douloureuses
- ✎ Varices modérées à sévères
- ✎ Varices modérées à sévères pendant la grossesse
- ✎ Premiers signes du syndrome post-thrombotique
- ✎ Après un stripping de varices
- ✎ Après une sclérothérapie
- ✎ Œdème post-traumatique et postopératoire
- ✎ Prédisposition aux œdèmes
- ✎ Thrombophlébite superficielle
- ✎ Prévention d'ulcères récidivants

CLASSE DE COMPRESSION 3

- ✎ Ulcères veineux actifs
- ✎ Prévention des ulcères veineux récidivants
- ✎ Formation d'œdèmes sévères

CONTRE-INDICATIONS

- ✎ Ischémie (p. ex. affections artérielles à un stade avancé)
- ✎ Insuffisance cardiaque congestive non traitée
- ✎ Phlébite septique non traitée ; phlegmasia coerulea dolens

Dans les cas suivants, le port des bas compression thérapeutiques peut causer des problèmes :

- ✎ Immobilité (alitement) ; infections cutanées ; plaies exsudatives ; hypersensibilité à la matière et diminution de la sensibilité au niveau des extrémités (p. ex. en cas de diabète Mellitus). Des bas de compression thérapeutiques mal adaptés peuvent entraîner une nécrose de la peau, une atteinte des nerfs périphériques due à la compression et une thrombose veineuse profonde.

VOUS SOUHAITEZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS ?

Sur www.JOBST.be vous pourrez retrouver un aperçu de la gamme JOBST ou prendre contact avec le représentant de votre région.



TROUVEZ FACILEMENT LE BON CODE CNK GRÂCE À NOTRE OUTIL DE RECHERCHE DE PRODUITS!



DÉCOUVREZ-LE MAINTENANT SUR
WWW.JOBSTPHARMA.BE

JOBST_RAL Pharmacie_FR
Essity Belgium NV
Jobst brochure RAL Pharmacie_FR
VERPAKKINGSHOEVEELHEID: 10



JOBST®,
an Essity brand

03/2024

Essity Belgium NV
Health & Medical
Berkenlaan 8b bte 3
1831 Machelen

Tél +32(0)2 766 05 05
info.be@essity.com
www.JOBST.be