




# DES BAS DE COMPRESSION QUI FACILITENT LA VIE

ULTRASHEER | MATERNITY | OPAQUE | CLASSIC | STYLE | SPORT |  
ULCERCARE | FORMEN EXPLORE | FORMEN AMBITION | ACCESSOIRES

JOBST

RIEN NE TE RETIENT







# TABLE DES MATIÈRES

<b>AVANT-PROPOS</b>	<b>4</b>
<b>JOBST® ULTRASHEER</b>	<b>6</b>
<b>JOBST® MATERNITY OPAQUE</b>	<b>8</b>
<b>JOBST® MATERNITY</b>	<b>10</b>
<b>JOBST® OPAQUE</b>	<b>12</b>
<b>JOBST® CLASSIC</b>	<b>14</b>
<b>JOBST® STYLE</b>	<b>16</b>
<b>JOBST® SPORT</b>	<b>17</b>
<b>JOBST® ULCERCARE</b>	<b>18</b>
<b>JOBST® FORMEN EXPLORE</b>	<b>20</b>
<b>JOBST® FORMEN AMBITION</b>	<b>22</b>
<b>ACCESSOIRES JOBST®</b>	<b>24</b>
<b>INDICATIONS</b>	<b>27</b>



# AVANT-PROPOS

## **BAS DE COMPRESSION THÉRAPEUTIQUES JOBST®**

Dans cette brochure, vous trouverez la gamme de bas en tricot rond pour pharmacies. Cette gamme est adaptée aux besoins des patients qui se présentent chez vous pour un traitement par compression.

### **CONFORT**

Les bas de compression thérapeutiques JOBST sont conçus de manière à rester tout aussi confortables à la fin de la journée qu'au moment où vous les enfilez. JOBST utilise des fibres durables et douces qui, de plus, sont légères et évacuent la transpiration.

### **SANTÉ**

Les bas de compression JOBST favorisent la circulation sanguine et sont dès lors spécialement conçus pour soulager les jambes fatiguées et douloureuses. Grâce à la compression dégressive graduelle exercée sur les jambes, ils conviennent parfaitement pour accompagner un traitement des troubles veineux. Les bas JOBST garantissent un traitement efficace, sans sacrifier le confort et l'élégance.

### **ÉLÉGANCE**

Les bas de compression thérapeutique JOBST renforcent vos jambes et épousent leurs formes. JOBST offre un large choix de bas de compression élégants pour toutes les occasions.





## UN CONFORT OPTIMAL GRÂCE À LA **TECHNOLOGIE SOFTFIT**

**DISPONIBLE DANS LES MODÈLES JOBST® ULTRASHEER ET JOBST® OPAQUE**

L'efficacité d'un traitement par compression ne dépend pas uniquement de la compression graduelle qu'exercent les bas, mais aussi du respect du traitement par le patient. Le confort pour les patients est dès lors d'une importance cruciale pour la réussite du traitement par compression. Néanmoins, de nombreux bas peuvent serrer au niveau du bord. C'est la raison pour laquelle JOBST a imaginé la technologie SoftFit. Cette technologie innovante améliore le confort grâce au fil tricoté qui maintient les bas en place et épouse la peau tout en douceur.

### **TECHNOLOGIE SOFTFIT**

**FINI LES BAS QUI SERRENT AU NIVEAU DU BORD, FINI LES BAS QUI TOMBENT**

**COMPRESSION  
100% GRADUELLE**

**La technologie SoftFit** réduit la pression au niveau du bord du bas et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.



CLINIQUEMENT PROUVÉ

**CONFORT AMÉLIORÉ**


**La technologie SoftFit** permet aux patients d'apprécier un confort accru.




# JOBST® ULTRASHEER ♀

## LE BAS DE COMPRESSION EN TOUTE ÉLÉGANCE

JOBST UltraSheer offre à vos patientes une compression dégressive associée à un modèle élégant et très confortable. Grâce aux fils guipés et au talon renforcé, JOBST UltraSheer convient pour une utilisation prolongée. Le résultat: un plus grand respect du traitement et une amélioration pour les patientes et leurs jambes.



Ultra-transparent avec une grande élasticité pour des jambes magnifiques tout en élégance



Associé à l'exceptionnelle gestion de l'humidité assurée par le JOBST Advanced Comfort, le fil doux et respirant garantit un confort optimal



L'aspect satiné offrent une solution pour chaque occasion, spécialement les tenues d'affaires et de soirée

### CLASSES DE COMPRESSION

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg

### COULEURS

Natural	Golden Beige	Caramel
Tan	Bronze	Espresso
Cranberry	Navy	Anthracite
		Black

De nouvelles couleurs tendance sont disponibles chaque année, demandez à votre interlocuteur JOBST !


### BANDE DE MAINTIEN





SoftFit disponible pour le bas genou (AD) / Sensitive disponible pour le bas cuisse (AG)



Trame à picots (dot)



Bord avec bandes de silicone (dentelle)



## JOBST® ULTRASHEER

JOBST UltraSheer offre aux patientes des bas thérapeutiques qui allient compression graduelle, confort et élégance. Le résultat : un plus grand respect du traitement et un meilleur résultat pour les patientes et leurs jambes.

### JOBST® Advanced Comfort

Le modèle JOBST UltraSheer bénéficie de la technologie JOBST Advanced Comfort. L'exceptionnelle gestion de l'humidité au niveau de la peau garantit un grand confort.



### Technologie SoftFit

**FINI LES BAS QUI SERRENT AU NIVEAU DU BORD, FINI LES BAS QUI TOMBENT**

Cette véritable révolution dans les bas de compression réduit la pression au niveau du bord du bas et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.





## MODÈLES



**AD**  
Bas genou  
(pied fermé)



**AD**  
Bas genou  
(pied ouvert)



**AG**  
Bas cuisse  
(pied fermé)



**AG**  
Bas cuisse  
(pied ouvert)




**AT**  
Panty  
(pied fermé)



**AT**  
Panty  
(pied ouvert)



## TABLEAU DES TAILLES



Point de mesure	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cT*	≤ 80 cm		≤ 90 cm		≤ 90 cm		≤ 110 cm		≤ 110 cm		≤ 120 cm	
cH*	≤ 95 cm		≤ 105 cm		≤ 105 cm		≤ 125 cm		≤ 125 cm		≤ 135 cm	
<b>cG</b>	<b>43-48</b>	<b>49-57</b>	<b>45-52</b>	<b>53-62</b>	<b>49-56</b>	<b>57-67</b>	<b>53-60</b>	<b>61-72</b>	<b>56-64</b>	<b>65-77</b>	<b>60-68</b>	<b>69-81</b>
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
<b>cC</b>	<b>28 - 34</b>		<b>30 - 37</b>		<b>33 - 40</b>		<b>35 - 43</b>		<b>37 - 46</b>		<b>39 - 49</b>	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
<b>cB</b>	<b>18 - 20</b>		<b>20 - 22</b>		<b>22 - 24</b>		<b>24 - 26</b>		<b>26 - 28</b>		<b>28 - 30</b>	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

**Longueur D (genou)**

ℓD petite: 34 - 39 cm

ℓD regular: 39 - 45 cm

**Longueur G (cuisse)**

ℓG petite: 60 - 69 cm

ℓG regular: 70 - 80 cm

**Longueur K (panty)**

ℓK petite: 65 - 75 cm

ℓK regular: 75 - 85 cm

Les tailles sont en cm

\* Lorsque cH et/ou cT sont plus grands que la circonférence mentionnée ci-dessus, choisissez un panty avec une culotte Maxi.



# JOBST® MATERNITY OPAQUE ♀

## UNE SENSATION DE LÉGÈRETÉ PENDANT LA GROSSESSE

Pendant la grossesse, le corps subit des changements hormonaux qui peuvent avoir différentes conséquences. La tension artérielle et le volume sanguin augmentent pour nourrir le bébé en pleine croissance, ce qui peut également faire apparaître des symptômes tels que des jambes douloureuses, des chevilles gonflées, et qui accroît le risque de varices. Il n'y a là rien d'anormal pendant la grossesse, mais ces changements peuvent être douloureux et avoir une influence sur la vie de tous les jours (par exemple, lorsqu'on ne parvient plus à rentrer dans ses chaussures). À cette période de la vie, vos jambes méritent davantage d'attention et de soin. Grâce aux bas de compression JOBST Maternity, vous vous sentirez directement plus légère.




Le mélange de fils doux est conçu pour une sensation confortable sur toutes les peaux.



Des fils spéciaux évacuent l'humidité et aident à garder vos pieds au sec.



La ventilation et la gestion de l'humidité optimales aident à garder les pieds au sec.



La pièce abdominale SoftFlex assure une compression adaptée à la croissance du ventre sans sacrifier le confort. Cette zone extensible spécifique épouse la peau sensible autour de la taille.

### CLASSES DE COMPRESSION

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg

### COULEURS

Caramel		Black	
Anthracite	Navy	Cranberry	



## SPÉCIALEMENT CONÇU POUR UNE MEILLEURE CIRCULATION DE L'AIR

Par cette zone de ventilation unique, nous souhaitons offrir une sensation de confort et de fraîcheur accrue. La qualité éprouvée de JOBST Opaque est encore améliorée grâce à la zone de ventilation intégrée pour une circulation optimale de l'air.

Nous avons placé la zone de ventilation judicieusement sous le creux entre les orteils et la pointe du pied afin de garantir une circulation de l'air encore meilleure.





## MODÈLES



**AT-MAT**  
Panty  
(pied fermé)



**AT**  
Panty  
(pied ouvert)




## ASSORTIMENT

Modèle	Classe de compression	Pied	Culotte
AT-MAT	1 - 2	Pied ouvert + pied fermé	Pièce abdominale SoftFlex

## TABLEAU DES TAILLES

Point de mesure	I	II	III	IV	V	VI
cG	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81
cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
cB1	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30



### Longueur K

ℓK petite: 65 - 75 cm

ℓK regular: 75 - 85 cm

Les tailles sont en cm

# JOBST® MATERNITY ♀

DES PRODUITS DE SOUTIEN  
POUR LA GROSSESSE

Un concept global de produits  
qui s'adaptent à tous les  
stades de la grossesse.

## JOBST® MATERNITY SUPPORT BELT

Soutient le ventre et le dos à un stade avancé  
de la grossesse tout en restant pratiquement  
invisible sous des vêtements ordinaires.

Grâce à la fermeture velcro  
modulaire, la ceinture peut  
être **adaptée en permanence**  
à l'évolution du ventre au  
cours des derniers mois de  
la grossesse



Réglable

Conçu pour **rester discret**  
**sous les vêtements** et  
peut être combiné  
avec n'importe quelle tenue



Modèle  
discret

Le nouveau design de la  
ceinture est spécialement  
conçu pour les femmes  
enceintes afin de **garantir**  
**une coupe optimale**



Ajustement  
anatomique




## JOBST® MATERNITY BELLY BAND

Dès les premiers signes de grossesse et jusqu'au milieu du troisième trimestre, le bandeau abdominal JOBST Maternity soutient la taille et le bas du dos.



## JOBST® MATERNITY POSTNATAL TUBE

Dès les premières semaines après l'accouchement, le JOBST Maternity Postnatal Tube assure un gainage discret. Soutient le ventre et le bas du dos.



### COULEURS



Rose

White\*

Black\*

\* Coloris uniquement disponibles pour le Belly Band et le Postnatal Tube

Le Belly Band et le Postnatal tube seront retirés de notre gamme à partir du 1er juin 2024.

### SUPPORT BELT (HANCHE)

Taille	Rose
S	7643500
M	7643501
L	7643502
XL	7643503

### BELLY BAND (HANCHE)


Taille	Rose	White	Black
S	7643600	7643620	7643610
M	7643601	7643621	7643611
L	7643602	7643622	7643612
XL	7643603	7643623	7643613

### POSTNATAL TUBE (TAILLE)

Taille	Rose	White	Black
S	7643700	7643720	7643710
M	7643701	7643721	7643711
L	7643702	7643722	7643712
XL	7643703	7643723	7343713

### TABLEAU DES TAILLES

	S	M	L	XL
Support Belt (Hanche)	80 - 90 cm	90 - 100 cm	100 - 110 cm	110 - 130 cm
Belly Band (Hanche)	80 - 110 cm	100 - 120 cm	110 - 130 cm	120 - 140 cm
Postnatal Tube (Taille)	56 - 76 cm	76 - 88 cm	88 - 99 cm	99 - 110 cm



# JOBST® OPAQUE ♀♂

## LE BAS DE COMPRESSION CONFORTABLE POUR TOUS LES JOURS

JOBST Opaque est un bas sans couture très confortable à compression dégressive. Le fil spécial Nilit Aquarius et la technique de tissage innovante permettent d'enfiler les bas très facilement, et les rendent plus doux que jamais. Il s'agit en outre d'un bas solide et durable à porter au quotidien.



Dissimule les imperfections

Dissimule les petites imperfections et est disponible dans des couleurs élégantes faciles à associer



Gestion de l'humidité

L'humidité est évacuée efficacement grâce au JOBST Advanced Comfort, qui aide à garder les pieds au sec



Doux au toucher

Plus soyeux que jamais, grâce à une combinaison de fils doux à base de 60% de polyamide et de 40% d'élasthanne

### CLASSES DE COMPRESSION

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg

### COULEURS

Natural	Golden Beige	Caramel	
Tan	Bronze	Espresso	
Cranberry	Navy	Anthracite	Black

De nouvelles couleurs tendance sont disponibles chaque année, demandez à votre interlocuteur JOBST !

### BANDE DE MAINTIEN





SoftFit disponible pour le bas genou (AD) / Sensitive disponible pour le bas cuisse (AG)



Pois de silicone (Dot)



Bord avec bandes de silicone (dentelle)



## JOBST® OPAQUE

JOBST Opaque offre aux patientes des bas thérapeutiques qui allient compression graduelle, confort et élégance. Le résultat: un plus grand respect du traitement et un meilleur résultat pour les patientes et leurs jambes.

### JOBST® Advanced Comfort

Le modèle JOBST Opaque bénéficie de la technologie JOBST Advanced Comfort. L'exceptionnelle gestion de l'humidité au niveau de la peau garantit un grand confort.



### Technologie SoftFit


**FINI LES BAS QUI SERRENT AU NIVEAU DU BORD, FINI LES BAS QUI TOMBENT**

Cette véritable révolution dans les bas de compression réduit la pression au niveau du bord du bas et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.






## MODÈLES



## ASSORTIMENT

Modèle	Classe de compression	Pied ouvert / fermé	Bande de maintien	Culotte
AD	1 - 2	Pied ouvert + pied fermé	Pois (2,5 cm & 5 cm) Softfit (2, 5cm)	
AG	1 - 2	Pied ouvert + pied fermé	Pois (5 cm & 5 cm Wide) Bijou (5 cm & 5 cm Wide) Sensitive (5 cm)	
AGT	1 - 2	Pied ouvert + pied fermé		
AT	1 - 2	Pied ouvert + pied fermé		Braguette Culotte Maxi

## TABLEAU DES TAILLES



Point de mesure	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cT*	≤ 80 cm		≤ 90 cm		≤ 90 cm		≤ 110 cm		≤ 110 cm		≤ 120 cm	
cH*	≤ 95 cm		≤ 105 cm		≤ 105 cm		≤ 125 cm		≤ 125 cm		≤ 135 cm	
cG	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

**Longueur D (Bas genou)**

ℓD petite: 34 - 39 cm

ℓD regular: 39 - 45 cm

**Longueur G (Bas cuisse)**

ℓG petite: 60 - 69 cm

ℓG regular: 70 - 80 cm

**Longueur K (panty)**

ℓK petite: 65 - 75 cm

ℓK regular: 75 - 85 cm


Les tailles sont en cm

\* Lorsque cH et/ou cT sont plus grands que la circonférence mentionnée ci-dessus, choisissez un panty avec une culotte Maxi.

# JOBST® CLASSIC


## POUR TOUTES LES ACTIVITÉS

JOBST Classic convient pour toutes les activités grâce à une compression dégressive et à un tissu composé à 63% de polyamide et 37% d'élasthanne. Un choix parfait pour elle comme pour lui, puisqu'il est disponible dans un modèle de bas lisse élégant ainsi que dans un modèle sportif (Ribbed). JOBST Classic est également disponible dans une version extra-longue en AG (long). Étant donné les nombreuses options qui existent, JOBST Classic offre pour chaque occasion une version adaptée dans un large spectre thérapeutique.




Durable

Grâce au double fil de renforcement guipé, le JOBST Classic résiste particulièrement bien à l'usure et son contact est agréable sur la peau



Bonne tenue

Lutte activement contre la formation d'œdèmes



Respirant

Le fil Active-Comfort en LYCRA est perméable à l'air et évacue l'humidité de manière optimale grâce à l'effet Microtherm

### CLASSE DE COMPRESSION

CCL 2: 23 - 32 mmHg

CCL 3: 34 - 46 mmHg

### COULEURS

Sand		Perle
Topas	Black	Anthracite*

\* Uniquement AD Ribbed

### BANDE DE MAINTIEN



SoftFit disponible pour le bas genou (AD) / Sensitive disponible pour le bas cuisse (AG)



Pois en silicone (Dot)



### TECHNOLOGIE SOFTFIT

**Fini le serrement au niveau du bord supérieur, fini les bas qui tombent!**

Cette véritable révolution dans le domaine des bas de compression réduit la pression exercée au niveau du bord, et garantit une compression graduelle sur l'ensemble du bas.


### FIL ACTIVE-COMFORT

Le fil Active-Comfort en LYCRA® assure l'élasticité, un niveau élevé de confort et une coupe parfaite.






MODÈLES



ASSORTIMENT

Modèle	Classe de compression	Pied	Bande de maintien	Options spéciales
AD	2 - 3	Pied fermé + ouvert	Pois en silicone (2,5 cm & 5 cm) Softfit (2,5 cm)	Ribbed (CCL2, Black & Anthracite)
AG	2 - 3	Pied fermé + ouvert	Pois en silicone (5 cm & 5 cm Wide)	
AGT	2 - 3	Pied fermé + ouvert		
AT	2 - 3	Pied fermé + ouvert		Braguette

TABLEAU DES TAILLES



Point de mesure	I	I Wide	II	II Wide	III	III Wide	IV	IV Wide	V	V Wide	VI	VI Wide
cG	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	


**Longueur D (Bas genou)**  
lD petite: 34 - 39 cm  
lD regular: 39 - 45 cm

**Longueur G (Bas cuisse)**  
lG petite: 60 - 69 cm  
lG regular: 70 - 80 cm  
lG long : 81 - 90 cm

**Longueur K (panty)** Les tailles sont en cm  
lK petite: 65 - 75 cm  
lK regular: 75 - 85 cm

## LES BAS DE COMPRESSION DÉCONTRACTÉS DOTÉS D'UN MOTIF TENDANCE


JOBST Style garantit un grand confort sans sacrifier le quotidien de vos patients. Ces bas de compression affichent un attrayant motif à carreaux, créé grâce à une technique de tricot unique. Le tissu doux et respirant est disponible dans trois couleurs tendance et offre à vos patients une alternative sympa aux bas de compression classiques.



Confortable tout au long de la journée grâce à une teneur élevée en coton



Un mélange de fils doux et un bord agréable pour plus de confort



Perméable à l'air pour un meilleur respect du traitement

### CLASSE DE COMPRESSION

CCL 1 : 15-20 mmHg


CCL 2 : 20-30 mmHg

### MODÈLE




**AD**  
Bas genou  
(pied fermé)


### COULEURS



Pink





Blue



Grey

### TABEAU DES TAILLES

	Taille	Cheville	Mollet
		 cB - la plus petite circonférence au-dessus de la cheville	 cC - la plus grande circonférence du mollet
	<b>S</b>	18 - 21 cm	28 - 38 cm
	<b>M</b>	21 - 25 cm	30 - 42 cm
	<b>L</b>	25 - 29 cm	32 - 46 cm
	<b>XL</b>	29 - 33 cm	34 - 50 cm
	<b>Tailles spéciales</b>		
	<b>L-FC</b>	25 - 30 cm	46 - 61 cm
	<b>XL-FC</b>	30 - 36 cm	46 - 61 cm





## LE BAS DE COMPRESSION ATHLÉTIQUE

JOBST Sport offre un traitement par compression efficace sous la forme d'un bas spécifique pour les athlètes. Ce bas de compression unisexe ressemble à un bas classique pour le sport. Le fil spécial utilisé en fait un bas extrêmement doux et facile à enfiler.



Zone de support

Les coussinets anatomiques au niveau du talon et de la plante du pied assurent un confort optimal pendant les activités sportives



Contrôle des odeurs

Gestion efficace des odeurs grâce aux fibres contenant du charbon actif



Gestion de l'humidité

Une technologie spéciale reposant sur des microfibres élimine l'humidité pour garder les pieds au frais et au sec

### CLASSE DE COMPRESSION

CCL 1 : 15-20 mmHg


CCL 1 : 20-30 mmHg

### MODÈLE




**AD**  
Bas genou  
(pied fermé)


### COULEURS




Pink/grey




White/grey



Dark grey/  
grey






Royal blue/  
grey



Black/  
cool black

### TABLEAU DES TAILLES

	Taille	Cheville	Mollet
		 cB - la plus petite circonférence au-dessus de la cheville	 cC - la plus grande circonférence du mollet
	<b>S</b>	18 - 21 cm	28 - 38 cm
	<b>M</b>	21 - 25 cm	30 - 42 cm
	<b>L</b>	25 - 29 cm	32 - 46 cm
	<b>XL</b>	29 - 33 cm	34 - 50 cm




# JOBST® ULCERCARE ♀♂

JOBST UlcerCare système de compression innovant 2-en-1, assure une compression graduelle de 40 mmHg, la pression recommandée pour une guérison optimale d'un ulcère veineux. Le bas JOBST UlcerCare est utilisé pour les patients ambulatoires en tant que bas de compression dès que l'œdème est stable grâce au bandage et avant que la plaie (l'ulcère) ne soit refermée. Cela permet dès lors de raccourcir considérablement la durée d'utilisation du bandage.



2 couches

JOBST UlcerCare est un système de compression 2-en-1 très simple d'utilisation. UlcerCare est fourni en standard avec 2 sous-bas (liners) qui servent à protéger et à fixer le pansement.



Bonne tenue

En plus d'une compression graduelle de 40 mmHg, la grande résistance (rigidité) de JOBST UlcerCare garantit également une thérapie de compression efficace.



Facile à enfiler

Grâce à un sous-bas constitué en partie de soie, le bas s'enfile et se retire plus facilement. Vous pouvez par ailleurs opter pour un bas à fermeture à glissière pour pouvoir l'enfiler encore plus aisément.

## COULEURS

Bas



Beige

Bas



Noir

Sous-bas




Blanc

## ASSORTIMENT

Modèle	Classe de compression	Pied
AD	4	Sous-bas: Fermé Bas: Ouvert

## TABLEAU DES TAILLES



Point de mesure	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
cC	29 - 35 cm	34 - 41 cm	40 - 47 cm	46 - 54 cm	48 - 56 cm	50 - 58 cm	52 - 60 cm
cB	18 - 21 cm	21 - 24 cm	24 - 27 cm	27 - 30 cm	30 - 33 cm	33 - 36 cm	36 - 39 cm







**FINI LES BAS QUI TOMBENT.**  
**FINI LES BAS QUI SERRENT TROP.**


### **TECHNOLOGIE SOFTFIT™**

JOBST a imaginé la technologie SoftFit qui utilise un fil de silicone tricoté pour augmenter le confort. Ce bord innovant fabriqué avec du fil de silicone maintient le bas en place et épouse la peau en douceur.

# JOBST® FORMEN EXPLORE ♂

## LE BAS DE COMPRESSION QUOTIDIEN POUR LES HOMMES

Ce bas de compression médical est parfait pour les douleurs aux jambes: il est agréable à porter tant au travail que durant les loisirs. Ce modèle tendance de JOBST ForMen Explore s'inspire des bas pour hommes les plus vendus. Le talon anatomique, la zone sans compression située à la base des orteils et le bout du pied à coutures plates assurent un confort optimal.




Durable

L'extraordinaire résistance de la matière fait de JOBST ForMen Explore un produit polyvalent et durable



Contrôle des odeurs

Grâce à une technologie spéciale à base de charbon actif, l'humidité est rapidement évacuée de la peau et les pieds restent bien frais pendant toute la journée



Coton

La grande proportion de coton dans le tissu confère au bas un toucher naturel et limite les risques d'irritation de la peau

### COULEURS

Khaki	Navy
Anthracite	Black

### CLASSE DE COMPRESSION

CCL 1: 18 - 21 mmHg

CCL 2: 23 - 32 mmHg

CCL 3: 34 - 46 mmHg

### MODÈLE



AD  
Bas genou  
(pied fermé)








## TABLEAU DES TAILLES

Point de mesure	1	2	3	4	5	6
<b>cD</b>	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
<b>cC</b>	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
<b>cB1</b>	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
<b>cB</b>	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
<b>cY</b>	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
<b>cA</b>	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

ℓD regular: 39 - 45 cm  
ℓD long: 45 - 51 cm

Les tailles sont en cm





# JOBST® FORMEN AMBITION ♂

## LES BAS DE COMPRESSION TENDANCE POUR LES HOMMES


JOBST ForMen Ambition offre la combinaison parfaite de style et d'efficacité thérapeutique sans compromettre le confort. Ce bas de compression très confortable est idéal pour les hommes qui restent debout ou assis pendant de longues périodes.



Le tissu respirant permet de garder les pieds au sec grâce à une évaporation accélérée



Grâce à une technologie spéciale à base de charbon actif, l'humidité est rapidement évacuée de la peau et les pieds restent bien frais pendant toute la journée



La grande proportion de coton dans le tissu confère au bas un toucher naturel et limite les risques d'irritation de la peau

### COULEURS

Khaki	Navy
Anthracite	Black
	Brown

### TABEAU DES TAILLES



Point de mesure	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

ℓD regular: 39 - 45 cm  
ℓD long: 45 - 51 cm

### CLASSE DE COMPRESSION

CCL 1: 18 - 21 mmHg


CCL 2: 23 - 32 mmHg

CCL 3: 34 - 46 mmHg

### MODÈLE



**AD**  
Bas genou  
(pied fermé)



Les tailles sont en cm

# BAS DE COMPRESSION FACILES À ENFILER ET À RETIRER



SCANNEZ LES CODES QR POUR REGARDER LES VIDÉOS.



**AD**  
Bas genou  
pied ouvert



Enfiler



**AD**  
Bas genou  
pied fermé



Enfiler



**AG**  
Bas cuisse  
pied fermé



Enfiler



**AT**  
Panty  
pied fermé



Enfiler



Retirer



Retirer



Retirer

# ACCESSOIRES JOBST®

## JOBST® GRIP GLOVES

**GANTS AVEC SURFACE ANTIDÉRAPANTE POUR L'ENFILAGE ET LE RETRAIT AISÉ DES BAS DE COMPRESSION.**

- Confèrent une meilleure adhérence
- Aident à éviter les dommages causés par les ongles ou les bijoux
- Aident à répartir le tissu de manière uniforme sur le membre

**Attention:** ce produit contient du caoutchouc (latex) naturel et peut entraîner des réactions allergiques.

Produits	Référence	Quantité
JOBST Donning Glove XS	77400-27	1 paire
JOBST Donning Glove S	77400-28	1 paire
JOBST Donning Glove M	77400-29	1 paire
JOBST Donning Glove L	77400-30	1 paire
JOBST Donning Glove XL	77400-31	1 paire



## JOBST® ADHÉSIF À BILLE

**ADHÉSIF CUTANÉ POUR FIXER LES BAS DE COMPRESSION, LES BANDAGES, LES VÊTEMENTS OU LES PERRUQUES.**

- Doux pour la peau et adapté à un usage quotidien
- Testé dermatologiquement, ne contient ni colorants ni parfums et est hypoallergénique
- Ne laisse pas de taches
- Hydrosoluble et s'enlève sans laisser de résidus
- Végan

Produits	Référence	Quantité
JOBST Roll-on Adhesive (60 ml)	79274-11	12 pièces







## JOBST® ENFILE-BAS

### ENFILE-BAS EN MÉTAL.

- Accessoire pour enfiler les bas de compression facile à utiliser
- Idéal pour les personnes avec une dextérité réduite ou des difficultés à toucher leurs orteils
- Peut être utilisé avec des bas de compression à pied ouvert ou fermé

Produits	Référence	Quantité
<b>JOBST Stocking Donner Size Regular</b> (mollet 25-60 cm)	79668-00	1 pièce
<b>JOBST Stocking Donner Size Large</b> (mollet 30-65 cm)	79668-04	1 pièce



# Cutimed® Acute

Mousse hyper hydratante à base de 5 % ou 10 % d'urée



## URÉE

### Une peau souple, douce et intensément hydratée

Fixe l'humidité dans la peau et améliore la capacité de la peau à retenir l'humidité.

#### Cutimed® Acute : l'expert pour les peaux sèches

Les 2 différentes concentrations d'urée peuvent convenir et sont recommandées pendant un traitement par compression.

**5%** 125 ml

À utiliser sur les zones sèches et écailleuses de la peau - convient en cas de diabète

**10%** 125 ml

À utiliser sur une peau extrêmement sèche, rêche et écaillée - convient en cas de diabète

#### Les avantages

- ◆ Absorption rapide par la peau
- ◆ Capacité hydratante élevée sans résidu gras
- ◆ Très bien supportée par le textile (p.ex. : les bas de compression)

 **Cutimed®**  
Your Power to Heal



# INDICATIONS

## CLASSE DE COMPRESSION 1

- ✎ Jambes fatiguées, douloureuses
- ✎ Chevilles, jambes et pieds légèrement gonflés
- ✎ Varices légères sans formation d'œdème
- ✎ Varices légères pendant la grossesse

## CLASSE DE COMPRESSION 2

- ✎ Jambes fatiguées, douloureuses
- ✎ Varices modérées à sévères avec ou sans formation d'œdème
- ✎ Varices modérées à sévères pendant la grossesse avec ou sans formation d'œdème
- ✎ Insuffisance veineuse chronique C3-C5 selon la classification CEAP: œdème veineux, modifications cutanées et ulcères guéris
- ✎ Formation modérée d'œdèmes
- ✎ Après un stripping de varices
- ✎ Après une sclérothérapie
- ✎ Œdème post-traumatique et postopératoire
- ✎ Thrombophlébite superficielle
- ✎ Prévention d'ulcères récidivants

## CLASSE DE COMPRESSION 3

- ✎ Forme sévère de varices avec ou sans formation d'œdème
- ✎ Formation d'œdèmes sévères
- ✎ Insuffisance veineuse chronique C3-C5 selon la classification CEAP: œdème veineux, modifications cutanées et ulcères actifs
- ✎ Prévention d'ulcères récidivants
- ✎ Syndrome post-thrombotique
- ✎ Thrombophlébite superficielle
- ✎ Après un stripping de varices
- ✎ Après une sclérothérapie
- ✎ En cas de risque de réapparition rapide d'un œdème

## CONTRE-INDICATIONS

- ✎ Maladies artérielles à un stade avancé, y compris l'ischémie
- ✎ Insuffisance cardiaque congestive non traitée
- ✎ Phlébite septique non traitée
- ✎ Phlegmasia coerulea dolens (phlébite bleue)

**Dans les cas suivants, le port des bas de compression thérapeutiques peut causer des problèmes :**

- ✎ Immobilité (alitement); infections cutanées; plaies exsudatives; hypersensibilité à la matière et diminution de la sensibilité au niveau des extrémités
- ✎ Des bas de compression thérapeutiques mal adaptés peuvent provoquer une nécrose cutanée, un écrasement des nerfs périphériques dû à la compression et une thrombose veineuse profonde.

## VOUS SOUHAITEZ DE PLUS AMPLES INFORMATIONS ?

Sur [www.JOBST.be](http://www.JOBST.be) vous pourrez retrouver un aperçu de la gamme JOBST ou prendre contact avec le représentant de votre région.



Découvrez  
maintenant  
l'eShop  
de JOBST !  
<https://eshop.jobst.be>



## VOUS SOUHAITEZ SIMPLIFIER VOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN ET NUMÉRISER VOS PROCESSUS ?

L'eShop de JOBST peut vous y aider !



Gestion intelligente des patients



Commande intuitive pour les patients individuels ou pour votre stock



Réitération des commandes facilitée



JOBST®,  
an Essity brand

03/2024

Essity Belgium NV  
Health & Medical  
Berkenlaan 8b bte 3  
1831 Machelen

Tel +32(0)2 766 05 05  
[info.be@essity.com](mailto:info.be@essity.com)  
[www.JOBST.be](http://www.JOBST.be)