

NAHTLOSES DESIGN FÜR HOHEN TRAGEKOMFORT

NICHTS HÄLT DICH AUF

JOBST®

ANGENEHM
WEICH MIT
OPTIMIERTEN
ABSCHLÜSSEN

JOBST® Elvarex® Soft Seamless

Hautfreundliche und nahtlos flachgestrickte
Kompressionszehenkappen und Kompressionshandschuhe.



JOBST® Elvarex® Soft Seamless

Die innovativen und flachgestrickten JOBST Elvarex Soft Seamless Kompressionszehenkappen und Kompressionshandschuhe werden für einen hohen Tragekomfort nach Maß gefertigt und ganz ohne Naht hergestellt.



NAHTLOS

Reduziert das Risiko von Druckstellen und bietet mehr Bewegungsfreiheit.



ANGENEHM WEICH

Hautschonende Weichheit für optimalen Tragekomfort.



MIKRO-MASSAGE

Die strukturierte Oberfläche kann einen Mikro-Massage-Effekt auf der Haut ausüben, wodurch der Lymphabfluss unterstützt wird.



ATMUNGSAKTIV

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.

Optimierte Abschlüsse


KOMFORTZONE

Die spezielle Komfortzone im Abschlussbereich ermöglicht ein bequemes Anziehen und Tragen der Versorgung in Verbindung mit Arm- oder Beinkompressionsversorgungen.




FINGER- UND ZEHENABSCHLÜSSE

sind flach verarbeitet, tragen nicht auf und verhindern eine Rollneigung.




Ausführungen/Kompressionsklassen



AC¹ ohne Finger, mit Daumen **AC¹** mit Finger, mit Daumen **AE** ohne Finger, mit Daumen **AE** mit Finger, mit Daumen **ZEHNKAPPE AA** mit vier Zehen

KKL 1 **KKL 2**

Farben



Beige

Macchiato*

Brown

Black

Grey

Navy

Cranberry

Ruby

Pine Green

Sunflower Yellow

*Nur für oberen Extremitäten erhältlich

JOBST® Relax - der Zusatztipp für die Nacht:

JOBST Relax ist eine Kompressionsversorgung für die Nacht und ist mit Elvarex Soft Seamless kombinierbar - für einen erholsameren Schlaf! Für mehr Infos QR-Code scannen:

