

NICHTS HÄLT DICH AUF



# KOMPRESSION AUF REISEN



UNISEX  
VERSORGUNG

## JOBST® Travel

Medizinische Kompressionsstrümpfe für Reisende.



# JOBST® Travel

JOBST Travel sind medizinische Kompressionsstrümpfe und können helfen, dem Risiko einer Reisetrombose vorzubeugen, damit Reisende gesund und erholt am Ziel ankommen.



## REISEN

Speziell entwickelt, um den Auswirkungen von Inaktivität während einer Reise entgegenzuwirken.



## VERHINDERT SCHWELLUNGEN

Unterstützt spürbar die Blutzirkulation in den Beinen und erleichtert den Blutrückfluss zum Herzen.



## BAUMWOLLE

Das Garn hat einen hohen Baumwollanteil für ein natürliches Tragegefühl.



## ATMUNGSAKTIV

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit.



## MODERNE OPTIK

Für Beruf und Freizeit gleichermaßen geeignet.

## LUFTDURCHLÄSSIGES GEWEBE FÜR HOHEN TRAGEKOMFORT

Verringert das Risiko einer tiefen Venenthrombose.

## WEICHE BAUMWOLLMISCHUNG

## Wohltuender Tragekomfort für Reisende

JOBST Travel sind hochwertige Kniestrümpfe, die dabei helfen den venösen Blutfluss in den Beinvenen auf Reisen zu verbessern, um unangenehme Schwellungen an Beinen und Füßen zu vermeiden und um das Risiko einer tiefen Venenthrombose zu reduzieren. Das atmungsaktive Material fühlt sich angenehm weich an und der hohe Baumwollanteil sorgt für einen wohltuenden Tragekomfort.

## Farben



Beige

Navy

Black

## Ausführungen/Kompressionsklassen



AD REGULAR



DER KOMPRESSIONSDRUCK

im Fesselbereich beträgt 15-20 mmHg.