

# FÜR EIN LEICHTERES GEFÜHL



NICHTS HÄLT DICH AUF

JOBST®

ALLE JOBST  
MATERNITY  
PRODUKTE SIND  
ERSTATTUNGS-  
FÄHIG


## JOBST® Maternity

Dieses rundgestrickte JOBST Sortiment wurde entwickelt, um den hohen Bedürfnissen und Ansprüchen von schwangeren Frauen gerecht zu werden.



# JOBST® Maternity

Bringt Bequemlichkeit und Leichtigkeit ins Leben von werdenden Müttern: Das JOBST Maternity-Sortiment wird aus stützenden und qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt.



## JOBST® Maternity Support Belt

**Unterstützung für den wachsenden Bauch:** Der JOBST Maternity Support Belt ist eine Rückenbandage für Schwangere. Sie soll den Lenden- und Bauchbereich angenehm stützen und entlasten und so dazu beitragen, Rückenschmerzen und andere Beschwerden in der Schwangerschaft zu lindern.



### ANPASSBAR

Durch das stufenlose Verschlusssystem kann der Support Belt kontinuierlich und individuell an den Schwangerschaftsfortschritt angepasst werden.



### DISKRETES DESIGN

Der getragene Gurt fällt durch das diskrete Design unter der Kleidung kaum auf.



### ANATOMISCHE PASSFORM

Die Form des Support Belts wurde gemeinsam mit Schwangeren entwickelt, um eine optimale, anatomische Passform zu gewährleisten.

## JOBST® Maternity Opaque

JOBST Maternity Opaque Kompressionsstrümpfe wurden mit Augenmerk auf das Wohlbefinden von Schwangeren entwickelt. Die JOBST Maternity Opaque Umstandshose ist mit einer SoftFlex-Zone im Bauchbereich ausgestattet, die ein sanftes Gefühl mit zuverlässiger Passform verbindet. Verfügbar als Kniestrumpf, Schenkelstrumpf und Strumpfhose.



### FLEX ZONE

Die elastische Maternity Softflex-Zone bei der Umstandshose passt sich dem wachsenden Bauch an.



### SOFT TOUCH

Mischung aus geschmeidigen Garnen.




**VENTILATIONSBEREICH**  
Luftdurchlässige Fußsohle.



### FEUCHTIGKEITSMANAGEMENT

Fortschrittliches Feuchtigkeitsmanagement-System für optimalen Tragekomfort.

## Farben



Caramel Cranberry Navy Anthracite Black

## Ausführungen/Kompressionsklassen\*



AD  
KKL 1  
KKL 2



AG  
KKL 1  
KKL 2



AT/UM  
KKL 1  
KKL 2

\*Auch als Maßversorgungen erhältlich