

FÜR EINE EFFEKTIVE ULCUS BEHANDLUNG

NICHTS HÄLT DICH AUF

JOBST®

JOBST
ULCER CARE IST
ERSTATTUNGS-
FÄHIG

JOBST® UlcerCare

Das 2in1 Kompressionssystem für die Therapie von
venösem Ulcus/UCV.



JOBST® UlcerCare

Kompressions- und Kompressionsunterziehstrumpf (Liner) erzielen in Kombination den nominalen Druck von 40 mmHg und bieten einen hohen Stiffness Faktor. Der hautfreundliche Liner kann aufgrund seiner leichten Kompression auch während der Ruhe- und Schlafphasen zur Ödemprävention getragen werden und fixiert zusätzlich den Wundverband.



2IN1-THERAPIESYSTEM

Für eine einfache Handhabung und hohe Compliance.



STARKER HALT

Sicherer Halt, für ein effektives Ödemmanagement.



EINFACHES ANZIEHEN

Flexibles, anpassungsfähiges Gewebe für ein leichtes Anziehen.



UNISEX

Universell einsetzbare Strumpfvorsorgung.

Kompressions- & Unterziehstrumpf im Zusammenspiel

JOBST UlcerCare ist ein 2in1 Kompressionssystem für die Therapie von venösem Ulcus / UCV.

Eine spezielle Gestrick-Struktur im Wadenbereich des Kompressionsstrumpfes und im Schienbeinbereich des Unterziehstrumpfes lässt beide System-Komponenten besonders gut ineinandergreifen. Dies bietet einen hohen Tragekomfort und fördert die Akzeptanz der Tragenden.



JOBST UlcerCare wird als Kompressionssystem **nach erfolgreicher Ödemreduktion** durch Kompressionsbinden empfohlen.

Offene Wunden müssen vor Anwendung mit einer **Wundauflage** abgedeckt werden.

Nach vollständiger Abheilung des venösen Ulcus wird empfohlen, weiterhin medizinische Kompression zu tragen.

Ausführungen/Kompressionsklassen



KKL 3*

AD

(inkl. 2 Unterziehstrümpfe)



KKL 3*

AD mit Reißverschluss**

(inkl. 2 Unterziehstrümpfe)



KKL 1

Liner AD/U

MIT
UNTERZIEH-
STRUMPF

Sowohl als Standard- als auch als Maßversorgungen erhältlich!

* KKL 3 entsteht durch das gleichzeitige Tragen des Unterziehstrumpfes mit dem Kompressionsstrumpf.


** Reißverschluss muss auf die ulkusfreie Seite.

Farben

Kompressionsstrumpf Standard und Maß:



Beige




Black

Liner Standard:




White

Liner Maß:



Caramel¹



Black

¹ Caramel entspricht farblich dem Beigeton des Kompressionsstrumpfes.