



# GLEICHE QUALITÄT. NEUER NAME.



Unsere bewährten Tupper und Kompressen, sind nun unter einer Marke vereint: Leukoplast®.

**Klare Beschreibungen auf der Verpackung vereinfachen die Produkterkennung.**

**Leukoplast®**  
Wound care in best hands



# Unsere bewährten, höchst saugfähigen Tupfer und Kompressen sind nun unter einer Marke erhältlich: Leukoplast®

**Leukoplast® bietet ein umfangreiches Sortiment an Tupfern und Kompressen.  
Für eine zuverlässige Wundreinigung und Aufnahme von Wundflüssigkeit:**

- Höchst saugfähige Leukoplast-Vlieskompressen nehmen bis zu 40 % mehr Flüssigkeit auf\*
- MDR-konforme Produkte\*\*
- Kontinuierliche Verbesserung, um freie Partikel und damit postoperative Komplikationen weitestgehend zu reduzieren
- Hergestellt aus hochwertigen Materialien



\* Im Vergleich zu Kompressen aus Baumwollgewebe.

\*\* CE, CE 0124

# Die einfache Produkterkennung erleichtert Ihre tägliche Routine

## *Schnelleres Erkennen und Bestellen dank Leukoplast®*

Durch den beschreibenden Produktnamen und die eindeutige Verpackung finden Sie schnell die benötigten Produkte und können sie ganz einfach bestellen.



## *Einfache Produkterkennung während der Operation*

Viele Leukoplast-Produkte besitzen Sicherheitsmerkmale und sind während der Operation einfach zu erkennen:

- Nachverfolgbar mit einem eingewebten Röntgenkontrastfaden oder -chip
- Bauchtücher mit Schlaufe
- Zählkarte

Röntgendetektions-  
wahrscheinlichkeit<sup>1</sup>

100%

Erkennung von verbliebenen  
chirurgischen Tupfern

### Quellen

<sup>1</sup> 12 Regenbogen SE, et al. Prevention of retained surgical sponges: a decision-analytic model predicting relative cost-effectiveness. *Surgery*. 2009;145(5):527-535. 1

## Tupfer und Kompressen

**Leukoplast®  
compress cotton gauze**  
Cutisoft® Cotton | Mullkompressen



ohne Röntgendetektion

Röntgendetektion

nicht steril

steril



Die Mullkomresse aus 100 % Baumwolle für eine zuverlässige Wundversorgung.

**Leukoplast®  
compress non-woven**  
Cutisoft® | Vlieskompressen



nicht steril

steril



Die weiche Vlieskomresse zur Versorgung empfindlicher Wunden.

**Leukoplast®  
swab ball gauze**  
Cutisoft® Cotton | Mulltupfer



ohne Röntgendetektion

Röntgendetektion

nicht steril

steril



Der Mulltupfer zur Desinfektion und Reinigung von Wunden.

**Leukoplast®  
swab preparation**  
Cutisoft® Cotton | Präpariertupfer



Röntgendetektion

steril



Der Präpariertupfer zum Freipräparieren von Gewebeschichten und Aufsaugen von Flüssigkeit.

## Saugkompressen

**Leukoplast®  
compress absorbent soft**  
Cutisorb® | Saugkomresse



nicht steril

steril



Die Saugkomresse zur Versorgung von mäßig und stark sezernierenden Wunden.

## Bauchtücher

**Leukoplast®  
swab abdominal**  
Cutisoft® Cotton | Bauchtücher



Röntgendetektion

steril



Das Bauchtuch zum Abdecken von Organen und zum Aufsaugen von Flüssigkeit.



# Produktübersicht

Jetzt bestellen - Unsere zuverlässigen Tupfer und Kompressen

	BNR	Lagen, Typ	Abmessung	Inhalt (Stk.)	BE/VE	PZN
Mullkompressen	<b>Leukoplast® compress cotton gauze</b>					
	Steril***					
	7123700	8-fach, 17-fädig	5 x 5 cm	25 x 2	1/120	17207886
	7123702		7.5 x 7.5 cm	25 x 2	1/80	17207900
	7123704		10 x 10 cm	25 x 2	1/32	17207917
	7123706		10 x 20 cm	25 x 2	1/16	17207923
	7123708	12-fach, 17-fädig	5 x 5 cm	25 x 2	1/80	17207946
	7123711		7.5 x 7.5 cm	25 x 2	1/30	17207952
	7123714		10 x 10 cm	25 x 2	1/30	17207969
	7123723	16-fach, 17-fädig	10 x 10 cm	15 x 5	1/8	17208590
	Steril mit Röntgenkontrastfaden					
	7123300	12-fach, 17-fädig	10 x 10 cm	20 x 10	1/4	17207981
	7123307		10 x 20 cm	14 x 10	1/4	17296051
	7123301		10 x 10 cm	14 x 20	1/4	17207998
	7123302	16-fach, 17-fädig	10 x 10 cm	20 x 10	1/4	17208006
	7123303		10 x 10 cm	12 x 20	1/4	17208012
	7123305	32-fach, 20-fädig	10 x 10 cm	12 x 10	1/4	17208029
<b>Leukoplast® compress cotton gauze (split)</b>						
Steril						
7123720	12-fach, 17-fädig	5 x 5 cm	50 x 2	1/24	17207840	
7123721		7.5 x 7.5 cm	50 x 2	1/15	17207857	
7123722		10 x 10 cm	50 x 2	1/8	17207863	
Vlieskompressen	<b>Leukoplast® compress non-woven</b>					
	Steril*					
	7128800	4-lagig	5 x 5 cm	50 x 2	1/20	17207082
	7128804		7.5 x 7.5 cm	50 x 2	1/16	17208791
	7128809		10 x 10 cm	50 x 2	1/12	17207030
	7128815		10 x 20 cm	50 x 2	1/8	17207018
	7128817		5 x 5 cm	25 x 2	1/120	17208704
	7128818		7.5 x 7.5 cm	25 x 2	1/75	17208733
	7128820		10 x 10 cm	25 x 2	1/40	17208762
	7128803		5 x 5 cm	50 x 5	1/16	17207521
	7128806		7.5 x 7.5 cm	50 x 5	1/20	17207544
	7128813		10 x 10 cm	50 x 5	1/8	17207538
	7128814		10 x 10 cm	25 x 10	1/9	17208609
	Unsteril					
	7128702	6-lagig	7.5 x 7.5 cm	50	1/50	17207509
	7128704		10 x 10 cm	50	1/50	17207490
	Steril					
7128821	6-lagig	7.5 x 7.5 cm	25 x 2	1/60	17208785	
Schlitz-Vlieskompressen, steril						
7128802	4-lagig	5 x 5 cm	50 x 2	1/20	17207219	
7128807		7.5 x 7.5 cm	50 x 2	1/24	17207099	
7128808		10 x 10 cm	50 x 2	1/12	17207107	
7128819		7.5 x 7.5 cm	25 x 2	1/75	17208756	



	BNR	Lagen, Typ	Abmessung	Inhalt (Stk.)	BE/VE	PZN
Saugkompressen	<b>Leukoplast® compress absorbent soft</b>					
	Einzel steril eingeschiegelt*					
	7128000		10 x 10 cm	25	1/16	17206912
	7128001		10 x 20 cm	25	1/10	17206929
	7128002		15 x 25 cm	15	1/9	17206935
	7128003		20 x 20 cm	25	1/6	17206941
	7128004		40 x 20 cm	12	1/8	17206958
Tupfer	<b>Leukoplast® swab ball gauze</b>					
	Steril*					
	7122800	20-fädig	walnussgroß	42 x 2+3	1/6	17208319
	7122801		pflaumengroß	42 x 2+2	1/6	17208325
	7122802		pflaumengroß	42 x 2+3	1/6	17208331
	7122803		eigroß	16 x 10	1/6	17208348
	7122804		extra groß	16 x 10	1/6	17208354
	7122805		extra groß	16 x 5	1/6	17208360
	Steril mit Röntgenkontrastfaden					
	7122910	20-fädig	faustgroß	15 x 5	1/4	17208377
	7122900		walnussgroß	75 x 10	1/4	17208408
	7122902		pflaumengroß	30 x 10	1/4	17208414
	7122905		eigroß	24 x 10	1/4	17208443
	7122908		extra groß	12 x 10	1/4	17208466
	<b>Leukoplast® swab preparation</b>					
	Steril mit Röntgenkontrastfaden					
	7129000	24-fädig	klein	100 x 10	1/8	17208236
	7129001		mittel	90 x 10	1/8	17208242
7129002	groß		70 x 10	1/6	17208259	
Bauchtücher	<b>Leukoplast® swab abdominal</b>					
	Steril mit Röntgenkontrastchip - Grün mit Schlaufe***					
	7123100	4-fach, 20-fädig	8 x 90 cm	24 x 2	1/4	17208041
	7123101		20 x 30 cm	14 x 5	1/4	17208058
	7123102		45 x 45 cm	14 x 2	1/4	17208035
	7123103		45 x 45 cm	6 x 5	1/4	17208124
	7123107		50 x 60 cm	8 x 2	1/4	17208851
	7123108	6-fach, 20-fädig	8 x 90 cm	24 x 2	1/4	17208868
	7123109		20 x 30 cm	14 x 5	1/4	17208880
	7123104		45 x 45 cm	12 x 2	1/4	17208199
7123105	45 x 45 cm		6 x 5	1/4	17208182	
7123106	50 x 60 cm		6 x 2	1/4	17208176	

\*Produktvarianten teilweise auch in unsteril erhältlich  
\*\*Produktvarianten teilweise auch in anderen Packungsgrößen erhältlich  
\*\*\*Produktvarianten auch in weiß erhältlich

22000-4945-00-AT 02/2023



## RECYCELTE KARTONS

Bis zu 80 % der Leukoplast-Produktverpackungen werden aus recycelten Materialien hergestellt