

JUR115337.03

1 3in x 15yds / 7.5cm x 13.5m
Delta Terry-Net™ C

Delta Terry-Net™ C

Delta Terry-Net™ C

Delta Terry-Net™ C

Delta Terry-Net™ C

1 3in x 15yds / 7.5cm x 13.5m

Terry Cloth Stockinette
Frottee Polsterschlauch aus Baumwolle
Jersey Tubulaire Eponge
Vendaje Tubular almohadillado
Manga de tecido elástico para protecção
Maglia Tubolare in Spugna
Badstof buisverband
Polsterstrumpa av frotté
Strømpe, frotté, på rull
Frotté stockinette
Proteinen joustava alussukka
刷毛襪套

رول إنبوبي من قمش وبري

1 3in x 15yds / 7.5cm x 13.5m

3in

7.5cm

1 3in x 15yds / 7.5cm x 13.5m

- (EN) Precaution: Delta Terry-Net™ C is intended to be used with 3 layers or less of synthetic cast tape. Additional padding or doubling of cast liner is required when additional layers of cast tape are used.
- (DE) Delta Terry-Net™ C ist für die Unterpolsterung von synthetischen Stützverbänden mit 3 oder weniger Lagen geeignet. Werden mehr als 3 Lagen eines synthetischen Stützverbandes angelegt, sollte der Polsterschlauch doppelt gelegt, oder prominente Stellen zusätzlich abgepolstert, werden.
- (FR) Précaution : Delta Terry-Net™ C est une protection sous appareil d'immobilisation être utilisée avec un maximum de trois couches de bande de synthèse. Si plus de trois couches de bande de synthèse sont utilisées, rajouter du rembourrage ou doubler la protection.
- (ES) Precaución: Delta Terry-Net™ C es par ser usado con 3 capas o menos de «benda de yeso sintético». Es necesario un almohadillado adicional o doble vuelta del vendaje tubular almohadillado, cuando sean requeridas más vueltas de la «benda de yeso sintético».
- (PT) O fono Delta Terry-Net™ C deverá ser utilizado com um máximo de 3 camadas de gesso sintético. Quando for necessário mais de 3 camadas deverá utilizar-se almofadado.
- (IT) Precauzioni: Delta Terry-Net™ C va utilizzato con al massimo 3 strati di benda gessata sintetica. In caso di utilizzo di più/ di 3 strati di benda gessata sintetica, si consiglia l'utilizzo di ulteriore materiale di imbottitura o di raddoppiare la maglia sottogesso.
- (NL) Let op: Delta Terry-Net™ C uitsluitend gebruiken bij maximaal 3 lagen synthetisch gips. Indien meerdere lagen nodig zijn, dient aanvullende polstering aangebracht te worden.
- (SV) Färsiktighetsåtgärder: Delta Terry-Net™ C polsterstrumpa kan användas vid 3 eller färre lager med syntetiskt gipsbandage. Vid flera lager gipsbandage krävs ytterligare polsteravvickel eller dubbel lager med polsterstrumpa.
- (NO) Anbefaling: Delta Terry-Net™ C er tiltenkt brukt under 3, eller færre lag syntetisk gips. Det anbefales å berørte ekstra polstring når det legges over 3 lag gips.
- (DA) Forholdsregler: Delta Terry-Net™ C foring er beregnet til brug ved 3 eller færre lag af syntetisk bandagebånd. Ved flere lag anbefales yderligere polstring eller dobbeltlag af foringsmateriale.
- (FI) Delta Terry-Net™ C pehmusellausta uusteellaan käytettäväksi ohuiden, 3 kerrosta tai vähemmän, synteettisten kipsi- ja teippuotteiden alla. Lisäsuojaa tai lisäkerroksia pehmusellausta on käytettävä useammissa kipsikierroksissa.
- (ZH) 預防措施：Delta Terry-Net™ C 絨毛襪套應與3層或更少層的聚脲石膏繃帶一起使用。當使用更多層的石膏繃帶時，需要額外增加吸熱或使用附加的內襯。
- (AR) التحذير: يتم تصميم المنتج للاستخدام مع 3 طبقات أو أقل من الشرائط من الجبس الصناعي. ولكن يمكن إضافة طبقة حماية أو مضادة عند طبقات الجبسة عند استخدام عدد إضافي من الطبقات الجبسية.



PZN-00855434



UK responsible person:
Essity UK Ltd
Southfields Road
DUNSTABLE - Beds - LU6 3EJ



Made in USA
مستع في أمريكا



Manufactured for:
BDH medical inc.
5825 Carnegie Blvd.
Charlotte, NC 28209 - USA



REF 72305-01

Importer for the European Union:
Essity Distribution B.V.
Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
The Netherlands



72305-01
52013