

NACHTRUHE NACH MAß.

Denn das Ödem
schläft nie ...

NICHTS HÄLT DICH AUF

JOBST®


Mit
Studien-
daten

JOBST® Relax

Maßgefertigte flachgestrickte Kompressionsstrümpfe
für das nächtliche Lymphödemmanagement

INTELLIGENTES DESIGN FÜR BESSEREN SCHLAF

JOBST® Relax ist eine **medizinische Kompressionsversorgung für die Nacht**, die als Ergänzung der empfohlenen Lymphödem-Tagestherapie der Erhaltungsphase während der Schlaf- und Ruhezeiten dient. **JOBST® Relax** wurde entwickelt, um die Ödemreduktion aufrechtzuerhalten und **der Flüssigkeitsansammlung in der Nacht entgegenzuwirken**. Deine Kund*innen werden den Unterschied spüren, und dank der atmungsaktiven Technologie einen guten Schlaf haben – ein weiteres, wesentliches Element für nachhaltige Gesundheit.



Abstandsgewirk aus Monofilament-Fäden sorgt für Polsterung und Atmungsaktivität und passt sich unterschiedlichen Schlafpositionen problemlos an. Hergestellt mit der Coolmax® Air-Technologie.

Bessere Ergebnisse durch das besondere Medizinprodukt

Eine besondere Eigenschaft, die **JOBST® Relax** von anderen Nachtversorgungen unterscheidet, ist die Monofilament-Zwischenschicht. Gemeinsam mit feuchtigkeitsregulierenden Garnen werden Wärme und Schweiß besonders gut von der Haut abtransportiert.

Das anpassungsfähige Material sorgt für Bewegungsfreiheit in der Nacht, und die Flachstrickeigenschaften reduzieren die Gefahr der Faltenbildung und Einschnürung.



„Ich war **sofort überzeugt** von dem Material (des **JOBST® Relax**). So etwas hatte ich vorher noch nie gesehen. Wir haben einige Patienten-Anwendungsbeobachtungen durchgeführt, mit **herausragenden Ergebnissen** bei der Ödemreduktion und der signifikanten Auflösung von Gewebefibrosen. Es war besonders beeindruckend, dass die Patienten nicht über Verrutschen, Zwicken oder übermäßige Wärmebildung geklagt haben.“

Lymphödemtherapeut, Spezialist für manuelle Lymphdrainage, Deutschland

JOBST® Relax

Spezielle Oberflächenstruktur zur **Mikro-Massage der Haut** und zur Stimulierung des Lymphflusses



Wärmemanagement, das durch eine Kombination spezieller Garne mit **Monofilamenten** gewährleistet wird



Spezielle Flachstrickkonstruktion sorgt für **zusätzliche Polsterung bei genauem Kompressionsdruck**



Entwickelt für ein **leichteres** und **schnelleres Anziehen** im Vergleich zur Selbst-Bandagierung.





ERLEICHTERUNG FÜR DEINE KUND*INNEN

Die nächtlichen Behandlungsroutinen für ein Lymphödem können eine große Chance zur Verbesserung der therapeutischen Versorgung bieten, wenn sie in Kombination mit den richtigen Produkten umgesetzt werden.

Eine kürzlich durchgeführte klinische Studie gab Einblick in die Erfahrungen der Patient*innen beim Tragen nächtlicher Kompression. Sie ergab, dass nächtliche Schwellungen das Leben der Patient*innen beeinträchtigen, und insbesondere Schmerzen und Schlafstörungen verursachen. Die bisher erhältlichen Spezialprodukte für die Nachtkompression verursachten jedoch Beschwerden, Hautreaktionen und/oder Wärme- und Schweißbildung.¹

Patient*innen nannten die für sie **wichtigsten Eigenschaften** von Nachtkompression und gaben den folgenden Merkmalen Vorrang:

Erfüllung der Bedürfnisse deiner Kund*innen¹


Kundenbedürfnisse:	So erfüllt JOBST® Relax die Kundenwünsche:
Atmungsaktiv/weniger warm	Die verarbeiteten Garne reduzieren die Wärmebildung/Wärmestau
Weicheres Material	Weiche Materialien sorgen für Flexibilität und verhindern Einschnüren
Dünneres/leichteres Material	Spezieller Flachstrick erhöht die Bewegungsfreiheit
Angenehmer zu tragen	Die Monofilament-Zwischenschicht sorgt für Polsterung
Weniger unförmiges Aussehen	Weniger voluminös als andere Nachtkompression
Kein Verrutschen/Herunterrollen	Sorgfältig definierte Materialsteifigkeit verhindert Verrutschen

¹ Whitaker JC. Br J Community Nurs. 2016 Oct; 21 (Suppl 10): S22-S30

JOBST® Relax: FÜR NACHWEISLICH MEHR KOMFORT BEIM SCHLAF

Eine kürzlich durchgeführte Beobachtungsstudie untersuchte bei einer Reihe von Kund*innen mit Lymphödem die klinische Leistungsfähigkeit und Sicherheit von **JOBST® Relax** beim Tragen während der **Ruhezeiten** sowie **nachts**.

Die Kund*innen berichteten über ein hohes Maß an Zufriedenheit mit den Kompressionsstrümpfen und hoben den damit verbundenen Komfort bei häufigem Tragen hervor. Sie gaben an, dass sie **einfach anzuziehen sind, mehr Komfort bieten und zu einer besseren Schlafqualität beitragen**.




BESSERE SCHLAFQUALITÄT

Im Vergleich zu zuvor genutzter Nachtkompression wurde die Schlafqualität von 98 % der Kund*innen als gut oder sehr gut bewertet




ÖDEMKTROLLE

Viele Kund*innen berichteten von einer wesentlichen Verbesserung ihres Lymphödems am nächsten Morgen. 90 % der Kund*innen beschreiben die Anwendung der Tageskompression als **gut oder sehr gut**, nachdem Sie nachts **JOBST® Relax** getragen haben.



ATMUNGSAKTIVITÄT

86,8 % bewerteten **JOBST® Relax** mit gut oder sehr gut in Bezug auf die Vermeidung von Wärmeentwicklung bzw. Transpiration.



JOBST® Relax wurde in Bezug auf Anwenderfreundlichkeit und Komfort mit Berücksichtigung der Passform, Atmungsaktivität und des Tragekomforts bewertet.

94,5 % haben die Kompressionsware entweder mit gut oder sehr gut bewertet. Außerdem haben 85 % der Patienten das Anziehen und Aussehen von JOBST® Relax mit gut bzw. sehr gut bewertet.



JOBST® Relax - Unser Sortiment für Ödemmanagement bei Nacht

VERSORGUNGEN



AG¹ Arm-
versorgung
mit Handteil



CG¹ Arm-
versorgung




AD Waden-
strumpf
Offene Zehenn




AG Oberschen-
kelstrumpf
Offene Zehen

Beinversorgung mit integriertem rutschfestem Velourspolster auf der Außenseite der Fußsohle, um die Rutschgefahr zu minimieren.

FARBEN



Beige



Rose

OPTIONAL



Reiß-
verschluss

EXTRAS



JOBST® Relax wird in einem Satinbeutel mit Kordelzug zum Schutz und zur Aufbewahrung der Kompressionsbekleidung geliefert.

KOMPRESSIONSDRUCK

AG¹	CG¹	AD	AG
15 - 20 mmHg	15 - 20 mmHg	15 - 20 mmHg	15 - 20 mmHg
		20 - 30 mmHg	20 - 30 mmHg