

Actimove®



Closed Shell Air Walker

Gesloten walker voor een goede stabilisatie
met een hoog patiëntencomfort

Actimove® Closed Shell Air Walker

Gesloten walker voor een goede stabilisatie met een hoog patiëntencomfort

- De stevige buitenschaal geeft een goede bescherming aan de voet, de enkel en het onderbeen. 3 brede klittenbanden zorgen over de hele omtrek voor extra stabiliteit.
- De afgeronde hiel en de schokabsorberende zool stimuleren een natuurlijk looppatroon.
- Actimove Closed Shell Air Walker beschikt over een ingebouwd pomp- en klepsysteem, een in de voering geïntegreerde luchtkamer en een verstelbare teenbescherming. Deze zorgen voor een goede individuele aanpasbaarheid.
- Voor de behandeling van achillespeesrupturen kan een apart verkrijgbare hakverhoging (Heel wedge) toegevoegd worden die de voet in plantairflexie plaatst. Indien gewenst kunnen er lagen van de hakverhoging verwijderd worden om zo een correcte stand te verkrijgen.

- Kunststof delen en klittenbanden afwasbaar
- Binnenbekleding met de hand wasbaar
- Single-use
- Latexvrij

Toepassingen:

- Stabiele fracturen
- Artrodesees
- Achillespeesruptuur
- Enkelbandletsel



Artikelnr.	Omschrijving	Maat	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
76276-30	Actimove Closed Shell Air Walker	XS laag	1	16 x 1 (16)
76276-31	Actimove Closed Shell Air Walker	S laag	1	16 x 1 (16)
76276-32	Actimove Closed Shell Air Walker	M laag	1	16 x 1 (16)
76276-33	Actimove Closed Shell Air Walker	L laag	1	16 x 1 (16)
76276-34	Actimove Closed Shell Air Walker	XL laag	1	12 x 1 (12)
76276-35	Actimove Closed Shell Air Walker	XS hoog	1	12 x 1 (12)
76276-36	Actimove Closed Shell Air Walker	S hoog	1	12 x 1 (12)
76276-37	Actimove Closed Shell Air Walker	M hoog	1	12 x 1 (12)
76276-38	Actimove Closed Shell Air Walker	L hoog	1	12 x 1 (12)
76276-39	Actimove Closed Shell Air Walker	XL hoog	1	8 x 1 (8)
76277-96	Actimove Closed Shell Air Walker	Heel wedge	1	50 x 1 (50)