

# JOBST® ELVAREX® SOFT

Bis zu 35% geringere Reklamationsquote<sup>1</sup>.

JOBST Elvarex Soft hat eine um bis zu 35% geringere Reklamationsquote als der Marktdurchschnitt.<sup>1</sup>

Jeder Reklamationsprozess - egal ob ein Mangel vorliegt oder es sich um einen Kulanzfall handelt - ist **zeitaufwändig** für deine **Kund\*innen** und für das **Sanitätshaus**.

Daraus ergibt sich ein beträchtlicher Zeitvorteil, in der mehr wertvolle Zeit für die Kund\*innen bleibt.

<sup>1</sup> Vergleich interner Daten zum Reklamationsaufkommen bei JOBST Elvarex Soft mit einer postalischen Befragung von 4.902 Barmer-Versicherten von Februar bis März 2022. Hinweis: Das Aufkommen eines Reklamationsprozess resultiert nicht zwingend aufgrund eines Produktmangels.

## FÜR DEINE KUND\*INNEN GEMACHT



**Hautschonend weich und angenehm zu tragen**  
Die speziellen weichen Garne fühlen sich weich auf der Haut an und sorgen für spürbaren Tragekomfort.



**Einfaches Anziehen und einsteigerfreundlich**  
JOBST Elvarex Soft wurde so entwickelt, dass Kund\*innen die Versorgung leichter an und ausziehen können. So kannst du auch Einsteiger\*innen zum täglichen Tragen motivieren.



**Farbenfroh und modisch**  
Deine Kund\*innen können aus 10 ansprechenden Farben wählen, die genau zu deren Stil passt.



## DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen ▼	Maß								
	AD	AG	AG-T	AT	BT & B'T	CT	ET	FT	CG <sup>1</sup>
KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KKL 3: 34 - 46 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haftband	●								●
Noppe / Micronoppe	●/●	●/●							●/●
Zusätze									
Gerader Abschluss / Slipform	●/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
Funktionszonen	T-Ferse	T-Ferse/ Oberbein	T-Ferse	T-Ferse	-	-	-	-	-
Fuß	●/●	●/●	●/●	●/●					
Informationen	<b>Materialzusammensetzung</b> Untere Extremitäten: KKL 1: 70% Polyamid, 30% Elasthan KKL 2: 65% Polyamid, 35% Elasthan   KKL 3: 60% Polyamid, 40% Elasthan Obere Extremitäten: KKL 1: 70% Polyamid, 30% Elasthan   KKL 2: 65% Polyamid, 35% Elasthan  <b>Wäsche</b> Die Trocknereinigung können Sie dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten wenn möglich täglich gewaschen werden.  <b>Patient*innen entschieden sich auch für...</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• JOBST Griphandschuhe</li> <li>• JOBST Metallanziehhilfe</li> <li>• JOBST WashCARE - Waschmittel</li> <li>• JOBST SkinPro - Hautpflege</li> </ul>								

## MASSORTIMENT UNTERE UND OBERE EXTREMITÄTEN

Kompressionsklasse 1-3

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer		
		KKL 1	KKL 2	KKL 3
Wadenstrumpf <b>AD</b>	Stück	17.06.14.0015	17.06.14.1020	17.06.14.2021
Oberschenkelstrumpf <b>AG</b> inkl. Slipform	Stück	17.06.16.0015	17.06.16.1020	17.06.16.2021
Strumpfhose <b>AT</b>	Stück	17.06.17.0015	17.06.17.1018	17.06.17.2018
Leggins <b>BT, B'T</b>	Stück	17.06.21.0013	17.06.21.1015	17.06.21.2014
Caprihose <b>CT</b>	Stück	17.06.18.0013	17.06.18.1016	17.06.18.2016
Bermudahose <b>ET</b>	Stück	17.06.19.0013	17.06.19.1016	17.06.19.2016
Radler <b>FT</b>	Stück	17.06.22.0011	17.06.22.1012	17.06.22.2014
Armstrumpf <b>CG<sup>1</sup></b> inkl. schrägem Abschluss	Stück	17.10.04.0028	17.10.04.1029	



JOBST®,  
an Essity brand

BSN-JOBST GmbH  
Beiersdorfstraße 1  
46446 Emmerich am Rhein  
Deutschland

www.jobst.de  
Tel.: +49 2822 607-100  
Fax: +49 2822 607-199



Mit JOBST® Elvarex® Soft

FÜHLE  
DICH  
SUNFLOWER  
YELLOW  
WOHL.



NICHTS HÄLT DICH AUF

JOBST

# GEMEINSAM ZU MEHR ERFOLG.

Natürlich mit JOBST® Elvarex® Soft.



## DAFÜR UNTERSTÜTZEN WIR DICH JEDEN TAG



### Wir machen dich fit für Flachstrick

Mit unserem einzigartigen Schulungs-Programm lernst du innerhalb kürzester Zeit das korrekte und einfache Anmessen erster Flachstrickversorgungen!



### Experten an deiner Seite

Persönlich oder telefonisch, wir sind als Team JOBST, Team Medical & Team Customer Service für dich da. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren: deine Kund\*innen!



### Einfaches Anmessen

Dank der einzigartigen JOBST-Zugmatrix erlebst du unsere einfachste Art, die Umfangsmaße deiner Kund\*innen mit korrektem lymphologischen Zugmaß zu nehmen.



### Unkompliziertes Bestellen

Lerne unseren JOBST eShop kennen und spare Zeit! Profitiere von schnellen Fertigungs- und Lieferzeiten und versorge deine Kund\*innen einfach schneller!



## ZUVERLÄSSIGE UND HAUTFREUNDLICHE KOMPRESSION

JOBST Elvarex Soft ist eine leichte, atmungsaktive und hautfreundliche Kompressionsversorgung, welche speziell für Patient\*innen mit empfindlicher Haut entwickelt wurde.



### Angenehm weich

Hautschonende Weichheit, besonders für Patient\*innen mit sensibler Haut.



### Atmungsaktiv

Die offene Gestrick-Struktur fördert ein hohes Maß an Luftdurchlässigkeit.



### Mikro-Massage

Das Gewebe erzeugt bei Bewegung einen Mikro-Massage-Effekt, wodurch der Lymphabfluss unterstützt werden kann.



### Einfaches An- & Ausziehen

Entwickelt für einfacheres An- & Ausziehen als herkömmliche Flachstrick-Kompressionen.




### Anatomische Fußspitze

Die Maßprodukte aus dem JOBST Elvarex Soft und dem JOBST Elvarex Sortiment bieten für einen bestmöglichen Tragekomfort eine anatomisch geformte Fußspitze für den geraden als auch für den schrägen Fußabschluss. Bitte gib beim Ausfüllen des Maßblattes immer die Länge IZ an!

## WOHLFÜHLFARBEN VON JOBST® ELVAREX® SOFT

Die Produkte von JOBST Elvarex Soft gibt es in vielen verschiedenen Farben - damit deine Kund\*innen sich genauso wohlfühlen können, wie sie sind!



RUBIN ROT



SUNFLOWER YELLOW



PINE GREEN

## WEITERE FARBEN



Dunkelblau



Cranberry




Grau




Beige



Macchiato\*



Dunkelbraun



Schwarz

\* Nur bei Armversorgungen




JOBST Elvarex Soft

### Farbakzente mit der Schließnaht setzen

Setze mit farbigen Schließnähten modische Akzente. Erhältlich für die Beinversorgung in Beige der Längen AD und AG in folgenden Schließnaht-Farben: Dunkelbraun, Schwarz, Dunkelblau, Grau oder Cranberry.

## HAFTBÄNDER (Außen/Innen)



SoftFit

Noppe

Micronoppe