

Actimove®

Feel good. Move better.

Katalog Produktów 2024



Podmiot prowadzący reklamę Essity Poland sp. z o.o.; Producenci: BSN Medical GmbH, Vincent Rehab Devices, Span Link International LLC.
Stosuj do unieruchomienia lub stabilizacji kończyn i pleców.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Bez względu na to, czy Państwa pacjenci biegają maratony, wracają do zdrowia po kontuzji, pokonują codzienne wyzwania związane z artretyzmem lub bólem związanym z poruszaniem się, mogą polegać na Actimove[®], który pomoże im w uśmierzeniu bólu i zapewni im wsparcie, którego tak bardzo potrzebują.

Actimove oferuje szeroką gamę ortez i stabilizatorów zaprojektowanych z myślą o łatwym samodzielnym doborze. Wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom Państwa zróżnicowanych pacjentów, opracowaliśmy cztery nowe serie wysokiej jakości produktów ortopedycznych, zaprojektowanych z myślą o funkcjonalności, komforcie i pomocy w uśmierzaniu bólu, ze specjalnymi funkcjami, takimi jak COOLMAX[®] AIR*. Actimove Sports Edition, Actimove Everyday Supports, Actimove Arthritis Care i Actimove Professional Line dają pacjentom pewność siebie w pokonywaniu ograniczeń fizycznych i problemów związanych z bólem, aby mogli oni nadal podejmować wyzwania życia codziennego.

Actimove jest marką Essity, wiodącej firmy zajmującej się higieną i zdrowiem, której celem jest poprawa samopoczucia i komfortu życia. Essity szczyci się dostarczaniem urządzeń medycznych, czerpiąc z 80-letniego doświadczenia w nieinwazyjnej ortopedii¹ w szpitalach z wiodącymi na rynku markami².

Dostarczamy produkty doskonałej jakości, które są niezawodne i dokładnie przetestowane, odpowiadające potrzebom medycznym i stylowi życia Państwa pacjentów.

* COOLMAX[®] AIR jest znakiem towarowym firmy LYCRA.

¹ Na rynku od 1940 roku: wiodąca marka Plaster of Paris Gypsona[®].

² Marki ORTHO-GLASS[®] i Lightplast Pro[®]

Spis treści

Actimove® SPORTS EDITION

Staw kolanowy

Actimove® Knee Stabilizer Adjustable Horseshoe and Stays Orteza stawu kolanowego z regulowaną pelotą w kształcie podkowy stabilizującą rzepkę i fiszbinami	8
Actimove® Knee Support Open Patella Orteza stawu kolanowego z odsłoniętą rzepką	9
Actimove® Knee Support Open Patella Adjustable Orteza stawu kolanowego z odsłoniętą rzepką, regulowana	10
Actimove® Patella Strap Adjustable Opaska podrzepakowa, regulowana	11

Staw skokowy

Actimove® Ankle Stabilizer Criss-Cross Straps Stabilizator stawu skokowego ze skrzyżowanymi pasami	13
Actimove® Ankle Support Elastic Wrap Around Stabilizator stawu skokowego z elastycznym pasem do owijania	15

Nadgarstek

Actimove® Wrist Stabilizer Removable Metal Stay, Left or Right Orteza stabilizująca nadgarstek lewy lub prawy	17
Actimove® Wrist Support Adjustable Stabilizator nadgarstka, regulowany	19

Łokieć

Actimove® Elbow Strap, Hot/Cold Pack Opaska na łokieć z kompresem żelowym, regulowana	21
---	----

Plecy

Actimove® Back Support, 4 Stays, Adjustable Double Layer Compression Orteza lędźwiowo-krzyżowa z 4 stalowymi unieruchomieniami i pasami dociągowymi	23
---	----

Actimove® EVERYDAY SUPPORTS

Staw kolanowy

Actimove® Knee Support Closed Patella, 2 Stays Opaska stabilizująca staw kolanowy z zabudowaną rzepką i 2 fiszbinami	27
Actimove® Knee Support Closed Patella Opaska stawu kolanowego z zabudowaną rzepką	28

Staw skokowy

Actimove® Ankle Support Opaska stawu skokowego	29
--	----

Łokieć

Actimove® Elbow Support Opaska na łokieć	30
--	----

Actimove® ARTHRITIS CARE

Staw kolanowy

Actimove® Knee Support Opaska stawu kolanowego dla osób z zapaleniem stawów	34
---	----

Staw skokowy

Actimove® Ankle Support Opaska stawu skokowego dla osób z zapaleniem stawów	35
---	----

Dłonie

Actimove® Arthritis Gloves Rękawiczki dla osób z zapaleniem stawów	37
--	----

Nadgarstek

Actimove® Wrist Support Opaska na nadgarstek dla osób z zapaleniem stawów	39
---	----

Actimove® PROFESSIONAL LINE

Staw skokowy

Actimove® Talocast Ankle Brace Orteza stawu skokowego	42
Actimove® TaloBrace Air Comfort Ankle Brace Orteza stawu skokowego z powietrznymi poduszkami pneumatycznymi	43
Actimove® Standard Air Walker Pneumatyczna orteza na goleń i stopę / But ortopedyczny	44
Actimove® Closed Shell Air Walker Sztwna orteza pneumatyczna na goleń i stopę / But ortopedyczny	45
Actimove® TaloMotion Anatomicznie ukształtowany stabilizator stawu skokowego	46

Kciuk

Actimove® Rhizo Forte Thumb Orthosis Orteza kciuka	48
--	----

Nadgarstek

Actimove® Gauntlet Wrist and Thumb Stabilizer Orteza stabilizująca nadgarstek i kciuk	51
Actimove® Manus Forte Wrist Brace Orteza nadgarstka	52
Actimove® Manus Forte Plus Wrist & Thumb Brace Orteza nadgarstka i kciuka	54
Actimove® ManuMotion Anatomicznie ukształtowana orteza stabilizująca nadgarstek	56

Ramię

Actimove® Mitella Comfort Arm Sling Temblak	58
---	----

Staw kolanowy

Actimove® Post-Op ROM Knee Brace Pooperacyjna orteza stawu kolanowego z zegarem	60
Actimove® GenuMotion Anatomicznie ukształtowany stabilizator kolana	62

Actimove® SPORTS EDITION


DLA OSÓB UPRAWIAJĄCYCH SPORT

Osoby młode, uprawiające sport często używają neoprenowych ortez i stabilizatorów po kontuzjach sportowych lub w celu zapobiegania ponownym kontuzjom. Główną ich wadą jest to, że są zbyt ogrzewające przy noszeniu i powodują nadmierne pocenie się.¹

Actimove Sports Edition wspomaga uśmierzanie bólu i gojenie poprzez zrównoważone ciepło i medyczną kompresję. Oferuje duży komfort dzięki doskonałemu zarządzaniu wilgocią i przyjaznym dla skóry materiałom.

- Wykonane w technologii COOLMAX® AIR², produkty Actimove Sports Edition zapewniają szybkie schnięcie i wyjątkową przepuszczalność powietrza, aby zapewnić chłód i suchość.
- Perforowany materiał o wysokich parametrach technicznych Actimove Sports Edition nie zawiera neoprenu, lateksu i jest przyjazny dla skóry.
- Co więcej, potwierdzone właściwości kompresyjne zapewniające wsparcie i stabilność pomagają zmniejszyć obrzęk i złagodzić ból.

COOLMAX®
PRO





Actimove® Knee Stabilizer

Adjustable Horseshoe and Stays

Orteza stawu kolanowego z regulowaną pelotą w kształcie podkowy stabilizującą rzepkę i fiszbinami. Model w postaci rękawa, poprawia tor ruchu rzepki.

- Pozwala cieszyć się uprawianiem sportu, wspomagając łagodzenie bólu i proces gojenia dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku.
- Wysoki komfort użytkowania dzięki wyjątkowym właściwościom oddychającym szybko schnącego, perforowanego materiału wysokiej jakości.
- Nie zawiera neoprenu, wyprodukowana w technologii COOLMAX® AIR.
- Stosowana w zespołach bólowych rzepki dzięki regulowanej pelocie w kształcie podkowy.
- Dodatkowa stabilizacja kolana dzięki czterem spiralnym fiszbinom.
- Utrzymuje się w miejscu dzięki lepszemu dopasowaniu przy pomocy 2 pasów na rzepkę w tym elastycznego pasa pod kolaniem.
- Podczas zginania i wyprostowania stawu kolanowego pasy wspólnie z pelotą stabilizują rzepkę zapobiegając jej przemieszczeniom i łagodząc ból.
- Łatwe zakładanie przy użyciu wygodnych pętli na palce.
- Lepsza kontrola toru ruchu rzepki dzięki większemu uciskowi po wyregulowaniu peloty w części dolnej, górnej, środkowej lub bocznej.
- Dostępna w czterech rozmiarach.
- Może być noszona na lewej lub prawej nodze.

Obszary zastosowania:

- Zespoły bólowe rzepki
- Nieprawidłowy tor ruchu rzepki i podwichnięcie rzepki
- Niestabilność rzepki
- Chondromalacja rzepki
- Zapalenie więzadła rzepki



Pętle na palce



Regulowana pelota w kształcie podkowy



LATEX
FREE
FORMULA

COOLMAX®
PRO

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	72453-00001	S	35.5-40.5 cm	Czarny
	72453-00002	M	40.5-46 cm	Czarny
	72453-00003	L	46-51 cm	Czarny
	72453-00004	XL	51-56 cm	Czarny

Actimove® Knee Support

Open Patella

Orteza stawu kolanowego z odsłoniętą rzepką.

Szybka, łatwa i pewna ochrona, powodująca złagodzenie bólu rzepki przy lekkich uszkodzeniach stawu kolanowego.

- Pozwala cieszyć się uprawianiem sportu, wspomagając łagodzenie bólu i proces gojenia dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i medycznej kompresji.
- Wysoki komfort użytkowania dzięki wyjątkowym właściwościom oddychającym szybkooschnącego, perforowanego materiału wysokiej jakości.
- Nie zawiera neoprenu, wyprodukowana w technologii COOLMAX® AIR.
- Pomaga w łagodzeniu bólu kolana. Zmniejszenie ucisku na rzepkę dzięki przedniemu otworowi. Posiada anatomiczny pierścień okołorzepkowy.
- Nie przesuwa się i chroni staw kolanowy dzięki dobremu przyleganiu utrzymującemu produkt w miejscu.
- Dostępna w czterech rozmiarach.
- Pasuje na lewą i prawą nogę.

Obszary zastosowania:

- Bolesne uszkodzenia stawu kolanowego i ich profilaktyka
- Niewielkie naciągnięcia, skręcenia i kontuzje
- Niewielkie uszkodzenia łątki
- Obrzęk stawów



Owalny, anatomiczny pierścień okołorzepkowy

Podszewka 3D Diamond z COOLMAX® AIR



LATEX
FREE
FORMULA

COOLMAX®
PRO

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	75585-00020	S	35.5-40.5 cm	Czarny
	75585-00021	M	40.5-46 cm	Czarny
	75585-00022	L	46-51 cm	Czarny
	75585-00023	XL	51-56 cm	Czarny

Actimove® Knee Support

Open Patella Adjustable

Orteza stawu kolanowego z odsłoniętą rzepką, regulowana.
Regulowana i pewna ochrona zapewniająca łagodzenie bólu rzepki przy lekkich uszkodzeniach stawu kolanowego.

- Pozwala cieszyć się uprawianiem sportu, wspomagając łagodzenie bólu i proces gojenia dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku.
- Wysoki komfort użytkowania dzięki wyjątkowym właściwościom oddychającym szybko schnącego, perforowanego materiału wysokiej jakości.
- Nie zawiera neoprenu, wyprodukowana w technologii COOLMAX® AIR.
- Umożliwia łatwe zakładanie poprzez owinięcie wokół bolesnego stawu kolanowego.
- Regulacja stopnia podparcia dla wygody użytkownika, niezależnie od wykonywanych czynności.
- Pomaga złagodzić ból rzepki, zmniejsza ucisk na rzepkę dzięki przedniemu otworowi. Posiada anatomiczny pierścień okołorzepkowy.
- Rozmiar uniwersalny.
- Może być noszona na lewej lub prawej nodze.

Obszary zastosowania:

- Bolesne uszkodzenia stawu kolanowego i ich profilaktyka.
- Niewielkie naciągnięcia, skręcenia i kontuzje
- Niewielkie uszkodzenia łątki
- Obrzęk stawów

Owalny, anatomiczny pierścień okołorzepkowy

Podszewka 3D Diamond z COOLMAX® AIR



LATEX
FREE
FORMULA

COOLMAX®
PRO

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	75593-00010	Uniwersalny	29.5 - 41 cm	Czarny



Actimove® Patella Strap

Adjustable

Opaska podrzepakowa, regulowana.

Dobrze przylegająca opaska przeznaczona specjalnie do łagodzenia bólu rzepki.

- Pozwala cieszyć się uprawianiem sportu, wspomagając łagodzenie bólu i proces gojenia dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku.
- Wysoki komfort użytkowania dzięki wyjątkowym właściwościom oddychającym szybko schnącego, perforowanego materiału wysokiej jakości.
- Nie zawiera neoprenu, wyprodukowana w technologii COOLMAX® AIR.
- Ukierunkowane łagodzenie bólu dzięki zwiększeniu uciskowi na więzadło rzepki wywieranego przez profilowaną wkładkę z pianki EVA o dużej gęstości.
- Nie przesuwają się podczas wykonywania czynności dzięki wewnętrznej warstwie punktowo pokrytej silikonem.
- Regulacja stopnia kompresji dla wygody użytkownika, niezależnie od wykonywanych czynności.
- Rozmiar uniwersalny.
- Może być noszona na lewej lub prawej nodze.

Obszary zastosowania:

- Zapalenie więzadła rzepki
- Konflikt rzepkowo-udowy
- Chondromalacja rzepki
- Zmiany zwyrodnieniowe stawu rzepkowo-udowego
- Choroba Osgooda-Schlattera (zapalenie guzowatości kości piszczelowej)




Wewnętrzna warstwa punktowo pokryta silikonem



LATEX
FREE
FORMULA

COOLMAX®
PRO

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	75589-00020	Uniwersalny	29.5-41 cm	Czarny





Actimove® Ankle Stabilizer

Criss-Cross Straps

Stabilizator stawu skokowego ze skrzyżowanymi pasami.
Zwiększona stabilność stawu skokowego i łuków stopy.

- Pozwala cieszyć się uprawianiem sportu, wspomagając łagodzenie bólu i proces gojenia dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku.
- Wysoki komfort użytkowania dzięki wyjątkowym właściwościom oddychającym szybko schnącego, perforowanego materiału wysokiej jakości.
- Nie zawiera neoprenu, wyprodukowany w technologii COOLMAX® AIR.
- Zwiększona stabilność wokół kostki i łuku stopy dzięki krzyżującym się paskom symulującym taśmy do tapingu (plastrowania).
- Nie przesuwa się podczas treningów dając dodatkowe podparcie dzięki paskowi zapinanemu wokół kostki.
- Rozmiar uniwersalny.
- Może być noszony na lewej lub prawej stopie.

Obszary zastosowania:


- Łagodne i umiarkowane skręcenia stawu skokowego
- Urazy sportowe
- Pomaga uniknąć ponownych urazów i przewlekłej destabilizacji stawu skokowego

Skrzyżowane pasy



LATEX
FREE
FORMULA

COOLMAX®
PRO

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	75611-00030	Uniwersalny	20-27 cm	Czarny



Actimove® Ankle Support

Elastic Wrap Around

Stabilizator stawu skokowego z elastycznym pasem do owijania. Bardzo dobrze przylegające, wyjątkowo cienkie, ale mocne podparcie ze stabilizującą regulacją.

- Pozwala cieszyć się uprawianiem sportu, wspomagając łagodzenie bólu i proces gojenia dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku.
- Podwyższony komfort użytkowania i właściwości oddychające dzięki modelowi z elastycznym pasem przepuszczającym powietrze.
- Bardzo ściśle przyleganie do ciała dzięki użyciu wyjątkowo cienkiego, ale trwałego materiału.
- Regulacja poziomu podparcia dla komfortu użytkowania, niezależnie od wykonywanych czynności.
- Dostępny w trzech rozmiarach.
- Może być noszony na lewej lub prawej nodze.
- Zawiera lateks.

Obszary zastosowania:

- Bolesne urazy stawu skokowego i ich profilaktyka
- Łagodne skręcenia
- Osłabienie stawu skokowego
- Obrzęk i tkiwość



	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	73414-00080	S	18-20.5 cm	Czarny
	73414-00081	M	20.5-23 cm	Czarny
	73414-00082	L	23-25.5 cm	Czarny



Actimove® Wrist Stabilizer

Removable Metal Stay, Left or Right

Orteza stabilizująca nadgarstek lewy lub prawy.
Anatomicznie wyprofilowane unieruchomienie nadgarstka w celu bezpiecznej stabilizacji w leczeniu skręceń lub naciągnięć.

- Łagodzenie bólu i wspomaganie procesu gojenia dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku.
- Wygoda i dobre właściwości oddychające dzięki wysokojakościowemu materiałowi niezawierającemu neoprenu.
- Stabilizacja nadgarstka przy użyciu anatomicznie wyprofilowanego wymiowanego unieruchomienia, które może być stosowane na lewej lub prawej ręce.
- Szybkie i łatwe dopasowanie do wymiarów ręki po wsunięciu dłoni (wsuwana konstrukcja) i uregulowaniu docisku paskami.
- Wyjątkowa wygoda użytkowania dzięki miękkim materiałowi najwyższej jakości i bezszwowemu wykończeniu.
- Zgrabny i dyskretny design.
- Dostępna w trzech rozmiarach.
- Może być noszona na prawej lub lewej ręce.


Obszary zastosowania:

- Zapalenie ścięgna
- Skręcenia, naciągnięcia, urazy tkanek miękkich
- Choroba zwyrodnieniowa stawów
- Reumatoidalne zapalenie stawów
- Pielęgnacja po zabiegach operacyjnych
- Okres po zdjęciu gipsu

Wsuwana konstrukcja



**LATEX
FREE
FORMULA**

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	75729-00031	S	13-16 cm	Czarny
	75729-00032	M	16-19 cm	Czarny
	75729-00033	L/XL	19-23 cm	Czarny



Actimove® Wrist Support

Adjustable

Stabilizator nadgarstka, regulowany.

Wytrzymałe, regulowane wsparcie osłabionego lub kontuzjowanego nadgarstka.

- Łagodzenie bólu i wspomaganie procesu gojenia dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku.
- Wysoki komfort użytkowania dzięki wyjątkowym właściwościom oddychającym szybko schnącego, perforowanego materiału wysokiej jakości.
- Nie zawiera neoprenu, wyprodukowany w technologii COOLMAX® AIR.
- Regulacja stopnia wsparcia dla komfortu użytkowania, niezależnie od wykonywanych czynności – zapięcie obwodowe umożliwia indywidualną regulację siły stabilizującej nadgarstek.
- Wygoda i suchość dłoni dzięki modelowi z odsłoniętym wnętrzem dłoni.
- Dobrze dopasowany otwór na kciuk.
- Uniwersalny rozmiar.
- Może być noszony na prawej lub lewej dłoni.

Obszary zastosowania:

- Osłabienie lub przebyty uraz nadgarstka
- Zespoły przeciążeniowe
- Łagodne skręcenia i naciągnięcia
- Zapalenie stawów
- Wspomaganie nadgarstka podczas wykonywania codziennych czynności




Podszewka 3D Diamond z COOLMAX® AIR



LATEX
FREE
FORMULA

COOLMAX®
PRO

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	75626-00010	Uniwersalny	14-20 cm	Czarny



Actimove® Elbow Strap

Hot/Cold Pack

Opaska na łokieć z kompresem żelowym, regulowana.
Wyjątkowe złagodzenie bólu i stabilne umocowanie na przedramieniu u osób z przypadłością łokcia tenisisty lub golfisty.

- Pozwala cieszyć się uprawianiem sportu, wspomagając łagodzenie bólu i proces gojenia dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku.
- Wygoda i dobre właściwości oddychające dzięki wysokojakościowemu materiałowi niezawierającemu neoprenu.
- Dodatkowe złagodzenie bólu dzięki wyjmowanemu kompresowi żelowemu.
- Warstwa wewnętrzna pokryta punktowo silikonem w celu lepszego utrzymywania opaski w miejscu.
- Rozmiar uniwersalny.
- Może być noszona na prawym lub lewym łokciu.

Obszary zastosowania:

- Łokieć tenisisty (zapalenie nadkłykcia bocznego)
- Łokieć golfisty (zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego)



Wymowany kompres żelowy



Wewnętrzna warstwa punktowo pokryta silikonem



**LATEX
FREE
FORMULA**

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	75742-00030	Uniwersalny	28-40 cm	Black





Actimove® Back Support, 4 Stays

Adjustable Double Layer Compression


Orteza lędźwiowo-krzyżowa z 4 stalowymi unieruchomieniami i pasami dociągowymi.

Niezawodne podparcie i złagodzenie bólu przy zachowaniu komfortu użytkownika.

- Pozwala cieszyć się uprawianiem sportu, wspomagając złagodzenie bólu i proces gojenia dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku.
- Wysoki komfort użytkowania dzięki wyjątkowym właściwościom oddychającym szybko schnącego, perforowanego materiału wysokiej jakości.
- Nie zawiera neoprenu, wyprodukowana w technologii COOLMAX® AIR.
- Udoskonalone podparcie i lepsze złagodzenie bólu dzięki opasującemu, dwuwarstwowemu uciskowi (pasy dociągowe) oraz czterem stalowym unieruchomieniom.
- Wygodna w noszeniu, nawet podczas siedzenia, dzięki podparciom utrzymującym właściwą pozycję.
- Dzięki anatomicznemu kształtowi idealnie dopasowuje się do każdej sylwetki i stabilizuje odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa.
- Dostępna w czterech rozmiarach.

Obszary zastosowania:

- Ostre i przewlekłe bóle pleców
- Naciągnięcia w okolicy lędźwiowej
- Niewydolność mięśni
- Zapewnia poparcie podczas uprawiania sportu



Reguowany elastyczny pas



Podszewka 3D Diamond z COOLMAX® AIR



LATEX
FREE
FORMULA

COOLMAX®
PRO

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	75541-00020	S	71-84 cm	Czarny
	75541-00021	M	84-94 cm	Czarny
	75541-00022	L	94-104 cm	Czarny
	75541-00023	XL	104-114 cm	Czarny
	75541-00024	XXL	114-124 cm	Czarny

Actimove® EVERYDAY SUPPORTS

DO CODZIENNEGO STOSOWANIA

Z wiekiem pacjenci często cierpią na przewlekłe choroby zwyrodnieniowe stawów, które wpływają na ich zdolność poruszania się. Szukają stabilności, aby wesprzeć swoją mobilność.

Stabilizatory Actimove Everyday Supports zapewniają medyczną kompresję, która pomaga zmniejszyć obrzęki i pomaga w łagodzeniu bólu. Ich trwałe komfort łączy się w całej gamie niezawodnych i trwałych stabilizatorów.

- Potwierdzone właściwości kompresyjne zapewniają wsparcie i stabilność, co pomaga zmniejszyć obrzęk i złagodzić ból.
- Unikalna konstrukcja ze wzorem w kształcie helisy inspirowana jest tapingiem stosowanym w rehabilitacji, a stabilizatory mają anatomiczny kształt zapewniający stabilność.
- Wykonane z miękkiej, bezlateksowej przędzy, stabilizatory Actimove Everyday Supports posiadają specjalne strefy komfortu dla wrażliwych miejsc.







Actimove® Knee Support

Closed Patella, 2 Stays

Opaska stabilizująca staw kolanowy z zabudowaną rzepką i 2 fiszbinami.

Mocny ucisk, dodatkowa stabilizacja, trwałe podparcie, funkcjonalny, spiralny wzór materiału.

- Mocny ucisk łagodzący stany bólowe kolana.
- Dodatkowa stabilizacja dzięki dwóm bocznym fiszbinom.
- Pewne i trwałe podparcie podczas wykonywania codziennych czynności.
- Produkt bezszwowy o anatomicznym kształcie i wzorze helisy inspirowanym plastrowaniem (tapingiem) dla lepszego przylegania do ciała.
- Miękka i gładka powierzchnia w strefie komfortu ruchu położonej w okolicy podkolanowej.
- Wzmocnione, elastyczne brzegi sprzyjające długotrwałemu noszeniu produktu.
- Miękkie włókna niezawierające lateksu ani bawełny dla trwałego komfortu użytkownika.
- Dostępna w czterech rozmiarach.
- Może być noszona na lewym lub prawym kolanie.

Obszary zastosowania:

- Stany zwyrodnieniowe kolana
- Zespoły przemęczenia lub związane z powtarzalnym wysiłkiem
- Przewlekły ból kolana



**LATEX
FREE
FORMULA**

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	75575-00028	S	31-36 cm	Beżowy
	75575-00029	M	36-41 cm	Beżowy
	75575-00030	L	41-46 cm	Beżowy
	75575-00031	XL	6-52 cm	Beżowy

Actimove® Knee Support

Closed Patella

Opaska stawu kolanowego z zabudowaną rzepką.

Mocny ucisk, niezawodne i trwałe wsparcie dla codziennej mobilności, funkcjonalny model o spiralnym wzorze materiału.

- Mocny ucisk łagodzący stany bólowe kolana.
- Niezawodne i trwałe wsparcie podczas wykonywania codziennych czynności.
- Produkt bezszwowy o anatomicznym kształcie i wzorze helisy inspirowanym plastrowaniem (tapingiem) dla lepszego przylegania do ciała.
- Miękka i gładka powierzchnia w strefie komfortu ruchu położonej w okolicy podkolanowej.
- Wzmocnione, elastyczne brzegi sprzyjające długotrwałemu noszeniu produktu.
- Miękkie włókna niezawierające lateksu ani bawełny dla trwałego komfortu użytkowania.
- Dostępna w czterech rozmiarach.
- Może być noszona na lewym lub prawym kolanie.

Obszary zastosowania:

- Stany zwyrodnieniowe kolana
- Zespoły przemęczenia lub związane z powtarzalnym wysiłkiem
- Przewlekły ból kolana




Spiralny wzór w kształcie helisy

Strefa komfortu ruchu



LATEX
FREE
FORMULA

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	75575-00036	S	31-36 cm	Beżowy
	75575-00037	M	36-41 cm	Beżowy
	75575-00038	L	41-46 cm	Beżowy
	75575-00039	XL	46-52 cm	Beżowy

Actimove® Ankle Support

Opaska stawu skokowego.

Mocny ucisk, pewne i trwałe podparcie podczas wykonywania codziennych czynności.


- Mocny ucisk łagodzący stany bólowe stawu skokowego.
- Pewne i trwałe podparcie podczas wykonywania codziennych czynności.
- Produkt bezszwowy w anatomicznym kształcie o wzorze w kształcie helisy inspirowanym plastrowaniem (tapingiem) dla lepszego przylegania do ciała.
- Wzmocnione, elastyczne brzegi sprzyjające długotrwałemu noszeniu produktu.
- Miękka i gładka powierzchnia w strefie komfortu ruchu na łuku stopy.
- Miękkie włókna niezawierające lateksu ani bawełny dla trwałego komfortu użytkownika.
- Dostępna w czterech rozmiarach.
- Może być noszona na lewej lub prawej nodze.

Obszary zastosowania:

- Stany zwyrodnieniowe stawu skokowego
- Zespoły przemęczenia lub związane z powtarzalnym wysiłkiem
- Przewlekły ból stawu skokowego



Wzór materiału



**LATEX
FREE
FORMULA**

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	75608-00020	S	18-21 cm	Beżowy
	75608-00021	M	21-24 cm	Beżowy
	75608-00022	L	24-27 cm	Beżowy
	75608-00023	XL	27-30 cm	Beżowy

Actimove® Elbow Support

Opaska na łokieć.

Mocny ucisk, pewne i trwałe podparcie podczas wykonywania codziennych czynności.

- Mocny ucisk łagodzący stany bólowe łokcia.
- Pewne i trwałe podparcie podczas wykonywania codziennych czynności.
- Produkt bezszwowy o anatomicznym kształcie i wzorze w kształcie helisy inspirowanym plastrowaniem (tapingiem) dla lepszego przylegania do ciała.
- Wzmocnione, elastyczne brzegi sprzyjające długotrwałemu noszeniu produktu.
- Miękkie włókna niezawierające lateksu ani bawełny dla trwałego komfortu użytkowania.
- Miękka i gładka powierzchnia w strefie komfortu ruchu położonej w zgięciu łokciowym.
- Odpowiednia dla osób wrażliwych na lateks – produkt wytwarzany bez użycia lateksu naturalnego.
- Dostępna w czterech rozmiarach.
- Może być noszona na lewym lub prawym ramieniu.
- Długi, pięcioletni termin ważności.

Obszary zastosowania:

- Stany zwyrodnieniowe łokcia
- Zespoły przemęczenia lub związane z powtarzalnym wysiłkiem
- Przewlekły ból łokcia



**LATEX
FREE
FORMULA**

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	75614-00030	S	20–23 cm	Beżowy
	75614-00031	M	23–26 cm	Beżowy
	75614-00032	L	26–29 cm	Beżowy
	75614-00033	XL	29–32 cm	Beżowy




Actimove® ARTHRITIS CARE

DLA OSÓB Z ZAPALENIEM STAWÓW

Osoby starsze cierpiące na przewlekłą, bolesną chorobę zwyrodnieniową stawów lub reumatoidalne zapalenie stawów poszukują trwałej ulgi w bólu¹, która pomoże im w codziennym życiu.

Produkty Actimove Arthritis Care pomagają w łagodzeniu bólu i zwiększają ruchomość stawów poprzez kojące ciepło i kompresję.

- Actimove Arthritis Care jest wykonany ze specjalnej przędzy ceramicznej, która zatrzymuje i odbija ciepło ciała.
- Potwierdzone właściwości kompresyjne zapewniają wsparcie i stabilność, pomagając zmniejszyć obrzęk, zwiększyć ruchomość stawów i pomóc w zwalczaniu bólu.
- Materiały przyjazne dla skóry są miękkie i wygodne, nie zawierają lateksu.



¹ Badanie Essity Internal Shopper



Actimove® Knee Support

Opaska stawu kolanowego dla osób z zapaleniem stawów.
Kojące ocieplenie stawu kolanowego dzięki utrzymującym ciepło włóknom ceramicznym.

- Unikalne włókna ceramiczne zachowują i oddają ciepłotę ciała dając efekt kojący i pomagając złagodzić ból.
- Wysoce rozciągliwy materiał zapewnia lekki, komfortowy ucisk w celu zmniejszenia obrzęku i poprawy ruchomości.
- Terapeutyczne działanie rozgrzewające sprzyja krążeniu krwi wokół stawu kolanowego i szybszemu powrotowi do codziennej sprawności.
- Dostępna w czterech rozmiarach.
- Może być noszona na lewej lub prawej nodze.

Obszary zastosowania:

- Bolesne zapalenie stawów dotyczące stawu kolanowego



**LATEX
FREE
FORMULA**

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	75781-00020	S	28-33 cm	Beżowy
	75781-00021	M	33-38 cm	Beżowy
	75781-00022	L	38-43 cm	Beżowy
	75781-00023	XL	43-49 cm	Beżowy

Actimove® Ankle Support

Opaska stawu skokowego dla osób z zapaleniem stawów.
Kojące ocieplenie stawu skokowego dzięki utrzymującym ciepło włóknom ceramicznym.


- Unikalne włókna ceramiczne zachowują i oddają ciepłość ciała dając efekt kojący i pomagając złagodzić ból.
- Wysoce rozciągliwy materiał zapewnia lekki, komfortowy ucisk w celu zmniejszenia obrzęku i poprawy ruchomości.
- Terapeutyczne działanie rozgrzewające sprzyja krążeniu krwi wokół stawu skokowego i szybszemu powrotowi do codziennej sprawności.
- Dostępna w czterech rozmiarach.
- Może być noszona na lewej lub prawej nodze.

Obszary zastosowania:

- Bolesne zapalenie stawów dotyczące stawu skokowego



**LATEX
FREE
FORMULA**

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	75780-00020	S	6-21 cm	Beżowy
	75780-00021	M	21-26 cm	Beżowy
	75780-00022	L	26-31 cm*	Beżowy
	75780-00023	XL	31-39 cm	Beżowy



Actimove® Arthritis Gloves

Rękawiczki dla osób z zapaleniem stawów.
Wyrównane utrzymywanie ciepła i ucisku, wygoda dzięki zewnętrznym szwom.

- Wspomagają łagodzenie bólu i proces gojenia dzięki wyrównanemu utrzymywaniu ciepła i ucisku.
- Wygoda i dobre właściwości oddychające dzięki wysokojakościowemu materiałowi niezawierającemu neoprenu.
- Wywierają lekki ucisk pomagając zmniejszyć obrzęki, a w konsekwencji poprawić ruchomość palców i dłoni.
- Wygoda noszenia dzięki miękkiemu materiałowi najwyższej jakości i zewnętrznym szwom.
- Dostępne w czterech rozmiarach.

Obszary zastosowania:

- Zapalenie stawów
- Bóle palców i dłoni
- Zespoły przemęczenia lub związane z powtarzalnym wysiłkiem




Rękawica na zewnątrz



Rękawica wewnątrz



**LATEX
FREE
FORMULA**

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	75783-00020	S	18-20 cm	Beżowy
	75783-00021	M	20-23.5 cm	Beżowy
	75783-00022	L	23.5-27 cm	Beżowy
	75783-00023	XL	27-30 cm	Beżowy



Actimove® Wrist Support

Opaska na nadgarstek dla osób z zapaleniem stawów
Kojące ciepło dla nadgarstka dzięki utrzymującym ciepłość ciała włóknom ceramicznym.


- Unikalne włókna ceramiczne zachowują i oddają ciepło dając efekt kojący i pomagając złagodzić ból.
- Wysoce rozciągliwy materiał zapewnia lekki, komfortowy ucisk w celu zmniejszenia obrzęku i poprawy ruchomości.
- Terapeutyczne działanie rozgrzewające wspomaga krążenie krwi wokół nadgarstka i przyspiesza powrót do codziennej sprawności.
- Odpowiedni dla osób wrażliwych na lateks, ponieważ produkt ten nie jest wykonany z naturalnego lateksu kauczukowego.
- Dostępna w czterech rozmiarach.
- Może być noszona na lewej lub prawej ręce.
- Długi okres trwałości wynoszący pięć lat.
- Dla zapewnienia lepszej higieny, produkt można prać w pralce. Instrukcja prania dostępna na opakowaniu.



Produkt zaprojektowany, aby dawał wsparcie i terapeutyczne ciepło bolącemu nadgarstкови.

Obszary zastosowania:

- Bolesne zapalenie stawu nadgarstkowego

	Nr ref.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	75779-20	S	12 - 15 cm	Beżowy
	75779-21	M	15 - 17 cm	
	75779-22	L	17 - 19 cm	
	75779-23	XL	19 - 21 cm	

Actimove® PROFESSIONAL LINE

LINIA PRODUKTÓW PROFESJONALNYCH

Poważne urazy i choroby ortopedyczne wymagają skutecznego złagodzenia bólu i wsparcia procesu gojenia, aby umożliwić pacjentom powrót do pracy zarobkowej.

Linia produktów profesjonalnych Actimove charakteryzuje się doskonałą funkcjonalnością dzięki zalecanemu przez lekarzy podparciu, stabilizacji lub unieruchomieniu stawu.

Ortezy stabilizujące i podtrzymujące opracowane z myślą o łagodzeniu bólu wygodnie dopasowują się do ciała.

Czy wiesz, że...

Ortezy stabilizujące i podtrzymujące Actimove zaopatrujące stawy i więzadła są wynikiem 80 lat doświadczenia w nieinwazyjnej ortopedii⁶ w szpitalach, co zaowocowało stworzeniem niezawodnych i gruntownie przebadanych produktów o doskonałej jakości.



⁶ Na rynku od 1940 r.:
wiodąca marka gipsu Gypsona
firmy Essity



Actimove® TaloCast

Ankle Brace

Orteza stawu skokowego.

Pomaga w łagodzeniu bólu przez stabilizację stawu skokowego górnego zapobiegając inwersji i ewersji.


- Orteza stabilizująca o właściwościach unieruchamiających w celu ograniczenia ruchów stawu skokowego w określonych kierunkach.
- Wysoki komfort użytkowania dzięki wyściółce z miękkiej gąbki, którą można nosić bezpośrednio na skórze.
- Mocne, anatomicznie ukształtowane łuski zapewniają bezpieczne i ciasne dopasowanie oraz poprawiają propriocepcję.
- Wspomaga gojenie chroniąc przyśrodkowe i poboczne więzadła stawu skokowego.
- Paski na rzepy są łatwe do zapinania i regulacji oraz umożliwiają precyzyjną aplikację, zapewniając skuteczną stabilność i bezpieczne dopasowanie.
- Umożliwia normalny chód dzięki nieograniczonemu zginaniu grzbietowemu i podeszwowemu.
- Trwały, wyjątkowo wytrzymały, łatwo regulowany pasek na piętę.
- Higieniczna, ponieważ wyjmowaną wewnętrzną warstwę z gąbki można prać w temperaturze 40°C / 104 °F. Łuski można wycierać wilgotną szmatką.
- Dostępna w dwóch rozmiarach
- Pasuje na lewą i prawą stopę.

Obszary zastosowania:

- Urazy więzadeł i torebki stawowej w stawie skokowym górnym (naciągnięcie, naderwanie, zerwanie więzadeł)
- Niewielkie urazy tkanek miękkich
- Przewlekła niestabilność stawu skokowego
- Rehabilitacja i zapobieganie urazom stawu skokowego
- Obrzęk ostry, przewlekły i zapalny



**LATEX
FREE
FORMULA**



Rozmiar	Ref.-No.	Wymiary	Kolor
S/M (wersja krótka)	73119-00008	< 165 cm	Czarny
L/XL (wersja standardowa)	73119-00009	> 165 cm	Czarny

Actimove® TaloBrace Air

Comfort Ankle Brace


Orteza stawu skokowego z powietrznymi poduszkami pneumatycznymi. Pomaga w łagodzeniu bólu przez stabilizację stawu skokowego górnego zapobiegając inwersji i ewersji.

- Wypełniane powietrzem, regulowane przestrzenie zapewniają ucisk o indywidualnie dobranym natężeniu.
- Delikatny efekt masażu podczas ruchu zapewniany przez poduszki pneumatyczne, regulowane przestrzenie powietrzne sprzyjają zmniejszeniu obrzęku i bólu.
- Doskonały komfort noszenia dzięki specjalnie zaprojektowanym miękkim i elastycznym krawędziom.
- Indywidualnie regulowane obwodowe paski na rzepy ułatwiają aplikację. Dzięki elastycznemu, górnemu zaczepowi i paskowi dobrze dopasowują się do kości piszczelowej.
- Dobrze trzyma się na nodze dzięki anatomicznie wyprofilowanym łuskom o dużej sztywności zwiększającym stabilność.
- Wspomaga gojenie chroniąc przyśrodkowe i poboczne więzadła stawu skokowego.
- Umożliwia normalny chód dzięki nieograniczonemu zginaniu grzbietowemu i podeszwowemu.
- Łatwa do poprawnego założenia przez pacjenta dzięki rysunkowi stopy wydrukowanemu na spodniej stronie paska na piętę.
- Trwały, wyjątkowo wytrzymały, łatwo regulowany pasek na piętę.
- Łatwa w utrzymaniu czystości.
- Dostępna w dwóch rozmiarach, z rozróżnieniem na lewą i prawą stopę. Dzięki smukłej konstrukcji można ją nosić w różnych rodzajach butów.

Obszary zastosowania:

- Urazy więzadeł i torebki stawowej w stawie skokowym górnym (naciągnięcie, naderwanie, zerwanie więzadeł)
- Niewielkie urazy tkanek miękkich
- Przewlekła niestabilność stawu skokowego
- Rehabilitacja i zapobieganie urazom stawu skokowego
- Obrzęk ostry, przewlekły i zapalny

**LATEX
FREE
FORMULA**



Strona	Rozmiar	Ref.-No.	Wymiary	Kolor
P	S/M (wersja krótka)	73119-00017	< 165 cm	Czarny
P	L/XL (wersja standardowa)	73119-00019	> 165 cm	Czarny
L	S/M (wersja krótka)	73119-00016	< 165 cm	Czarny
L	L/XL (wersja standardowa)	73119-00018	> 165 cm	Czarny



Actimove® Standard Air Walker

Pneumatyczna orteza na goleń i stopę / But ortopedyczny
 Lekki but ortopedyczny z łatwo regulowanymi poduszkami pneumatycznymi pomagającymi kontrolować obrzęk oraz rzepami obwodowymi zwiększającymi stabilność.

- Zaprojektowany, aby stabilizować i chronić podudzie, kostkę i stopę.
- Pomaga kontrolować obrzęk, gdyż zapewnia dokładne dopasowanie, dzięki przyśrodkowym i bocznym poduszkom pneumatycznym, tworzącym dużą powierzchnię nacisku.
- Zwiększają pewność chodzenia dzięki solidnej, profilowanej podeszwie niezawodnie chroniącej przed poślizgiem na większości powierzchni.
- Wysoki komfort pacjenta dzięki lekkiej konstrukcji buta.
- Indywidualny i łatwo regulowany poziom ucisku dzięki zintegrowanej pompce i systemowi zaworów.
- Stabilność dzięki dopasowanym plastikowym podporom ograniczającym ruch nogi.
- Stabilność dzięki antypoślizgowym rzepom obwodowym.
- Zwiększony komfort dzięki amortyzującej podeszwie wewnętrznej.
- Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej.
- Komfort chodzenia i usztywnienie dzięki wyściółce z gęstej pianki.
- Dostępne w wersji wysokiej (do kolana) lub niskiej (nad kostkę).
- Dostępne w pięciu rozmiarach.
- Długi okres ważności wynoszący pięć lat.
- Dla zapewnienia lepszej higieny produkt lub jego części można prać ręcznie. Instrukcja prania dostępna na opakowaniu.

Produkt zaprojektowany do stabilizacji i ochrony podudzia, kostki i stopy.

Obszary zastosowania:

- Stabilizacja złamań stopy i kostki
- Urazy tkanek miękkich kończyny dolnej
- Poważne skręcenia stawu skokowego
- Złamania przeciążeniowe podudzia
- Rehabilitacja pooperacyjna i pourazowa



Nr ref.	Rozmiar	Rozmiar buta		Kolor
		Mężczyzna	Kobieta	
76272-50	XS - Niski	EU < 35.5	EU < 36	Czarny
76272-51	S - Niski	EU 36 - 39.5	EU 36.5 - 38.5	
76272-52	M - Niski	EU 40 - 44	EU 39 - 43	
76272-53	L - Niski	EU 44.5 - 46.5	EU 43.5 - 46	
76272-54	XL - Niski	EU > 46.5	EU > 46	
76272-55	XS - Wysoki	EU < 35.5	EU < 36	Czarny
76272-56	S - Wysoki	EU 36 - 39.5	EU 36.5 - 38.5	
76272-57	M - Wysoki	EU 40 - 44	EU 39 - 43	
76272-58	L - Wysoki	EU 44.5 - 46.5	EU 43.5 - 46	
76272-59	XL - Wysoki	EU > 46.5	EU > 46	

Actimove® Closed Shell Air Walker

Sztywna orteza pneumatyczna na goleń i stopę / But ortopedyczny
But ortopedyczny ze sztywnym szkieletem zewnętrznym zapewniający maksymalną stabilność i wygodę.

- Zaprojektowany, aby stabilizować i chronić podudzie, kostkę i stopę.
- Kompleksowa i stabilna ochrona dzięki wysokiej jakości sztywnemu szkieletowi zewnętrznemu.
- Ochrona palców dzięki regulowanej i zdejmowanej osłonie.
- Pomaga kontrolować obrzęk i zapewnia dokładne dopasowanie dzięki przyśrodkowym i bocznym poduszkom pneumatycznym tworzącym dużą powierzchnię nacisku.
- Dostępny jest z opcjonalną, regulowaną podpiętką do zastosowania w przypadku urazów ścięgna Achillesa.
- Wysoki komfort pacjenta dzięki lekkiej konstrukcji buta.
- Indywidualny i łatwo regulowany poziom ucisku dzięki zintegrowanej pompce i systemowi zaworów.
- Stabilność dzięki antypoślizgowym rzepom obwodowym.
- Zwiększony komfort dzięki amortyzującej podszewie wewnętrznej.
- Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyprofilowanej podszewie kołyskowej.
- Komfort chodzenia i usztywnienia dzięki wyściółce z gęstej pianki.
- Dostępny w wersji wysokiej (do kolana) lub niskiej (nad kostkę).
- Dostępny w pięciu rozmiarach.
- Długi okres ważności produktu wynoszący pięć lat.
- Dla zapewnienia lepszej higieny produkt lub jego części można prać ręcznie. Instrukcja prania dostępna na opakowaniu.

Produkt zaprojektowany do stabilizacji i ochrony podudzia, kostki i stopy.

Obszary zastosowania:

- Stabilizacja złamań stopy i kostki
- Urazy tkanek miękkich kończyny dolnej
- Poważne skręcenia stawu skokowego
- Złamania przeciążeniowe podudzia
- Urazy ścięgna Achillesa (tylko w połączeniu z dostępnymi osobno Actimove® Heel Wedge for Walkers)
- Rehabilitacja pooperacyjną i pourazowa



Dostępna osobno oraz opcjonalnie:
Podpiętka Actimove Heel Wedge

Nr ref.	Rozmiar	Rozmiar buta		Kolor
		Mężczyzna	Kobieta	
76276-30	XS - Niski	EU < 35.5	EU < 36	Czarny
76276-31	S - Niski	EU 36 - 39.5	EU 36.5 - 38.5	
76276-32	M - Niski	EU 40 - 44	EU 39 - 43	
76276-33	L - Niski	EU 44.5 - 46.5	EU 43.5 - 46	
76276-34	XL - Niski	EU > 46.5	EU > 46	
76276-35	XS - Wysoki	EU < 35.5	EU < 36	Czarny
76276-36	S - Wysoki	EU 36 - 39.5	EU 36.5 - 38.5	
76276-37	M - Wysoki	EU 40 - 44	EU 39 - 43	
76276-38	L - Wysoki	EU 44.5 - 46.5	EU 43.5 - 46	
76276-39	XL - Wysoki	EU > 46.5	EU > 46	
76277-96	Universalny	Podpiętka do ortezy na goleń i stopę		Czarny

Actimove® TaloMotion

Ankle Support

Anatomicznie ukształtowany stabilizator stawu skokowego z technologią dzianiny 3D i nagradzaną konstrukcją Helix zapewniającą gradientową kompresję medyczną i stabilność, a także zintegrowane poduszki uciskowe, które pomagają złagodzić ból.


- Pomaga w łagodzeniu bólu dając stabilność dzięki anatomicznemu kształtowi i płaskiej dzianinowej strukturze 3D zapewniającej gradientową kompresję medyczną.
- Wspomaga gojenie redukując obrzęk, pomaga złagodzić ból dzięki ukierunkowanemu naciskowi i efektowi przerywanego masażu dzięki dwóm anatomicznie ukształtowanym przyśrodkowym i bocznym poduszkom uciskowym.
- Dla większego komfortu noszenia specjalnie zaprojektowana miękka strefa Motion-Comfort-Zone zapewnia płynne dopasowanie w podbiciu.
- Antypoślizgowe mankiety o obniżonym ucisku bez uciskającej opaski.
- Dołączona wkładka ułatwiająca zakładanie.
- Bezszwowy wygląd dzięki technologii fuzji zastosowanej do integracji wkładek uciskowych.
- Aby zapewnić długotrwałe użytkowanie, obszar pięty i podeszwy jest dodatkowo wzmocniony specjalną strukturą dzianinową, zapobiegającą przecieraniu się materiału.
- Przyjazna dla skóry i oddychająca dzianina 3D wykorzystująca certyfikowaną przez OEKO-TEX® kombinację materiałów przędzy.¹
- Odpowiedni dla osób wrażliwych na lateks, ponieważ produkt ten nie zawiera naturalnego lateksu kauczukowego.
- Długi okres trwałości wynoszący pięć lat.
- Produkt można prać ręcznie lub w pralce. Proszę zapoznać się z instrukcją prania na opakowaniu.

Obszary zastosowania:


- Ostre urazy więzadła bocznego (zerwane więzadła w stawie skokowym)
- Ostre skręcenie stawu skokowego
- Ostry, przewlekły obrzęk zapalny (np. przy artrozie lub zapaleniu stawów)
- Przewlekła niestabilność stawu skokowego
- Okres pooperacyjny
- Pielęgnacja po urazie (np. po zwichnięciach)



¹ Przetestowane na obecność szkodliwych substancji zgodnie z OEKO-TEX® Standard 100. Certyfikat OEKO-TEX®: 13.HTR.25112



W zestawie dołączona wkładka ułatwiająca zakładanie.

	Nr ref.		Rozmiar	Wymiary	Kolor
	Lewy	Prawy			
	73487-42	73487-12	XS	17 - 19 cm	Biały
	73487-43	73487-13	S	19 - 21 cm	Biały
	73487-44	73487-14	M	21 - 23 cm	Biały
	73487-45	73487-15	L	23 - 25 cm	Biały
	73487-46	73487-16	XL	25 - 27 cm	Biały
	73487-37	73487-07	XXL	27 - 29 cm	Biały

Actimove® Rhizo Forte

Thumb Orthosis

Orteza kciuka.

Opatentowana orteza ograniczająca ruchy kciuka przy zachowaniu funkcji dłoni podczas wykonywania codziennych czynności.

- Klinicznie dowiedzione wspomaganie łagodzenia bólu spowodowanego chorobą zwyrodnieniową stawów kciuka.¹
- Wspomaganie łagodzenia bólu dzięki ustabilizowaniu kciuka w funkcjonalnym położeniu oraz unieruchomieniu stawu nadgarstkowo-śródręcznego i stawu śródręczno-paliczkowego kciuka.
- Stosowanie ortezy Actimove Rhizo Forte może pomóc w zmniejszeniu ilości przyjmowanych leków przeciwbólowych.¹
- Badanie wykazało, że orteza Actimove Rhizo Forte może pomóc złagodzić zaburzenia snu często obserwowane w objawowej chorobie zwyrodnieniowej stawów kciuka.¹
- Udoskonalona konstrukcja umożliwiająca optymalne dopasowanie i komfort w okolicy kciuka.
- Do codziennego noszenia: produkt umożliwia ruchy nadgarstka i palców skutecznie ograniczając ruchomość kciuka.
- Doskonałe przyleganie i wysoki komfort użytkownika dzięki anatomicznemu dopasowaniu do kształtu dłoni.
- Indywidualne dopasowanie do wewnętrznej powierzchni dłoni dzięki regulowanej części głównej wykonanej z aluminium.
- Otwarta, lekka konstrukcja zapewniająca maksymalny komfort użytkownika.
- Dobór właściwego rozmiaru na podstawie pomiaru szerokości wewnętrznej części dłoni.
- Łatwe zakładanie przy pomocy jednej ręki dzięki paskom zapinanym na rzep.
- Łatwe czyszczenie ortezy – możliwość prania ręcznego.
- Produkt łatwy w codziennym utrzymaniu czystości: szybkie wysychanie wodoodpornej ortezy po kontakcie z wodą.
- Produkt odpowiedni dla osób wrażliwych na lateks – wytwarzany bez użycia kauczuku naturalnego.
- Orteza może być noszona nawet podczas kontaktu z pokarmem.²
- Dostępna w trzech rozmiarach, w kolorze szarym.
- Długi, pięcioletni termin ważności.

Obszary zastosowania:

- Choroba zwyrodnieniowa stawów kciuka
- Reumatoidalne zapalenie stawów kciuka
- Urazy więzadła pobocznego łokciowego stawu MCP1 (np. kciuk narciarza)
- Niestabilność stawu nadgarstkowo-śródręcznego
- Urazy tkanek miękkich (naderwanie więzadeł)
- Zwknięcie kciuka w wyniku urazu
- Niestabilność więzadeł
- Okres pooperacyjny i postępowanie w ramach leczenia nieoperacyjnego




¹ Essity / BSN medical GmbH, 2021, dane własne, złożone do publikacji

² SGS group, 2021, dane własne



LATEX
FREE
FORMULA

	Nr art.		Rozmiar	Wymiary	Kolor
	Lewa	Prawa			
	76238-00001	76238-00000	S	6.8-8 cm	Szary
	76238-00003	76238-00002	M	8-9 cm	Szary
	76238-00005	76238-00004	L	9-10 cm	Szary



Actimove® Gauntlet

Wrist and Thumb Stabilizer

Orteza stabilizująca nadgarstek i kciuk.

Pewna stabilizacja stawu śródrečno-paliczkowego ze zdejmowanym unieruchomieniem, do noszenia na lewej lub prawej dłoni.

- Wspomaganie łagodzenia bólu i procesu gojenia dzięki stabilizacji osiąganey przy pomocy anatomicznie wyprofilowanego unieruchomienia.
- Stabilizacja stawu śródrečno-paliczkowego kciuka dzięki zastosowaniu dodatkowego unieruchomienia przy zachowaniu pełnej ruchomości palców.
- Może być noszona na lewej lub prawej dłoni, ponieważ unieruchomienie po wewnętrznej stronie dłoni jest wymienne.
- Wysoki komfort użytkowania dzięki miękkiemu materiałowi niezawierającemu lateksu.
- Szybkie i łatwe zakładanie przez wsunięcie ręki i dopasowanie paskami do indywidualnych rozmiarów.
- Duży stopień regulacji zapieć gwarantujący szeroki zakres regulacji i stabilizacji.
- Bezszwowe wykończenia.
- Zgrabna i lekka konstrukcja podnosząca komfort użytkowania.
- Dostępna w czterech rozmiarach.

Obszary zastosowania:

- Choroba zwyrodnieniowa stawów dotycząca kciuka
- Przeciążenia kciuka
- Kciuk narciarza
- Skręcenia, naciągnięcia
- Reumatoidalne zapalenie stawów
- Okres pooperacyjny
- Pielęgnacja po urazie
- Zespół de Quervaina



Szybki i łatwy w aplikacji dzięki wsuwanemu rękawowi oraz indywidualnie regulowanym mocowaniom na rzepy.



LATEX
FREE
FORMULA

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	72859-00090	S	13-15 cm	Czarny
	72859-00091	M	15-17.5 cm	Czarny
	72859-00092	L	17.5-20 cm	Czarny
	72859-00093	XL	20-23 cm	Czarny

Actimove® Manus Forte

Wrist Brace

Orteza nadgarstka.

Niezawodna orteza o bardzo wysokim komforcie użytkowania, stosowana w celu unieruchomienia nadgarstka.

- Wspomaganie łagodzenia bólu dzięki solidnemu i pewnemu ustabilizowaniu nadgarstka w pozycji funkcjonalnej; zapobieganie zgięciu i prostowaniu nadgarstka dzięki połączeniu sztywnego unieruchomienia z aluminium i szerokiej, opasającej, nieelastycznej taśmy w środkowej części ortezy.
- Do codziennego noszenia: dobre przyleganie ortezy do dłoni umożliwia swobodne ruchy palców przy skutecznym unieruchomieniu nadgarstka.
- Wysoki komfort użytkowania dzięki szerokiemu otworowi na kciuk o miękkich krawędziach, zapewniającemu pełną sprawność palców dłoni.
- Łatwe zakładanie, obsługa i zdejmowanie ortezy przy pomocy jednej ręki dzięki konstrukcji przypominającej rękaw.
- Dodatkowa ogólna stabilizacja nadgarstka dzięki dwóm unieruchomieniom po grzbietowej stronie dłoni.
- Indywidualne dopasowanie dzięki regulacji anatomicznie wyprofilowanego unieruchomienia wykonanego z aluminium.
- Produkt odpowiedni także w późnej fazie rehabilitacji, wymagającej mniejszej stabilizacji po wyjęciu unieruchomienia znajdującego się po wewnętrznej stronie dłoni.
- Dla łatwego użytkowania produkt posiada specjalne zapięcie zabezpieczające na rzep, uniemożliwiając wysunięcie się pasków z klamer.
- Miękki, oddychający materiał wewnątrz ortezy zapewnia wysoki komfort użytkowania i nie podrażnia skóry.
- Odpowiednia dla osób wrażliwych na lateks – produkt wytwarzany bez użycia lateksu naturalnego.
- Łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu higieny; możliwość prania w pralce w temperaturze 30°C po wyjęciu aluminiowego unieruchomienia znajdującego się po wewnętrznej stronie dłoni.
- Dostępna w trzech rozmiarach, w wersji na lewą i prawą dłoń, w kolorze czarnym i beżowym.
- Długi, pięcioletni termin ważności.


Obszary zastosowania:

- Choroby zapalne (np. zespół de Quervaina, zapalenie pochewek ścięgnistych)
- Skręcenia i naciągnięcia
- Urazy tkanek miękkich
- Choroba zwyrodnieniowa stawów
- Reumatoidalne zapalenie stawów
- Okres pooperacyjny
- Postępowanie po zdjęciu opatrunku gipsowego





LATEX
FREE
FORMULA

	Nr art.		Rozmiar	Wymiary	Kolor
	Lewa	Prawa			
	73482-00002	73482-00001	XS	≤ 14 cm	Czarny
	73482-00004	73482-00003	S/M	14-19 cm	Czarny
	73482-00006	73482-00005	L/XL	19-23 cm	Czarny
	73482-00032	73482-00031	XS	≤ 14 cm	Beżowy
	73482-00034	73482-00033	S/M	14-19 cm	Beżowy
	73482-00036	73482-00035	L/XL	19-23 cm	Beżowy

Actimove® Manus Forte Plus

Wrist & Thumb Brace

Orteza nadgarstka i kciuka.

Niezawodna orteza o bardzo wysokim komforcie użytkowania, stosowana w celu unieruchomienia nadgarstka i kciuka.

- Wspomaganie łagodzenia bólu dzięki solidnemu i pewnemu ustabilizowaniu nadgarstka w pozycji funkcjonalnej; zapobieganie zgięciu i prostowaniu nadgarstka dzięki połączeniu sztywnego unieruchomienia z aluminium i szerokiej, opasającej, nieelastycznej taśmy w środkowej części ortezy.
- Pomaga złagodzić ból, dzięki unieruchomieniu kciuka przez sztywny aluminiowy element ze wzmocnieniem.
- Do codziennego noszenia: dobre przyleganie ortezy do dłoni umożliwia swobodne ruchy palców przy skutecznym unieruchomieniu nadgarstka.
- Łatwe zakładanie, obsługa i zdejmowanie ortezy przy pomocy jednej ręki dzięki konstrukcji przypominającej rękaw i prostej regulacji otworu na kciuk.
- Dodatkowa ogólna stabilizacja nadgarstka dzięki dwóm unieruchomieniom po grzbietowej stronie dłoni.
- Indywidualne dopasowanie dzięki regulacji anatomicznie wyprofilowanego unieruchomienia wykonanego z aluminium.
- Produkt odpowiedni także w późniejszej fazie rehabilitacji, wymagającej mniejszej stabilizacji po wyjęciu unieruchomienia znajdującego się po wewnętrznej stronie dłoni.
- Dla łatwego użytkowania produkt posiada specjalne zapięcie zabezpieczające na rzep, uniemożliwiając wysunięcie się pasków z klamer.
- Miękki, oddychający materiał wewnątrz ortezy zapewnia wysoki komfort użytkowania i nie podrażnia skóry.
- Produkt odpowiedni dla osób wrażliwych na lateks – produkt wytwarzany bez użycia lateksu naturalnego.
- Łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu higieny; możliwość prania w pralce w temperaturze 30°C po wyjęciu aluminiowego unieruchomienia znajdującego się po wewnętrznej stronie dłoni.
- Dostępna w trzech rozmiarach, w wersji na lewą i prawą dłoń.
- Długi, pięcioletni termin ważności.


Obszary zastosowania:

- Choroba zwyrodnieniowa stawów nadgarstka i kciuka (np. rizoartroza)
- Urazy tkanek miękkich nadgarstka i kciuka (np. w wyniku czynności z powtarzalnymi ruchami jak pisanie na klawiaturze telefonu lub granie na komputerze)
- Kciuk narciarza
- Skręcenia i naciągnięcia
- Reumatoidalne zapalenie stawów
- Okres pooperacyjny
- Pielęgnacja po urazach
- Choroby zapalne (np. zespół de Quervaina, zapalenie pochewek ścięgniętych)
- Postępowanie po zdjęciu opatrunku gipsowego
- Zespół cieśni nadgarstka





LATEX
FREE
FORMULA

	Nr art.		Rozmiar	Wymiary	Kolor
	Lewa	Prawa			
	73496-00033	73496-00003	XS	≤ 14 cm	Czarny
	73496-00034	73496-00004	S/M	14-19 cm	Czarny
	73496-00036	73496-00006	L/XL	19-23 cm	Czarny

Actimove® ManuMotion

Wrist Support

Anatomicznie ukształtowana orteza stabilizująca nadgarstek ze wzmocnieniem i z technologią dzianiny 3D oraz nagradzaną konstrukcją Helix zapewniającą medyczną kompresję i stabilność, a także ze zintegrowaną poduszką uciskową pomagającą złagodzić ból.

- Wspomaga łagodzenie bólu i gojenie stabilizując nadgarstek w fizjologicznej pozycji dzięki anatomicznie ukształtowanej, termoplastycznej podpórce i poduszce uciskowej.
- Pomaga złagodzić ból, stabilizując nadgarstek dzięki płaskodzielanej strukturze 3D zapewniającej kompresję.
- Dodatkowa stabilizacja dzięki nieelastycznej opasce na nadgarstek, która jest regulowana i w pełni zdejmowana.
- Wspomaga gojenie poprzez zmniejszenie obrzęków, wysięków i krwiaków dzięki anatomicznie ukształtowanej grzbietowej wkładce uciskowej dającej efekt przerywanego masażu.
- Dla większego komfortu noszenia specjalnie zaprojektowana, miękka, gładka strefa Motion-Comfort-Zone pomaga zapobiegać marszczeniu się w obszarze otworu na kciuk i pozwala mu się poruszać.
- Zapobiega dalszemu uciskowi na wyrostki kostne dzięki wycięciom w grzbietowej wkładce uciskowej.
- Antypoślizgowe mankiety o obniżonym ucisku bez elastycznej opaski uciskowej.
- Bezszwowy wygląd dzięki technologii fuzji zastosowanej do integracji wkładki uciskowej.
- Przyjazna dla skóry i oddychająca dzianina 3D wykorzystująca certyfikowaną przez OEKO-TEX® kombinację materiałów przędzy.¹
- Dołączona wkładka ułatwiająca zakładanie.
- Odpowiednie dla osób wrażliwych na lateks, ponieważ produkt ten nie zawiera naturalnego lateksu kauczukowego.
- Dostępne w sześciu rozmiarach.
- Długi okres trwałości wynoszący pięć lat.
- Produkt można prać ręcznie lub w pralce. Proszę zapoznać się z instrukcją prania na opakowaniu.

Obszary zastosowania:


- Bolesna artroza
- Reumatoidalne zapalenie stawu nadgarstkowego
- Zwknięcia (skręcenia)
- Zapalenie pochewki ścięgna
- Urazy ścięgien
- Urazy więzadeł
- Urazy tkanek miękkich
- Podrażnienia pourazowe
- Zastosowanie pooperacyjne



¹ Przetestowane na obecność szkodliwych substancji zgodnie z OEKO-TEX® Standard 100. Certyfikat OEKO-TEX®: 13.HTR.25112



W zestawie dołączona wkładka ułatwiająca zakładanie.

	Nr ref.		Rozmiar	Wymiary	Kolor
	Lewy	Prawy			
	73497-42	73497-12	XS	14 - 15 cm	Biały
	73497-43	73497-13	S	15 - 16 cm	Biały
	73497-44	73497-14	M	16 - 17 cm	Biały
	73497-45	73497-15	L	17 - 18 cm	Biały
	73497-46	73497-16	XL	18 - 19 cm	Biały
	73497-47	73497-17	XXL	19 - 20 cm	Biały

Actimove® Mitella Comfort

Comfort Arm Sling

Temblak.

Wygodne podparcie barku, łokcia i ramienia, ograniczające zakres ruchów barku i stawu łokciowego oraz odciążające staw łokciowy w pozycji zgiętej.

- Łatwe zakładanie, regulacja i zdejmowanie przy użyciu jednej ręki dzięki paskom zapinanym na rzep oraz otwieranej i zamykanej kieszeni.
- Wysoki komfort użytkowania, zmniejszony nacisk na szyję dzięki stabilnemu, wygodnemu pasowi o szerokości 5,5 cm zamiast oddzielnej podkładki ochronnej na szyję.
- Wsparcie w łagodzeniu bólu przez stabilizację stawu barkowego i utrzymywanie zgiętego stawu łokciowego w kieszeni ograniczającej zakres ruchów.
- Zabezpieczenie kończyny podczas użytkowania produktu: po umieszczeniu dłoni w temblaku z przełożeniem kciuka przez otwór możliwość obracania przedramieniem jest ograniczona, ale pozostałe palce zachowują pełną ruchomość.
- Komfort użytkowania zapewnia oddychający materiał, z którego wykonano kieszeń.
- Wygoda podczas badań kontrolnych, ponieważ nie ma konieczności zdejmowania produktu przed wykonaniem badań rentgenowskich.
- Odpowiedni dla osób wrażliwych na lateks – produkt wytwarzany bez użycia lateksu naturalnego.
- Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu higieny; możliwość prania w pralce w temperaturze 40°C.
- Dostępny w czterech rozmiarach.
- Długi, pięcioletni termin ważności.


Obszary zastosowania:

- Okres pooperacyjny (np. po uszkodzeniu stożka rotatorów)
- Postępowanie w złamaniach (np. złamania obojczyka, łopatki, kości ramiennej i guzka większego kości ramiennej)
- Skręcenia i zwichnięcia stawów (np. zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego i mostkowo-obojczykowego, wywichnięcie barku)
- Choroby zapalne (np. wapniejące zapalenie ścięgien stożka rotatorów)
- Niewielka niestabilność stawu barkowego (np. niestabilność grzbietowa)
- Podparcie u pacjentów z porażeniem połowicznym
- Podparcie podczas noszenia gipsu lub szyny ortopedycznej
- Czasowa stabilizacja ramienia w medycynie ratunkowej





**LATEX
FREE
FORMULA**

	Nr art.	Rozmiar	Wymiary	Kolor
	72819-00061	S	<37 cm	Granatowy
	72819-00062	M	37-40 cm	Granatowy
	72819-00063	L	40-43 cm	Granatowy
	72819-00064	XL	>43 cm	Granatowy

Actimove® Post-Op ROM Knee Brace

Pooperacyjna orteza stawu kolanowego z zegarem

Szybkie, wygodne i bezpieczne unieruchomienie kolana.

Pooperacyjna orteza stawu kolanowego z zegarem zapewnia bezpieczne i wygodne unieruchomienie kolana lub ograniczenie zakresu ruchu dla szerokiego grona pacjentów dzięki uniwersalnemu dopasowaniu i możliwości dostosowania do różnych długości nogi. Lekka orteza, optymalnie unieruchamia nogę pacjenta w trakcie leczenia pourazowego, pooperacyjnego lub w trakcie rehabilitacji.

- W celu ułatwienia zakładania zawias zaopatrzony jest w mechanizm szybkiej blokady, który utrzymuje kolano w zgięciu 0°, 15° i 30°.
- W celu precyzyjnego ograniczenia mobilności kolana, zakres ruchu w zginaniu może być ustawiony od -10° do 120°, a w prostowaniu od -10° do 90° w krokach co 10°.
- Bezpieczeństwo użytkownika zapewnione dzięki mechanizmowi blokady ramion zawiasu.
- Teleskopowe ramiona zawiasu mogą być ustawione w zakresie 44,5cm – 66cm, tak aby dopasować ich długość do większości pacjentów.
- Łatwy w zakładaniu dzięki zapięcom na rzep.
- Komfort pacjenta zapewniony dzięki niskiej wadze i wykonaniu z oddychających materiałów.
- Nie zawiera lateksu.
- Może być noszona na prawej lub lewej nodze.

Obszary zastosowania:

Zastosowania pooperacyjne po urazach takich jak:

- uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego (ACL), uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego (PCL), uszkodzenie więzadła pobocznego piszczelowego (MCL), uszkodzenie więzadła pobocznego strzałkowego (LCL)
- Złamania nasady kości piszczelowej
- Urazy kostno-chrzęstne
- Urazy łąkotki
- Urazy rzepki
- Złamania kłykcia
- Skręcenia lub nadwyrężenia stawu kolanowego
- HTO (wysoka osteotomia kości piszczelowej)



Nr ref.	Jednostka	Rozmiar	Kolor
76272-50	1 orteza stawu kolanowego	Uniwersalny	Czarny



Actimove® GenuMotion

Knee Support

Anatomicznie ukształtowany stabilizator kolana z technologią dzianiny 3D i nagradzaną konstrukcją Helix zapewniającą gradientową kompresję medyczną. GenuMotion zapewnia stabilność dzięki usztywnieniom i zintegrowanej poduszce uciskowej, które pomagają złagodzić ból.

- Pomaga w łagodzeniu bólu poprzez usztywnienie zapewniające stabilność dzięki anatomicznemu kształtowi i płaskiej strukturze dzianiny 3D, dającej gradientową kompresję medyczną i bezpieczne dopasowanie.
- Przyczynia się do łagodzenia bólu i gojenia poprzez zmniejszenie obrzęku dzięki ukierunkowanemu naciskowi i efektowi przerywanego masażu, dzięki anatomicznie ukształtowanej okrągłej poduszce uciskowej.
- Dla większego komfortu noszenia specjalnie zaprojektowano miękką, gładką strefę Motion-Comfort-Zone, która zapobiega marszczeniu się w okolicy podkolanowej.
- Antypoślizgowe mankiety o zmniejszonym ucisku bez elastycznej, uciskającej opaski.
- Dodatkowa stabilizacja i duża mobilność dzięki bocznym stabilizatorom spiralnym.
- Przyjazna dla skóry i oddychająca dzianina 3D wykorzystująca certyfikowaną przez OEKO-TEX® kombinację materiałów przędzy.¹
- Bezszwowy wygląd dzięki technologii fuzji zastosowanej do integracji poduszki uciskowej i stabilizatorów.
- Odpowiedni dla osób wrażliwych na lateks, ponieważ produkt ten nie jest wykonany z naturalnego lateksu kauczukowego.
- Dostępny w 7 rozmiarach.
- Długi okres trwałości wynoszący pięć lat.
- Produkt można prać ręcznie lub w pralce. Proszę zapoznać się z instrukcją prania na opakowaniu.



Obszary zastosowania:











- Chondromalacie z nawracającymi obrzękami stawów lub bez nich
- Choroba zwyrodnieniowa stawów
- Zapalenie stawów
- Podrażnienia pourazowe
- Zastosowania pooperacyjne
- Niewielka niestabilność stawu kolanowego
- Niewielkie uszkodzenia łąkotki
- Tendomiopatie











































¹ Przetestowane na obecność szkodliwych substancji zgodnie z OEKO-TEX® Standard 100. Certyfikat OEKO-TEX®: 13.HTR.25112





















	Nr ref.	Rozmiar	Wymiary		Kolor
			Powyżej kolana	Poniżej kolana	
	73468-10	XXS	35 - 38 cm	25 - 28 cm	Biały
	73468-11	XS	38 - 41 cm	28 - 31 cm	Biały
	73468-12	S	41 - 44 cm	31 - 34 cm	Biały
	73468-13	M	44 - 47 cm	34 - 37 cm	Biały
	73468-14	L	47 - 50 cm	37 - 40 cm	Biały
	73468-15	XL	50 - 53 cm	40 - 43 cm	Biały
	73468-16	XXL	53 - 56 cm	43 - 46 cm	Biały

PRODUKT	CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/ KOD	ROZMIAR/ WYMIARY	KOLOR	BLOZ	EAN
<p>Actimove® Knee Stabilizer Adjustable Horseshoe and Stays</p> <p>Orteza stawu kolanowego z regulowaną pelotą w kształcie podkowy stabilizującą rzepkę i fiszbinami.</p>	<p>Regulowana pelota w kształcie podkowy. Pętle na place.</p>  <p>COOLMAX PRO</p>	NIE	S 35.5–40.5 cm	czarny	9102428	4 042809 656794
<p>Actimove® Knee Stabilizer Adjustable Horseshoe and Stays</p> <p>Orteza stawu kolanowego z regulowaną pelotą w kształcie podkowy stabilizującą rzepkę i fiszbinami.</p>	<p>Regulowana pelota w kształcie podkowy. Pętle na place.</p>  <p>COOLMAX PRO</p>	NIE	M 40.5–46 cm	czarny	9102429	4 042809 656817
<p>Actimove® Knee Stabilizer Adjustable Horseshoe and Stays</p> <p>Orteza stawu kolanowego z regulowaną pelotą w kształcie podkowy stabilizującą rzepkę i fiszbinami.</p>	<p>Regulowana pelota w kształcie podkowy. Pętle na place.</p>  <p>COOLMAX PRO</p>	NIE	L 46–51 cm	czarny	9102433	4 042809 656831
<p>Actimove® Knee Stabilizer Adjustable Horseshoe and Stays</p> <p>Orteza stawu kolanowego z regulowaną pelotą w kształcie podkowy stabilizującą rzepkę i fiszbinami.</p>	<p>Regulowana pelota w kształcie podkowy. Pętle na place.</p>  <p>COOLMAX PRO</p>	NIE	XL 51–56 cm	czarny	9102434	4 042809 656855
<p>Actimove® Ankle Support Elastic Wrap Around</p> <p>Stabilizator stawu skokowego z elastycznym pasem do owijania.</p>	<p>Elastyczny pas przepuszczający powietrze.</p> 	NIE	S 18–20.5 cm	czarny	9102437	4 042809 637298
<p>Actimove® Ankle Support Elastic Wrap Around</p> <p>Stabilizator stawu skokowego z elastycznym pasem do owijania.</p>	<p>Elastyczny pas przepuszczający powietrze.</p> 	NIE	M 20.5–23 cm	czarny	9102436	4 042809 637243
<p>Actimove® Ankle Support Elastic Wrap Around</p> <p>Stabilizator stawu skokowego z elastycznym pasem do owijania.</p>	<p>Elastyczny pas przepuszczający powietrze.</p> 	NIE	L 23–25.5 cm	czarny	9102435	4 042809 637175
<p>Actimove® Back Support, 4 Stays Adjustable Double Layer Compression</p> <p>Orteza lędźwiowo-krzyżowa z 4 stalowymi unieruchomieniami i pasami dociągowymi.</p>	<p>Elastyczny pas, pasy dociągowe i 4 unieruchomienia.</p>  <p>COOLMAX PRO</p>	TAK L.03.01	S 71–84 cm	czarny	9102453	4 042809 637274
<p>Actimove® Back Support, 4 Stays Adjustable Double Layer Compression</p> <p>Orteza lędźwiowo-krzyżowa z 4 stalowymi unieruchomieniami i pasami dociągowymi.</p>	<p>Elastyczny pas, pasy dociągowe i 4 unieruchomienia.</p>  <p>COOLMAX PRO</p>	TAK L.03.01	M 84–94 cm	czarny	9102449	4 042809 637250
<p>Actimove® Back Support, 4 Stays Adjustable Double Layer Compression</p> <p>Orteza lędźwiowo-krzyżowa z 4 stalowymi unieruchomieniami i pasami dociągowymi.</p>	<p>Elastyczny pas, pasy dociągowe i 4 unieruchomienia.</p>  <p>COOLMAX PRO</p>	TAK L.03.01	L 94–104 cm	czarny	9102448	4 042809 637212

PRODUKT	CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/ KOD	ROZMIAR/ WYMIARY	KOLOR	BLOZ	EAN
<p>Actimove® Back Support, 4 Stays Adjustable Double Layer Compression</p> <p>Orteza lędźwiowo-krzyżowa z 4 stalowymi unieruchomieniami i pasami dociągowymi.</p>	<p>Elastyczny pas, pasy dociągowe i 4 unieruchomienia.</p>   	TAK L.03.01	XL 104-114 cm	czarny	9102447	 4 042809 637199
<p>Actimove® Back Support, 4 Stays Adjustable Double Layer Compression</p> <p>Orteza lędźwiowo-krzyżowa z 4 stalowymi unieruchomieniami i pasami dociągowymi.</p>	<p>Elastyczny pas, pasy dociągowe i 4 unieruchomienia.</p>   	TAK L.03.01	XXL 114-124 cm	czarny	9108075	 4 042809 637168
<p>Actimove® Knee Support Open Patella</p> <p>Orteza stawu kolanowego z odsłoniętą rzepką.</p>	<p>Owalny anatomiczny pierścień okołorzępkowy.</p>   	NIE	S 35.5-40.5 cm	czarny	9102418	 4 042809 637373
<p>Actimove® Knee Support Open Patella</p> <p>Orteza stawu kolanowego z odsłoniętą rzepką.</p>	<p>Owalny anatomiczny pierścień okołorzępkowy.</p>   	NIE	M 40.5-46 cm	czarny	9102423	 4 042809 637342
<p>Actimove® Knee Support Open Patella</p> <p>Orteza stawu kolanowego z odsłoniętą rzepką.</p>	<p>Owalny anatomiczny pierścień okołorzępkowy.</p>   	NIE	L 46-51 cm	czarny	9102417	 4 042809 636093
<p>Actimove® Knee Support Open Patella</p> <p>Orteza stawu kolanowego z odsłoniętą rzepką.</p>	<p>Owalny anatomiczny pierścień okołorzępkowy.</p>   	NIE	XL 51-56 cm	czarny	9102416	 4 042809 636109
<p>Actimove® Patella Strap Adjustable</p> <p>Opaska podrzępkowa, regulowana.</p>	<p>Wewnętrzna warstwa punktowo pokryta silikonem.</p>   	NIE	Uniwersalny 29.5-41 cm	czarny	9102454	 4 042809 635836
<p>Actimove® Knee Support Open Patella Adjustable</p> <p>Orteza stawu kolanowego z odsłoniętą rzepką, regulowana.</p>	<p>Owalny anatomiczny pierścień okołorzępkowy.</p>   	NIE	Uniwersalny 29.5-41 cm	czarny	9102419	 4 042809 635881
<p>Actimove® Ankle Stabilizer Criss-Cross Straps</p> <p>Stabilizator stawu skokowego ze skrzyżowanymi pasami.</p>	<p>Skrzyżowane pasy imitujące plastowanie.</p>   	NIE	Uniwersalny 20-27 cm	czarny	9102438	 4 042809 636888
<p>Actimove® Wrist Support Adjustable</p> <p>Stabilizator nadgarstka, regulowany.</p>	<p>Dobrze dopasowany otwór na kciuk.</p>   	NIE	Uniwersalny 14-20 cm	czarny	9102427	 4 042809 636956





















PRODUKT		CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/ KOD	ROZMIAR/ WYMIARY	KOLOR	BLOZ	EAN
<p>Actimove® Wrist Stabilizer Removable Metal Stay, Left or Right</p> <p>Orteza stabilizująca nadgarstek lewy lub prawy.</p>		<p>Wsuwana konstrukcja.</p> 	TAK J.01.01	S 13-16 cm	czarny	9102424	 4 042809 636550
<p>Actimove® Wrist Stabilizer Removable Metal Stay, Left or Right</p> <p>Orteza stabilizująca nadgarstek lewy lub prawy.</p>		<p>Wsuwana konstrukcja.</p> 	TAK J.01.01	M 16-19 cm	czarny	9102425	 4 042809 636567
<p>Actimove® Wrist Stabilizer Removable Metal Stay, Left or Right</p> <p>Orteza stabilizująca nadgarstek lewy lub prawy.</p>		<p>Wsuwana konstrukcja.</p> 	TAK J.01.01	L/XL 19-23 cm	czarny	9102426	 4 042809 636574
<p>Actimove® Elbow Strap Hot/Cold Pack</p> <p>Opaska na łokieć z kompresem żelowym, regulowana.</p>		<p>Wymowany kompres żelowy. Wewnętrzna warstwa punktowo pokryta silikonem.</p> 	NIE	Uniwersalny 28-40 cm	czarny	9102446	 4 042809 636611





















PRODUKT	CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/ KOD	ROZMIAR/ WYMIARY	KOLOR	BLOZ	EAN
<p>Actimove® Knee Support Closed Patella, 2 Stays</p> <p>Opaska stabilizująca staw kolanowy z zabudowaną rzepką i 2 fiszbinami.</p>	 <p>Spiralny wzór w kształcie helisy. Strefa komfortu ruchu 2 boczne spiralne fiszbiny.</p> 	NIE	S 31-36 cm	beżowy	9102377	 4 042809 670714
<p>Actimove® Knee Support Closed Patella, 2 Stays</p> <p>Opaska stabilizująca staw kolanowy z zabudowaną rzepką i 2 fiszbinami.</p>	 <p>Spiralny wzór w kształcie helisy. Strefa komfortu ruchu 2 boczne spiralne fiszbiny.</p> 	NIE	M 36-41 cm	beżowy	9102375	 4 042809 670691
<p>Actimove® Knee Support Closed Patella, 2 Stays</p> <p>Opaska stabilizująca staw kolanowy z zabudowaną rzepką i 2 fiszbinami.</p>	 <p>Spiralny wzór w kształcie helisy. Strefa komfortu ruchu 2 boczne spiralne fiszbiny.</p> 	NIE	L 41-46 cm	beżowy	9102374	 4 042809 670677
<p>Actimove® Knee Support Closed Patella, 2 Stays</p> <p>Opaska stabilizująca staw kolanowy z zabudowaną rzepką i 2 fiszbinami.</p>	 <p>Spiralny wzór w kształcie helisy. Strefa komfortu ruchu 2 boczne spiralne fiszbiny.</p> 	NIE	XL 46-52 cm	beżowy	9102373	 4 042809 670684
<p>Actimove® Knee Support Closed Patella</p> <p>Opaska stawu kolanowego z zabudowaną rzepką.</p>	 <p>Spiralny wzór w kształcie helisy. Wzmocnione brzegi. Strefa komfortu ruchu.</p> 	NIE	S 31-36 cm	beżowy	9102369	 4 042809 670776
<p>Actimove® Knee Support Closed Patella</p> <p>Opaska stawu kolanowego z zabudowaną rzepką.</p>	 <p>Spiralny wzór w kształcie helisy. Wzmocnione brzegi. Strefa komfortu ruchu.</p> 	NIE	M 36-41 cm	beżowy	9102384	 4 042809 670790
<p>Actimove® Knee Support Closed Patella</p> <p>Opaska stawu kolanowego z zabudowaną rzepką.</p>	 <p>Spiralny wzór w kształcie helisy. Wzmocnione brzegi. Strefa komfortu ruchu.</p> 	NIE	L 41-46 cm	beżowy	9102383	 4 042809 670813
<p>Actimove® Knee Support Closed Patella</p> <p>Opaska stawu kolanowego z zabudowaną rzepką.</p>	 <p>Spiralny wzór w kształcie helisy. Wzmocnione brzegi. Strefa komfortu ruchu.</p> 	NIE	XL 46-52 cm	beżowy	9102378	 4 042809 670820
<p>Actimove® Ankle Support</p> <p>Opaska stawu skokowego.</p>	 <p>Miękka i gładka powierzchnia w strefie komfortu ruchu.</p> 	NIE	S 18-21 cm	beżowy	9102389	 4 042809 670370
<p>Actimove® Ankle Support</p> <p>Opaska stawu skokowego.</p>	 <p>Miękka i gładka powierzchnia w strefie komfortu ruchu.</p> 	NIE	M 21-24 cm	beżowy	9102388	 4 042809 670363

PRODUKT	CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/ KOD	ROZMIAR/ WYMIARY	KOLOR	BŁOZ	EAN
Actimove® Ankle Support Opaska stawu skokowego. 	Mięka i gładka powierzchnia w strefie komfortu ruchu. 	NIE	L 24-27 cm	beżowy	9102387	 4 042809 670356
Actimove® Ankle Support Opaska stawu skokowego. 	Mięka i gładka powierzchnia w strefie komfortu ruchu. 	NIE	XL 27-30 cm	beżowy	9102385	 4 042809 670349
Actimove® Elbow Support Opaska na łokieć. 	Mięka i gładka powierzchnia w strefie komfortu ruchu. 	NIE	S 20-23 cm	beżowy	9108164	 4 042809 670295
Actimove® Elbow Support Opaska na łokieć. 	Mięka i gładka powierzchnia w strefie komfortu ruchu. 	NIE	M 23-26 cm	beżowy	9108162	 4 042809 670288
Actimove® Elbow Support Opaska na łokieć. 	Mięka i gładka powierzchnia w strefie komfortu ruchu. 	NIE	L 26-29 cm	beżowy	9108159	 4 042809 670271
Actimove® Elbow Support Opaska na łokieć. 	Mięka i gładka powierzchnia w strefie komfortu ruchu. 	NIE	XL 29-32 cm	beżowy	9108166	 4 042809 670264

























PRODUKT	CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/ KOD	ROZMIAR/ WYMIARY	KOLOR	BLOZ	EAN
Actimove® Ankle Support Opaska stawu skokowego dla osób z zapaleniem stawów.	Unikalne włókna ceramiczne. 	NIE	S 28-33 cm	beżowy	9102445	4 042809 670554
Actimove® Ankle Support Opaska stawu skokowego dla osób z zapaleniem stawów.	Unikalne włókna ceramiczne. 	NIE	M 33-38 cm	beżowy	9102444	4 042809 670547
Actimove® Ankle Support Opaska stawu skokowego dla osób z zapaleniem stawów.	Unikalne włókna ceramiczne. 	NIE	L 38-43 cm	beżowy	9102443	4 042809 670530
Actimove® Ankle Support Opaska stawu skokowego dla osób z zapaleniem stawów.	Unikalne włókna ceramiczne. 	NIE	XL 43-49 cm	beżowy	9102439	4 042809 670523
Actimove® Knee Support Opaska stawu kolanowego dla osób z zapaleniem stawów.	Unikalne włókna ceramiczne. 	NIE	S 28-33 cm	beżowy	9102407	4 042809 670509
Actimove® Knee Support Opaska stawu kolanowego dla osób z zapaleniem stawów.	Unikalne włókna ceramiczne. 	NIE	M 33-38 cm	beżowy	9102408	4 042809 670493
Actimove® Knee Support Opaska stawu kolanowego dla osób z zapaleniem stawów.	Unikalne włókna ceramiczne. 	NIE	L 38-43 cm	beżowy	9102409	4 042809 670486
Actimove® Knee Support Opaska stawu kolanowego dla osób z zapaleniem stawów.	Unikalne włókna ceramiczne. 	NIE	XL 43-49 cm	beżowy	9102413	4 042809 670479





















PRODUKT	CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/ KOD	ROZMIAR/ WYMIARY	KOLOR	BLOZ	EAN
Actimove® Arthritis Gloves Rękawiczki dla osób z zapaleniem stawów.	Miękki materiał i szwy zewnętrzne. 	NIE	S 18-20 cm	beżowy	9102414	4 042809 636635
Actimove® Arthritis Gloves Rękawiczki dla osób z zapaleniem stawów.	Miękki materiał i szwy zewnętrzne. 	NIE	M 20-23.5 cm	beżowy	9102415	4 042809 636642
Actimove® Arthritis Gloves Rękawiczki dla osób z zapaleniem stawów.	Miękki materiał i szwy zewnętrzne. 	NIE	L 23.5-27 cm	beżowy	9102456	4 042809 636659
Actimove® Arthritis Gloves Rękawiczki dla osób z zapaleniem stawów.	Miękki materiał i szwy zewnętrzne. 	NIE	XL 27-30 cm	beżowy	9102455	4 042809 636666
Actimove® Arthritis Wrist Support Opaska na nadgarstek dla osób z zapaleniem stawów	Utrzymujące ciepłotę ciała włókno ceramiczne. 	NIE	S	beżowy	9112364	4 042809 670592
Actimove® Arthritis Wrist Support Opaska na nadgarstek dla osób z zapaleniem stawów	Utrzymujące ciepłotę ciała włókno ceramiczne. 	NIE	M	beżowy	9112375	4 042809 670585
Actimove® Arthritis Wrist Support Opaska na nadgarstek dla osób z zapaleniem stawów	Utrzymujące ciepłotę ciała włókno ceramiczne. 	NIE	L	beżowy	9112377	4 042809 670578
Actimove® Arthritis Wrist Support Opaska na nadgarstek dla osób z zapaleniem stawów	Utrzymujące ciepłotę ciała włókno ceramiczne. 	NIE	XL	beżowy	9112376	4 042809 670561

PRODUKT	CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/ KOD	ROZMIAR/ WYMIARY	KOLOR	BLOZ	EAN
Actimove® Rhizo Forte Thumb Orthosis Orteza kciuka.	 Wodoodporna. Dopasowana anatomicznie do kształtu dłoni. Może być stosowana w kontakcie z pokarmem.	TAK J.01.01	S (lewa) 6.8–8 cm	szary	9108247	 4 042809 483611
Actimove® Rhizo Forte Thumb Orthosis Orteza kciuka.	 Wodoodporna. Dopasowana anatomicznie do kształtu dłoni. Może być stosowana w kontakcie z pokarmem.	TAK J.01.01	S (prawa) 6.8–8 cm	szary	9108158	 4 042809 483598
Actimove® Rhizo Forte Thumb Orthosis Orteza kciuka.	 Wodoodporna. Dopasowana anatomicznie do kształtu dłoni. Może być stosowana w kontakcie z pokarmem.	TAK J.01.01	M (lewa) 8–9 cm	szary	9108246	 4 042809 483659
Actimove® Rhizo Forte Thumb Orthosis Orteza kciuka.	 Wodoodporna. Dopasowana anatomicznie do kształtu dłoni. Może być stosowana w kontakcie z pokarmem.	TAK J.01.01	M (prawa) 8–9 cm	szary	9108249	 4 042809 483635
Actimove® Rhizo Forte Thumb Orthosis Orteza kciuka.	 Wodoodporna. Dopasowana anatomicznie do kształtu dłoni. Może być stosowana w kontakcie z pokarmem.	TAK J.01.01	L (lewa) 9–10 cm	szary	9108245	 4 042809 483697
Actimove® Rhizo Forte Thumb Orthosis Orteza kciuka.	 Wodoodporna. Dopasowana anatomicznie do kształtu dłoni. Może być stosowana w kontakcie z pokarmem.	TAK J.01.01	L (prawa) 9–10 cm	szary	9108248	 4 042809 483673
Actimove® Manus Forte Wrist Brace Orteza nadgarstka.	 Łatwe zakładanie – konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie.	TAK J.02.01	XS (lewa) ≤ 14 cm	czarny	9108242	 4 042809 472967
Actimove® Manus Forte Wrist Brace Orteza nadgarstka.	 Łatwe zakładanie – konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie.	TAK J.02.01	XS (prawa) ≤ 14 cm	czarny	9108237	 4 042809 472943
Actimove® Manus Forte Wrist Brace Orteza nadgarstka.	 Łatwe zakładanie – konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie.	TAK J.02.01	S/M (lewa) 14–19 cm	czarny	9108243	 4 042809 368864
Actimove® Manus Forte Wrist Brace Orteza nadgarstka.	 Łatwe zakładanie – konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie.	TAK J.02.01	S/M (prawa) 14–19 cm	czarny	9108238	 4 042809 368840

PRODUKT	CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/ KOD	ROZMIAR/ WYMIARY	KOLOR	BLOZ	EAN
Actimove® Manus Forte Wrist Brace Orteza nadgarstka.	 Łatwe zakładanie - konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie.	TAK J.02.01	L/XL (lewa) 19-23 cm	czarny	9108169	 4 042809 368901
Actimove® Manus Forte Wrist Brace Orteza nadgarstka.	 Łatwe zakładanie - konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie.	TAK J.02.01	L/XL (prawa) 19-23 cm	czarny	9108239	 4 042809 368888
Actimove® Manus Forte Wrist Brace Orteza nadgarstka.	 Łatwe zakładanie - konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie.	TAK J.02.01	XS (lewa) ≤ 14 cm	beżowy	9109791	 4 042809 473001
Actimove® Manus Forte Wrist Brace Orteza nadgarstka.	 Łatwe zakładanie - konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie.	TAK J.02.01	XS (prawa) ≤ 14 cm	beżowy	9109801	 4 042809 472981
Actimove® Manus Forte Wrist Brace Orteza nadgarstka.	 Łatwe zakładanie - konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie.	TAK J.02.01	S/M (lewa) 14-19 cm	beżowy	9109771	 4 042809 368949
Actimove® Manus Forte Wrist Brace Orteza nadgarstka.	 Łatwe zakładanie - konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie.	TAK J.02.01	S/M (prawa) 14-19 cm	beżowy	9109781	 4 042809 368925
Actimove® Manus Forte Wrist Brace Orteza nadgarstka.	 Łatwe zakładanie - konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie.	TAK J.02.01	L/XL (lewa) 19-23 cm	beżowy	9109708	 4 042809 368987
Actimove® Manus Forte Wrist Brace Orteza nadgarstka.	 Łatwe zakładanie - konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie.	TAK J.02.01	L/XL (prawa) 19-23 cm	beżowy	9109761	 4 042809 368963
Actimove® Manus Forte Plus Wrist Brace Orteza nadgarstka i kciuka.	 Łatwe zakładanie - konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie.	TAK J.02.01	XS (lewa) ≤ 14 cm	czarny	9109715	 4 042809 473124
Actimove® Manus Forte Plus Wrist Brace Orteza nadgarstka i kciuka.	 Łatwe zakładanie - konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie.	TAK J.02.01	XS (prawa) ≤ 14 cm	czarny	9109716	 4 042809 473100































PRODUKT		CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/ KOD	ROZMIAR/ WYMIARY	KOLOR	BLOZ	EAN
Actimove® Manus Forte Plus Wrist Brace Orteza nadgarstka i kciuka.		Łatwe zakładanie - konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie. 	TAK J.02.01	S/M (lewa) 14-19 cm	czarny	9109712	 4 042809 374339
Actimove® Manus Forte Plus Wrist Brace Orteza nadgarstka i kciuka.		Łatwe zakładanie - konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie. 	TAK J.02.01	S/M (prawa) 14-19 cm	czarny	9109714	 4 042809 374315
Actimove® Manus Forte Plus Wrist Brace Orteza nadgarstka i kciuka.		Łatwe zakładanie - konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie. 	TAK J.02.01	L/XL (lewa) 19-23 cm	czarny	9109713	 4 042809 374377
Actimove® Manus Forte Plus Wrist Brace Orteza nadgarstka i kciuka.		Łatwe zakładanie - konstrukcja rękawa. Anatomicznie wyprofilowane aluminiowe unieruchomienie. 	TAK J.02.01	L/XL (prawa) 19-23 cm	czarny	9109709	 4 042809 374353
Actimove® Gauntlet Wrist and Thumb Stabilizer Orteza stabilizująca nadgarstek i kciuk.		Dodatkowe unieruchomienie kciuka. 	TAK J.01.01	S 13-15 cm	czarny	9102393	 4 042809 657999
Actimove® Gauntlet Wrist and Thumb Stabilizer Orteza stabilizująca nadgarstek i kciuk.		Dodatkowe unieruchomienie kciuka. 	TAK J.01.01	M 15-17.5 cm	czarny	9102394	 4 042809 658019
Actimove® Gauntlet Wrist and Thumb Stabilizer Orteza stabilizująca nadgarstek i kciuk.		Dodatkowe unieruchomienie kciuka. 	TAK J.01.01	L 17.5-20 cm	czarny	9102395	 4 042809 658033
Actimove® Gauntlet Wrist and Thumb Stabilizer Orteza stabilizująca nadgarstek i kciuk.		Dodatkowe unieruchomienie kciuka. 	TAK J.01.01	XL 20-23 cm	czarny	9102397	 4 042809 658057
Actimove® Mitella Comfort Comfort Arm Sling Temblak.		Szeroki pas na szyję. Oddychający materiał. Dozwolony podczas badania RTG. 	NIE	S <37 cm	granatowy	9108235	 4 042809 017298
Actimove® Mitella Comfort Comfort Arm Sling Temblak.		Szeroki pas na szyję. Oddychający materiał. Dozwolony podczas badania RTG. 	NIE	M 37-40 cm	granatowy	9108236	 4 042809 017328

PRODUKT	CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/ KOD	ROZMIAR/ WYMIARY	KOLOR	BLOZ	EAN
<p>Actimove® Mitella Comfort Comfort Arm Sling</p> <p>Temblak.</p> 	<p>Szeroki pas na szyję. Oddychający materiał. Dozwolony podczas badania RTG.</p> 	NIE	L 40-43 cm	granatowy	9108167	 4 042809 017359
<p>Actimove® Mitella Comfort Comfort Arm Sling</p> <p>Temblak.</p> 	<p>Szeroki pas na szyję. Oddychający materiał. Dozwolony podczas badania RTG.</p> 	NIE	XL >43 cm	granatowy	9108244	 4 042809 017380
<p>Actimove® TaloCast Ankle Brace</p> <p>Orteza stawu skokowego.</p> 	<p>Wyściółka z miękkiej gąbki.</p> 	TAK H.01.01	S/M < 165 cm	czarny	9102398	 4 042809 687149
<p>Actimove® TaloCast Ankle Brace</p> <p>Orteza stawu skokowego.</p> 	<p>Wyściółka z miękkiej gąbki.</p> 	TAK H.01.01	L/XL > 165 cm	czarny	9102399	 4 042809 687163
<p>Actimove® TaloBrace Air Comfort Ankle Brace</p> <p>Orteza stawu skokowego z powietrznymi poduszkami pneumatycznymi.</p> 	<p>Powietrzne poduszki pneumatyczne.</p> 	TAK H.01.01	S/M (lewa) < 165 cm	czarny	9102403	 4 042809 687262
<p>Actimove® TaloBrace Air Comfort Ankle Brace</p> <p>Orteza stawu skokowego z powietrznymi poduszkami pneumatycznymi.</p> 	<p>Powietrzne poduszki pneumatyczne.</p> 	TAK H.01.01	S/M (prawa) < 165 cm	czarny	9102404	 4 042809 687286
<p>Actimove® TaloBrace Air Comfort Ankle Brace</p> <p>Orteza stawu skokowego z powietrznymi poduszkami pneumatycznymi.</p> 	<p>Powietrzne poduszki pneumatyczne.</p> 	TAK H.01.01	L/XL (lewa) > 165 cm	czarny	9102405	 4 042809 687309
<p>Actimove® TaloBrace Air Comfort Ankle Brace</p> <p>Orteza stawu skokowego z powietrznymi poduszkami pneumatycznymi.</p> 	<p>Powietrzne poduszki pneumatyczne.</p> 	TAK H.01.01	L/XL (prawa) > 165 cm	czarny	9102406	 4 042809 687323

PRODUKT	CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/ KOD	ROZMIAR/ WYMIARY	KOLOR	BLOZ	EAN
Actimove® Standard Air Walker Low XS Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	XS	czarny	9112566	
Actimove® Standard Air Walker Low S Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	S	czarny	9112548	
Actimove® Standard Air Walker Low M Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	M	czarny	9112483	
Actimove® Standard Air Walker Low L Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	L	czarny	9112569	
Actimove® Standard Air Walker Low XL Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	XL	czarny	9112564	
Actimove® Standard Air Walker High XS Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	XS	czarny	9112562	
Actimove® Standard Air Walker High S Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	S	czarny	9112558	
Actimove® Standard Air Walker High M Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	M	czarny	9112557	
Actimove® Standard Air Walker High L Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	L	czarny	9112555	
Actimove® Standard Air Walker High XL Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	XL	czarny	9112503	

PRODUKT	CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/ KOD	ROZMIAR/ WYMIARY	KOLOR	BLOZ	EAN
Actimove® Closed Shell Air Walker Low XS Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	XS	czarny	9112484	1 230000 153201
Actimove® Closed Shell Air Walker Low S Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	S	czarny	9112482	1 230000 153218
Actimove® Closed Shell Air Walker Low M Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	M	czarny	9112485	1 230000 153225
Actimove® Closed Shell Air Walker Low L Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	L	czarny	9112486	1 230000 153232
Actimove® Closed Shell Air Walker Low XL Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	XL	czarny	9112492	1 230000 153249
Actimove® Closed Shell Air Walker High XS Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	XS	czarny	9112502	1 230000 153256
Actimove® Closed Shell Air Walker High S Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	S	czarny	9112496	1 230000 153263
Actimove® Closed Shell Air Walker High M Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	M	czarny	9112495	1 230000 153270
Actimove® Closed Shell Air Walker High L Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	L	czarny	9112494	1 230000 153287
Actimove® Closed Shell Air Walker High XL Orteza na goleń i stopę.	Wspiera naturalny chód dzięki dobrze wyważonej podeszwie kołyskowej. 	TAK H.01.03	XL	czarny	9112493	1 230000 153294

PRODUKT	CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/ KOD	ROZMIAR/ WYMIARY	KOLOR	BLOZ	EAN
Actimove® Heel Wedges for Closed Sheel Walker Podpiętka do ortezy na gołeń i stope	Pięciostopniowa regulacja. 	NIE	UNIV	czarny	9112784	 4 042809 582727
Actimove® Post-Op ROM Knee Brace Orteza stawu kolanowego z regulacją zakresu ruchomości	Precyzyjny zakres regulacji. 	TAK H.03.03	UNIV	czarny	9112415	 4 042809 579307
Actimove® ManuMotion XS Right White Orteza stabilizująca nadgarstek ze wzmocnieniem i z kompresją medyczną	Wspomaga łagodzenie bólu i gojenie stabilizując nadgarstek dzięki anatomicznie ukształtowanej, termoplastycznej podpórce. 	TAK J.01.01	XS	biały	9113163	 4 042809 379693
Actimove® ManuMotion S Right White Orteza stabilizująca nadgarstek ze wzmocnieniem i z kompresją medyczną	Wspomaga łagodzenie bólu i gojenie stabilizując nadgarstek dzięki anatomicznie ukształtowanej, termoplastycznej podpórce. 	TAK J.01.01	S	biały	9113177	 4 042809 379730
Actimove® ManuMotion M Right White Orteza stabilizująca nadgarstek ze wzmocnieniem i z kompresją medyczną	Wspomaga łagodzenie bólu i gojenie stabilizując nadgarstek dzięki anatomicznie ukształtowanej, termoplastycznej podpórce. 	TAK J.01.01	M	biały	9113164	 4 042809 379778
Actimove® ManuMotion L Right White Orteza stabilizująca nadgarstek ze wzmocnieniem i z kompresją medyczną	Wspomaga łagodzenie bólu i gojenie stabilizując nadgarstek dzięki anatomicznie ukształtowanej, termoplastycznej podpórce. 	TAK J.01.01	L	biały	9113167	 4 042809 184716
Actimove® ManuMotion XL Right White Orteza stabilizująca nadgarstek ze wzmocnieniem i z kompresją medyczną	Wspomaga łagodzenie bólu i gojenie stabilizując nadgarstek dzięki anatomicznie ukształtowanej, termoplastycznej podpórce. 	TAK J.01.01	XL	biały	9113172	 4 042809 184839
Actimove® ManuMotion XXL Right White Orteza stabilizująca nadgarstek ze wzmocnieniem i z kompresją medyczną	Wspomaga łagodzenie bólu i gojenie stabilizując nadgarstek dzięki anatomicznie ukształtowanej, termoplastycznej podpórce. 	TAK J.01.01	XXL	biały	9113183	 4 042809 184952
Actimove® ManuMotion XS Left White Orteza stabilizująca nadgarstek ze wzmocnieniem i z kompresją medyczną	Wspomaga łagodzenie bólu i gojenie stabilizując nadgarstek dzięki anatomicznie ukształtowanej, termoplastycznej podpórce. 	TAK J.01.01	XS	biały	9113203	 4 042809 379716
Actimove® ManuMotion S Left White Orteza stabilizująca nadgarstek ze wzmocnieniem i z kompresją medyczną	Wspomaga łagodzenie bólu i gojenie stabilizując nadgarstek dzięki anatomicznie ukształtowanej, termoplastycznej podpórce. 	TAK J.01.01	S	biały	9113199	 4 042809 379754

PRODUKT	CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/KOD	ROZMIAR/WYMIARY	KOLOR	BLOZ	EAN
Actimove® ManuMotion M Left White Orteza stabilizująca nadgarstek ze wzmocnieniem i z kompresją medyczną	 <p>Wspomaga łagodzenie bólu i gojenie stabilizując nadgarstek dzięki anatomicznie ukształtowanej, termoplastycznej podpórcie.</p> 	TAK J.01.01	biały	M	9113198	 4 042809 379792
Actimove® ManuMotion L Left White Orteza stabilizująca nadgarstek ze wzmocnieniem i z kompresją medyczną	 <p>Wspomaga łagodzenie bólu i gojenie stabilizując nadgarstek dzięki anatomicznie ukształtowanej, termoplastycznej podpórcie.</p> 	TAK J.01.01	biały	L	9113202	 4 042809 184778
Actimove® ManuMotion XL Left White Orteza stabilizująca nadgarstek ze wzmocnieniem i z kompresją medyczną	 <p>Wspomaga łagodzenie bólu i gojenie stabilizując nadgarstek dzięki anatomicznie ukształtowanej, termoplastycznej podpórcie.</p> 	TAK J.01.01	biały	XL	9113204	 4 042809 184891
Actimove® ManuMotion XXL Left White Orteza stabilizująca nadgarstek ze wzmocnieniem i z kompresją medyczną	 <p>Wspomaga łagodzenie bólu i gojenie stabilizując nadgarstek dzięki anatomicznie ukształtowanej, termoplastycznej podpórcie.</p> 	TAK J.01.01	biały	XXL	9113205	 4 042809 379914
Actimove® GenuMotions XXS White Stabilizator kolana z kompresją medyczną	 <p>Zapewnia stabilność dzięki usztywnieniom i zintegrowanej poduszce uciskowej, które pomagają złagodzić ból.</p> 	NIE	biały	XXS	9113166	 4 042809 300369
Actimove® GenuMotions XS White Stabilizator kolana z kompresją medyczną	 <p>Zapewnia stabilność dzięki usztywnieniom i zintegrowanej poduszce uciskowej, które pomagają złagodzić ból.</p> 	NIE	biały	XS	9113168	 4 042809 300376
Actimove® GenuMotions S White Stabilizator kolana z kompresją medyczną	 <p>Zapewnia stabilność dzięki usztywnieniom i zintegrowanej poduszce uciskowej, które pomagają złagodzić ból.</p> 	NIE	biały	S	9113165	 4 042809 300383
Actimove® GenuMotions M White Stabilizator kolana z kompresją medyczną	 <p>Zapewnia stabilność dzięki usztywnieniom i zintegrowanej poduszce uciskowej, które pomagają złagodzić ból.</p> 	NIE	biały	M	9113169	 4 042809 300390
Actimove® GenuMotions L White Stabilizator kolana z kompresją medyczną	 <p>Zapewnia stabilność dzięki usztywnieniom i zintegrowanej poduszce uciskowej, które pomagają złagodzić ból.</p> 	NIE	biały	L	9113173	 4 042809 300406
Actimove® GenuMotions XL White Stabilizator kolana z kompresją medyczną	 <p>Zapewnia stabilność dzięki usztywnieniom i zintegrowanej poduszce uciskowej, które pomagają złagodzić ból.</p> 	NIE	biały	XL	9113174	 4 042809 300413

PRODUKT	CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/ KOD	ROZMIAR/ WYMIARY	KOLOR	BLOZ	EAN
<p>Actimove® GenuMotions XXL White</p> <p>Stabilizator kolana z kompresją medyczną</p>	  <p>Zapewnia stabilność dzięki usztywnieniom i zintegrowanej poduszce uciskowej, które pomagają złagodzić ból.</p>	NIE	biały	XXL	9113175	 <p>4 042809 300420</p>
<p>Actimove® TaloMotion XS Right White</p> <p>Stabilizator stawu skokowego z kompresją medyczną</p>	  <p>Pomaga w łagodzeniu bólu dając stabilność dzięki anatomicznemu kształtowi i płaskiej dzianinowej strukturze 3D.</p>	NIE	biały	XS	9113187	 <p>4 042809 366886</p>
<p>Actimove® TaloMotion S Right White</p> <p>Stabilizator stawu skokowego z kompresją medyczną</p>	  <p>Pomaga w łagodzeniu bólu dając stabilność dzięki anatomicznemu kształtowi i płaskiej dzianinowej strukturze 3D.</p>	NIE	biały	S	9113185	 <p>4 042809 366723</p>
<p>Actimove® TaloMotion M Right White</p> <p>Stabilizator stawu skokowego z kompresją medyczną</p>	  <p>Pomaga w łagodzeniu bólu dając stabilność dzięki anatomicznemu kształtowi i płaskiej dzianinowej strukturze 3D.</p>	NIE	biały	M	9113178	 <p>4 042809 366761</p>
<p>Actimove® TaloMotion L Right White</p> <p>Stabilizator stawu skokowego z kompresją medyczną</p>	  <p>Pomaga w łagodzeniu bólu dając stabilność dzięki anatomicznemu kształtowi i płaskiej dzianinowej strukturze 3D.</p>	NIE	biały	L	9113182	 <p>4 042809 366808</p>
<p>Actimove® TaloMotion XL Right White</p> <p>Stabilizator stawu skokowego z kompresją medyczną</p>	  <p>Pomaga w łagodzeniu bólu dając stabilność dzięki anatomicznemu kształtowi i płaskiej dzianinowej strukturze 3D.</p>	NIE	biały	XL	9113192	 <p>4 042809 366846</p>
<p>Actimove® TaloMotion XXL Right White</p> <p>Stabilizator stawu skokowego z kompresją medyczną</p>	  <p>Pomaga w łagodzeniu bólu dając stabilność dzięki anatomicznemu kształtowi i płaskiej dzianinowej strukturze 3D.</p>	NIE	biały	XXL	9113195	 <p>4 042809 366648</p>
<p>Actimove® TaloMotion XS Left White</p> <p>Stabilizator stawu skokowego z kompresją medyczną</p>	  <p>Pomaga w łagodzeniu bólu dając stabilność dzięki anatomicznemu kształtowi i płaskiej dzianinowej strukturze 3D.</p>	NIE	biały	XS	9113189	 <p>4 042809 366709</p>
<p>Actimove® TaloMotion S Left White</p> <p>Stabilizator stawu skokowego z kompresją medyczną</p>	  <p>Pomaga w łagodzeniu bólu dając stabilność dzięki anatomicznemu kształtowi i płaskiej dzianinowej strukturze 3D.</p>	NIE	biały	S	9113186	 <p>4 042809 366747</p>
<p>Actimove® TaloMotion M Left White</p> <p>Stabilizator stawu skokowego z kompresją medyczną</p>	  <p>Pomaga w łagodzeniu bólu dając stabilność dzięki anatomicznemu kształtowi i płaskiej dzianinowej strukturze 3D.</p>	NIE	biały	M	9113179	 <p>4 042809 366785</p>

PRODUKT	CECHY SZCZEGÓLNE	REFUNDACJA/KOD	ROZMIAR/WYMIARY	KOLOR	BLOZ	EAN
<p>Actimove® TaloMotion L Left White</p> <p>Stabilizator stawu skokowego z kompresją medyczną</p> 	<p>Pomaga w łagodzeniu bólu dając stabilność dzięki anatomicznemu kształtowi i płaskiej dzianinowej strukturze 3D.</p> 	NIE	biały	L	9113184	 4 042809 366822
<p>Actimove® TaloMotion XL Left White</p> <p>Stabilizator stawu skokowego z kompresją medyczną</p> 	<p>Pomaga w łagodzeniu bólu dając stabilność dzięki anatomicznemu kształtowi i płaskiej dzianinowej strukturze 3D.</p> 	NIE	biały	XL	9113194	 4 042809 366860
<p>Actimove® TaloMotion XXL Left White</p> <p>Stabilizator stawu skokowego z kompresją medyczną</p> 	<p>Pomaga w łagodzeniu bólu dając stabilność dzięki anatomicznemu kształtowi i płaskiej dzianinowej strukturze 3D.</p> 	NIE	biały	XXL	9113196	 4 042809 366662

Actimove[®]

Feel good. Move better.



essity

Actimove[®],
an Essity brand

Essity Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
Infolinia: 800 60 66 68