

MAATTABELLEN


JOBST UltraSheer | JOBST Classic | JOBST Opaque | JOBST Maternity
Opaque | JOBST Bellavar | JOBST forMen Ambition | JOBST forMen Explore |
JOBST Elvarex | JOBST Elvarex soft | JOBST Bella Lite

MAATTABEL

JOBST® ULTRASHEER / JOBST® CLASSIC

Maten zijn in cm

Maat ▶	I		II		III		IV		V		VI	
Meetpunt ▼	I Plus		II Plus		III Plus		IV Plus		V Plus		VI Plus	
cT	> 80		> 90		> 90		> 110		> 110		> 120	
cH	> 95		> 105		> 105		> 125		> 125		> 135	
cG Siliconenband	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
cG	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	



Lengte D		Lengte G		Lengte K (voor panty)	
ID petite	34 - 38 cm	IG petite	60 - 69 cm	IK petite	65 - 75 cm
ID regular	39 - 45 cm	IG regular	69 - 80 cm	IK regular	75 - 85 cm
		IG lang*	80 - 90 cm		

Eén voetlengte per standaardmaat (voetlengte is afhankelijk van lengtemaat).


*Lengte G lang alleen beschikbaar in JOBST Classic

MAATTABEL

JOBST® OPAQUE / JOBST® MATERNITY OPAQUE*

Maten zijn in cm

Maat ▶ Meetpunt ▼	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
cT	> 80		> 90		> 90		> 110		> 110		> 120	
cH	> 95		> 105		> 105		> 125		> 125		> 135	
cG Siliconenband	43-48	49-57	45-52	53-62	49-56	57-67	53-60	61-72	56-64	65-77	60-68	69-81
cG	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	



Lengte D		Lengte G		Lengte K (voor panty)	
ID petite	34 - 38 cm	IG petite	60 - 69 cm	IK petite	65 - 75 cm
ID regular	39 - 45 cm	IG regular	69 - 80 cm	IK regular	75 - 85 cm

Eén voetlengte per standaardmaat (voetlengte is afhankelijk van lengtemaat).


MAATTABEL

JOBST® BELLAVER

Maten zijn in cm

Maat ▶ Meetpunt ▼	I	II	III	IV	V	VI
cG	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56	58 - 60	62 - 64
cF	39 - 41	42 - 44	45 - 47	48 - 50	51 - 53	54 - 56
cE	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43	44 - 46
cD	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43
cC	29 - 30	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45
cB1	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34
cB	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29
cY	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38
cA	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29

Lengte D		Lengte F		Lengte G	
I/D petite	36 - 39 cm	I/F	58 - 62 cm	I/G	69 - 74 cm
I/D regular	40 - 43 cm				




MAATTABEL

JOBST® FORMEN AMBITION / JOBST® FORMEN EXPLORE

Maten zijn in cm

Maat ▶	1	2	3	4	5	6
Meetpunt ▼						
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

Lengte D	
ID regular	39 - 45 cm
ID lang	45 - 51 cm



MAATTABEL


JOBST® ELVAREX

Maten zijn in cm

Maat ▶	4	5 + 6	7 + 8	9 + 10	11 + 12	13 + 14
Meetpunt ▼						
cD	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43
cC	29 - 30	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45
cB1	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34
cB	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29
cY	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38
cA	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29

Lengtematen Elvarex voor standaardmaten 4 t/m 14	
ID petite:	36 - 39 cm
ID regular:	40 - 43 cm

Gemiddelde voetlengte open teen 16 cm



MAATTABEL


JOBST® ELVAREX SOFT

Maten zijn in cm

Maat ▶	1	2	2 plus	3	3 plus	4	4 plus	5
Meetpunt ▼								
cG	44-57	46-60	49-63	50-66	55-71	52-70	57-75	65-82
cF	39-52	41-55	44-58	45-61	50-66	47-63	52-68	60-80
cE	30-37	32-39	35-43	37-45	39-47	42-51	44-53	46-56
cD	27-34	29-37	32-40	34-43	36-46	38-49	40-51	43-56
cC	28-35	30-38	33-41	35-44	37-47	39-50	41-54	44-58
cB1	23-27	24-29	27-32	29-35	31-37	33-39	35-41	38-45
cB	18-20	20-23	20-23	23-26	23-26	26-30	26-30	30-34
cY	26-31	28-33	28-33	30-36	30-36	32-40	32-40	34-42
cA	17-22	19-24	19-24	22-28	22-28	25-32	25-32	28-35

Lengtemaat petite		Lengtemaat regular	
iD	35 - 40 cm	iD	41 - 46 cm
iG	68 - 76 cm	iG	77 - 85 cm

Tension Matrix




MAATTABEL

JOBST® BELLA LITE

Maten zijn in cm

Maat	Small	Medium	Large
Jobst Bella Lite armkous klasse 1 en 2 (15-20 mm Hg en 20-30 mm Hg*)			
Omvang pols (C)	14 - 20 cm	16 - 22 cm	18 - 24 cm
Omvang midden onderarm (D)	18 - 23 cm	23 - 29 cm	29 - 34 cm
Omvang midden bovenarm (F)	22 - 40 cm	27 - 45 cm	33 - 51 cm
Jobst Bella Lite handschoen klasse 1 en 2 (15-20 mm Hg en 20-30 mm Hg*)			
Omvang handpalm (A)	15 - 29 cm	19 - 22 cm	22 - 26 cm
Omvang pols (C)	14 - 20 cm	16 - 22 cm	18 - 24 cm



Lengte G	
ID regular	tot 43 cm
ID lang	vanaf 43 cm