

BESTELFORMULIER MAATWERK JOVIPAK ARMVERBAND

Stuur dit formulier naar uw medisch specialzaak


Gebruik voor het bestellen voor meer lichaamsdelen verschillende bestelformulieren

Naam patiënt:
Geboortedatum:
Naam besteller:
Naam bedrijf:
Datum:

Links	Rechts	Aantal
-------	--------	--------

OPTIES

Armverband (+ JoViJacket) met losse hand (AC1 + CG1)
Gestikte vingers
Rits van pols tot elleboog (AG, AG1, CG1)
Rits van elleboog tot oksel (AG, AG1)
Rits van handrug tot middenvoor op de onderarm (AD, AE) Aanbevolen als de hand aanzienlijk dikker is dan de onderarm Let op: een rits over de gehele lengte wordt niet aangeraden aangezien deze frictie gaat geven over de bewegende delen.
Los verkrijgbaar
JoViJacket Black
JoViJacket White
Opmerkingen:



* Kies optie **Armverband (+JoViJacket) met losse hand** indien u een AG1 armkous in twee delen wilt bestellen.

Armverband AG1
Polartec®
Powerdry Slimline



JoViJacket
Voor extra
compressie



KLEUR EN OPTIES

Polartec® Powerdry

Black	Royal Blue
Buff	Plum
Pink	

Andere mogelijkheden

Vingertoppen bedekken
Tot basis vingers
2 Blend foam, Slimline (meer kanalen minder schuim)

MAATWERK MAATSHEMA

JOVIPA ARMVERBAND LINKS/RECHTS


Stuur dit formulier naar uw medisch specialzaak

Gebruik voor het bestellen voor meer lichaamsdelen verschillende bestelformulieren

Naam patiënt:
Geboortedatum:
Naam besteller:
Naam bedrijf:
Datum:

Meet op een rechte arm in ontspannen houding met de handpalm naar boven.
Meet de mediale lengte C-G staand met de arm langs de zij.

Patiëntgegevens	
Vrouw	Man
Links	Rechts
Primair lymfoedeem	Secundair lymfoedeem
1e Verstrekking	Herhaling
Lengte:	cm
Gewicht:	kg



MAATWERK HANDOMTREK TEKENING JOVIPAK LINKS


Stuur dit formulier naar uw medisch speciaalzaak

Gebruik voor het bestellen voor meer lichaamsdelen verschillende bestelformulieren

Naam patiënt:
Geboortedatum:
Naam besteller:
Naam bedrijf:
Datum:

Plaats de hand plat op deze tekening, handpalm naar beneden met de pols (C) over de C markering. Gebruik een zwarte dunne pen of potlood om de hand te tekenen inclusief alle vingers

Teken een stippellijn op het patroon waar het verband zou moeten eindigen.



Plaats flexlijn pols "C" over de stippellijn.


MAATWERK HANDOMTREK TEKENING JOVIPAK RECHTS

Stuur dit formulier naar uw medisch speciaalzaak

Gebruik voor het bestellen voor meer lichaamsdelen verschillende bestelformulieren

Plaats de hand plat op deze tekening, handpalm naar beneden met de pols (C) over de C markering. Gebruik een zwarte dunne pen of potlood om de hand te tekenen inclusief alle vingers.

Teken een stippellijn op het patroon waar het verband zou moeten eindigen.



Naam patiënt:

Geboortedatum:

Naam besteller:

Naam bedrijf:

Datum:

Plaats flexlijn pols "C" over de stippellijn.