

THERA- PEUTISCHE ELASTISCHE KOUSSEN

Assortimentsoverzicht



NIETS HOUDT JE TEGEN

Op [JOBST.nl](https://www.jobst.nl) kun je maattabellen, brochures, instructievideo's en bestelformulieren vinden die je helpen om jouw JOBST-product gemakkelijk te bestellen.

Onze JOBST accountmanagers adviseren je graag persoonlijk. Zij maken je wegwijs in ons assortiment en je kunt bij hen terecht voor het opfrissen van kennis of een second opinion bij specifieke cliëntvraagstukken!

**Je kunt ons bereiken via 030-698 47 00
en jobst.cs.nl@essity.com.**



PRODUCT- INFORMATIE

Therapeutische elastische kousen

JOBST® ULTRA- SHEER



KENMERKEN

- Glanzende kous voor een **stijlvolle look**
- **Mooie transparantie** dankzij fijne, ademende zachte garens

INDICATIES

- Preventie (CCL1)
- Varices zonder oedeem

ASSORTIMENT

RONDBREIKOUS								
Uitvoering ▼		AD*	AG*	AT*	AD	AF	AG	AT
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•	•	•	•	•
Boord- afwerking	SoftFit	•			•			
	Sensitive		•			•	•	
	Kant		•			•	•	
	Bloem		•			•	•	
Teen- stuk	Open	•	•	•	•	•	•	•
	Gesloten	•	•	•	•	•	•	•
Opties	Maxibroek			•				
	Zwangerschap			•				•

* Confectie

Kijk voor alle opties en tijdelijke trendkleuren op jobst.nl

KLEUREN

			
Naturel	Golden Beige	Tan	Caramel
			
Bronze	Espresso	Anthracite	Black
			
Navy	Cranberry		

AFWERKING

			
SoftFit	Sensitive	Kant	Bloem

SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	64%	36%
2	60%	40%

JOBST® OPAQUE



KENMERKEN

- **Zachte, verhullende en luchtdoorlatende kous**
- **Gemakkelijker aan te trekken** dankzij de zachte garens en comfortabel om te dragen
- Vooral geschikt voor benen zonder grote omvangsverschillen (geen conische vorm)

INDICATIES

- Preventie (CCL1)
- Varices zonder oedeem
- Zwangerschapsvarices
- CVI met oedeem

ASSORTIMENT

RONDBREIKOUS											
Uitvoering ▼		AD*	AG*	AG-T*	AT*	AD	AF	AG	AG-T	AT	ATGT
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boord- afwerking	Noppen	•	•			•	•	•			
	SoftFit	•				•					
	Sensitive		•				•	•			
	Kant		•				•	•			
Teen- stuk	Open	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gesloten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opties	Maxibroek				•						
	Gulp				•					•	•
	Compressiebroek								•	•	•
	Compressiebroek/gulp									•	•

* Confectie

Kijk voor alle opties en tijdelijke trendkleuren op jobst.nl

KLEUREN

Naturel	Golden Beige	Tan	Caramel
Bronze	Espresso	Anthracite	Black
Navy	Cranberry		

AFWERKING

Noppen	SoftFit	Sensitive	Kant

SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	64%	36%
2	60%	40%

JOBST® MATERNITY OPAQUE



KENMERKEN

- Zachte kous die zeer geschikt is tijdens de **zwangerschap**
- Ontworpen voor een **groeibende buik**
- **Gemakkelijker aan te trekken** dankzij de zachte garens en comfortabel om te dragen

INDICATIES

- Zwangerschapsvarices
- CVI met oedeem

ASSORTIMENT

RONDBREIKOUS			
Uitvoering ▼		AT*	AT
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•
Teen- stuk	Open	•	•
	Gesloten	•	•

* Confectie

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op [jobst.nl](https://www.jobst.nl)

KLEUREN

			
Caramel	Anthracite	Black	Navy
			
Cranberry			

SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	64%	36%
2	60%	40%



JOBST® CLASSIC

KENMERKEN

- **Stevige en duurzame kous** voor **actieve patiënten**
- Geeft **meer ondersteuning** bij oedeem(neiging)
- Ook geschikt voor patiënten met een **stevige kuit**

INDICATIES

- Varices zonder oedeem
- Varices met oedeem
- Zwangerschapsvarices
- CVI met oedeem

ASSORTIMENT

RONDBREIKOUS											
Uitvoering ▼		AD*	AG*	AG-T*	AT*	AD	AF	AG	AG-T	ATGT	AT
Druk- klasse	CCL 2: 23-32 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 3: 34-42 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boord- afwerking	Noppen	•	•			•	•	•			
	SoftFit	•				•					
	Kant						•	•			
Teen- stuk	Open	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Gesloten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opties	Zwangerschap				•						•
	Gulp				•					•	•
	Compressiebroek								•	•	•
	Compressiebroek/gulp									•	•

* Confectie

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN

			
Sand	Pearl	Topas	Black*
			
Anthracite**			

* Anthracite alleen in ribuitvoering en in AD maatwerk beschikbaar


** Black ook in ribuitvoering beschikbaar

AFWERKING

		
Noppen	SoftFit	Kant

SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	63%	37%
3	63%	37%



CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

JOBST® ULTRASHEER | JOBST® OPAQUE | JOBST® MATERNITY OPAQUE* | JOBST® CLASSIC

Meetpunt	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
cT	> 80		> 90		> 90		> 110		> 110		> 120	
cH	> 95		> 105		> 105		> 125		> 125		> 135	
cG siliconenband	43 - 48	49 - 57	45 - 52	53 - 62	49 - 56	57 - 67	53 - 60	61 - 72	56 - 64	65 - 77	60 - 68	69 - 81
cG	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
cF	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
cE	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
cD	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
cC	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
cB1	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
cB	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
cY	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
cA	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

Lengte D

ID petite: 34 - 39 cm
ID regular: 39 - 45 cm

Lengte G

IG petite: 60 - 69 cm
IG regular: 70 - 80 cm
IG lang**: 81 - 90 cm

Lengte K (voor panty)

IK petite: 65 - 75 cm
IK regular: 75 - 85 cm

Eén voetlengte per standaardmaat (voetlengte is afhankelijk van lengtemaat).

Kies voor de Plus-maat als de gemeten G-omvang aan de rechterkant van de kolom uitvalt.

* Alleen beschikbaar als panty

**Lengte G lang alleen beschikbaar in JOBST Classic

MAATTABEL

UltraSheer / Opaque / Maternity Opaque / Classic

JOBST® FORMEN AMBITION

A man is sitting on the ground next to a bicycle. He is wearing blue jeans, dark blue socks, and brown leather shoes. The bicycle is silver and black. The background is a blurred outdoor setting.

KENMERKEN

- Een **stijlvolle kous** die lijkt op **een sok** en de voeten dagelijks fris houdt.
- Ook geschikt voor **smallere kuiten**
- Door het **hoge katoengehalte** voelt de kous de hele dag prettig

INDICATIES

- Varices zonder oedeem
- CVI met oedeem

ASSORTIMENT

RONDBREIKOUS		
Uitvoering ▼		AD*
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●
	CCL 3: 34 - 42 mmHg	●
Teen- stuk	Open	
	Gesloten	●

* Confectie

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN

			
Khaki	Brown	Navy	Black
			
Anthracite			

SAMENSTELLING

Klasse	Katoen	Polyamide	Polyester	Elastaan
1	15%	63%	1%	21%
2	15%	59%	1%	25%
3	15%	57%	1%	27%

JOBST® FORMEN EXPLORE

KENMERKEN

- Een **stoere kous** die lijkt op een sok en de voeten dagelijks fris houdt
- Ook geschikt voor **volle kuit**
- Door het **hoge katoengehalte** voelt de kous de hele dag prettig

INDICATIES

- Varices zonder oedeem
- CVI met oedeem

ASSORTIMENT

RONDBREIKOUS		
Uitvoering ▼		AD*
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●
	CCL 3: 34 - 42 mmHg	●
Teen- stuk	Open	
	Gesloten	●

* Confectie

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN

			
Khaki	Navy	Black	Anthracite

SAMENSTELLING

Klasse	Katoen	Polyamide	Polyester	Elastaan
1	23%	46%	1%	30%
2	25%	39%	1%	35%
3	27%	33%	1%	39%



CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

JOBST® FORMEN AMBITION | JOBST® FORMEN EXPLORE

Meetpunt	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

Lengte D

ID regular: 39 - 45 cm

ID lang: 45 - 51 cm

JOBST® BELLAVAR

KENMERKEN

- Rondbreikous van een **bijzonder stevige kwaliteit**
- Kan een **beginnend lymfoedeem stabiliseren**
- Niet geschikt voor armen met **grote omvangverschillen** of **forse omvangsmaten**

INDICATIES

- Trombose met oedeem
- Lymfoedeem ISL 0-1

ASSORTIMENT ARMKOUS*

RONDBREIKOUS				
Uitvoering ▼		CG	CG1	CH
Druk- klasse	CCL 2: 23-32 mmHg	•	•	•
Boord- afwerking	Noppen	•	•	
Opties	BH-bevestigingsband			•

KLEUREN



Sahara

AFWERKING



Noppen

SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	65%	35%

* Win vóór bestellen advies in bij een van onze account managers. Bellavar is niet voor iedereen een geschikte keuze.

JOBST® BELLAVAR

KENMERKEN

- Rondbreikous van een **bijzonder stevige kwaliteit**
- Geeft ook bij meer oedeemvorming **voldoende ondersteuning**
- Minder geschikt voor benen met **grote omvangverschillen**

INDICATIES

- Varices met oedeem
- Genezen Ulcus Cruris
- Lymfoedeem ISL 0-1
- Pijn bij Lipoedeem

ASSORTIMENT BEENKOUS

RONDBREIKOUS												
Uitvoering ▼		AD*	AF*	AG*	AG-T*	AT*	AD	AF	AG	AG-T	ATGT	AT
Druk- klasse	CCL 2: 23-32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 3: 34-42 mmHg						●	●	●	●	●	●
Boord- afwerking	Noppen		●	●			●	●	●			
	Kant							●	●			
Teen- stuk	Open	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gesloten	●					●	●	●	●	●	●
Opties	Zwangerschap											●
	Gulp					●					●	●
	Compressiebroek									●	●	●
	Compressiebroek/gulp										●	●

* Confectie

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN



* Black alleen in maatwerk beschikbaar

AFWERKING



SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	65%	35%
3	65%	35%



CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

JOBST® BELLAVAR

Maat ▶	I	II	III	IV	V	VI
Meetpunt ▼						
cG	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56	58 - 60	62 - 64
cF	39 - 41	42 - 44	45 - 47	48 - 50	51 - 53	54 - 56
cE	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43	44 - 46
cD	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43
cC	29 - 30	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45
cB1	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34
cB	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29
cY	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38
cA	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29

Lengtemaat D

ID petit: 36 - 39 cm

ID regular: 40 - 43 cm

Lengtemaat F

IF: 58 - 62 cm

Lengtemaat G

IG: 69 - 74 cm

JOBST® CONFIDENCE

KENMERKEN

- Sluit aan op de lichaamscontouren dankzij de **unieke contour fit**
- Vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar ook **stevige ondersteuning biedt**
- Geeft **optimale bewegingsvrijheid**
- **Unieke vochtdoorlatende eigenschappen** waardoor de huid de hele dag droog blijft

INDICATIES

- Genezen Ulcus Cruris
- Lymfoedeem ISL 2A-2B
- Lymfoedeem bij Lipoedeem
- Pijn bij Lipoedeem

ASSORTIMENT BEENKOUS

VLAKBREIKOUS										
Uitvoering ▼		AB1	AD	AG	AT	AG-HT	B1T	BT	CT	ET
Drukklasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 3: 34 - 42 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boord-afwerking	Noppen			•						
	SoftFit		•							
Teen-stuk	Open	•	•	•	•	•				
	Gesloten	•	•	•	•	•				
Opties	Schuin	•	•	•	•	•				
	Hallux	•	•	•	•	•				
	Enkelcomfortzone	•	•	•	•	•				
	Kniecomfortzone			•	•	•	•	•	•	
	Comfort tailleband (gebreed verstelbaar)				•	•	•	•	•	•

KLEUREN

			
Beige	Caramel	Black	
			
Jeans Heather	Anthracite Heather	Red Heather	Cranberry

AFWERKING

	
Noppen	SoftFit

SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Polypropylene	Elastaan
1	59%	26%	15%
2	48%	32%	20%
3	45%	32%	23%

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op [jobst.nl](https://www.jobst.nl)

JOBST® CONFIDENCE

KENMERKEN

- Sluit aan op de lichaamscontouren dankzij de **unieke contour fit**
- Vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar ook **stevige ondersteuning** biedt
- Geeft **optimale bewegingsvrijheid**
- **Unieke vochtdoorlatende eigenschappen** waardoor de huid de hele dag droog blijft

INDICATIES

- Lymfoedeem ISL 2A-2B
- Lymfoedeem bij Lipoedeem
- Pijn bij Lipoedeem


ASSORTIMENT ARMKOUS

VLAKBREIKOUS			
Uitvoering ▼		AG1	CG1
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•
Boord- afwerking	Noppen	•	•
	SoftFit	•	•
Opties	Elleboogcomfortzone	•	•
	Ellenboog hoek 25 graden (standaard)	•	•
	Ellenboog hoek 45 graden*	•	•

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op [jobst.nl](https://www.jobst.nl)*

* Win vóór bestellen advies in bij een van onze account managers. Deze optie is niet voor iedereen een geschikte keuze.

KLEUREN



AFWERKING



SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Polypropylene	Elastaan
1	59%	26%	15%
2	48%	32%	20%

JOBST® ELVAREX SOFT



KENMERKEN

- **Zachte, luchtdoorlatende kous**
- Ontworpen voor mensen met een **kwetsbare huid en ouderen**
- Ontworpen om bestand te zijn tegen **lotions en crèmes**
- **Trekt zeer gemakkelijk aan** door de zachte garens


INDICATIES

- Varices met oedeem
- Genezen Ulcus Cruris
- Lymfoedeem ISL 1-2A
- Lymfoedeem bij Lipoeedeem
- Pijn bij Lipoeedeem

ASSORTIMENT BEENKOUS MTM

VLAKBREIKOUS MTM						
Uitvoering ▼		AD	AG	AG-T	AT	CG1
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg					•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•	•	•
	CCL 3: 34 - 46 mmHg	•	•	•	•	
Boord- afwerking	Noppen	•	•			•
	Micronoppen	•	•			•
	SoftFit	•				•
Teen- stuk	Open	•	•	•	•	
	Gesloten	•	•	•	•	
Voet	Schuine of rechte voet	•	•	•	•	
	T-hiel	•	•	•	•	
Opties	Slipvorm tweezijdig				•	
	Topcomfortzone		•			
	Compressiebroek			•		
Tailleband	Gebreid (standaard)				•	
	Knoopsgatelastiek (verstelbaar)				•	
	Fleece				•	

KLEUREN



*Macchiato is alleen beschikbaar als armkous

AFWERKING



SAMENSTELLING BEENKOUS

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	65%	35%
3	60%	40%

SAMENSTELLING ARMKOUS

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	70%	30%
3	65%	35%

ASSORTIMENT BEENKOUS CONFECTIE

VLAKBREIKOUS CONFECTIE			
Uitvoering ▼		AD	AG
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg		
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•
	CCL 3: 34 - 46 mmHg	•	•
Boord- afwerking	Geen (gebreid)	•	
	Noppen		•
	SoftFit	•	
Teen- stuk	Open	•	•
	Gesloten	•	•

KLEUREN



AFWERKING



SAMENSTELLING BEENKOUS

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	65%	35%
3	60%	40%



CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)


JOBST® ELVAREX SOFT

Maat ▶	1	2	2 plus	3	3 plus	4	4 plus	5
Meetpunt ▼								
cG	44-57	46-60	49-63	50-66	55-71	52-70	57-75	65-82
cF	39-52	41-55	44-58	45-61	50-66	47-63	52-68	60-80
cE	30-37	32-39	35-43	37-45	39-47	42-51	44-53	46-56
cD	27-34	29-37	32-40	34-43	36-46	38-49	40-51	43-56
cC	28-35	30-38	33-41	35-44	37-47	39-50	41-54	44-58
cB1	23-27	24-29	27-32	29-35	31-37	33-39	35-41	38-45
cB	18-20	20-23	20-23	23-26	23-26	26-30	26-30	30-34
cY	26-31	28-33	28-33	30-36	30-36	32-40	32-40	34-42
cA	17-22	19-24	19-24	22-28	22-28	25-32	25-32	28-35

Kies voor de Plus-maat als de gemeten omvangsmaten aan de rechterkant van de kolom uitvallen.

Lengtemaat	Petite	Regular
ID	35 - 40	41 - 46
IG	68 - 76	77 - 85

TENSION MATRIX



- 0** Geen spanning
- +** Lichte spanning
- ++** Sterke spanning
- +++** Maximale spanning*

* Deze spanning is illustratief, in de praktijk komt dit niet voor

JOBST® ELVAREX

KENMERKEN

- **Sterke** vlakbreikous met **hoge luchtdoorlatendheid**
- **Zeer geschikt voor uitlopende lichaamsvormen** en verkrijgbaar met veel opties
- De oppervlaktestructuur is ontworpen om een **micromassage-effect** op de huid te creëren. Dit stimuleert de afvoer van lymfevocht

INDICATIES

- Genezen Ulcus Cruris
- Lymfoedeem ISL 2-3
- Lymfoedeem bij Lipoedeem

ASSORTIMENT BEENKOUS

VLAKBREIKOUS																		
Uitvoering ▼		AD*	AA	AB	AB1	AD	AF	AG	AG-T	AT**	ATGT	B1G	BD	BG	CG	CG-T	CTGT	DF
Drukklasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 3: 34 - 42 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 3 forte: 38 - 46 mmHg			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 4: > 49 mmHg			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 4 super: > 70 mmHg			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boord- afwerking	Noppen				•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•
	Micronoppen					•		•										
	SoftFit					•												
Teen- stuk	Open	•		•	•	•	•	•	•	•								
	Gesloten	•		•	•	•	•	•	•	•								
Opties	Kniecomfortzone						•	•	•	•	•			•	•	•	•	
	D-schuin					•							•					
	Topcomfortzone							•				•		•	•			

*Confectie **AG in combinatie met leibbinde of AG in combinatie met Bellavar broek (volle compressie).

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN

Beige	Caramel	Bronze
Black	Cranberry	Grey
Denim	Henna	Graphite
Dark Brown	Dark Blue	

AFWERKING

Noppen	Micronoppen	SoftFit

SAMENSTELLING

Klasse	Katoen	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1		72%	12%	16%
2	29%	40%	21%	10%
3	41%	32%	21%	6%
3F	41%	27%	26%	6%
4	39%	26%	30%	5%
4S	39%	24%	32%	5%



JOBST® ELVAREX

KENMERKEN

- **Sterke** vlakbreikous met **hoge luchtdoorlatendheid**
- **Zeer geschikt voor uitlopende lichaamsvormen** en verkrijgbaar met veel opties
- De oppervlaktestructuur is ontworpen om een **micromassage-effect** op de huid te creëren. Dit stimuleert de afvoer van lymfevocht

INDICATIES

- Lymfoedeem ISL 2-3
- Lymfoedeem bij Lipoedeem

CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

JOBST® ELVAREX


Maat ▶	4	5 + 6	7 + 8	9 + 10	11 + 12	13 + 14
Meetpunt ▼						
cD	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43
cC	29 - 30	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45
cB1	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34
cB	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29
cY	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38
cA	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29

Lengtematen Elvarex voor standaardmaten 4 t/m 14

ID petite: 36 - 39 cm

ID regular: 40 - 43 cm

Gemiddelde voetlengte open teen 16 cm.



ASSORTIMENT ARMKOUS

VLAKBREIKOUS													
Uitvoering ▼		AC1	AE	AE1	AG	AG1	AH	CE	CE1	CG	CG1	CH	DF
Drukklasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 2 forte: 23 - 32 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Boord-afwerking	Noppen		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	Micronoppen				•	•				•	•		
	SoftFit									•	•		
Opties	Elleboogcomfortzone									•	•	•	
	BH-bevestigingsband						•					•	

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN

			
Beige	Caramel	Bronze	Hazelnut
			
Dark Blue	Black	Ruby Red	Cranberry

AFWERKING

		
Noppen	Micronoppen	SoftFit

SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1	73%	12%	15%
2	70%	20%	10%
2F	63%	27%	10%

JOBST® ELVAREX SOFT SEAMLESS



KENMERKEN

- Gemaakt van **zachte garens**
- **Naadloos** voor meer comfort en bewegingsvrijheid
- Zeer geschikt om te **combineren met Confidence**


INDICATIES

- Lymfoedeem ISL 1-2A (Handschoen)
- Lymfoedeem ISL 2A-2B (Teenkap)

ASSORTIMENT

VLAKBREIKOUS				
Uitvoering ▼		AC1	AE	AA
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•
Teen- stuk	Open (zonder kleine teen)			•
	Gesloten			
Hand	Met duim, zonder vingers	•	•	
	Met duim, met vingers	•	•	

KLEUREN



*Macchiato, Pine Green en Sunflower Yellow alleen beschikbaar als handschoen

SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	70%	30%
2	65%	35%

JOBST® ELVAREX PLUS



KENMERKEN

- Ontworpen met 3D-breitechniek voor een **perfecte pasvorm**
- **Volledige bewegingsvrijheid** door naadloze afwerking
- Zeer geschikt om te **combineren met Confidence of Elvarex**

INDICATIES

- Lymfoedeem ISL 2B-3 (Handschoen)
- Lymfoedeem ISL 3 (Teenkap)

ASSORTIMENT

VLAKBREIKOUS				
Uitvoering ▼		AC1	AE	AA
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	•	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•
Teen- stuk	Open met 4 of 5 tenen			•
	Gesloten			
Hand	Met duim, zonder vingers	•	•	
	Met duim, met vingers	•	•	

KLEUREN

			
Beige	Caramel	Bronze	Hazelnut**
			
Dark Brown***	Black	Ruby Red*	Cranberry
			
Grey	Dark Blue		

* Beige is een nieuwe kleur voor de teenkap

** Ruby Red en Hazelnut zijn alleen beschikbaar als handschoen

*** Dark Brown is alleen beschikbaar als teenkap

SAMENSTELLING HANDSCHOEN

Klasse	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1	73%	12%	15%
2	70%	20%	10%

SAMENSTELLING TEENKAP

Klasse	Katoen	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1		72%	12%	16%
2	29%	40%	21%	10%

JOBST® BELLA LITE



KENMERKEN

- Hoog draagcomfort dankzij de **luchtdoorlatende** en **lichtgewicht** breistructuur
- Kan geschikt zijn als **extra** kous
- Vooral geschikt voor **Incidenteel gebruik** of bij een zwaar gevoel zonder meetbaar oedeem

INDICATIES

- Lymfoedeem ISL 0
- Pijn bij Lipoedeem (armkous)

ASSORTIMENT

RONDBREIKOUS			
Uitvoering ▼		AC1**	CG**
Druk- klasse	CCL 1: 15-20 mmHg*	•	•
	CCL 2: 20-30 mmHg*	•	•
Boord- afwerking	Noppen		•

* Klasse-indeling volgens de Amerikaanse norm. ** Confectie.

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

KLEUREN



Beige

Black

AFWERKING



Noppen



CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

JOBST® BELLA LITE

Maat	Small	Medium	Large
JOBST Bella Lite armkous klasse 1 en 2			
Omvang pols (C)	14 - 20 cm	16 - 22 cm	18 - 24 cm
Omvang midden onderarm (D)	18 - 23 cm	23 - 29 cm	29 - 34 cm
Omvang midden bovenarm (F)	22 - 40 cm	27 - 45 cm	33 - 51 cm
JOBST Bella Lite handschoen klasse 1 en 2			
Omvang vingeraanzet (A)	15 - 29 cm	19 - 22 cm	22 - 26 cm
Omvang pols (C)	14 - 20 cm	16 - 22 cm	18 - 24 cm

Lengte G

IG: regular tot 43cm

IG: lang vanaf 43cm

NIETS HOUDT JE TEGEN

Op [JOBST.nl](https://www.jobst.nl) kun je maattabellen, brochures, instructievideo's en bestelformulieren vinden die je helpen om jouw JOBST-product gemakkelijk te bestellen.

Onze JOBST accountmanagers adviseren je graag persoonlijk. Zij maken je wegwijs in ons assortiment en je kunt bij hen terecht voor het opfrissen van kennis of een second opinion bij specifieke cliëntvraagstukken!

**Je kunt ons bereiken via 030-698 47 00
en jobst.cs.nl@essity.com.**



ALGEMENE INFORMATIE

Therapeutische elastische kousen



UITVOERINGEN BEENKOUSSEN EN TEENKAPPEN



UITVOERINGEN BEENKOUSSEN EN TEENKAPPEN



AA

AB

AB1


AD

AF

AG

AGT

AT



ATGT

B1G

BD

BG

CG


CGT



CTGT

DF

ET



Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl


UITVOERINGEN ARMKOUSSEN EN HAND- SCHOENEN



UITVOERINGEN ARMKOUSSEN EN HANDSCHOENEN



CG1



CH



CG



AC1




AE



AG



AG1




AH



DF



CE1



Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

BOORD- AFWERKING



BOORDAFWERKING

Buitenzijde



Noppen



Micronoppen



**SoftFit
(rondbrei)**



**SoftFit
(vlakbrei)**



Sensitive



Kant (Bijou)



Bloem

Binnenzijde



Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op jobst.nl

SOFTFIT- TECHNOLOGIE




SOFTFIT-TECHNOLOGIE

ERVAAR EEN NIEUW NIVEAU VAN COMFORT MET HET SOFTFIT BOORD

Comfort is een belangrijk aspect voor de patiënt, het kan namelijk helpen om dagelijkse compressietherapie vol te houden.

Therapeutische elastische kousen met de unieke **JOBST SoftFit-technologie** hebben meegebreide siliconengarens aan de binnenzijde van het boord. Hierdoor blijven de kousen op hun plek zonder dat ze insnoeren. Met JOBST SoftFit bieden wij je de kans om jouw patiënten een nieuw niveau van comfort te laten ervaren.

Meer informatie? Neem dan contact op met je JOBST accountmanager of met Customer Service via jobst.cs.nl@essity.com of 030 - 69 84 700.



CONTOUR FIT



CONTOUR FIT

DE NIEUWE CONTOUR FIT-TECHNOLOGIE

Voor JOBST Confidence kousen is een nieuwe breitechnologie ontwikkeld die er voor zorgt dat de pasvorm van de kous op meerdere plekken kan worden aangepast in plaats van alleen aan de achterkant. De **Contour points** geven aan waar de kous op de individuele contouren is aangepast.

Deze geoptimaliseerde pasvorm biedt niet alleen draagcomfort, maar geeft jouw patiënten ook de mogelijkheid zich vrijer te bewegen.

Meer informatie? Neem dan contact op met je JOBST accountmanager of met Customer Service via jobst.cs.nl@essity.com of 030 - 69 84 700.



COMFORT- ZONES



COMFORTZONES

EEN BETERE PASVORM VOOR EXTRA COMFORT

De knie, elleboog en enkel kunnen een gevoelige plek zijn voor patiënten. De JOBST **knie-, elleboog- en enkelcomfortzones** zijn ontworpen om een comfortabele oplossing te bieden. Een unieke breitechniek draagt bij aan een betere pasvorm.

De **topcomfortzone** bestaat uit een verhoogd beenstuk aan de voorkant én zijkant van het bovenbeen. Deze comfortzone is ontworpen voor een optimale pasvorm van de lies tot aan de billen. De zone is geschikt voor patiënten met in verhouding zeer forse bovenbenen.

Meer informatie? Neem dan contact op met je JOBST accountmanager of met Customer Service via jobst.cs.nl@essity.com of 030 - 69 84 700.

De ingebreide comfortzones zijn vrijwel onzichtbaar. De getoonde foto's geven vooral de breitechniek weer.



DAAROM JOBST®

Dankzij meer dan **65 jaar** ervaring weet JOBST als geen ander waar mensen met lipoedeem, lymfoedeem en veneuze aandoeningen behoefte aan hebben. Daarom vinden professionals binnen het brede JOBST-assortiment voor iedere unieke cliënt een passende compressie-oplossing.

Met jouw expertise en de producten & services van JOBST staan we klaar om cliënten bij elke stap te ondersteunen: **een leven vol zelfvertrouwen en zonder compromissen als het gaat om comfort & kwaliteit.**



Ga voor meer
informatie naar
jobst.nl



JOBST®,
an Essity brand

09/2026

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
jobst.cs.nl@essity.com
www.jobst.nl



06619912M