

BESTELFORMULIER MAATWERK JOVIPAK BEENVERBAND


Stuur dit formulier naar uw medisch speciaalzaak

Gebruik voor het bestellen voor meer lichaamsdelen verschillende bestelformulieren

Naam patiënt:		
Geboortedatum:		
Naam bedrijf:		
Naam besteller:		
Datum:		

Links	Rechts	Stuks
-------	--------	-------

Opties
Rits van knie tot lies (AF, AG, AG1)
Rits van enkel tot knie (alle varianten) Let op: een rits over de gehele lengte wordt niet aangeraden aangezien deze frictie gaat geven over de bewegende delen.
JoViJacket Black
JoViJacket White
Combinatie met Hip Hugger AD aankruisen en formulier Hip Hugger meesturen, let op dat de D op beide maatschema's overeenkomt.



Beenverband AG1



Kleur/Afwerking	
Polartec® Powerdry	
Black	Plum
Royal Blue	Buff
Pink	
Andere mogelijkheden	
Tot teenbasis	

MAATSCHEMA MAATWERK JOVIPAK BEENVERBAND

Stuur dit formulier naar uw medisch speciaalzaak

Gebruik voor het bestellen voor meer lichaamsdelen verschillende bestelformulieren

Naam patiënt:
Geboortedatum:
Naam bedrijf:
Naam besteller:
Datum:

Invullen voor:

Beenverband

AB1: Maat A tot en met AB1

AD: Maat A tot en met D

AF1: Maat A tot en met AF1

AG: Maat A tot en met AG

AG1: Maat A tot en met AG1

Patiëntgegevens

Vrouw	Man
Links	Rechts
Primair lymfoedeem	Secundair lymfoedeem
1e Verstrekking	Herhaling
Lengte: cm	
Gewicht: kg	

laterale stijging **G-G1**

7,5 cm
12,5 cm

Links Rechts

lies **G**

bovendij **F2**

middendij **F1**

onderdij **F**

knie **E**

2 cm onder de knie **D**

breedste punt kuit **C**


basis kuit **B1**

smalste punt enkel **B**

wreef **H/A****

instap **i**

basis kleine teen **b**



* K1-G-K2 wordt gemeten van taille voor, onder het kruis door, naar taille achter.

** Indien verschil tussen B en H/A ≥ 10 cm is een rits noodzakelijk.

MAATWERK JOVIPAK

TEKENING VOETOMTREK LINKS


Stuur dit formulier naar uw medisch speciaalzaak

Gebruik voor het bestellen voor meer lichaamsdelen verschillende bestelformulieren

Naam patiënt:
Geboortedatum:
Naam bedrijf:
Naam besteller:
Datum:

Plaats de voet plat op deze tekening, met de top van de grote teen bij A. Gebruik een zwarte dunne pen of potlood om de tenen en zoveel mogelijk van de voet te tekenen.

Teken een stippellijn op het patroon waar het verband zou moeten eindigen.



MAATWERK JOVIPAK

TEKENING VOETOMTREK RECHTS

Stuur dit formulier naar uw medisch speciaalzaak

Gebruik voor het bestellen voor meer lichaamsdelen verschillende bestelformulieren

Naam patiënt:
Geboortedatum:
Naam bedrijf:
Naam besteller:
Datum:

Plaats de voet plat op deze tekening, met de top van de grote teen bij A. Gebruik een zwarte dunne pen of potlood om de tenen en zoveel mogelijk van de voet te tekenen.

Teken een stippellijn op het patroon waar het verband zou moeten eindigen.

