

JOBST® ASSORTIMENT DE TRICOTS PLATS



RIEN NE TE RETIENT



ELVAREX | ELVAREX PLUS | ELVAREX SOFT | ELVAREX SOFT SEAMLESS | CONFIDENCE

TOUJOURS UNE SOLUTION ADAPTÉE AU PATIENT

N'est-il pas gratifiant d'avoir un impact positif sur la vie de vos patients ? Vous les aidez littéralement à se remettre sur pied. Pour aider vos patients à vivre au mieux avec un œdème chronique, un lymphœdème ou un lipœdème, il est important de leur proposer une aide à la compression qui réponde de manière optimale à leurs besoins et qui contribue à résoudre les problèmes auxquels ils sont fréquemment confrontés dans la gestion de leurs symptômes.

La gamme de tricotés plats de JOBST est synonyme d'efficacité thérapeutique optimale dans le traitement des lymphœdèmes et des lipœdèmes.

JOBST® ELVAREX

Des bas solides pour une prise en charge efficace des œdèmes

- **Micromassage** : la structure de JOBST Elvarex crée un effet de micromassage sur la peau à chaque mouvement, mobilise l'œdème et améliore ainsi le drainage lymphatique.
- **Effet respirant** : structure tricotée respirante spéciale qui maintient la peau au frais.
- **Confort** : disponible avec des zones de confort et un bord en silicone ponctué de micropicots pour plus d'aisance.

JOBST® ELVAREX SOFT

Des bas élastiques thérapeutiques légers, respirants et respectueux de la peau, spécialement conçus pour les patients à la peau sensible ou fragile

- **Texture ultra-douce** : grâce à une technique de tricot optimisée et à des fils doux.
- **Conçus pour être faciles à utiliser** : faciles à enfiler et à enlever

JOBST® CONFIDENCE

Les nouveaux bas innovants qui offrent plus de confort et favorisent un style de vie actif

- **Souplesse et robustesse** : les bas JOBST Confidence sont fabriqués dans un matériau souple et doux qui assure aussi un soutien ferme.
- **Coupe anatomique** : grâce à sa méthode de tricot unique, le bas épouse parfaitement les formes du corps. Avec JOBST Confidence, il est possible d'ajouter des mailles à quatre endroits. Cela nous permet plus que jamais de proposer des bas élastiques thérapeutiques à la coupe personnalisée.
- **Gestion de l'humidité** : un système perfectionné de régulation de l'humidité pour un confort optimal.

DES INNOVATIONS POUR PLUS DE CONFORT

LA RECHERCHE D'UN CONFORT OPTIMAL

Le confort peut constituer un aspect important pour le patient, car il peut l'aider à poursuivre sa thérapie de compression au quotidien. JOBST Elvarex, JOBST Elvarex Soft et JOBST Confidence proposent différentes options qui garantissent un plus grand confort à leurs utilisateurs.



Zone de confort coude des bas pour bras Elvarex

ZONES DE CONFORT

Le genou et le coude peuvent être des zones sensibles. Les **zones de confort genou et coude** des bas JOBST Elvarex offrent une solution confortable, grâce à leur fil doux spécial combiné à une technologie de tricot unique.

De plus, la **zone de confort cheville** offre un confort supplémentaire et évite tout étranglement au niveau du cou-de-pied*. Des cuisses fortes ou une grande différence de longueur entre l'aîne et le pli de la fesse compliquent parfois le choix des bas AG.

La **zone de confort supérieure** d'Elvarex et d'Elvarex Soft est tricotée plus haut sur le côté mais aussi sur le devant. Le bas épouse ainsi mieux la morphologie du patient et offre un meilleur maintien et une meilleure tenue.

OPTIONS PROPOSÉES POUR LES BORDS

Disponible sur JOBST Elvarex, JOBST Elvarex Soft et JOBST Confidence, la **technologie SoftFit** améliore le confort de vos bas grâce au fil de silicone tricoté à l'intérieur du bord. Ce fil spécial adhère délicatement à la peau pour maintenir les bas bien en place. SoftFit empêche toute congestion et fournit une compression graduelle qui favorise le flux sanguin veineux naturel et le drainage lymphatique.

Comme la technologie SoftFit, le **bord silicone avec micropicots** offre un plus grand confort à ses utilisateurs et convient parfaitement aux peaux sensibles. Les micropicots assurent une adhérence particulièrement élevée et empêchent le bas de glisser. Ce type de bord est disponible en option sur les produits Elvarex et Elvarex Soft.



*La zone de confort cheville n'est disponible que sur les produits JOBST Confidence.

QUAND UTILISER QUEL PRODUIT DE COMPRESSION EN TRICOT PLAT DE JOBST® ?

La classification ISL¹ peut vous aider à choisir le produit le mieux adapté à la situation, tant pour les œdèmes chroniques qu'en cas de troubles veineux. Utilisez notre sélecteur de ressources pour déterminer si votre patient peut profiter de bas en tricot plat. En cas de doute, vous pouvez toujours contacter votre gestionnaire de compte JOBST.

1

Classification ISL

L'affection se manifeste d'abord par un œdème qui disparaît à nouveau lorsque le bras ou la jambe est surélevé.
À ce stade, l'œdème peut présenter un pitting.

2A

Classification ISL

L'œdème ne disparaît pas, ou rarement, lorsqu'on surélève le bras ou la jambe, et le pitting est manifeste.

2B

Classification ISL

À ce stade, l'œdème évolue vers une absence de pitting, et une fibrose peut se développer.

3

Classification ISL

Le tissu est dur au toucher (fibrose). Des modifications cutanées se produisent, telles qu'un épaissement, une hyperpigmentation, des plis cutanés accrus et durs, des dépôts adipeux et des excroissances verruqueuses.

JOBST ELVAREX SOFT
BAS POUR BRAS ET JAMBES

GANTS ET COUVRE-ORTEILS JOBST
ELVAREX SOFT SEAMLESS

JOBST
CONFIDENCE

JOBST ELVAREX
BAS POUR BRAS ET JAMBES

JOBST ELVAREX PLUS
GANT ET COUVRE-ORTEILS

En cas de lipœdème, l'objectif du traitement peut également être la réduction de la douleur et/ou l'amélioration de la mobilité. En l'absence d'œdème (ou de lymphœdème), vous pouvez également opter pour un bas de la gamme JOBST en tricot circulaire.

¹ Adapté sur la base de : The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema. 2016 Consensus Document of the International Society of Lymphology (ISL). Lymphology 2016; 49: 170-184

BAS POUR JAMBES JOBST® ELVAREX®¹

Des bas en tricot plat robuste, adaptés à partir d'une classification ISL 2B à 3.

LES AVANTAGES DE JOBST® ELVAREX®

- Matériau solide et résistant
- Très large gamme de personnalisations possibles
- Respirants pour plus de confort



ASSORTIMENT DE BAS DE COMPRESSION

Modèles ▼																	
		AA ¹	AB	AB1	AD	AF	AG	AG-T	AT	AG-HT	B1G	BD	BG	CG	CG-T	CT-GT	DF
Classe de pression	CCL 1 : 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	CCL 2 : 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 3 : 34 - 42 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 3 forte : 38 - 46 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 4 : > 49 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 4 super : > 70 mmHg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Finition des bords	SoftFit				●												
	Picots en silicone			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●
	Micropicots en silicone				●		●										
Options pied	Pied droit (pied ouvert ou fermé)		●	●	●	●	●	●	●	●							
	Pied en biais (pied ouvert ou fermé)		●	●	●	●	●	●	●	●							
	4 orteils, pas de petit orteil	●															
	5 orteils	●															
Options jambe	Forme culotte				●		●										
	Zone de confort genou					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
	Zone de confort supérieure, y compris forme culotte						●		●								
	Talon T																
Options de ceinture	Tricot (standard)								●	●						●	
	Élastique de boutonnière (réglable)								●	●						●	
	Silicone (pois ou sensitive)								●	●						●	
	Polaire (avec ou sans velcro)								●	●						●	

Versions spéciales pour les femmes enceintes et pour les hommes avec ou sans braguette.

COMPOSITION

Classe	Coton	Polyamide	Élastodiène	Élasthanne
1		72 %	12 %	16 %
2	29 %	40 %	21 %	10 %
3	41 %	32 %	21 %	6 %
3F	41 %	27 %	26 %	6 %
4	39 %	26 %	30 %	5 %
4S	39 %	24 %	32 %	5 %

COULEURS



Pour le couvre-orteils AA¹, seules les couleurs suivantes sont disponibles : Beige, Caramel, Bronze, Dark Brown, Black, Dark Blue, Cranberry et Grey

¹ Convient aux plis cutanés prononcés

FINITIONS



BAS POUR BRAS

JOBST® ELVAREX®

Des bas robustes en tricot plat, adaptés de la classification ISL 2B à 3

LES AVANTAGES DE JOBST® ELVAREX®

- Matériau solide et résistant
- Forme anatomique parfaite
- Respirants pour plus de confort




JOBST® ELVAREX® PLUS










Des gants et des couvre-orteils en tricot plat, adaptés de la classification ISL 2B à 3

LES AVANTAGES DE JOBST® ELVAREX® PLUS

- Ajustement parfait grâce à la technique de tricot en 3D
- Liberté de mouvement maximale grâce à la finition sans couture
- Solide et résistant pour une gestion efficace de l'œdème



ASSORTIMENT

Modèles ▼											
		AC¹	AE	AG	AG¹	AH	CE	CG	CG¹	CH	DF
Classe de compression	CCL 1 : 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 2 : 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 2 forte : 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Finition des bords	SoftFit							●	●		
	Pois de silicone	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	Micropicots en silicone			●	●			●	●		
Options bras	Zone de confort coude							●	●	●	
	Bande de fixation					●				●	
	Fixation pour soutien-gorge (avec ou sans velcro)					●				●	

Pour les modèles AC¹, AE et AE (bord biseauté), nous proposons les options suivantes : sans doigts sans pouce, sans doigts avec pouce et avec doigts avec pouce.

COMPOSITION

Classe	Polyamide	Élastodiène	Élasthanne
1	73 %	12 %	15 %
2	70 %	20 %	10 %
2F	63 %	27 %	10 %




COULEURS



FINITIONS



ASSORTIMENT

Exécution ▼				
		AC¹	AE	AA¹
Classe de compression	CCL 1 : 18 - 21 mmHg	●	●	●
	CCL 2 : 23 - 32 mmHg	●	●	●
Options main	Avec pouce, sans doigts	●	●	
	Avec pouce, avec doigts	●	●	
	En biais		●	
Options pied	Pied ouvert (4 orteils, pas de petit orteil)			●
	Pied ouvert (5 orteils)			●

COMPOSITION DES GANTS

Classe	Polyamide	Élastodiène	Élasthanne
1	73 %	12 %	15 %
2	70 %	20 %	10 %

COMPOSITION DES COUVRE-ORTEILS

Classe	Coton	Polyamide	Élastodiène	Élasthanne
1		72 %	12 %	16 %
2	29 %	40 %	21 %	10 %

COULEURS DES GANTS



COULEURS DES COUVRE-ORTEILS



JOBST® ELVAREX® SOFT

Une gestion confortable de l'œdème, adaptée de la classification ISL 1 à 2A inclus

LES AVANTAGES DE JOBST® ELVAREX® SOFT

- Plus de confort grâce à un matériau unique et doux
- Plus grande facilité d'enfilage
- Respirant pour une sensation agréable



JOBST® ELVAREX® SOFT SEAMLESS







Gants et couvre-orteils en tricot plat, convenant de la classification ISL 1 à 2A inclus

LES AVANTAGES DE JOBST® ELVAREX® SOFT SEAMLESS

- Fabriqué dans le matériau unique Elvarex Soft ultra-doux
- Sans couture pour plus de confort et une meilleure fidélité du traitement
- Forme anatomique parfaite



ASSORTIMENT

Exécution ▼										
		AD	AG	AG-T	AT	FT	CT	B'T	BT	CG¹
Classe de compression	CCL 1 : 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 2 : 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 3 : 34 - 46 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	
Finition des bords	SoftFit	●								●
	Pois de silicone	●	●							●
	Micropicots en silicone	●	●							●
Options pied	Pied droit (pied ouvert ou fermé)	●	●	●	●					
	Pied en biais (pied ouvert ou fermé)	●	●	●	●					
Options jambe	Forme culotte*		●	●	●	●	●	●	●	
	Zone de confort supérieure, y compris forme culotte		●							
	Talon T	●	●	●	●					
Options de ceinture	Tricot (standard)				●	●	●	●	●	
	Élastique de boutonnière (réglable)				●	●	●	●	●	
	Silicone (pois ou sensitive)				●	●	●	●	●	
	Polaire (avec ou sans velcro)				●	●	●	●	●	

*Les modèles AG, AT, Capri et Bermuda sont dotées d'une partie culotte en standard.

COMPOSITION DES BAS POUR JAMBES

Classe	Polyamide	Élasthanne
1	70 %	30 %
2	65 %	35 %
3	60 %	40 %

COMPOSITION DES BAS POUR BRAS

Classe	Polyamide	Élasthanne
1	70 %	30 %
2	65 %	35 %

Également disponible en bas de confection **Elvarex Soft AD¹**.
En classe de pression CCL1 et CCL2, avec pied ouvert, couleur beige et bord doté de pois de silicone.

COULEURS






FINITIONS



*Macchiato est uniquement disponible en bas pour bras

ASSORTIMENT

Exécution ▼				
		AC¹	AE	AA¹
Classe de compression	CCL 1 : 18 - 21 mmHg	●	●	●
	CCL 2 : 23 - 32 mmHg	●	●	●
Options main	Avec pouce, sans doigts	●	●	
	Avec pouce, avec doigts	●	●	
Options pied	4 orteils, pas de petit orteil			●

COMPOSITION

Classe	Polyamide	Élasthanne
1	70 %	30 %
2	65 %	35 %

COULEURS



*Macchiato n'est disponible que sous la forme de gants

BAS POUR JAMBES JOBST® CONFIDENCE¹

Des bas innovants en tricot plat, adaptés de la classification ISL 2A à 2B

LES AVANTAGES DE JOBST® CONFIDENCE

- Épouse parfaitement la morphologie du corps grâce à l'unique Contour Fit
- Fabriqué dans un matériau souple et doux qui offre aussi un soutien ferme.



BAS POUR BRAS JOBST® CONFIDENCE

Les bas pour bras innovants, adaptés de la classification ISL 2A à 2B inclus

LES AVANTAGES DE JOBST® CONFIDENCE

- Épouse parfaitement la morphologie du corps grâce à l'unique Contour Fit
- Fabriqué dans un matériau souple et doux qui offre aussi un soutien ferme.



ASSORTIMENT

Exécution ▼									
		ABI	AD	AG	AT	AG-HT	B1T	BT	Bermuda
Classe de compression	CCL 1 : 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 2 : 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 3 : 34 - 46 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
Finition des bords	SoftFit		●						
	Pois de silicone			●					
	Zone de confort genou				●	●	●	●	●
Options pied	Pied droit (pied ouvert ou fermé)	●	●	●	●	●			
	Pied en biais (pied ouvert ou fermé)	●	●	●	●	●			
	Zone de l'hallux valgus (à gauche et/ou à droite)	●	●	●	●	●			
	Zone de confort cheville	●	●	●	●	●			
Options jambe	Bord en biais (standard)		●	●					
	Bord droit		●	●					
	Zone de confort genou			●	●	●	●	●	
Options de ceinture	Polaire (standard)				●	●	●	●	●
	Polaire avec motif floral				●	●	●	●	●
Éléments de design	Deco Line (milieu du tibia)		●	●	●	●	●	●	
	Couture colorée (argent/or/multicolore)		●	●	●	●	●	●	●
Impres-sions	Empower Yourself / Feel Good / Keep Moving				●	●	●	●	●
	Initiales (2 caractères au max)		●	●	●	●	●	●	

Les pantalons pour hommes sont dépourvus de braguette. Cela vaut pour les modèles AT à Bermuda compris.


COMPOSITION

Classe	Polyamide	Polypropylène	Élasthanne
1	59 %	26 %	15 %
2	48 %	32 %	20 %
3	45 %	32 %	23 %

COULEURS



FINITIONS



ASSORTIMENT

Exécution ▼			
		AG'	CG'
Classe de pression	CCL 1 : 18 - 21 mmHg	●	●
	CCL 2 : 23 - 32 mmHg	●	●
Finition des bords	SoftFit	●	●
	Pois de silicone (2,5 cm)	●	●
Options bras	Zone de confort coude	●	●
	Angle du coude 25° (standard)	●	●
	Angle du coude 45°	●	●
Éléments de design	Deco Line	●	●
	Couture colorée (argent/or/multicolore)	●	●
	Initiales (max. 2 lettres)	●	●

COMPOSITION

Classe	Polyamide	Polypropylène	Élasthanne
1	59 %	26 %	15 %
2	48 %	32 %	20 %

COULEURS



FINITIONS



¹ Adapté aux grandes différences de taille



TÉLÉCHARGEZ LES FORMULAIRES

Scannez le code QR pour accéder
à la page de téléchargement.



JOBST®,
an Essity brand

01/2025



ESS000310

Essity Belgium NV/SA
Health & Medical
Berkenlaan 8b bus 3
1831 Machelen

Tél. +32(0)2 766 05
05
info.be@essity.com
www.jobst.be