

Catalogue de produits Soins de plaies

Solutions pour les
professionnels de la santé



SOINS DE PLAIES

FIXATION - PELLICULES, RUBANS ET BANDAGES

Hypafix® / Cover-Roll® stretch – Bande de fixation adhésive non tissée	5
Hypafix® transparent – Pellicule adhésive transparente et imperméable en rouleau	6
Hypafix® <i>skin sensitive</i> – Fixation sécuritaire douce pour la peau fragile ou sensible	7
Leukomed® T – Pellicule adhésive transparente, stérile et imperméable	7
Leukomed® IV – Pellicule adhésive transparente, stérile et imperméable pour IV	8
Leukoplast® Slek / Slek LF – Ruban adhésif en plastique imperméable, enduit d'oxyde de zinc	9
Elastomull® – Bandage de fixation non-adhésif	9
Easifix® – Bandage de fixation non-adhésif de qualité supérieure	10
Easifix® Cohesive – Bandage de fixation autoadhérent	10

PANSEMENTS POSTOPÉRATOIRES

Leukomed® – Pansement non tissé adhésif et stérile avec compresse absorbante	11
Leukomed® <i>skin sensitive</i> – Protection de plaie sur la peau fragile ou sensible	12
Leukomed® T plus – Pellicule adhésive transparente, stérile et imperméable avec compresse absorbante	13
Leukomed® Control – Pansement postopératoire transparent avec coussin gel d'hydropolymère absorbant	13
Leukomed® Sorbact® – Pansement antimicrobien transparent, stérile et imperméable avec compresse absorbante	14

PANSEMENTS DE PREMIERS SOINS

Leukoplast® elastic – Pansement extensible en tissu léger	14
Leukoplast® soft white – Pansement adhésif non tissé en rouleau	15
Leukoplast® strong – Pansement en tissu robuste	15
Leukoplast® barrier – Pansement imperméable résistant aux bactéries	16
Leukoplast® universal – Pansement en plastique résistant à l'eau	16

PANSEMENTS DE CONTACT IMPRÉGNÉS

Cuticell® Classic – Pansement non-adhérent imprégné de paraffine	17
Cuticell® – Pansement non-adhérent imprégné d'onguent non-médicamenté	17
Cuticell® Contact – Pansement contact enduit de silicone	18

DÉBRIDEMENT

Cutimed® DebrClean – Tampon de débridement	18
--	----

PANSEMENTS ANTIMICROBIENS

Cutimed® Sorbact® – Pansement antimicrobien hydrophobe	19
Hydrofera Blue® – Pansement non cytotoxique, antimicrobérien	21

PANSEMENTS ABSORBANTS

Cutimed® Siltec® – Pansement mousse avec couche de contact en silicone	23
Cutimed® Sorbion® – Pansement superabsorbant	24
Cutimed® Cavity – Pansement mousse absorbant pour plaies profondes	25

SYSTÈME DE DÉCHARGE

Cutimed® Trousse pour plâtre à contact total – Plâtre de décharge	25
---	----

FERMETURE DE PLAIES

Leukoplast® Wound Closure Strip – Bandelettes de rapprochement adhésives	26
--	----

HYDROGEL

Cutimed® Gel – Hydrogel clair amorphe	26
---------------------------------------	----

HYPAFIX® / COVER-ROLL® STRETCH

BANDE DE FIXATION ADHÉSIVE NON TISSÉE



Hypafix® / Cover-Roll® stretch sont tout indiqués pour protéger de grandes zones. Ce type de pansement est largement utilisé comme ruban chirurgical pour maintenir en place des pansements primaires de chirurgie ou des pansements de plaies. Il procure une compression douce sans constriction pour les articulations ou pour les zones hautement profilées du corps.

INDICATIONS

- Fixation de pansements primaires pour plaies de toutes tailles ou postopératoires
- Idéal pour les parties du corps hautement flexibles, comme les coudes et les genoux
- Idéal comme couche de base pour les techniques de bandage fémoropatellaires

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Polyester non tissé, souple et extensible, s'adapte bien au corps
- Laisse respirer la peau
- Procure une compression douce, sans causer de constriction
- Adhésif doux pour la peau qui maintient le pansement de façon sécuritaire, même en présence d'humidité
- Facile à découper, sans gaspillage
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Contenu de la caisse	Unité de vente
Hypafix®				
2,5 cm x 10 m	7144300	1 rouleau	-	Boîte
5 cm x 10 m	7144301	1 rouleau	-	Boîte
10 cm x 10 m	7144302	1 rouleau	-	Boîte
15 cm x 10 m	7144303	1 rouleau	-	Boîte
20 cm x 10 m	7144304	1 rouleau	-	Boîte
Cover-Roll® Stretch				
5 cm x 1,8 m	4554700	1 rouleau	36 boîtes	Caisse
10 cm x 1,8 m	4554800	1 rouleau	12 boîtes	Caisse
15 cm x 1,8 m	4554900	1 rouleau	12 boîtes	Caisse
20 cm x 1,8 m	4555000	1 rouleau	12 boîtes	Caisse
30 cm x 1,8 m	4555100	1 rouleau	12 boîtes	Caisse
5 cm x 9,2 m	4555200	1 rouleau	12 boîtes	Caisse
10 cm x 9,2 m	4555300	1 rouleau	12 boîtes	Caisse
15 cm x 9,2 m	4555400	1 rouleau	12 boîtes	Caisse
20 cm x 9,2 m	4555500	1 rouleau	12 boîtes	Caisse
30 cm x 9,2 m	4555600	1 rouleau	12 boîtes	Caisse

HYPAFIX[®] TRANSPARENT

PELLICULE ADHÉSIVE TRANSPARENTTE ET IMPERMÉABLE EN ROULEAU



Hypafix[®] transparent, pellicule innovante et imperméable à l'eau, est très mince et extensible. D'une excellente résistance, elle offre aussi une grande durabilité. Douce au toucher, elle épouse tous les reliefs anatomiques et agit comme une seconde peau.

INDICATIONS

- Protège la peau contre la friction et les risques de cisaillement
- Fixation de pansements, cathéters, canules, petits pansements et onguents

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Facile à poser grâce à la bande rouge unique
- Imperméable
- Perméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène
- Entièrement transparente, permet l'inspection visuelle sans enlever le pansement
- Format pratique en rouleau
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
5 cm x 10 m	7237800	1 rouleau	Boîte
10 cm x 10 m	7237801	1 rouleau	Boîte
15 cm x 10 m	7237802	1 rouleau	Boîte



HYPAFIX® SKIN SENSITIVE

FIXATION SÉCURITAIRE
DOUCE POUR LA PEAU
FRAGILE OU SENSIBLE



Hypafix® *skin sensitive* est conçu spécialement pour les patients dont la peau est fragile ou compromise. L'adhésif siliconé doux aide à protéger contre les blessures causées par les adhésifs.

INDICATIONS

- Idéal pour la peau âgée et parcheminée, lors de traitements avec cortisone et pour les soins néonataux
- Protège la peau contre la friction et les risques de cisaillement
- Fixation de pansements, cathéters, canules, petits pansements et onguents

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhésif siliconé doux pour la peau
- Retrait atraumatique
- Facile à repositionner
- Exempt de latex de caoutchouc naturel
- Format pratique en rouleau

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
5 cm x 5 m	7996601	1 rouleau	Boîte
10 cm x 5 m	7996602	1 rouleau	Boîte
10 cm x 2 m	7996604	1 rouleau	Boîte

LEUKOMED® T

PELLICULE ADHÉSIVE
TRANSPARENT, STÉRILE ET
IMPERMÉABLE



Leukomed® T est une pellicule stérile, imperméable et transparente, qui laisse respirer la peau et qui est spécialement conçue pour couvrir et protéger des sites cathétérisés ou des plaies contre toute contamination externe aux bactéries, au sang ou aux fluides corporels.

INDICATIONS

- Plaies superficielles
- Plaies postopératoires
- Fixation solide de pansements

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Facile à poser grâce à la bande rouge unique
- Les bords arrondis évitent le décollement
- Imperméable et fait barrière aux bactéries
- Perméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène
- Entièrement transparente, permet une inspection visuelle sans enlever le pansement
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
Format hospitalier			
7,2 cm x 5 cm	7238100	50 pansements	Boîte
8 cm x 10 cm	7238101	50 pansements	Boîte
10 cm x 12,5 cm	7238108	50 pansements	Boîte
11 cm x 14 cm	7238102	50 pansements	Boîte
10 cm x 25 cm	7238114	50 pansements	Boîte
15 cm x 20 cm	7238109	50 pansements	Boîte
15 cm x 25 cm	7238110	50 pansements	Boîte
Format détail			
7,2 cm x 5 cm	7238103	5 pansements	Boîte
8 cm x 10 cm	7238104	5 pansements	Boîte
10 cm x 12,5 cm	7238111	5 pansements	Boîte
11 cm x 14 cm	7238105	5 pansements	Boîte
15 cm x 20 cm	7238112	5 pansements	Boîte
15 cm x 25 cm	7238113	5 pansements	Boîte

LEUKOMED® IV

PELLICULE ADHÉSIVE TRANSPARENT, STÉRILE ET IMPERMÉABLE POUR I.V.



Lorsqu'il s'agit de sécurité et de fiabilité, choisissez la pellicule transparente Leukomed® IV pour maintenir cathéters et canules en place. Ce pansement pour thérapie intraveineuse est entièrement transparent. Il est à l'épreuve des bactéries et offre d'excellentes propriétés adhésives.

INDICATIONS

- Fixation de cathéters et de canules périphériques intraveineux
- Protection de sites de puncture

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mêmes avantages que Leukomed® T
- Forme en V pour faciliter l'application (à l'exception du format enfant)
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
6 cm x 8 cm	7239000	50 pansements	Boîte
7 cm x 9 cm	7239005	50 pansements	Boîte
8,5 cm x 11,5 cm (ovale)	7239003	50 pansements	Boîte
4,5 cm x 4,5 cm (enfant)	7239004	50 pansements	Boîte



LEUKOPLAST® SLEEK / SLEEK LF

RUBAN ADHÉSIF EN
PLASTIQUE IMPERMÉABLE,
ENDUIT D'OXYDE DE ZINC



Souvent appelé « pink tape », Leukoplast® SLEEK est indiqué pour les situations nécessitant une fixation adhésive imperméable, fiable et confortable. Aussi facile à dérouler qu'à poser, il peut rester en place.

INDICATIONS

- Fixation de pansements

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Robuste et fiable
- Légère élasticité qui permet un bon ajustement aux formes du corps
- Bobines antimicrobiennes
- Exempt de latex de caoutchouc naturel (Leukoplast® SLEEK LF seulement)

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
Leukoplast® SLEEK			
2,5 cm x 3 m	7237907	12 rouleaux	Boîte
5 cm x 3 m	7237906	6 rouleaux	Boîte
Leukoplast® SLEEK LF – sans latex			
2,5 cm x 3 m	7235906	12 rouleaux	Boîte
5 cm x 3 m	7235907	6 rouleaux	Boîte
2,5 cm x 3 m	7235908	10 bobines	Paquet
5 cm x 3 m	7235909	5 bobines	Paquet

ELASTOMULL®

BANDAGE DE FIXATION
NON-ADHÉSIF



Elastomull® permet un ajustement précis, même sur des parties du corps très mobiles comme les coudes ou les genoux.

INDICATIONS

- Fixation de pansements

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Extensible
- Perméable à l'air
- Port confortable
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions*	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
4 cm x 4 m	2099	20 rouleaux	Boîte
6 cm x 4 m	2100	20 rouleaux	Boîte
8 cm x 4 m	2101	20 rouleaux	Boîte
10 cm x 4 m	2102	20 rouleaux	Boîte
12 cm x 4 m	2103	20 rouleaux	Boîte

*Étiré

EASIFIX®

BANDAGE DE FIXATION NON-ADHÉSIF DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



Easifix® est une bande de fixation durable, hautement extensible et très confortable. Elle offre une fixation fiable, même pour des parties difficiles du corps, sans pour autant entraver les autres mouvements ou la circulation du sang.

INDICATIONS

- Fixation de pansements

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Léger et doux, permet la circulation de l'air
- Doux pour la peau
- Autoclavable
- Extensibilité et capacité de contention durables
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions*	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
2,5 cm x 4 m	7196101	20 rouleaux	Sac
5 cm x 4 m	7142910	20 rouleaux	Sac
7,5 cm x 4 m	7143003	20 rouleaux	Sac
10 cm x 4 m	7142804	20 rouleaux	Sac
15 cm x 4 m	7142911	20 rouleaux	Sac

*Étiré

EASIFIX® COHESIVE

BANDAGE DE FIXATION AUTOADHÉRENT



Easifix® Cohesive a de remarquables propriétés de moulage; flexible, il s'ajuste parfaitement aux parties difficiles du corps, sans restreindre les mouvements. Enduit d'une couche cohésive, ce bandage adhère à lui-même et non à la peau ou aux vêtements du patient. Il peut être réutilisé sur le même patient pour faciliter l'inspection régulière d'une plaie.

INDICATIONS

- Fixation de pansements
- Maintien en place d'attelles
- Maintien en place de bandages de compression

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Perméable à l'air
- Format économique (rouleau de 20 m)
- Matière légère
- Corformable pour diverses parties du corps

Dimensions*	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
4 cm x 4 m	7143609	10 rouleaux	Boîte
6 cm x 4 m	7143610	10 rouleaux	Boîte
8 cm x 4 m	7143611	10 rouleaux	Boîte
10 cm x 4 m	7143612	10 rouleaux	Boîte
12 cm x 4 m	7143613	10 rouleaux	Boîte
4 cm x 20 m	7143614	1 rouleau	Boîte
6 cm x 20 m	7143615	1 rouleau	Boîte
8 cm x 20 m	7143616	1 rouleau	Boîte
10 cm x 20 m	7143617	1 rouleau	Boîte
12 cm x 20 m	7143618	1 rouleau	Boîte

*Étiré

LEUKOMED®

PANSEMENT NON TISSÉ ADHÉSIF ET STÉRILE AVEC COMPRESSE ABSORBANTE



Le pansement absorbant adhésif pour plaies Leukomed® est composé d'un substrat acrylique non tissé et d'une compresse qui absorbe bien les sécrétions. Il s'enlève facilement grâce à son adhésif exempt de latex de caoutchouc naturel, ainsi qu'à la couche non-adhérente qui l'empêche de coller à la plaie.

INDICATIONS

- Incisions postopératoires
- Drainage des plaies légèrement à modérément exsudatives
- Plaies aiguës telles que coupures mineures, brûlures mineures et écorchures

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Les bords arrondis évitent le décollement
- Laisse respirer la peau
- Bonne capacité d'absorption
- Compresse non-adhérente qui empêche le pansement de coller à la plaie
- Adhésif acrylique doux pour la peau
- Très ajustable, extensibilité dans les deux sens
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
Format hospitalier			
7,2 cm x 5 cm	7238000	50 pansements	Boîte
8 cm x 10 cm	7238001	50 pansements	Boîte
8 cm x 15 cm	7238002	50 pansements	Boîte
10 cm x 20 cm	7238003	50 pansements	Boîte
10 cm x 25 cm	7238004	50 pansements	Boîte
10 cm x 30 cm	7238005	50 pansements	Boîte
10 cm x 35 cm	7238006	50 pansements	Boîte
Format détail			
7,2 cm x 5 cm	7238007	5 pansements	Boîte
8 cm x 10 cm	7238008	5 pansements	Boîte
8 cm x 15 cm	7238009	5 pansements	Boîte
10 cm x 20 cm	7238010	5 pansements	Boîte
10 cm x 25 cm	7238011	5 pansements	Boîte
10 cm x 30 cm	7238012	5 pansements	Boîte
10 cm x 35 cm	7238013	5 pansements	Boîte



LEUKOMED® SKIN SENSITIVE

PANSEMENT ABSORBANT POUR
PROTÉGER UNE PLAIE SUR LA
PEAU FRAGILE OU SENSIBLE



Les solutions Leukomed® *skin sensitive* procurent une adhésion fiable alliée à un retrait atraumatique, pratique indolore. L'utilisation de silicone au lieu d'acrylique ou même de caoutchouc en est la raison. Le silicone permet d'obtenir une bonne adhésion, sans coller à la peau comme le font les adhésifs traditionnels.

INDICATIONS

- Incisions postopératoires
- Idéal pour la peau âgée et parcheminée, lors de traitements avec cortisone et pour les soins néonataux
- Plaies aiguës telles que coupures mineures, brûlures mineures et écorchures

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Les bords arrondis évitent le décollement
- Doux pour la peau avec retrait atraumatique
- Couvre et protège la plaie, comme plaies chirurgicales fermées, coupures et écorchures
- Absorbe le sang et les fluides
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
5 cm x 7,2 cm	7123904	5 pansements	Boîte
8 cm x 10 cm	7123905	5 pansements	Boîte
8 cm x 15 cm	7123906	5 pansements	Boîte
10 cm x 25 cm	7123907	5 pansements	Boîte



LEUKOMED® T PLUS

PELLICULE ADHÉSIVE
TRANSPARENTE, STÉRILE ET
IMPERMÉABLE AVEC
COMPRESSE ABSORBANTE



Leukomed® T plus est une pellicule stérile poreuse, transparente et imperméable, avec une compresse très absorbante pour des plaies avec sécrétions.

INDICATIONS

- Incisions postopératoires
- Drainage des plaies modérément à hautement exsudatives
- Plaies aiguës telles que coupures mineures, brûlures mineures et écorchures

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Facile à poser grâce à la bande rouge unique
- Les bords arrondis évitent le décollement
- Imperméable et fait barrière aux bactéries
- Perméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène
- Pansement très pratique, « tout-en-un »
- Bonne capacité d'absorption
- Compresse non-adhérente qui empêche le pansement de coller à la plaie
- Stérile et Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
Format hospitalier			
7,2 cm x 5 cm	7238200	50 pansements	Boîte
8 cm x 10 cm	7238201	50 pansements	Boîte
8 cm x 15 cm	7238202	50 pansements	Boîte
10 cm x 20 cm	7238214	50 pansements	Boîte
10 cm x 25 cm	7238203	50 pansements	Boîte
10 cm x 30 cm	7238204	50 pansements	Boîte
10 cm x 35 cm	7238205	50 pansements	Boîte
Format détail			
7,2 cm x 5 cm	7238206	5 pansements	Boîte
8 cm x 10 cm	7238207	5 pansements	Boîte
8 cm x 15 cm	7238208	5 pansements	Boîte
10 cm x 20 cm	7238215	5 pansements	Boîte
10 cm x 25 cm	7238209	5 pansements	Boîte
10 cm x 30 cm	7238210	5 pansements	Boîte
10 cm x 35 cm	7238211	5 pansements	Boîte

LEUKOMED® CONTROL

PANSEMENT POSTOPÉRATOIRE
ENTIÈREMENT TRANSPARENT



Leukomed® Control est une pellicule conformable transparente, imperméable, stérile et respirante, qui permet d'évaluer des signes d'infection visibles tout en réduisant le besoin de changements de pansement non essentiels.

INDICATIONS

- Incisions postopératoires
- Plaies et lacérations postopératoires déhiscentes
- Plaies aiguës telles que coupures mineures, brûlures mineures et écorchures

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Crée un niveau d'humidité optimal et s'adapte à l'élasticité de la peau
- Technologie d'hydropolymère innovatrice pour gérer l'exsudat
- Entièrement transparent pour aider à la détection hâtive d'infection cutanée
- Pansement stérile pratique tout-en-un
- Bonne capacité d'absorption
- Adhésif acrylique convivial pour la peau, sécuritaire tout en restant facile à retirer
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
5 cm x 5 cm	7323000	10 pansements	Boîte
7 cm x 10 cm	7323001	10 pansements	Boîte
8 cm x 15 cm	7323002	10 pansements	Boîte
10 cm x 24 cm	7323003	5 pansementss	Boîte
10 cm x 35 cm	7323005	5 pansements	Boîte

LEUKOMED® SORBACT®

PANSEMENT ANTIMICROBIEN
TRANSPARENT, STÉRILE
ET IMPERMÉABLE AVEC
COMPRESSE ABSORBANTE



Si des circonstances chirurgicales ou des facteurs de risque du patient augmentent la probabilité d'une infection ou si la plaie est déjà contaminée, Leukomed® Sorbact® est le bon choix. Par son mode d'action purement physique, il emprisonne les microbes dans la compresse et aide à prévenir une colonisation critique.

INDICATIONS

- Incisions postopératoires
- Plaies et lacérations postopératoires déhiscentes
- Plaies aiguës telles que coupures mineures, brûlures mineures et écorchures

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Mêmes avantages que Leukomed® T plus
- Aide à réduire la colonisation des microbes
- Enlève efficacement les bactéries de la plaie
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
5 cm x 7,2 cm	7619900	20 pansements	Boîte
8 cm x 10 cm	7619901	20 pansements	Boîte
8 cm x 15 cm	7619902	20 pansements	Boîte
10 cm x 20 cm	7619903	20 pansements	Boîte
10 cm x 25 cm	7619904	20 pansements	Boîte
10 cm x 30 cm	7619905	20 pansements	Boîte
10 cm x 35 cm	7619906	20 pansements	Boîte

LEUKOPLAST® ELASTIC

PANSEMENT EXTENSIBLE EN
TISSU LÉGER



Le pansement adhésif en tissu léger Leukoplast® elastic est conçu pour une absorption rapide des fluides. Il comporte une grande compresse capable d'absorber dix fois son propre poids en eau. La zone adhésive qui l'entoure dans sa totalité contribue à isoler complètement la zone affectée.

INDICATIONS

- Plaies mineures telles que coupures, lacérations, éraflures

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Vaste gamme de 11 tailles et formes différentes
- D'un usage idéal pour les genoux, les coudes, le menton, le nez et les articulations
- Tissu extensible, qui épouse bien les contours du corps
- Stérile (à l'exception des protections pour orteils et des pansements pour occlusion oculaire)
- Exempt de latex de caoutchouc naturel (à l'exception des pansements pour occlusion oculaire)

	Dimensions	Code	Contenu de la boîte (pansements)	Unité de vente
	1,9 cm x 7,6 cm	7645617	100	Boîte
	2,5 cm x 7,6 cm	7645606	100	Boîte
	2,2 cm	7645616	100	Boîte
	2,5 cm x 3,1 cm	7645613	100	Boîte
	3,8 cm x 5 cm	7645612	100	Boîte
	5 cm x 7,6 cm	7645610	50	Boîte
	3,8 cm x 7,6 cm Articulation	76456070	100	Boîte
	6,3 cm x 3,5 cm Orteil	7645618	100	Boîte
	3,8 cm x 5,4 cm Doigt	7645608	100	Boîte
	5 cm x 6,3 cm Doigt	7645609	50	Boîte
	7,6 cm x 7,6 cm	7645611	50	Boîte
	4,8 cm x 6,3 cm Oeil enfant	7646700	20	6 boîtes
	5 cm x 7,5 cm Oeil adulte	7646600	20	6 boîtes

LEUKOPLAST® SOFT WHITE

PANSEMENT NON TISSÉ EN ROULEAU



Leukoplast® soft white est fait d'un polyester hautement flexible. Il n'entrave aucunement les mouvements, laisse respirer la peau et sèche rapidement s'il est mouillé. Confortable pour le patient, il offre une bonne adhésion et peut rester en place durant toute la durée du traitement.

INDICATIONS

- Plaies mineures telles que coupures, lacérations, éraflures
- Prises de sang, vaccinations

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Laisse respirer la peau
- Bonne capacité d'absorption
- Compresse non-adhérente qui empêche le pansement de coller à la plaie
- Adhésif acrylique doux pour la peau
- Très ajustable, extensibilité dans les deux sens
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
4 cm x 5 m	7645000	1 rouleau	Boîte
6 cm x 5 m	7645001	1 rouleau	Boîte
8 cm x 5 m	7645002	1 rouleau	Boîte

LEUKOPLAST® STRONG

PANSEMENT EN TISSU ROBUSTE



Ce pansement de tissu robuste et flexible permet une liberté totale de mouvement, tout en demeurant robuste et durable. Grâce à son effet de coussin, il est la solution pratique pour la protection des plaies mineures courantes.

INDICATIONS

- Plaies mineures telles que coupures, lacérations, éraflures
- Prises de sang, vaccinations

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhésif résistant et durable
- Substrat robuste fait à 100 % de coton
- Compresse absorbante à faible adhérence
- Laisse respirer la peau
- Stérile (à l'exception du format rouleau)

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
Format en rouleau			
4 cm x 5 m	7645900	1 rouleau	Boîte
6 cm x 5 m	7645901	1 rouleau	Boîte
8 cm x 5 m	7645902	1 rouleau	Boîte
Format pré-coupé			
2,2 cm x 7,2 cm	7646007	100 pansements	Boîte
2,2 cm x 3,8 cm	7646005	100 pansements	Boîte
3,8 cm x 3,8 cm	7646009	100 pansements	Boîte
5 cm x 7,2 cm	7646013	100 pansements	Boîte
3,8 cm x 7,5 cm Articulation	7646010	100 pansements	Boîte
4,5 cm x 5 cm Doigt	7646012	50 pansements	Boîte
4,5 cm x 7,5 cm Doigt	7646011	100 pansements	Boîte
Trousse du médecin	7645908	101 pansements	Boîte
En vrac			
2,2 cm x 7,2 cm	7646000	7000 pansements	Caisse
5 cm x 7,2 cm	7646004	4000 pansements	Caisse
4,5 cm x 5 cm Doigt	7646002	4850 pansements	Caisse
4,5 cm x 7,5 cm Doigt	7646003	4875 pansements	Caisse
3,8 cm x 7,5 cm Articulation	7646001	4875 pansements	Caisse

LEUKOPLAST® BARRIER

PANSEMENT IMPERMÉABLE BARRIÈRE AUX BACTÉRIES



Leukoplast® barrier est imperméable et offre une protection double contre le risque de contamination et de surinfection bactérienne. Les patients peuvent prendre leur douche ou leur bain comme d'habitude, sans compromettre le degré de protection du pansement.

INDICATIONS

- Plaies mineures telles que coupures, lacérations, éraflures
- Prises de sang, vaccinations

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Imperméable et fait barrière aux bactéries
- Laisse respirer la peau
- Adhésif à base d'acrylique, doux pour la peau
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
2,2 cm x 7,2 cm	7645208	100 pansements	Boîte
2,2 cm x 3,8 cm	7645200	100 pansements	Boîte
2,4 cm	7645203	100 pansements	Boîte
3,8 cm x 3,8 cm	7645202	100 pansements	Boîte
3,8 cm x 6,3 cm	7645204	100 pansements	Boîte
5 cm x 7,2 cm	7645205	100 pansements	Boîte

LEUKOPLAST® UNIVERSAL

PANSEMENT EN PLASTIQUE RÉSISTANT À L'EAU



Leukoplast® universal est un pansement adhésif imperméable pratique pour protéger des plaies mineures courantes dans des environnements humides ou salissants. Son film microporeux laisse respirer la peau et assure un confort élevé.

INDICATIONS

- Plaies mineures telles que coupures, lacérations, éraflures
- Prises de sang, vaccinations

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Flexible et conformable
- Compresse absorbante à faible adhérence
- Résistant à l'eau et aux saletés
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
1,9 cm x 7,2 cm	7646201	100 pansements	Boîte

CUTICELL® CLASSIC

PANSEMENT NON-ADHÉRENT IMPRÉGNÉ DE PARAFFINE



Cuticell® Classic est un pansement primaire à adhérence douce. Cette gaze de coton à mailles ajourées imprégnée de paraffine facilite le changement de pansement et procure un environnement humide propice à la cicatrisation.

INDICATIONS

Pour blessures superficielles exsudatives telles :

- Brûlures au premier et au second degré
- Coupures et éraflures
- Sites de greffes, donneurs et receveurs

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Adhérence douce et apaisante, rend les changements de pansements moins douloureux
- Contribue au maintien d'un environnement humide qui favorise la cicatrisation
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
5 cm x 5 cm	7253801	50 pansements	Boîte
5 cm x 5 cm	7253800	5 pansements	Boîte
10 cm x 10 cm	7253803	100 pansements	Boîte
10 cm x 10 cm	7253802	10 pansements	Boîte
10 cm x 40 cm	7253804	10 pansements	Boîte
10 cm x 7 m*	7253806	1 rouleau	Boîte
15 cm x 2 m*	7253807	12 rouleaux	Boîte

* Non emballé individuellement

CUTICELL®

PANSEMENT NON-ADHÉRENT IMPRÉGNÉ D'ONGUENT NON-MÉDICAMENTÉ



Cuticell® est un pansement primaire à adhérence douce dont la couche de base, un acétate à mailles fines imprégné d'un onguent non-médicamenté, n'entrave pas le processus de cicatrisation et contribue à procurer l'environnement humide nécessaire à la guérison de la plaie.

INDICATIONS

Pour blessures superficielles exsudatives telles :

- Brûlures au premier et au second degré
- Coupures et éraflures
- Blessures conséquentes à des thérapies de radiation
- Sites de greffes, donneurs et receveurs


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhérence douce et apaisante, rend les changements de pansements moins douloureux
- Contribue au maintien d'un environnement humide qui favorise la cicatrisation
- N'entrave pas le processus de guérison
- Pas d'excès d'onguent sur le site de la plaie
- Manipulation simple, sans pellicule protectrice
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
7,5 cm x 7,5 cm	7253901	50 pansements	Boîte
7,5 cm x 7,5 cm	7253900	10 pansements	Boîte
7,5 cm x 20 cm	7253903	50 pansements	Boîte
7,5 cm x 20 cm	7253902	10 pansements	Boîte
20 cm x 40 cm	7253904	25 pansements	Boîte

CUTICELL® CONTACT

PANSEMENT CONTACT ENDUIT DE SILICONE



Cuticell® Contact est un pansement contact enduit de silicone ayant une structure transparente perforée et hautement conformable. Grâce à sa structure perforée optimale, il permet à un exsudat même très visqueux de s'écouler facilement.

INDICATIONS

Pour blessures superficielles exsudatives telles :

- Brûlures au premier et au second degré
- Coupures et éraflures
- Blessures conséquentes à des thérapies de radiation
- Sites de greffes, donneurs et receveurs

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Adhérence douce et apaisante, rend les changements de pansements moins douloureux
- Contribue au maintien d'un environnement humide qui favorise la cicatrisation
- Permet à l'exsudat de s'écouler facilement jusqu'au pansement absorbant secondaire
- Entièrement transparent, permet l'inspection visuelle sans enlever le pansement
- Risque minime de macération
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
5 cm × 7,5 cm	7268000	5 pansements	Boîte
7,5 cm × 10 cm	7268001	5 pansements	Boîte
10 cm × 18 cm	7268002	5 pansements	Boîte
15 cm × 25 cm	7268003	5 pansements	Boîte

CUTIMED® DEBRICLEAN

TAMPON DE DÉBRIDEMENT



Cutimed® Debriclean est un tampon de débridement. Une combinaison de fibres de monofilament bouclées douces et de fibres abrasives absorbent les bactéries et les tissus fibrineux, ce qui fait de Cutimed® Debriclean un produit qui se prête bien à la préparation du lit de la plaie.

INDICATIONS

- Ulcères diabétiques
- Ulcères veineux et artériels
- Plaies de pression
- Plaies postopératoires et cicatrisation de seconde intention
- Brûlures superficielles mineures
- Absorption d'exsudat, de tissus fibrineux et de peau sèches


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fibres de monofilament bouclé blanches pour un débridement en douceur
- Fibres plus abrasives bleues pour une option de débridement plus énergique (au besoin)
- Couche adhésive perforée pour absorption/rinçage
- Coussinet mousse pour absorption/rinçage pendant l'utilisation; contribue à l'efficacité de nettoyage du coussinet
- Sangle pour utilisation facile, confortable et précise
- Emballage-coque dur qui facilite l'humidification et la mise au rebus

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
9 cm x 13 cm	7617000	5 pansements	Boîte

CUTIMED® SORBACT®

PANSEMENT ANTIMICROBIEN HYDROPHOBE LIANT LES BACTÉRIES



Cutimed® Sorbact® fonctionne à l'aide d'un mode d'action physique et non chimique. L'interaction hydrophobe retire les bactéries de la plaie de manière sécuritaire sans mort cellulaire ni impact négatif sur le processus de cicatrisation. D'autres pansements antimicrobiens offerts sur le marché utilisent des solutions antimicrobiennes alternatives pour tuer les bactéries ou champignons, laissant derrière des débris cellulaires bactériens et endotoxines.

INDICATIONS




Pour toutes les plaies contaminées, colonisées ou infectées, telles :

- Plaies chroniques, p. ex. ulcères veineux, diabétiques ou de pression
- Plaies postopératoires et déhiscences
- Plaies traumatiques
- Plaies après excision d'abcès et de fistules



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Pas de délais de guérison dus à des bactéries mortes, des débris de cellules ou la libération d'endotoxines
- Aucune résistance bactérienne connue n'a été décrite
- Sans cytotoxine
- Aucun risque d'allergies connues
- Pictogrammes sur l'emballage pour choisir le bon produit
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

La surface contact du pansement antimicrobien Cutimed® Sorbact® est enduite d'un dérivé d'acide gras hautement hydrophobe que les agents pathogènes trouvent « très attrayant ». Lorsque le pansement est humide, les bactéries et les champignons sont naturellement attirés vers cette surface hydrophobe. Ils sont irrémédiablement emprisonnés par les fibres et ne peuvent plus retourner dans le lit de la plaie. Les agents pathogènes liés sont retirés à chaque changement de pansement, ce qui contribue à nettoyer des plaies contaminées, colonisées et infectées en réduisant la charge bactérienne.




Profondeur de la plaie	Stade de la plaie	Exsudat
Superficielle	Nécrotique	Faible
Profonde	Infectée	Faible à modéré
Superficielle + profonde	Fibrineuse	Modéré à élevé
	En phase de granulation	Élevé à très élevé
	En phase d'épithélialisation	

Description	Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
Cutimed® Sorbact® compresse Avec centre absorbant, parfait sous un plâtre à contact total  	7 cm x 9 cm	7216101	5 pansements	Boîte
	7 cm x 9 cm	7216100	40 pansements	Boîte
	10 cm x 10 cm	7216201	5 pansements	Boîte
	10 cm x 10 cm	7216200	40 pansements	Boîte
	10 cm x 20 cm	7216300	20 pansements	Boîte
Cutimed® Sorbact® pansement contact Le plus polyvalent; pour tous les niveaux d'exsudat, plaies profondes ou superficielles  	4 cm x 6 cm (11 x 16 déplié)	7216401	5 pansements	Boîte
	4 cm x 6 cm (11 x 16 déplié)	7216400	40 pansements	Boîte
	7 cm x 9 cm (17 x 28 déplié)	7216501	5 pansements	Boîte
	7 cm x 9 cm (17 x 28 déplié)	7216500	40 pansements	Boîte
Cutimed® Sorbact® mèche Gaze en ruban pour cavités de tous genres  	2 cm x 50 cm	7216600	20 pansements	Boîte
	5 cm x 200 cm	7216700	10 pansements	Boîte
Cutimed® Sorbact® tampon rond Pour les plaies profondes ou le nettoyage superficiel des plaies  	3,5 cm (rond)	7216800	70 pansements (14 x 5)	Boîte
Cutimed® Sorbact® gel Imprégné d'hydrogel; pour les plaies sèches  	7,5 cm x 7,5 cm	7261100	10 pansements	Boîte
	7,5 cm x 15 cm	7261101	10 pansements	Boîte
Cutimed® Sorbact® Hydroactive Avec matrice d'hydrogel absorbante  	7 cm x 8,5 cm	7264603	10 pansements	Boîte
	14 cm x 14 cm	7264604	10 pansements	Boîte
	19 cm x 19 cm	7264605	10 pansements	Boîte
	14 cm x 24 cm	7264607	10 pansements	Boîte
	24 cm x 24 cm	7264606	5 pansements	Boîte
Cutimed® Sorbact® Hydroactive B Avec matrice d'hydrogel absorbante et bordure adhésive douce pour la peau  	7 cm x 8,5 cm	7993300	10 pansements	Boîte
	14 cm x 14 cm	7993302	10 pansements	Boîte
	19 cm x 19 cm	7993303	10 pansements	Boîte
	14 cm x 24 cm	7993304	10 pansements	Boîte
Cutimed® Siltec® Sorbact® Pansement mousse super-absorbant avec bordure adhésive en silicone  	7,5 cm x 7,5 cm	7325100	10 pansements	Boîte
	10 cm x 10 cm	7325116	10 pansements	Boîte
	12,5 cm x 12,5 cm	7325101	10 pansements	Boîte
	15 cm x 15 cm	7325102	10 pansements	Boîte
	17,5 cm x 17,5 cm	7325103	5 pansements	Boîte
	22,5 cm x 22,5 cm	7325104	5 pansements	Boîte
	Sacrum 17,5 cm x 17,5 cm	7325105	5 pansements	Boîte
	Sacrum 23 cm x 23 cm	7325106	5 pansements	Boîte
	Ovale 7 cm x 10 cm	7325118	10 pansements	Boîte
Cutimed® Sorbion® Sorbact® Pansement superabsorbant qui absorbe et retient des quantités élevées d'exsudat  	10 cm x 10 cm	7269800	10 pansements	Boîte
	10 cm x 20 cm	7269801	10 pansements	Boîte
	20 cm x 20 cm	7269802	10 pansements	Boîte
	20 cm x 30 cm	7269803	10 pansements	Boîte

Hydrofera^{BLUE}

PANSEMENT NON-CYTOTOXIQUE,
ANTIBACTÉRIEN



- Non-Cytotoxique
- Pression négative naturelle*
- Débridement autolytique naturel*

- Antibactérien
- Aplait les bords de plaie enroulés*
- Perturbe le biofilm*

*Pansements de mousse CLASSIC

Informations pour commander :

Pansements antibactériens Hydrofera Blue Classic


N° de produit
Pansements standards

HB2214	5 cm x 5 cm (2 po x 2 po)
HB4414	10,2 cm x 10,2 cm (4 po x 4 po)
HB6614	15,2 cm x 15,2 cm (6 po x 6 po)
HBT0906	Pansement tunnel de 9 mm (1,2 g)

Quantité/Boîte

10
10
10
10 paires

**Pansements pour drainage abondant**

HBHD4450	10,2 x 10,2 cm x 1,27 cm d'épaisseur (4 x 4 po x 0,5 po)
HBHD6675	15,2 x 15,2 cm x 1,9 cm d'épaisseur (6 x 6 po 0,75 po)

5
5

**Pansement de stomie**

HBRF2650	Pansement de stomie d'un diamètre de 6,4 cm (2,5 po)	10
----------	--	----

Pansements antibactériens Hydrofera Blue READY



HBRS2520	6,4 cm x 6,4 cm (2,5 po x 2,5 po)
HBRS4520	10,2 cm x 12,7 cm (4 po x 5 po)
HBRS8820	20,3 cm x 20,3 cm (8 po x 8 po)

10
10
10


Pansements antibactériens Hydrofera Blue READY-Transfer



HBRT2525	6,4 cm x 6,4 cm (2,5 po x 2,5 po)
HBRT4050	10,2 cm x 12,7 cm (4 po x 5 po)
HBRT8080	20,3 cm x 20,3 cm (8 po x 8 po)

10
10
10

Pansements Hydrofera Blue READY-Border



HBRB4040	10,2 cm x 10,2 cm (4 po x 4 po)
HBRB5959	15 cm x 15 cm (5,9 po x 5,9 po)
HBRB6080	15 cm X 20,3 cm (6 po x 8 po)

10
10
10

CUTIMED® SILTEC®

PANSEMENT MOUSSE AVEC COUCHE DE CONTACT EN SILICONE



Cutimed® Siltec donne constamment des résultats fiables, peu importe le degré et la viscosité de l'exsudat d'une plaie. Avec sa couche de contact en silicone et ses particules super absorbantes, il permet une gestion supérieure de l'exsudat, et procure tous les bienfaits essentiels à l'amélioration de la qualité de vie du patient et une meilleure adhésion au traitement.

INDICATIONS

- Pour toutes les plaies exsudatives telles les ulcères veineux, diabétiques ou de pression

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Risque minime de macération
- Changements de pansements atraumatiques
- Saturation visible
- Prévention des fuites
- Port confortable
- Pictogrammes sur l'emballage pour choisir le bon produit*
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Description	Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
Cutimed® Siltec® Avec adhérence très légère FeatherTack 	5 cm x 6 cm	7328500	10 pansements	Boîte
	10 cm x 10 cm	7328501	10 pansements	Boîte
	10 cm x 20 cm	7328502	10 pansements	Boîte
	15 cm x 15 cm	7328503	10 pansements	Boîte
	20 cm x 20 cm	7328504	5 pansements	Boîte
	Talon 16 cm x 24 cm	7328601	5 pansements	Boîte
Cutimed® Siltec® PLUS Avec adhérence douce SoftTack  	5 cm x 6 cm	7328800	10 pansements	Boîte
	10 cm x 10 cm	7328801	10 pansements	Boîte
	10 cm x 20 cm	7328802	10 pansements	Boîte
	15 cm x 15 cm	7328803	10 pansements	Boîte
	20 cm x 20 cm	7328804	5 pansements	Boîte
	Talon 16 cm x 24 cm	7328805	5 pansements	Boîte
Cutimed® Siltec® B (Bordure) Avec bordure adhésive de silicone 	7,5 cm x 7,5 cm	7328400	10 pansements	Boîte
	10 cm x 10 cm	7328405	10 pansements	Boîte
	10 cm x 22,5 cm	7328406	10 pansements	Boîte
	12,5 cm x 12,5 cm	7328401	10 pansements	Boîte
	15 cm x 15 cm	7328402	10 pansements	Boîte
	17,5 cm x 17,5 cm	7328403	5 pansements	Boîte
	22,5 cm x 22,5 cm	7328404	5 pansements	Boîte
Cutimed® Siltec® Sacrum Pour plaies dans la région du sacrum 	17,5 cm x 17,5 cm	7328700	5 pansements	Boîte
	23 cm x 23 cm	7328701	5 pansements	Boîte
Cutimed® Siltec® L (Léger) Pour plaies légèrement exsudatives 	5 cm x 6 cm	7328300	10 pansements	Boîte
	10 cm x 10 cm	7328301	10 pansements	Boîte
	15 cm x 15 cm	7328302	10 pansements	Boîte
Cutimed® Siltec® Sorbact® ** Combiné à la technologie antimicrobienne Sorbact®, avec bordure adhésive de silicone 	** Voir page 20			

CUTIMED® SORBION®

PANSEMENT SUPERABSORBANT

Les pansements Cutimed® Sorbion® ont la capacité d'absorber et retenir des quantités excessives d'exsudat rapidement dans leur centre, même sous compression. Ceci permet de réduire la fréquence des changements de pansements. Les pansements Cutimed® Sorbion® ont aussi le potentiel d'éliminer les facteurs causant la chronicité et par le fait même favoriser la cicatrisation; ils permettent un débridement en douceur, réduisent la concentration et l'activité des MMPs et immobilisent les micro-organismes. La matrice unique de fibre offre une grande stabilité, même lorsque hautement saturée, empêchant ainsi la formation de grumeaux et de points de pression et assurant un contact maximal avec la plaie.

INDICATIONS

- Pour les plaies avec exsudat modéré à élevé telles les ulcères veineux, diabétiques ou de pression

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Haute capacité d'absorption, peut être porté longtemps
- Changements de pansements moins fréquents (peut être porté jusqu'à 4 jours)
- Absorbe et retient l'exsudat de façon sécuritaire, même sous compression
- Enlève les débris de cellules et emprisonne les germes
- Maintient un environnement humide par la formation de gel
- Aucun produit liant ou adhésif; bien toléré
- Aucun risque de fuite, résistant aux déchirures
- Peut être appliqué sur les deux côtés
- Moins de formation d'odeur
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Description	Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
Cutimed® Sorbion® Sachet S Forme classique adaptée pour plusieurs types de plaies et zones d'application  	7,5 cm x 7,5 cm	7323200	10 pansements	Boîte
	10 cm x 10 cm	7323206	10 pansements	Boîte
	10 cm x 20 cm	7323209	10 pansements	Boîte
	15 cm x 15 cm	7323212	10 pansements	Boîte
	20 cm x 20 cm	7323215	10 pansements	Boîte
	20 cm x 30 cm	7323218	10 pansements	Boîte
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star Forme flexible pour application sur les orteils, les talons, les pieds, le sacrum, la poitrine ou les plaies avec cavité  	8 cm	7323701	10 pansements	Boîte
	14 cm	7323703	10 pansements	Boîte
Cutimed® Sorbion® Sachet XL Pour les grandes plaies difficiles à couvrir situées sur le bas de la jambe, la région sacrale, le thorax, les cuisses, la partie inférieure de l'abdomen  	25 cm x 45 cm	7324000	10 pansements	Boîte
Cutimed® Sorbion® Border Avec bordure adhésive pour une application facile**  	10 cm x 10 cm	7101000	10 pansements	Boîte
	15 cm x 15 cm	7101002	10 pansements	Boîte
	20 cm x 20 cm	7101003	10 pansements	Boîte
	10 cm x 22.5 cm	7101004	10 pansements	Boîte
	Sacrum	7101008	10 pansements	Boîte
Cutimed® Sorbion® Sana Avec une surface particulièrement atraumatique pour les patients sensibles à la douleur  	12 cm x 12 cm	7323303	10 pansements	Boîte
	12 cm x 22 cm	7323306	10 pansements	Boîte
	22 cm x 22 cm	7323309	10 pansements	Boîte
Cutimed® Sorbion® Sana Multi Star Avec une surface particulièrement atraumatique pour les patients sensibles à la douleur  	11 cm	7323801	10 pansements	Boîte
	17 cm	7323803	10 pansements	Boîte

*Voir la légende à la page 19

24 **La vente de ce produit n'est pas encore autorisée au Canada.

CUTIMED® CAVITY

PANSEMENT MOUSSE ABSORBANT POUR PLAIES PROFONDES



Cutimed® Cavity est hautement absorbant et conforme, ce qui en fait le choix idéal pour les plaies profondes suintantes.

INDICATIONS

- Pour toutes les plaies profondes avec exsudat telles les ulcères veineux, diabétiques ou de pression
- Plaies après excision d'abcès et de fistules

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Doux et conforme
- Atraumatique
- Non-adhérent
- Facile à appliquer et à retirer
- Hautement absorbant
- Pictogrammes sur l'emballage pour choisir le bon produit*
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
5 cm x 6 cm	7262100	10 pansements	Boîte
10 cm x 10 cm	7262101	10 pansements	Boîte
15 cm x 15 cm	7262103	5 pansements	Boîte

* Voir la légende à la page 19

CUTIMED® TROUSSES POUR PLÂTRE À CONTACT TOTAL

PLÂTRE DE DÉCHARGE



Les trousse pour plâtre à contact total Cutimed® ont été développées en partenariat avec des professionnels de la santé traitant quotidiennement des ulcères neuropathiques. Le résultat est une recette qui offre le PCT le plus efficace et une technique standardisée. Nos trousse combinent des matériaux spécialement sélectionnés pour leur efficacité prouvée à procurer un ajustement personnalisé et une décharge maximale pour des conditions optimales de guérison.

INDICATIONS

- Ulcères du pied diabétique
- Arthropathie tabétique
- Immobilisation suivant une opération de reconstruction de difformité

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Observance accrue par le patient
- Aucune botte secondaire requise
- Milieu de guérison optimal
- Technique standardisée
- Trousse complète pratique
- Économique
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Description	Code	Unité de vente
Trousse Cutimed PCT (avec du plâtre)	7349900	Boîte
Trousse Cutimed Off-Loader Select (sans plâtre)	7800901	Boîte

LEUKOPLAST® WOUND CLOSURE STRIP

BANDELETTES DE RAPPROCHEMENT ADHÉSIVES



Les avantages de Leukoplast® Wound Closure Strip sont évidents : retrait atraumatique, minimisent les risques d'infection et offrent un bon résultat esthétique.

INDICATIONS

- Incisions ou lacérations au niveau du visage
- Peau mince, fragile ou sensible
- Fermeture de plaies avec sutures intradermiques
- Remplacement d'agrafes ou de points de suture

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Retrait atraumatique
- Adaptation sans tension autour des plaies
- Bon résultat esthétique et visuel
- Excellente tolérance par la peau
- Laisse la peau respirer
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel

Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
TP - 6 mm x 38 mm	7274000	300 bandelettes	Boîte
P - 3 mm x 75 mm	7274001	250 bandelettes	Boîte
M - 6 mm x 75 mm	7274002	150 bandelettes	Boîte
G - 6 mm x 100 mm	7274003	500 bandelettes	Boîte
TG - 12 mm x 100 mm	7274004	300 bandelettes	Boîte
2TG - 25 mm x 100 mm	7274005	100 bandelettes	Boîte

CUTIMED® GEL

HYDROGEL CLAIR AMORPHE



Cutimed® Gel est un gel clair et amorphe avec une formule pure qui minimise les risques de réaction allergique et dont le pouvoir élevé d'humidification permet un changement moins fréquent de pansement et un débridement efficace.

INDICATIONS

- Aide au débridement autolytique des tissus nécrotiques et fibrineux
- Procure l'humidité nécessaire aux plaies sèches

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sans conservateurs
- Pictogrammes sur l'emballage pour choisir le bon produit*
- Stérile
- Exempt de latex de caoutchouc naturel



Dimensions	Code	Contenu de la boîte	Unité de vente
Tube 15 g	7261001	10 tubes	Boîte
Tube 25 g	7261002	10 tubes	Boîte

*Voir la légende à la page 19

Cover-Roll® stretch	5
Cuticell® / Cuticell® Classic	17
Cuticell® Contact	17
Cutimed® Cavity	25
Cutimed® DebriClean	18
Cutimed® Gel	26
Cutimed® Siltec	23
Cutimed® Sorbact®	19
Cutimed® Sorbion®	24
Cutimed® Trousse pour plâtre à contact total	25
Easifix® / Easifix® Cohesive	10
Elastomull®	9
Hydrofera Blue®	21
Hypafix®	5
Hypafix® <i>skin sensitive</i>	7
Hypafix® transparent	6
Leukomed®	11
Leukomed® Control	13
Leukomed® IV	8
Leukomed® <i>skin sensitive</i>	12
Leukomed® Sorbact®	14
Leukomed® T	7
Leukomed® T plus	13
Leukoplast® barrier	16
Leukoplast® elastic	14
Leukoplast® Sleek	9
Leukoplast® soft white	15
Leukoplast® strong	15
Leukoplast® universal	16
Leukoplast® Wound Closure Strip	26

