

Kundennummer	_____	☐ Auftrag	☐ Kostenvoranschlag (KV)	Geschlecht: ☐ weiblich ☐ männlich ☐ divers	_____
Bestelldatum/ Anmessdatum	_____	☐ Auftrag nach KV-Nr. _____	Kommissions/Vorgangs-Nr. _____		
Ansprechpartner/ Rückrufnummer	_____	☐ Lot-Nr./Maß-Schema-Nr. _____	_____		

bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

JOBST®		Confidence	
Menge	Kompressionsklasse	1	2
	Links		
	Rechts		
Längentyp	☐ CG ¹ (schräger Abschluss) Armstrumpf ohne Hand ☐ AG ¹ (schräger Abschluss) Armstrumpf mit Hand und Daumen, ohne Finger		
Arm	Ausführungen	☐ Funktionszone Ellenbogen (KKL 1-2)	
	Befestigungen	☐ SoftFit ☐ Noppe 2,5cm Oben ☐ Noppe 2,5cm Innen; 1/2 Umfang	
Farbe	☐ Beige ☐ Jeans Heather (meliert) ☐ Caramel ☐ Red Heather (meliert) ☐ Black ☐ Anthracite Heather (meliert) ☐ Cranberry ☐ Hazelnut		
Design	☐ Deco Line		
	Farbige Schließnaht: ☐ Silber ☐ Gold ☐ Multicolor		
	☐ Initialen (2 Großbuchstaben)		

Körpermaße		Bestellmaße	
Links	Rechts	Links	Rechts
in cm		in cm	
cG		G ¹	+ cG
cF			+ cF
cE			0 cE
cD			+ cD
cC ¹			0 cC ¹
cC			0 cC

Längemaße auf der Innenseite des Armes messen

Polos

Körpermaße

in cm

Umfangmaße

Zugmatrix:

Um die optimale Passform für unsere flachgestrickten Kompressionsversorgungen zu ermitteln, sollten Umfangmessungen unter verschiedenen Zugstärken durchgeführt werden.

0 ohne Zug

+ leichter Zug bis zum ersten Widerstand

Nur bei AG¹ Versorgungen ausfüllen.

Längenmaße auf der Innenseite der Hand messen.

Alle Maße an der Hand werden ohne Zug gemessen.

Links	Umfang cX	Rechts	Umfang cX
Daumen		Daumen	

Daumenlänge: Standardmäßig ca. 7mm

Längenmaße

Links

in cm

Rechts

in cm

ℓCG

ℓCF

ℓCE

ℓCD

ℓCC¹

ℓAB

ℓAC