

# JOBST® COMPRINET®

## MAATOVERZICHT VERBAND- EN ANTI-EMBOLIEKOUSEN

Comprinet® S - Comprinet® pro - Comprinet® forte



### Comprinet® S

Anatomisch gevormde anti-emboliekus, 10-20 mmHg

Beige kniekous zonder teenvenster



Kuitomvang		Lengte tot knie		Artikel nr.
klein	23-30 cm	normaal	37-41 cm	46630-00
klein	23-30 cm	lang	> 41 cm	46631-00
middel	30-38 cm	normaal	> 43 cm	46632-00
middel	30-38 cm	lang	> 43 cm	46633-00
groot	38-44 cm	normaal	> 46 cm	46634-00
groot	38-44 cm	lang	> 46 cm	46635-00
extra groot	44-51 cm	normaal	> 46 cm	46636-00
extra groot	44-51 cm	lang	16-51 cm	46637-00

Meet de kuitomvang op het dikste gedeelte van de kuit. Meet de lengte van de hak tot twee vingers onder de lies. Maximale dijomvang voor dijkaus maat 1 t/m 6 is 86 cm en 90 cm voor maat 7 en 8.

### Comprinet® pro

Anatomisch gevormde anti-emboliekus, 16-22 mmHg

Witte dijkaus met teenvenster



Maat	Kuitomvang		Lengte tot lies		Artikel nr.
1	klein	23-30 cm	normaal	64-80 cm	46335-00
2	klein	23-30 cm	lang	80-97 cm	46336-00
3	middel	30-38 cm	normaal	64-80 cm	46337-00
4	middel	30-38 cm	lang	80-97 cm	46338-00
5	groot	38-46 cm	normaal	64-80 cm	46338-00
6	groot	38-46 cm	lang	80-97 cm	46389-00
7	extra groot	46-53 cm	normaal	64-80 cm	77125-00
8	extra groot	46-53 cm	lang	80-97 cm	77128-00

Meet de kuitomvang op het dikste gedeelte van de kuit. Meet de lengte van de hak tot twee vingers onder de lies. Maximale dijomvang voor dijkaus maat 1 t/m 6 is 86 cm en 90 cm voor maat 7 en 8.

### Kniesous met teenvenster

Maat	Kleur	Kuitomvang		Artikel nr.
1	wit	klein	23-30 cm	77026-00
2	wit	middel	30-38 cm	77027-00
3	wit	groot	38-46 cm	77028-00
4	wit	extra groot	46-53 cm	77124-00
1	beige	klein	23-30 cm	77029-00
2	beige	middel	30-38 cm	77030-00
3	beige	groot	38-46 cm	77031-00
4	beige	extra groot	46-53 cm	77124-00

### Comprinet® forte 23

Anatomisch gevormde verbandkus, 23 mmHg

Witte dijkaus met teenvenster



Maat	Enkelomvang	Kuitomvang	Dijomvang	Artikel nr.
1	18-21 cm	24-34 cm	39-74 cm	75087-00
2	21-24 cm	30-40 cm	45-80 cm	75088-00
3	24-27 cm	36-46 cm	50-86 cm	75089-00
4	27-30 cm	42-52 cm	50-90 cm	75090-00

Meet de kuitomvang op het dikste gedeelte van de kuit. Meet de lengte van de hak tot twee vingers onder de lies. Maximale dijomvang voor dijkaus maat 1 t/m 6 is 86 cm en 90 cm voor maat 7 en 8.

### Comprinet® forte 35

Anatomisch gevormde verbandkus, 35 mmHg

Witte dijkaus met teenvenster



Maat	Enkelomvang	Kuitomvang	Dijomvang	Artikel nr.
1	18-21 cm	24-34 cm	39-74 cm	75091-00
2	21-24 cm	30-40 cm	45-80 cm	75092-00
3	24-27 cm	36-46 cm	50-86 cm	75093-00
4	27-30 cm	42-52 cm	50-90 cm	75094-00