

# Leukoplast® Eco Sebtapasz– HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bőrbarát és fenntartható sebtapasz

Orvostechikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

A Leukoplast® Eco bőrbarát sebtapasz elérhető a patikákban vagy a gyógyászati segédeszköz szaküzletekben. Vásárlásához nem szükséges orvosi rendelvény.

## Termékleírás:

A Leukoplast® Eco egy fenntarthatóbb technológiával előállított sebtapasz. A termék és a csomagolás legalább 90%-ban biológiailag lebomló, valamint újrahasznosított alapanyagból készül. A puha hátlap természetes bambuszrostból készül. A sebpárna növényi alapú, nagy nedvszívóképességű. A sebtapasz gyengéden, de megbízhatóan tapad. Latexmentes.

## Használati útmutató:

Méretre vágott sebtapasz kis és közepes méretű sérülések kezelésére.

A termék három változatban érhető el.

Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.



Egyszeri  
használatra



Tartsa  
szárazon



Tartsa távol a  
napfénytől



Orvostechikai  
eszköz



A késztermék  
állatkísérlet  
mentes



Cukornád  
karton



100%-ban  
természetes  
alapanyag



Bambusz rost

A Leukoplast® ECO termékek CE minősítéssel rendelkeznek, az európai szabványnak megfelelnek.

Jelen használati útmutató lezárásának dátuma és azonosítója: 2023.01.31, Azonosító: HMS/Medical/L/Print/140223/1

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Forgalmazó: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményt kérjük, jelentsen a BSN Medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) és/vagy az illetékes helyi hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1135 Budapest, Szabolcs utca 33, Tel.: (1) 8869-300, E-mail: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).