



### Zamawiający:

Nazwa \_\_\_\_\_  
Adres \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Data pomiaru \_\_\_\_\_ r.  
Osoba zamawiająca \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Numer kontaktowy \_\_\_\_\_

### Pacjent:

Imię \_\_\_\_\_ Adres \_\_\_\_\_  
Nazwisko \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_

JOBST®		Confidence	
1 Ilość	Klasa kompresji	1	2
	lewa ręka		
	prawa ręka		
2 Modele	<input type="radio"/> CG1 (skos u góry) Rękaw uciskowy bez rękawiczki <input type="radio"/> AG1 (skos u góry) Rękaw uciskowy z rękawiczką i kciukami, bez palców		
	<input type="radio"/> Strefa komfortu łokieć (CCL 1-2)		
3 Ramię	Dodatki		
	Wykończenie		
4 Kolor	<input type="radio"/> SoftFit <input type="radio"/> Kropki silikonowe 2,5 cm, góra <input type="radio"/> Kropki silikonowe 2,5 cm, wewnątrz; 1/2obwodu		
	<input type="radio"/> Beige <input type="radio"/> Jeans Heather <input type="radio"/> Caramel <input type="radio"/> Red Heather <input type="radio"/> Black <input type="radio"/> Anthracite Heather		
5 Wzór	<input type="radio"/> Deco Line		
	<input type="radio"/> Inicjały (2 duże litery) _____ <input type="radio"/> Możliwe wyłącznie przy obwodzie pow. 26 cm w cE/cF/cG		



**Stosuj różne naprężenia miarki:** dla zaprojektowania odzieży płaskodziejnej z optymalnym efektem terapeutycznym pomiary obwodów należy dokonywać z różnym napięciem miarki.

- 0 Pomiary bez zaciskania miarki
- + Lekkie zaciskanie miarki

Wypełniać tylko przy produktach uciskowych AG1. Długość mierzyć po wewnętrznej stronie dłoni. Wszystkie pomiary na dłoni wykonywane są bez napięcia miarki.

Lewa	Obwód cX	Prawa	Obwód cX
	Kciuk		Kciuk

Długość kciuka: Standardowy rozmiar ok. 7 mm

Uwagi: \_\_\_\_\_