


Imię i nazwisko pacjenta/tki

Model:



Wykończenie rękawa:



klasyczne



z silikonem



ZNAJDŹ ODPOWIEDNI ROZMIAR:

JOBST® Bella™ Lite rękaw

Rozmiar	Nadgarstek	Przedramię	Ramię	Długość
S	13,5-19,5 cm	17,8-23,2 cm	21,5-39,5 cm	Regular (do 43 cm)
M	15,5-21,5 cm	23,3-28,7 cm	27-45 cm	Long (ponad 43 cm)
L	17,5-23,5 cm	28,8-34,3 cm	32,5-50,5 cm	
Pomiar	cm	cm	cm	cm

JOBST® Bella™ Lite rękaw z półrękawiczką / półrękawiczka

	Rozmiar	Dł. u podstawy palców (cA)	Nadgarstek (cC)
	S	15-19 cm	14-20 cm
	M	19-22 cm	16-22 cm
	L	22-26 cm	18-24 cm
	Pomiar		cm

Przewidziane zastosowanie: leczenie obrzęku limfatycznego i innych rodzajów obrzęku.

Podmiot prowadzący reklamę: Essity Poland sp. z o.o. Producent: BSN - Jobst GmbH

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.