

2026



JOBST

N I C H T S H Ä L T D I C H A U F

PHLEBOLOGIE

JOBST Sortimentsübersicht

Am besten als Lesezeichen zur Produktseite nutzen.

```
graph TD; A[ ] --> B[Erstversorgung  
Wurde an eine Wechsel-  
versorgung gedacht?]; A --> C[Folgeversorgung  
Wann gab es die letzte  
Versorgung?]; C --> D[Krankheitsbild]; D --> E[schlechter]; D --> F[gleich]; D --> G[besser]; E --> H[ ]; F --> H; G --> I[keine Änderung]; H --> J[ ]; style A fill:none,stroke:none; style J fill:none,stroke:none;
```

The flowchart is a decision-making tool for patient care. It starts with a central point that branches into two main paths: 'Erstversorgung' (First care) and 'Folgeversorgung' (Follow-up care). 'Erstversorgung' asks if a change in care is being considered. 'Folgeversorgung' asks when the last care was provided, leading to an assessment of the 'Krankheitsbild' (Clinical picture). This assessment can be 'schlechter' (worse), 'gleich' (same), or 'besser' (better). If 'schlechter' or 'gleich', the path leads to a final decision point. If 'besser', it leads to 'keine Änderung' (no change), which then joins the main path. All paths eventually lead to a final outcome at the bottom.

Anspruch

Mode,
Zuzahlung,
Belastbarkeit,
Verträglichkeit

Produktberatung

PRODUKTBERATUNG RUNDSTRICK

Wünscht sich
sicheren Halt



Wähle einen Kompressionsstrumpf mit **JOBST SoftFit** als Hafttrand. JOBST SoftFit sorgt dafür, dass der Kompressionsstrumpf bei Bewegung in Position bleibt, ohne einzuengen.

Wählbar bei Kniestrümpfen der Qualitäten: **JOBST Opaque**, **JOBST Maternity Opaque**, **JOBST UltraSheer** und **JOBST Classic**.

Neigt zum Schwitzen



Wähle einen Kompressionsstrumpf mit einem System für das Feuchtigkeitsmanagement. Dieses sorgt dank doppelagiger Konstruktion dafür, dass die Feuchtigkeit der Haut aufgenommen und nach außen abgegeben wird.

Verfügbar bei: **JOBST Opaque**, **JOBST Maternity Opaque** und **JOBST forMen**.

Wünscht sich
Unterstützung
beim Sport



Empfehle **JOBST Sport**. Dieser Kompressionsstrumpf (Selbstzahlung) ist speziell für Kund*innen entwickelt, die sich für ihre sportlichen Aktivitäten einen Kompressionsstrumpf wünschen, der besonders weich, leicht und atmungsaktiv ist.

Benötigt Unterstützung
beim Anziehen



Empfehle die erstattungsfähige **JOBST Metallanziehhilfe**, die erstattungsfähigen **ARION Anziehhilfen** oder die **JOBST Griphandschuhe** (Selbstzahlung) als Unterstützung für das tägliche Anziehen von Kompressionsversorgungen.

Kompression rutscht
trotz Haftband



Wähle den **JOBST Ultrana HaftFix** Hautkleber (erstattungsfähig). Dieser wird direkt zwischen Haut und Kompressionsstrumpf aufgetragen und sichert den Halt. Der Kleber trocknet flexibel und geschmeidig und ist sehr angenehm zu tragen.

Hat trockene Haut



Empfehle die **Pflegeserie JOBST SkinPro**, um den natürlichen Schutzmantel der Haut auch beim täglichen Tragen von Kompression zu erhalten (Selbstzahlung).

JETZT DIGITAL DURCH- STARTEN!

Bei Fragen erreichst
du unser Team Digital
unter
02822 / 607 - 360



Jetzt scannen
und kostenlos
anmelden!

ALLE VORTEILE VOM JOBST eShop



Sofortiger Aufruf deiner
Kostenvoranschläge



Einfaches
Retourenmanagement



Intelligente Verwaltung
von Patient*innen



Voll-digitale
Dokumentation aller Maße



Zeiteffiziente
Folgebestellungen



Sprachgesteuerte
Maßeingabe mit JOBST
Xpert Voice® möglich




Keine Fehler oder
Rückfragen in
der Konfiguration



1 % elektronischer
Bestellrabatt auf
alle Produkte



Kompatibel mit allen
Endgeräten, optimal für
unterwegs



Registrierung unter eshop.jobst.de



Video entdecken



ALLE INHALTE AUF EINEN BLICK

Kundenservice	Seite 9
1. Beratung	
1.1 Indikationsübersicht Rundstrick	Seite 10
1.2 Haftbandvarianten	Seite 13
2. Medizinische Kompressionsstrümpfe Rundstrick	
2.1 JOBST Opaque	Seite 14
2.2 JOBST UltraSheer	Seite 18
2.3 JOBST Maternity Opaque	Seite 22
2.4 JOBST forMen Ambition	Seite 26
2.5 JOBST forMen Explore	Seite 28
2.6 JOBST Classic	Seite 30
2.7 JOBST Bellavar®	Seite 34
2.8 JOBST Basic	Seite 38
3. Medizinische Kompressionsversorgungen für spezielle medizinische Anwendungen	
3.1 JOBST UlcerCARE	Seite 42
3.2 JOBST FarrowWrap	Seite 46
4. SupportWear	
4.1 JOBST Travel	Seite 50
4.2 JOBST Sport	Seite 51
5. Anziehhilfen und Pflege	
5.1 JOBST Hautpflege und Hautkleber	Seite 52
5.2 Arion An- und Ausziehhilfen	Seite 54
5.3 JOBST Anziehhilfen	Seite 56
5.4 JOBST Kompressionspflege	Seite 57
6. Ambulante u. stationäre Kompressionsversorgung	
6.1 Kurzzugbinden, Unterpolsterung, Kompressionssysteme	Seite 58
6.2 2-Lagen-Kompressionssysteme, Bandagenset	Seite 60
6.3 Thromboseprophylaxe	Seite 62
7. Verordnung	
7.1 Ärztliche Verordnung	Seite 64
7.2 Kompressionsklassen, Indikationen, Kontraindikationen	Seite 66
7.3 Positionsnummern Rundstrick	Seite 67
Allgemeine Geschäftsbedingungen	Seite 68

WIR STELLEN UNS VOR

Um die Symptome seiner venösen Insuffizienz zu lindern, gründete Conrad Jobst 1950 JOBST. Seitdem fokussieren wir uns auf die Herstellung hochwertiger, medizinischer Kompressionsversorgungen und setzen uns mit voller Kraft dafür ein, die Lebensqualität von Menschen mit phlebologischen und lymphologischen Erkrankungen sowie Lipödemem zu verbessern.

Wir sind Essity

Zusammen sind wir Leukoplast®, Cutimed®, Delta-Cast®, Actimove®, JOBST®, TENA® und noch mehr. Unser Name setzt sich zusammen aus Essentials (Wesentliches) und Necessities (Notwendigkeit). Wir setzen uns weltweit für Gesundheit und Wohlbefinden ein. Durch gezielte Initiativen wollen wir helfen, Grenzen und Tabus zu überwinden, die diesem Ziel entgegenstehen.



Wir handeln nachhaltig

Die vereinten Nationen haben die ‚Dekade des Handelns‘ zur Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele ausgerufen. Als ein weltweit führendes Hygiene- und Gesundheitsunternehmen kommt Essity hier eine wichtige Rolle zu. Zusammen mit unseren Kund*innen und Partnerschaften arbeiten wir gemeinsam daran, dass es den Menschen und dem Planeten besser geht.

www.essity.de/nachhaltigkeit



Wir achten auf Qualität

Um höchste Standards erfüllen zu können, unterliegen unsere JOBST Produkte strengen Qualitätskontrollen. Interviews und Tests mit Patient*innen und medizinischem Personal helfen uns, behandlungsorientierte und auf Patient*innen zugeschnittene Produkte zu entwickeln. JOBST folgt den strengen Qualitätskontrollen der ISO-Normen. Darüber hinaus werden unsere Produkte aus gesundheitsfreundlichen Materialien und ohne schädliche Farbstoffe hergestellt, die alle dem STANDARD 100 by OEKO-TEX® entsprechen.



Designed in Germany
Made in Germany



Unser Beitrag für eine aufgeklärte Gesellschaft

Wir wollen nicht, dass das Lipödem oder Venen- und Lymphkrankheiten ein Tabu bleiben. Deshalb haben wir sechs Personen mit lymphatischen und phlebologischen Erkrankungen vereint. Mit ihren inspirierenden Geschichten wollen wir, dass Patient*innen Mut und Selbstbewusstsein zurückgewinnen. Erfahre im Folgenden mehr über ihre ermutigenden Erfahrungen: www.jobst.de/nichtshaelt dich auf



Wir verpflichten uns zu fairem Wettbewerb

Wir bei JOBST haben uns dem eurocom-Kodex sowie dem MedTech Europe Code of Ethical Business Practice verpflichtet, um zu einem fairen Wettbewerb beizutragen. Der eurocom-Kodex basiert auf vier Grundprinzipien des Handelns: Transparenz von Kooperationen und Leistungen, keine Beeinflussung durch Geschenke, Ausgewogenheit von Leistungen und Gegenleistungen sowie die Dokumentation der Zusammenarbeit mit Partnern. MedTech Europe regelt alle Aspekte der Beziehungen zwischen der Branche und Healthcare Professionals sowie Organisationen des Gesundheitswesens, um sicherzustellen, dass diese jederzeit ethisch und professionell handeln.



Wir sagen Danke, denn zusammen können wir Grenzen überwinden

Wir bedanken uns bei allen, die engagiert dazu beitragen, mit JOBST Produkten Grenzen und Tabus in der Kompressionstherapie zu überwinden. Dieser Dank gilt Ärzt*innen, medizinischen Expert*innen im Fachhandel, unseren Kund*innen und den Patient*innen sowie unseren Kolleg*innen in den Standorten und Werken. Dieses Engagement ermöglicht es uns, auch in Zukunft für dich da zu sein und einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlbefinden in unserer Gesellschaft zu leisten.



**Wir achten auf
unsere Kund*innen,
Konsument*innen,
die Umwelt und
aufeinander.**



SERVICE

Bei Essity arbeiten wir in Emmerich, Hamburg und deutschlandweit im Außendienst daran mit JOBST Produkten das Leben von Menschen zu verbessern und für dich ein wertvoller Fachhandelspartner zu sein. Unser Service ist deshalb auf dich zugeschnitten.

Unser Service



Online bestellen

Bestelle jederzeit online im JOBST eShop und profitiere von vielen Möglichkeiten: direkte Nachbestellungen, Zugriff auf Kostenvoranschläge, sprachgesteuerte Maßeingabe mit JOBST Xpert Voice®.



Expressversand

Bei Anfrage bringen wir deine Bestellung auch per Express auf den Weg. Hierfür berechnen wir zusätzlich für eine Zustellung bis 12 Uhr 10€ und für eine Zustellung bis 10 Uhr 20€.



Retouren

Für unsere stets lösungsorientierte Retourenabwicklung sichern wir dir eine kostenfreie Retoure in Garantiefällen zu. Für einen Abholservice in Kulanzfällen berechnen wir einmalig 6,90€.



Video-Link

NEU!
Retourenmanagement
im eshop.jobst.de



Schneller Versand

Bei Bestellung von Lagerware am Vormittag erfolgt der Versand noch am selben Tag. Bestellungen von Maßware versenden wir mehrheitlich innerhalb von 2 Werktagen. Die Versandkostenpauschale von 5,90€ berechnen wir maximal einmal am Tag. Nachlieferungen sind selbstverständlich kostenlos. Du erhältst auf Wunsch eine Sendungsbestätigung per E-Mail.



Kostenfreie Anmesshilfen & Maßblöcke

Bestelle bei Bedarf jederzeit über unseren Kundenservice Anmesshilfen sowie die aktuellen Maßblöcke für unsere JOBST Rundstrick- und Flachstrickversorgungen. Die stets aktuellen JOBST Maßblätter findest du auch unter:

www.jobst.de/fachhandel

Unser Label: Service auf einen Blick

Eindeutiger Farbcode zu jedem Produkt auf der Packungsunterseite

Klare Darstellung der Größenangabe für eine optimale Lesbarkeit

Druckbild mit hoher Auflösung

Farbangabe und Farbcode für die Kompressionsklasse beschleunigen die Produktauswahl



KUNDENSERVICE

Du erreichst uns persönlich montags bis donnerstags von 8:00 bis 18:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 17:00 Uhr.

Deine Telefonnummer
für alle Fragen:

02822 / 607 - 100

Team Customer Service

Auftragsannahme Sortimentsberatung Sendungsverfolgung Produktverfügbarkeiten	  02822 / 607 - 100  +49 2822 / 607 - 333	 jobstgmbh@essity.com  ISSE@essity.com
Auftragserfassung	 02822 / 607 - 199	
Kostenvoranschläge	 02822 / 607 - 208	

Team Digital

Unterstützung speziell für den JOBST eShop und digitale Messsysteme	 02822 / 607 - 360	eshopjobst@essity.com
---	---	-----------------------

Retourenservice

Änderungen- und Retourenannahme	 02822 / 607 - 222	produktservice@essity.com
------------------------------------	---	---------------------------

Patient*innenservice

Unterstützung für Patient*innen	 02822 / 693 - 9009	servicejobst@essity.com
---------------------------------	--	-------------------------

Webseite für den Fachhandel

www.jobst.de/fachhandel

	• Download von Produktinformationen, Bestellformularen und Maßblättern • Informationen zum JOBST eShop • Trainings & Events • Neuigkeiten	
---	---	---

INDIKATIONSÜBERSICHT RUNDSTRICK

Chronische Venenerkrankungen und Venenthrombosen

Die wichtigsten Eigenschaften der JOBST Kompression sind Grundlage unserer Produktempfehlungen für die unterschiedlichen Schweregrade einer chronischen Venenerkrankung und Venenthrombosen.


Indikation / Diagnose		
Verfügbare Kompressionsklasse je Kompressionsversorgung*		
CHRONISCHE VENENERKRANKUNGEN		
Klasse und klinische Zeichen entsprechend der CEAP-Klassifikation** (Leitlinie*** Diagnostik und Therapie der Varikose)		
C0		Keine sichtbaren oder tastbaren Zeichen einer Venenerkrankung (bei Veranlagung zum Venenleiden kann präventiv gehandelt werden)
C1		- Besenreiser (Netzförmig aussehende Venen - oft an der Rückseite des Oberschenkels zu finden) - Teleangiektasien (klar sichtbare, irreversibel erweiterte Kapillargefäße) - retikuläre Varizen (Netzartige, breite Venengeflechte - oft an der Außenseite des Beins)
C2		Varikose (Krampfadern) C2r: wiederkehrende Varizen
C3		Venöses Ödem
C4		Hautveränderungen aufgrund schlechter Durchblutung (Verfärbung grau bis bläulich-violett).
C5		Abgeheiltes Ulcus cruris venosum (Geschwür)
C6		Florides Ulcus cruris venosum C6r: wiederkehrendes Ulcus cruris venosum
		C4a: Pigmentierung, Stauungsekzeme - meist starkes Jucken der trockenen Haut C4b: Atrophie blanche (weiße Narbenansammlungen), Dermatoliposklerose (Verhärtung des Unterfettgewebes) C4c: Corona phlebectatica (dunkelblaue Hautvenen am Fußrand)
		Therapielösungen zur Versorgung chronischer Wunden findest du unter der Marke Cutimed®  www.cutimed.de
VENENTHROMBOSEN		
Thromboseprophylaxe bei mobilen Patient*innen		
Oberflächliche Venenthrombose		
Tiefe Beinvenenthrombose (im späteren Therapieverlauf)		
Postthrombotisches Syndrom		

*Die erforderliche Kompressionsklasse für die Versorgung einzelner Patient*innen legt in jedem Falle der*die verordnende Ärzt*in fest. Die Aufstellung der einzelnen Diagnosen und zugeordneter Kompressionsversorgungen hat Empfehlungscharakter und ist daher nicht bindend. Die Auswahl der Kompressionsklasse ist abhängig von Alter und Mobilität des*der Patient*in, Umfängen der betroffenen Extremität, eventuellen Begleiterkrankungen und individueller Druckempfindlichkeit des*der Patient*in.

JOBST UltraSheer	JOBST Opaque & JOBST Opaque Maternity	JOBST forMen Ambition	JOBST forMen Explore	JOBST Basic	JOBST Classic	JOBST Bellavar	JOBST FarrowWrap	JOBST UlcerCARE
KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 1	KKL 2	KKL 2	LITE 20-30 mmHg	40 mmHg
KKL 2	KKL 2	KKL 2	KKL 2	KKL 2	KKL 3	KKL 3	CLASSIC 30-40 mmHg	

**Die CEAP-Klassifikation ist der weltweit anerkannte Standard zur Einteilung der chronisch venösen Insuffizienz. Die Abkürzung CEAP stammt aus dem Englischen und steht für: C = Klinischer Befund (Erscheinungsbild), E = Ätiologie (Ursprung der Krankheit), A = Anatomische Ausdehnung (Lokalisation), P = Pathophysiologie (Ursache).


***S2k - Leitlinie Diagnostik und Therapie der Varikose, AWMF-Register Nr. 037/018



JOBST SoftFit BLEIBT IN POSITION, OHNE EINZUENGEN

JOBST SoftFit - Der Einzigartige Eine Revolution für Kompressionsversorgungen

- Ein spezielles System aus Silikonfäden, das direkt in den Abschlussbund des Kompressionsstrumpfes eingestrickt wird.
- Hält die Kompressionsversorgung ohne den Druck zu erhöhen oder einzuschnüren.
- Die patentierte Technologie sorgt für einen durchgehenden Kompressionsverlauf.
- Erhöht gleichzeitig Wirksamkeit und Tragekomfort.



Sensitive - Das Weiche

Entwickelt mit einem Ziel: Höherer Tragekomfort.

- Sanftes Silikongarn wird im einzigartigen Fertigungsprozess gleichmäßig in das Textilband eingenäht und gewährleistet so einen sanften Halt auf der Haut.
- Dank der dezenten Silikonoberfläche kann das Textilband Feuchtigkeit viel schneller aufnehmen und nach außen abgeben.



LATEX FREE FORMULA 82,5% Nylon, 9% Silikon

Noppe und Schmuck-Noppe - Das Starke

Entwickelt für weiches Bindegewebe.

- Aus Silikon bestehende Noppen-Struktur.
- Entwickelt um mögliches Rutschen zu verringern.
- Für JOBST Opaque und JOBST UltraSheer auch mit dekorativem Textilband als Schmucknoppe verfügbar.



LATEX FREE FORMULA 50% Nylon, 35% Silikon

French Bijou und Zick Zack - Die Modischen

Entwickelt für normales und festes Bindegewebe.

- Flache Silikon-Streifen bilden eine große Auflagefläche.
- Hilft mit effizientem Halt die Kompressionsversorgung sicher an Ort und Stelle zu halten.
- Elegant und effektiv: French Bijou und Zick Zack mit modischem Textilband.



LATEX FREE FORMULA 22% Nylon, 48% Silikon

HAFTBANDVARIANTEN


RUNDSTRICK

Längentyp	Haftband	JOBST Opaque	JOBST Opaque Maternity	JOBST UltraSheer	JOBST Basic	JOBST Classic	JOBST Bellavar
AD 		Standard & Maß	Standard & Maß	Standard & Maß		Standard & Maß	
	Noppe	Standard & Maß			Standard & Maß	Standard & Maß	Maß
AF 	Noppe	Maß				Maß	Standard & Maß
	Schmucknoppe			Maß			
	Sensitive	Maß		Maß		Maß	
	French-Bijou	Maß		Maß		Maß	Maß
AG 	Noppe	Standard & Maß	Maß		Standard & Maß	Standard & Maß	Standard & Maß
	Schmucknoppe			Standard & Maß			
	Sensitive	Standard & Maß		Standard & Maß		Standard & Maß	
	French-Bijou	Standard & Maß		Standard & Maß		Maß	Maß
	Zick Zack		Standard & Maß				


VARIANTEN



SoftFit



Noppe



Schmuck-Noppe



Sensitive



French-Bijou



Zick Zack

JOBST OPAQUE

Der komfortable Kompressionsstrumpf für jeden Tag

JOBST Opaque kombiniert außergewöhnliche Funktionalität mit einem besonders weichen, sehr angenehmen Tragegefühl. Das feine, undurchsichtige Garn versteckt diskret Schönheitsfehler, sorgt für ein effektives Feuchtigkeitsmanagement und erleichtert komfortabel das tägliche Anziehen.



Blickdicht

Kaschiert kleine Unregelmäßigkeiten.



Feuchtigkeitsmanagement

Fortschrittliches Feuchtigkeitsmanagement-System mit doppellagiger Konstruktion für optimalen Tragekomfort.



Soft Touch

Mischung aus geschmeidigen Garnen.


INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Besenreiser, retikuläre Varizen	Varikose (Krampfaden)	Venöses Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung		


DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen ▼		Standard				Maß					
											
		AD	AG	AG-T	AT	AD	AF	AG	AG-T	AG-HT	AT
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haftband	SoftFit	●				●					
	Noppe	●	●			●	●	●			
	Sensitive		●				●	●			
	French-Bijou		●				●	●			
	Volant Für AD in den Farben: Natural, Golden Beige, Caramel, Tan, Bronze, Black	●	●			●	●	●			
Fußspitze	Offen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 64 % Polyamid, 36 % Elasthan KKL 2: 58 % Polyamid, 42 % Elasthan									
	Wäsche 	Die Trocknereinigung kannst du dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten, wenn möglich, täglich gewaschen werden.									
	Patient*innen entscheiden sich auch für...	• JOBST Griphandschuhe, Seite 56 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 56					• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 57 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 53				


FARBEN




Natural




Golden Beige



Caramel



Tan



Bronze



Espresso



Cranberry



Navy



Anthracite



Black




JOBST Trendfarben
Jährlich limitierte Edition.
Scannen & direkt anschauen!
www.jobst.de/trendfarben



HAFTBÄNDER Außen/Innen



SoftFit



Noppe



Sensitive




French-Bijou



Mehr Details,
welches Haftband
die beste Wahl
ist, findest du auf
Seite 12 und 13.

GRÖSSENTABELLE

Umfangsmaße in cm							Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
Messpunkte ▼	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cG Haftband	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
cG Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
cB'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	/D	Regular	39-45	Petite	34-39	Maxi-Leibteil* Taille (cT) und Hüfte (cH) empfohlen ab: Größe I: Taille ab 80 cm, Hüfte ab 95 cm Größe II-III: Taille ab 90 cm, Hüfte ab 105 cm Größe IV-V: Taille ab 110 cm, Hüfte ab 125 cm Größe VI: Taille ab 120 cm, Hüfte ab 135 cm
AG		/G	Regular	70-80	Petite	60-69	
AT / AG-T		/K	Regular	75-85	Petite	65-75	

JOBST Opaque

Standardsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung		Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
			KKL 1	KKL 2
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.01.0066	17.06.01.1129
	Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftrand	Paar	17.06.01.0066 17.99.99.2008	17.06.01.1129 17.99.99.2008
	Kniestrumpf AD mit Haftband	Paar	17.06.01.0066 17.99.99.2008	17.06.01.1129 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	17.06.03.0060	17.06.03.1117
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.03.0060 17.99.99.2008	17.06.03.1117 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung AG-T rechts/links (auch beidseitig)	Stück	17.06.03.0060 17.99.99.2006	17.06.03.1117 17.99.99.2006
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.04.0063	17.06.04.1102
	Strumpfhose AT Maxi	Stück	17.06.04.0063	17.06.04.1102
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	17.06.04.0063 17.99.99.2018	17.06.04.1102 17.99.99.2018

Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt findest du unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestelle direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de

Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung		Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
			KKL 1	KKL 2
	Kniestumpf AD mit Volant	Paar	17.06.10.0020	17.06.10.1034
	Kniestumpf AD mit SoftFit Haftband	Paar	17.06.10.0020 17.99.99.2008	17.06.10.1034 17.99.99.2008
	Kniestumpf AD mit Haftband	Paar	17.06.10.0020 17.99.99.2008	17.06.10.1034 17.99.99.2008
	Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	17.06.11.0029	17.06.11.1050
	Halbschenkelstrumpf AF mit Haftband	Paar	17.06.11.0029 17.99.99.2008	17.06.11.1050 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	17.06.12.0020	17.06.12.1032
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.12.0020 17.99.99.2008	17.06.12.1032 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung AG-T rechts/links (auch beidseitig)	Stück	17.06.12.0020 17.99.99.2006	17.06.12.1032 17.99.99.2006
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring	Stück	17.06.12.0020 17.99.99.2009	17.06.12.1032 17.99.99.2009
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring Eingriff	Stück	17.06.12.0020 17.99.99.2009 17.99.99.2018	17.06.12.1032 17.99.99.2009 17.99.99.2018
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring kompr. Leibteil	Stück	-	17.06.12.1032 17.99.99.2009 17.99.99.2003
	Einbeinhose AG-HT/Herr inkl. Beinring kompr. Leibteil Eingriff	Stück	-	17.06.12.1032 17.99.99.2009 17.99.99.2003 17.99.99.2018
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.13.0018	17.06.13.1029
	Strumpfhose AT kompr. Leibteil	Stück	-	17.06.13.1029 17.99.99.2003
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	17.06.13.0018 17.99.99.2018	17.06.13.1029 17.99.99.2018
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff kompr. Leibteil	Stück	-	17.06.13.1029 17.99.99.2018 17.99.99.2003



JOBST ULTRASHEER

Der modische Kompressionsstrumpf

JOBST UltraSheer Kompressionsstrümpfe verbinden die graduelle Kompressionstherapie mit viel Stil und Eleganz. Ihr feines, atmungsaktives, satiniertes Garn überzeugt mit einer unvergleichlichen Transparenz. Der modische Glanz hinterlässt einen eleganten Eindruck, während müden und schweren Beinen entgegengewirkt wird.



Transparent

Stilvoll und transparent für schöne Beine



Atmungsaktiv

Ermöglicht eine hohe Luftdurchlässigkeit



Glänzend

Durchscheinendes, seidiges Gestrick für einen eleganten Look

INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem			


DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen ▼		Standard				Maß				
		AD	AG	AT	AT/UM	AD	AF	AG	AT	AT/UM
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haftband	SoftFit	●				●				
	Schmuck-Noppe		●				●	●		
	Sensitive		●				●	●		
	French-Bijou		●				●	●		
Fußspitze	Volant Für AD in den Farben: Natural, Golden Beige, Caramel, Tan, Bronze, Black	●				●	●	●		
	Offen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 56 % Polyamid, 44 % Elasthan KKL 2: 52 % Polyamid, 48 % Elasthan								
	Wäsche	Die Trocknereinigung kannst du dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten, wenn möglich, täglich gewaschen werden.								
	Patient*innen entscheiden sich auch für...	• JOBST Grifphandschuhe, Seite 56 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 56 • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 57 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 53								

FARBEN



Natural




Golden Beige



Caramel



Tan



Bronze



Espresso




Cranberry



Navy



Anthracite



Black




JOBST Trendfarben
Jährlich limitierte Edition.
Scannen & direkt anschauen!
www.jobst.de/trendfarben



HAFTBÄNDER Außen/Innen



SoftFit



Schmuck-Noppe




Sensitive



French-Bijou

GRÖSSENTABELLE

Umfangsmaße in cm							Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
Messpunkte ▼	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cG Haftband	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
cG Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
cB'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	/D	Regular	39-45	Petite	34-39	
AG		/G	Regular	70-80	Petite	60-69	
AT / AG-T		/K	Regular	75-85	Petite	65-75	

Maxi-Leibteil* Taille (cT) und Hüfte (cH) empfohlen ab:

Größe I:	Taille ab 80 cm,	Hüfte ab 95 cm
Größe II-III:	Taille ab 90 cm,	Hüfte ab 105 cm
Größe IV-V:	Taille ab 110 cm,	Hüfte ab 125 cm
Größe VI:	Taille ab 120 cm,	Hüfte ab 135 cm

JOBST UltraSheer

Standardsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.01.0060	17.06.01.1121
	Paar	17.06.01.0060 17.99.99.2008	17.06.01.1121 17.99.99.2008
 Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.03.0054 17.99.99.2008	17.06.03.1108 17.99.99.2008
 Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.04.0059	17.06.04.1095
	Stück	17.06.04.0059	17.06.04.1095
 Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.04.0059 17.99.99.2019	17.06.04.1095 17.99.99.2019
 Strumpfhose AT mit Silhouette-Form-Effekt	Stück	17.06.04.0059	17.06.04.1095

Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt findest du unter **www.jobst.de/fachhandel/downloads** oder bestellst direkt im JOBST eShop unter **eshop.jobst.de**

Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung		Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
			KKL 1	KKL 2
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.10.0019	17.06.10.1033
	Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftrand	Paar	17.06.10.0019 17.99.99.2008	17.06.10.1033 17.99.99.2008
	Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	17.06.11.0011	17.06.11.1017
	Halbschenkelstrumpf AF mit Haftband	Paar	17.06.11.0011 17.99.99.2008	17.06.11.1017 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	17.06.12.0019	17.06.12.1033
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.12.0019 17.99.99.2008	17.06.12.1033 17.99.99.2008
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.13.0019	17.06.13.1028
	Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.13.0019 17.99.99.2019	17.06.13.1028 17.99.99.2019

JOBST MATERNITY OPAQUE

Der Kompressionsstrumpf für die Schwangerschaft

JOBST Maternity Opaque Kompressionsstrümpfe wurden mit besonderem Augenmerk auf das Wohlbefinden von Schwangeren entwickelt.



Soft Touch

Mischung aus geschmeidigen Garnen



Ventilationsbereich

Luftdurchlässige Fußsohle



Feuchtigkeitsmanagement

Fortschrittliches Feuchtigkeitsmanagement-System mit doppellagiger Konstruktion für optimalen Tragekomfort



Flex Zone

Die elastische Maternity Softflex-Zone bei der Umstandshose passt sich dem wachsenden Bauch an


INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung		

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen ▼		Standard			Maß		
		AD	AG	AT/UM	AD	AG	AT/UM
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●
Haftband	SoftFit	●			●		
	Zick Zack Silikonhaftband		●			●	
	Noppe					●	
Fußspitze	Offen	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 64 % Polyamid, 36 % Elasthan KKL 2: 58 % Polyamid, 42 % Elasthan					
	Wäsche	Die Trocknereinigung kannst du dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten, wenn möglich, täglich gewaschen werden.					
	Patientinnen entscheiden sich auch für...	• JOBST Maternity Support Belt			Das Produkt findest du auf Seite 25.		

FARBEN



Caramel



Cranberry



Navy





Anthracite



Black

HAFTBÄNDER Außen/Innen

SoftFit mit
Zick-Zack MusterZick Zack
Silikonhaftband

Noppe

Umstandshose mit Taillen-
band und „Zick-Zack“-Muster

Information zur Beratung von Kundinnen

SoftFlex-Zone im Bauchbereich

Die JOBST Maternity Opaque Umstandshose ist mit einer SoftFlex-Zone im Bauchbereich ausgestattet. Das Hosenteil kombiniert somit ein sanftes Gefühl mit zuverlässiger Passform. Die elastische Stretchzone passt sich dem wachsenden Bauch an und umfasst die sensible Haut sanft im Bereich der Taille.



GRÖSSENTABELLE

Umfangsmaße in cm							Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
Messpunkte ▼	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cG Haftband	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
cG Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
cB'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	/D	Regular	39-45	Petite	34-39	
AG		/G	Regular	70-80	Petite	60-69	
AT / AG-T		/K	Regular	75-85	Petite	65-75	

JOBST Maternity Opaque

Standardsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Kniestrumpf AD mit SoftFit Hafrand	Paar	17.06.01.0066 17.99.99.2008	17.06.01.1129 17.99.99.2008
 Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.03.0060 17.99.99.2008	17.06.03.1117 17.99.99.2008
 Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.04.0063 17.99.99.2019	17.06.04.1102 17.99.99.2019

Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung	Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
		KKL 1	KKL 2
 Kniestrumpf AD mit SoftFit Hafrand	Paar	17.06.10.0020 17.99.99.2008	17.06.10.1034 17.99.99.2008
 Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.12.0020 17.99.99.2008	17.06.12.1032 17.99.99.2008
 Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.13.0018 17.99.99.2019	17.06.13.1029 17.99.99.2019

Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt findest du unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestelle direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de

JOBST Maternity Support Belt

Der JOBST Maternity Support Belt unterstützt den wachsenden Bauch während der fortgeschrittenen Schwangerschaft – ohne aufzufallen.



Anpassbar

Durch das stufenlose Verschlusssystem kann der Support Belt kontinuierlich und individuell an den Schwangerschaftsfortschritt angepasst werden.



Diskretes Design

Der getragene Gurt fällt durch das diskrete Design unter der Kleidung kaum auf.



Anatomische Passform

Die Form des Support Belts wurde gemeinsam mit Schwangeren entwickelt, um eine optimale, anatomische Passform zu gewährleisten.

Erstattung

Information	Hilfsmittelnummer
Der JOBST Maternity Support Belt ist eine erstattungsfähige Rückenbandage	23.14.03.1047

Farbe



Rosa

Information zur Beratung von Kundinnen

Erleichterung für Bauch und Rücken

Zwischen 45 % und 75 % der Schwangeren sind im Verlauf ihrer Schwangerschaft von Schmerzen im unteren Rückenbereich betroffen. Deshalb bietet unser Sortiment einen ganzheitlichen Ansatz. JOBST Maternity unterstützt Schwangere und gibt ein leichteres Gefühl in Beinen, Bauch und Rücken.

Weitere Rückenbandagen von Essity findest du unter der Marke Actimove®
www.medical.essity.de



Größentabelle

	S	M	L	XL	
Support Belt (Hüfte)	80 - 90 cm	90 - 100 cm	100 - 110 cm	110 - 130 cm	Hüfte
Bestellnummer	76435-00000-01	76435-00001-01	76435-00002-01	76435-00003-01	



JOBST forMen AMBITION

Der modische Kompressionsstrumpf für Männer

JOBST forMen Ambition vereint modisches Design mit medizinischer Wirksamkeit für höchste Verträglichkeit, Leistung und Komfort.



Feuchtigkeitsmanagement

Fortschrittliches Feuchtigkeitsmanagement-System mit doppellagiger Konstruktion für optimalen Tragekomfort.



Effektive Geruchskontrolle

Das Material der Fußsohle sorgt für frische und trockene Füße und verhindert aktiv eine Geruchsbildung auf innovative Art, ganz ohne chemische Zusätze.



Haltbarkeit

Für eine lange Tragedauer.

INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung		

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen ▼		Standard	Maß
		AD	AD
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●
Angebot	Farbe	Khaki, Brown, Navy, Anthracite, Black	
	Abschluss	Breites Bündchen mit innovativer Stricktechnik	
	Fußspitze	Geschlossen	
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 64 % Polyamid, 20 % Elasthan, 15 % Baumwolle, 1 % Polyester KKL 2: 49 % Polyamid, 30 % Elasthan, 20 % Baumwolle, 1 % Polyester	
	Wäsche	Die Trocknereinigung kannst du dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten, wenn möglich, täglich gewaschen werden.	
	Patienten entscheiden sich auch für...	• JOBST Griphandschuhe, Seite 56 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 56 • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 57 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 53	

FARBEN



Khaki



Brown



Navy



Anthracite



Black

Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt findest du unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestelle direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de


Information zur Beratung von Patienten

Elegantes Strickmuster

Feine Garne mit 15 % Baumwollanteil im eleganten Ripp-Design machen JOBST forMen Ambition zu einem perfekten Begleiter im Berufsalltag.



GRÖSSENTABELLE

Umfangsmaße in cm							Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
Messpunkte ▼	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cD	28-34	31-38	34-41	37-46	40-49	42-52	
cC	30-36	32-40	34-43	38-47	40-50	43-53	
cB'	23,5-27,5	26-30,5	28,5-33	31-36,5	33,5-39	35,5-41,5	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	/ID	Regular		39-45		
AD		/ID	Long		45-51		

Standard- und Maßsortiment

Ausführung		Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
			KKL 1	KKL 2
Kniestrumpf AD mit Volant	Standard	Paar	17.06.01.0103	17.06.01.1170
	Maß	Paar	17.06.10.0069	17.06.10.1113



JOBST forMen EXPLORE

Der legere Kompressionsstrumpf für Männer

JOBST forMen Explore ist ein strapazierfähiger Alltagsstrumpf mit hohem Baumwollanteil - ideal für jede Freizeitaktivität und das tägliche ungezwungene Tragen.



Feuchtigkeitsmanagement

Fortschrittliches Feuchtigkeitsmanagement-System mit doppellagiger Konstruktion für optimalen Tragekomfort.



Effektive Geruchskontrolle

Das Material der Fußsohle sorgt für frische und trockene Füße und verhindert aktiv eine Geruchsbildung auf innovative Art, ganz ohne chemische Zusätze.



Baumwolle

Natürliches Tragegefühl.

INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung		

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen ▼		Standard	Maß
			
		AD	AD
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●
Angebot	Farbe	Khaki, Navy, Anthracite, Black	
	Abschluss	Breites Bündchen mit innovativer Stricktechnik	
	Fußspitze	Geschlossen	
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 47% Polyamid, 29% Elasthan, 23% Baumwolle, 1% Polyester KKL 2: 29% Polyamid, 40% Elasthan, 30% Baumwolle, 1% Polyester	
	Wäsche 	Die Trocknereinigung kannst du dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten, wenn möglich, täglich gewaschen werden.	
	Patienten entscheiden sich auch für...	• JOBST Griphandschuhe, Seite 56 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 56 • JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 57 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 53	

FARBEN



Khaki



Navy



Anthracite



Black

Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt findest du unter www.jobst.de/fachhandel/downloads oder bestelle direkt im JOBST eShop unter eshop.jobst.de




Information zur Beratung von Patienten

Legeres Strickmuster

Langlebige Materialien mit einem Baumwollanteil von bis zu 25 % sowie ein legeres Strickmuster machen JOBST forMen Explore besonders für einen vielseitigen und aktiven Lebensstil interessant.



GRÖSSENTABELLE

Umfangsmaße in cm							Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
Messpunkte ▼	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cD	28-34	31-38	34-41	37-46	40-49	42-52	
cC	30-36	32-40	34-43	38-47	40-50	43-53	
cB'	23,5-27,5	26-30,5	28,5-33	31-36,5	33,5-39	35,5-41,5	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	/D	Regular		39-45		
AD		/D	Long		45-51		

Standard- und Maßsortiment

Ausführung		Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
			KKL 1	KKL 2
Kniestrumpf AD mit Volant	Standard	Paar	17.06.01.0102	17.06.01.1211
	Maß	Paar	17.06.10.0068	17.06.10.1112

JOBST CLASSIC

Der Kompressionsstrumpf für individuelle Ansprüche

JOBST Classic Kompressionsstrümpfe leisten starke Kompression für individuelle Bedürfnisse von Patient*innen.



Haltbarkeit

Widerstandsfähiges Gestrick und speziell verstärkte Belastungszonen erhöhen die Strapazierfähigkeit beim Anziehen und Tragen.



Feuchtigkeitsmanagement

Fortschrittliches Feuchtigkeitsmanagement-System mit doppelagiger Konstruktion für optimalen Tragekomfort.



Atmungsaktiv

Mit dem Microtherm-Effekt sorgt das atmungsaktive Gestrick für einen raschen Feuchtigkeitstransport.


INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung	Abgeheiltes UCV	


DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen ▼		Standard				Maß					
		AD	AG	AG-T	AT	AD	AF	AG	AG-T	AG-HT	AT
KKL	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 3: 34 - 46 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Haftband	SoftFit	●				●					
	Noppe	●	●			●	●	●			
	Sensitive		●				●	●			
	French-Bijou						●	●			
Fußspitze	Volant Für AD in den Farben: Sand, Perle, Schwarz	●				●	●	●			
	Offen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 2: 55 % Polyamid, 45 % Elasthan KKL 3: 55 % Polyamid, 45 % Elasthan									
	Wäsche	Die Trocknereinigung kannst du dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten, wenn möglich, täglich gewaschen werden.									
	Patient*innen entscheiden sich auch für...	• JOBST Grifphandschuhe, Seite 56 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 56					• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 57 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 53				


FARBEN



Sand



Pearl



Topas



Black

Hinweis zum Sortiment

Geripptes Design

JOBST Classic ist zusätzlich zum elegant glatten Design auch im klassisch sportlichen Ripp-Design speziell für die Business-Garderobe erhältlich.

Ausführungen	Standard	Maß
Längentyp	AD Kniestrumpf	AD Kniestrumpf
Kompressionsklasse	2	2
Haftband	SoftFit, Noppe	SoftFit, Noppe
Volant	•	•
Fußspitze	geschlossen	offen, geschlossen



Anthracite gerippt




Schwarz gerippt

HAFTBÄNDER Außen/Innen



SoftFit



Noppe



Sensitive




French-Bijou



Mehr Details, welches Haftband die beste Wahl ist, findest du auf Seite 12 und 13.

GRÖSSENTABELLE

Umfangsmaße in cm							Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
Messpunkte ▼	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cG Haftband	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
cG Haftband weit	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
cB'	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	/D	Regular	39-45	Petite	34-39	
AG		/G*	Regular	70-80	Petite	60-69	
AT / AG-T		/K	Regular	75-85	Petite	65-75	

*AG Länge /G auch in Long (81-91cm) verfügbar.

JOBST Classic

Standardsortiment

Kompressionsklasse 2-3

Ausführung		Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
			KKL 2	KKL 3
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.01.1146	17.06.01.2053
	Kniestrumpf AD mit SoftFit Hafrand	Paar	17.06.01.1146 17.99.99.2008	17.06.01.2053 17.99.99.2008
	Kniestrumpf AD mit Haftband	Paar	17.06.01.1146 17.99.99.2008	17.06.01.2053 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.03.1135 17.99.99.2008	17.06.03.2049 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.03.1135 17.99.99.2006	17.06.03.2049 17.99.99.2006
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.04.1128	17.06.04.2032
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	17.06.04.1128 17.99.99.2018	17.06.04.2032 17.99.99.2018
	Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.04.1128 17.99.99.2019	-

Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt findest du unter **www.jobst.de/fachhandel/downloads** oder bestelle direkt im JOBST eShop unter **eshop.jobst.de**

Maßsortiment

Kompressionsklasse 2-3

Ausführung		Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
			KKL 2	KKL 3
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.10.1035	17.06.10.2035
	Kniestrumpf AD mit SoftFit Haftband	Paar	17.06.10.1035 17.99.99.2008	17.06.10.2035 17.99.99.2008
	Kniestrumpf AD mit Haftband	Paar	17.06.10.1035 17.99.99.2008	17.06.10.2035 17.99.99.2008
	Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	17.06.11.1051	17.06.11.2029
	Halbschenkelstrumpf AF mit Haftband	Paar	17.06.11.1051 17.99.99.2008	17.06.11.2029 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	17.06.12.1034	17.06.12.2034
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.12.1034 17.99.99.2008	17.06.12.2034 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.12.1034 17.99.99.2006	17.06.12.2034 17.99.99.2006
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring	Stück	17.06.12.1034 17.99.99.2009	17.06.12.2034 17.99.99.2009
	Einbeinhose AG-HT/Herr inkl. Beinring Eingriff	Stück	17.06.12.1034 17.99.99.2009 17.99.99.2018	17.06.12.2034 17.99.99.2009 17.99.99.2018
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring kompr. Leibteil	Stück	17.06.12.1034 17.99.99.2009 17.99.99.2003	17.06.12.2034 17.99.99.2009 17.99.99.2003
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring kompr. Leibteil Eingriff	Stück	17.06.12.1034 17.99.99.2009 17.99.99.2003 17.99.99.2018	17.06.12.2034 17.99.99.2009 17.99.99.2003 17.99.99.2018
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.13.1030	17.06.13.2034
	Strumpfhose AT kompr. Leibteil	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2003	17.06.13.2034 17.99.99.2003
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff kompr. Leibteil	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2018 17.99.99.2003	17.06.13.2034 17.99.99.2018 17.99.99.2003
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff Tailleband 5 cm	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2018	17.06.13.2034 17.99.99.2018
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff Tailleband 2,5 cm	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2018	17.06.13.2034 17.99.99.2018
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2018	17.06.13.2034 17.99.99.2018
	Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.13.1030 17.99.99.2019	-

JOBST BELLAVAR

Der besonders strapazierfähige Kompressionsstrumpf

JOBST Bellavar eignet sich in seiner robusten Qualität insbesondere zur Behandlung starker Venenerkrankungen, Phlebödemen und bei frühem Lymphödem. Auch besonders zu empfehlen für aktive Patient*innen.



Haltbarkeit

Die hohe Belastbarkeit des Materials sorgt für einen besonders haltbaren und strapazierfähigen Kompressionsstrumpf.



Einfaches Anziehen

Flexibles, anpassungsfähiges Gewebe für ein leichtes Anziehen.



Atmungsaktiv

Mit dem Microtherm-Effekt sorgt das atmungsaktive Gestrick für einen raschen Feuchtigkeitstransport.

INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
		Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung	Abgeheiltes UCV	

INDIKATION: LYMPHÖDEM

	Erhaltungsphase
--	-----------------


DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen ▼		Standard					Maß					
												
		AD	AF	AG	AG-T	AT	AD	AF	AG	AG-T	AG-HT	AT
KKL	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 3: 34 - 46 mmHg						●	●	●	●	●	●
Haftband	Noppe		●	●			●	●	●			
	French-Bijou							●	●			
	Volant	●	●	●			●	●	●			
Fußspitze	Offen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●					●	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 2: 66 % Polyamid, 34 % Elasthan KKL 3: 66 % Polyamid, 34 % Elasthan										
	Wäsche 	Die Trocknereinigung kannst du dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten, wenn möglich, täglich gewaschen werden.										
	Patient*innen entscheiden sich auch für...	• JOBST Griphandschuhe, Seite 56 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 56					• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 57 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 53					

FARBEN



Sahara




Pearl

FARBEN Maß



Sahara




Pearl



Black

HAFTBÄNDER Außen/Innen



Noppe



French-Bijou

GRÖSSENTABELLE

Umfangsmaße in cm						
Messpunkte ▼	Größen					
	I	II	III	IV	V	VI
cG	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56	58 - 60	62 - 64
cF	39 - 41	42 - 44	45 - 47	48 - 50	51 - 53	54 - 56
cE	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43	44 - 46
cD	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43
cC	29 - 30	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45
cB'	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34
cY	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38
cA+cB	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29
Längenmaße in cm						
AD	Länge	ID	Regular	40-43	Petite	36-39
AF		IF	58-62			
AG		IG	69-74			
AT / AG-T		IK	Regular	76-80	Petite	70-75

Alle Umfänge & Längen in der Übersicht

The diagram illustrates the measurement points and length measurements for a leg and foot. The leg is shown in a standing position, with measurement points cA through cG marked. The foot is shown in a standing position, with measurement points cA through cG marked. The length measurements I/D, I/F, I/G, and I/K are indicated by vertical arrows on the right side of the diagram.

Fußgrößen AD mit geschlossener Fußspitze
lang ab Schuhgröße 40; kurz bis Schuhgröße 39

Fußgrößen AD mit geschlossener Fußspitze
lang ab Schuhgröße 40; kurz bis Schuhgröße 39

JOBST Bellavar

Standardsortiment

Kompressionsklasse 2

Ausführung		Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze
			KKL 2
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.01.1016
	Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	17.06.02.1025
	Halbschenkelstrumpf AF mit Haftband	Paar	17.06.02.1025 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	17.06.03.1024
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.03.1024 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.03.1024 17.99.99.2006
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.04.1016
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	17.06.04.1016 17.99.99.2018

Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt findest du unter **www.jobst.de/fachhandel/downloads** oder bestelle direkt im JOBST eShop unter **eshop.jobst.de**

Maßsortiment

Kompressionsklasse 2-3

Ausführung		Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
			KKL 2	KKL 3
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.10.1037	17.06.10.2011
	Kniestrumpf AD mit Haftband	Paar	17.06.10.1037 17.99.99.2008	17.06.10.2011 17.99.99.2008
	Halbschenkelstrumpf AF mit Volant	Paar	17.06.11.1018	17.06.11.2007
	Halbschenkelstrumpf AF mit Haftband	Paar	17.06.11.1018 17.99.99.2008	17.06.11.2007 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf AG mit Volant	Paar	17.06.12.1036	17.06.12.2011
	Oberschenkelstrumpf AG mit Haftband	Paar	17.06.12.1036 17.99.99.2008	17.06.12.2011 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung AG-T rechts / links (auch beidseitig)	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2006	17.06.12.2011 17.99.99.2006
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2009	17.06.12.2011 17.99.99.2009
	Einbeinhose AG-HT/Herr inkl. Beinring Eingriff	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2009 17.99.99.2018	17.06.12.2011 17.99.99.2009 17.99.99.2018
	Einbeinhose AG-HT inkl. Beinring kompr. Leibteil	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2009 17.99.99.2003	17.06.12.2011 17.99.99.2009 17.99.99.2003
	Einbeinhose AG-HT/Herr inkl. Beinring kompr. Leibteil Eingriff	Stück	17.06.12.1036 17.99.99.2009 17.99.99.2018 17.99.99.2003	17.06.12.2011 17.99.99.2009 17.99.99.2018 17.99.99.2003
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.13.1032	17.06.13.2008
	Strumpfhose AT kompr. Leibteil	Stück	17.06.13.1032 17.99.99.2003	17.06.13.2008 17.99.99.2003
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff	Stück	17.06.13.1032 17.99.99.2018	17.06.13.2008 17.99.99.2018
	Strumpfhose AT/Herr Eingriff kompr. Leibteil	Stück	17.06.13.1032 17.99.99.2018 17.99.99.2003	17.06.13.2008 17.99.99.2018 17.99.99.2003
	Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.13.1032 17.99.99.2019	17.06.13.2008 17.99.99.2019

JOBST BASIC

Die medizinische Basisversorgung

JOBST Basic stellt als Grundleistungsprodukt die angemessene Kompressionsversorgung für Patient*innen sicher. Er erfüllt die Anforderungen, die an zuzahlungsfreie Kompressionsversorgungen gestellt werden.



Haltbarkeit

Die Belastbarkeit des Materials sorgt für einen haltbaren und strapazierfähigen Kompressionsstrumpf.

INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Keine Zeichen (ggf. schwere Beine)	Retikuläre Varizen	Varikose	Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung		

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen ▼		Standard				Maß			
		AD	AG	AG-T	AT	AD	AG	AG-T	AT
KKL	KKL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
	KKL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●
Haftband	Noppe	●	●			●	●		
	Volant	●				●			
Fußspitze	Offen	●	●	●	●	●	●	●	●
	Geschlossen	●	●	●	●	●	●	●	●
Informationen	Materialzusammensetzung	KKL 1: 66% Polyamid, 34% Elasthan KKL 2: 62% Polyamid, 38% Elasthan							
	Wäsche	Die Trocknereinigung kannst du dem Etikett des Kompressionsstrumpfes entnehmen. JOBST Kompressionsstrümpfe sollten, wenn möglich, täglich gewaschen werden.							
	Patient*innen entscheiden sich auch für...	• JOBST Griphandschuhe, Seite 56 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 56				• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 57 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 53			

FARBEN



Haut




Schwarz

Information zur Beratung

Erfrage die Bedürfnisse deiner Kund*innen


Eine tägliche Therapie erfordert Motivation und Vertrauen. Lass deine Kund*innen unsere JOBST Produkte neben der Basisversorgung testen und hebe den Mehrwert besonderer Trageeigenschaften beispielsweise von JOBST Opaque, JOBST UltraSheer oder JOBST Classic hervor. Wir unterstützen dich gern bei Fragen oder Materialien (02822 / 607-100).

HAFTBÄNDER Außen/Innen



Noppe

GRÖSSENTABELLE

Umfangsmaße in cm							Alle Umfänge & Längen in der Übersicht
Messpunkte ▼	Größen						
	I	II	III	IV	V	VI	
cG Haftband	43 - 48	45 - 52	49 - 56	53 - 60	56 - 64	60 - 68	
cG Haftband weit	49 - 57	53 - 62	57 - 67	61 - 72	65 - 77	69 - 81	
cG	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81	
cF	39 - 52	41 - 56	44 - 60	47 - 65	50 - 69	53 - 73	
cE	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 45	39 - 48	41 - 51	
cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48	
cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49	
cB ^I	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39	
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30	
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40	
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34	
Längenmaße in cm							
AD	Länge	/D	Regular	39-45	Petite	34-39	
AG		/G	Regular	70-80	Petite	60-69	
AT / AG-T		/K	Regular	75-85	Petite	65-75	

JOBST Basic

Standardsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung		Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
			KKL 1	KKL 2
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.01.0096	17.06.01.1155
	Kniestrumpf AD mit Noppenhaftband	Paar	17.06.01.0096 17.99.99.2008	17.06.01.1155 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf AG mit Noppenhaftband	Paar	17.06.03.0086 17.99.99.2008	17.06.03.1144 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung AG-T	Stück	17.06.12.0086 17.99.99.2006	17.06.03.1144 17.99.99.2006
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.04.0087	17.06.04.1135
	Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.04.0087 17.99.99.2019	17.06.04.1135 17.99.99.2019

Bestellformular & Maßblatt



Das aktuelle Bestellformular & Maßblatt findest du unter **www.jobst.de/fachhandel/downloads** oder bestelle direkt im JOBST eShop unter **eshop.jobst.de**

Maßsortiment

Kompressionsklasse 1-2

Ausführung		Einheit	Hilfsmittelnummer und Zusätze	
			KKL 1	KKL 2
	Kniestrumpf AD mit Volant	Paar	17.06.10.0065	17.06.10.1095
	Kniestrumpf AD mit Noppenhaftband	Paar	17.06.10.0065 17.99.99.2008	17.06.10.1095 17.99.99.2008
	Oberschenkelstrumpf AG mit Noppenhaftband	Paar	17.06.12.0061 17.99.99.2008	17.06.12.1092 17.99.99.2008
	Hüftbefestigung AG-T	Stück	17.06.12.0061 17.99.99.2006	17.06.12.1092 17.99.99.2006
	Strumpfhose AT Hosenteil elastisch	Stück	17.06.13.0058	17.06.13.1088
	Strumpfhose AT/UM mit Schwangerschafts- hosenteil	Stück	17.06.13.0058 17.99.99.2019	17.06.13.1088 17.99.99.2019



JOBST UlcerCARE

Für die effektive Behandlung eines Ulcus cruris venosum

JOBST UlcerCARE ist ein 2in1 Kompressionssystem für die Therapie von venösem Ulkus / UCV. Kompressions- und Kompressionsunterziehstrumpf (Liner) erzielen in Kombination den nominalen Druck von 40 mmHg und bieten einen hohen Stiffness Faktor. Der hautfreundliche Liner kann aufgrund seiner leichten Kompression auch während der Ruhe- und Schlafphasen zur Ödemprävention getragen werden.



2in1-Therapiesystem

Für eine einfache Handhabung und hohe Compliance der Patient*innen.



Starker Halt für die Beine

Druck von 40 mmHg und hohe Stiffness unterstützen das Ödemmanagement und den Heilungsprozess.



Vereinfachtes Selbstmanagement der Patient*innen

Ermöglicht die Wundinspektion und vereinfacht den Verbandwechsel.

INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG UND ULCUS CRURIS VENOSUM (UCV)


C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
					Abgeheiltes UCV	Florides UCV

DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen ▼		Standard		Maß	
					
		AD Kompressionsstrumpf	AD/U Unterziehstrumpf	AD Kompressionsstrumpf	AD/U Unterziehstrumpf
KKL	Leichte Kompression zur Ödemprävention		●		●
	40 mmHg*	●		●	
Option	Mit Reißverschluss** links oder rechts	●		●	
	Ohne Reißverschluss	●	●	●	●
Fußspitze	Offen	●		●	
	Geschlossen		●		●
Informationen	Materialzusammensetzung	76% Nylon/Polyamid, 24% Spandex/Elasthan	77% Nylon/Polyamid, 17% Spandex/Elasthan, 6% Seide	40% Polyamid, 29% Baumwolle, 21% Elastodien, 10% Elasthan	58% Polyamid, 42% Elasthan
	Wäsche	bei 40°C waschbar 	bei 60°C waschbar 	bei 40°C waschbar 	bei 40°C waschbar 
	Patient*innen entscheiden sich auch für...	• JOBST Griphandschuhe, Seite 56 • JOBST Metallanziehhilfe, Seite 56		• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 57 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 53	

*Durchschnittlicher Druck von 40mmHg bei mittlerem Fesselumfang bei gleichzeitigem Tragen von Unterziehstrumpf und Kompressionsstrumpf.
 **Reißverschluss muss auf die ulkusfreie Seite. AD Maß mit Ziehring am Reißverschluss

FARBEN KOMPRESSIONSSTRUMPF STANDARD & Maß



Beige



Schwarz

FARBE UNTERZIEHSTRUMPF (LINER) STANDARD



Weiß

FARBE UNTERZIEHSTRUMPF (LINER) Maß



Caramel*



Schwarz

*entspricht farblich dem Beigeton des Kompressionsstrumpfes

Information zur Beratung von Patient*innen

Kompressions- & Unterziehstrumpf im Zusammenspiel

Eine spezielle Gestrick-Struktur im Wadenbereich des Kompressionsstrumpfes und im Schienbeinbereich des Unterziehstrumpfes lässt beide System-Komponenten besonders gut ineinandergreifen. Dies bietet einen hohen Tragekomfort und fördert die Akzeptanz der Patient*innen.


Anwendungshinweise

1. JOBST UlcerCARE wird als Kompressionssystem nach erfolgreicher Ödemreduktion durch Kompressionsbinden (Seite 58-61) empfohlen.
2. Offene Wunden müssen vor Anwendung mit einer Wundauflage abgedeckt werden. Therapielösungen für die Versorgung chronischer Wunden findest du bei Essity unter der Marke Cutimed® www.cutimed.de oder www.medical.essity.de
3. Nach vollständiger Abheilung des venösen Ulkus wird empfohlen, weiterhin medizinische Kompression zu tragen.



GRÖSSENTABELLE STANDARDSORTIMENT

Umfangsmaße in cm							
Messpunkte ▼	Größen						
	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Wadenumfang (cC) in cm	29 - 35	34 - 41	40 - 47	46 - 54	48 - 56	50 - 58	52 - 60
Knöchelumfang (cB) in cm	18 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33	33 - 36	36 - 39



Fußgrößen AD mit Spitze: lang ab Schuhgröße 40, kurz bis Schuhgröße 39

JOBST UlcerCARE

Standardsortiment

Kompressionsklasse 3*

Ausführung		Hilfsmittelnummer und Zusätze
		40 mmHg*
	Kniestrumpf AD (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	17.06.08.1007
	Kniestrumpf AD mit Reißverschluss (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	17.06.08.1007 17.99.99.2015
		Leichte Kompression zur Ödemprävention
	3 Unterziehstrümpfe (Liner) AD/U	17.99.99.2024

Standardsortiment

Auch über PZN bestellbar



Packungsinhalt
1 Strumpf
+ 2 Unterziehstrümpfe

Hilfsmittelnummer:
17.06.08.1007

JOBST® UlcerCARE-Kompressionssystem ohne Reißverschluss		
Größe	Farbe/PZN	
	Schwarz	Beige
S	11019327	11019310
M	11019304	11019296
L	11019184	11019178
XL	19195288	11019333
XXL	19195294	19195271
XXXL	11019149	11019132
XXXXL	11019161	11019155

Bestellformular



Das aktuelle Bestellformular findest du
unter **www.jobst.de/fachhandel/downloads**
oder bestelle direkt im JOBST eShop unter
eshop.jobst.de

*40 mmHg entsteht durch das gleichzeitige Tragen des Unterziehstrumpfes mit dem Kompressionsstrumpf



Packungsinhalt
1 Strumpf
+ 2 Unterziehstrümpfe
Hilfsmittelnummer:
17.06.08.1007

JOBST® UlcerCARE-Kompressionssystem mit Reißverschluss*

Größe	Farbe: Schwarz/PZN Seite mit Reißverschluss (aus Patientensicht)	
	Links	Rechts
S	19195408	19195578
M	19195420	19195584
L	19195437	19195590
XL	19195443	19195609
XXL	19195466	19195615
XXXL	19195472	19195621
XXXXL	19195489	19195638
Größe	Farbe: Beige/PZN Seite mit Reißverschluss (aus Patientensicht)	
	Links	Rechts
S	19195302	19195495
M	19195319	19195503
L	19195325	19195526
XL	19195331	19195532
XXL	19195348	19195549
XXXL	19195354	19195555
XXXXL	19195383	19195561



Packungsinhalt
3 Unterziehstrümpfe
Hilfsmittelnummer:
17.99.99.2024

JOBST® UlcerCARE-Unterziehstrümpfe

Größe	Farbe/PZN
	Weiß
S	11019250
M	11019238
L	11019221
XL	11019267
XXL	19195644
XXXL	11019209
XXXXL	11019215

Maßsortiment

Kompressionsklasse 3*

Ausführung		Hilfsmittelnummer und Zusätze
		40 mmHg*
	Kniestrumpf AD (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	17.06.20.1004
	Kniestrumpf AD mit schrägem Fuß (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	17.06.20.1004
	Kniestrumpf AD mit Reißverschluss (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	17.06.20.1004 17.99.99.2015
	Kniestrumpf AD mit Reißverschluss, mit schrägem Fuß (inkl. 2 Unterziehstrümpfe)	17.06.20.1004 17.99.99.2015
		Leichte Kompression zur Ödemprävention
	1 Unterziehstrumpf (Liner) AD/U	17.99.99.2024

* Reißverschluss muss sich auf der ulkusfreien Seite befinden



JOBST FarrowWrap

Einfache Anwendung zur Förderung des Selbstmanagements

JOBST FarrowWrap ist ein medizinisches adaptives Kompressionssystem (MAK) mit anpassbaren Klettbandagen aus strapazierfähigen Materialien, das dazu dient Schwellungen an den Extremitäten zu reduzieren und die Abheilung eines Ulcus cruris venosum zu fördern.



Leicht anzulegen

Klettverschlüsse unterstützen das einfache An- und Ablegen.



Kurzzug-Technologie

Für hohen Arbeitsdruck auch bei niedrigem Ruhedruck.



Anpassbar

Klettverschlusssystem ermöglicht eine Nachjustierung der Bänder.

INDIKATION: CHRONISCHE VENENERKRANKUNG UND ULCUS CRURIS VENOSUM (UCV)

C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
			Ödem	Hautveränderungen z.B. Pigmentierung	Abgeheiltes UCV	Florides UCV

INDIKATION: LYMPHÖDEM

Entstauungsphase	
------------------	--

KUNDENWUNSCH¹



Einfaches An- und Ablegen



Angenehm zu tragen ohne zu verrutschen

SELBSTMANAGEMENT:

90%

der Patient*innen schätzen JOBST FarrowWrap wegen seiner einfachen Handhabung und der besseren Möglichkeit zur Eigenhygiene.²

HANDHABUNG:

85%

der Patient*innen können das MAK leicht an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.³

SCHNELLERE ANWENDUNG:

1:36
min


können bei der Anlegezeit mit JOBST FarrowWrap eingespart werden (im Vergleich Anlegezeit 2-Lagen-Kompressionssystem 2:39 min vs. JOBST FarrowWrap 1:03 min).⁴

1: Harding, K., Dowsett, C., Flas, L et al. Simplifying venous leg ulcer management: consensus recommendations. Wounds International, 2015. <https://tinyurl.com/jrxfcj> (accessed 26 February 2017). Properties of an ideal compression system.
2: Boxall SL, et al. Adjustable Velcro® compression devices as compared to 4-layer compression bandages for the treatment of venous leg ulcers and optimisation of patient satisfaction. Wound Practice and Research. 2024;32(3):120-128. DOI 10.33235/wpr.32.3.8-120-128
3: Observational study JOBST FarrowWrap 2019. Data on file.
4: Internal video, 2024 data on file.

FARBE KOMPRESSIONSSYSTEM



LITE - Beige



CLASSIC - Beige

FARBE UNTERZIEHSTRUMPF (LINER)



Beige (AD)



Weiß (AG)

FARBE FARROWHYBRID ADI



Taupe

Bitte beachten:

JOBST FarrowWrap ist in verschiedenen Längentypen und Kompressionsstärken erhältlich. Es muss immer die gesamte Extremität mit medizinischer Kompression versorgt werden.

Information zur Beratung von Patient*innen

Nicht kompressiver Unterziehstrumpf (Liner):
JOBST Farrow Liner AD & AG

In Kombination entweder mit JOBST FarrowWrap LITE oder CLASSIC wird ein Liner empfohlen, damit das Kompressionssystem nicht direkt auf der Haut aufliegt. Der Liner schützt die Haut und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. Der Liner ist beim Wadenteil paarweise in der Länge AD und beim Knie- inkl. Oberschenkelteil in der Länge AG im Lieferumfang enthalten. Zusätzliche Liner können über das Maßblatt paarweise dazu bestellt werden.

Unterziehstrumpf mit Fußkompression: JOBST FarrowHybrid ADI

FarrowHybrid ADI von JOBST ist ein Liner mit Fußkompression, der sich für milde bis mäßige Ödeme eignet. Auf den Fuß bis zum Knöchel wird eine Kompression von 20-30 mmHg ausgeübt, während die Wade keine Kompression erfährt. JOBST FarrowHybrid kann mit einem Wadenteil kombiniert werden.



DIE VERSORGUNG IN DER ÜBERSICHT

Ausführungen ▼		Standard							
									
		Fußteil	Wadenteil	Oberschenkel-inkl. Knieteil	Armteil	Handteil	Farrow Hybrid ADI	Farrow Liner AD	Farrow Liner AG
Kompression	LITE 20-30 mmHg	●	●	●	●	●			
	CLASSIC 30-40 mmHg	●	●	●					
Liner	Im Lieferumfang enthalten		2x AD	2x AG					
Informationen	Materialzusammensetzung	LITE: Gewebe: 82% Polyamid, 18% Elasthan; Schaumstoffpolster bei Knie- und Armteil: 100% Polyurethan. CLASSIC: 47% Baumwolle, 16% Polyester, 32% Polyamid, 5% Elasthan; Schaumstoffpolster bei Knie: 100% Polyurethan.				Gewebe: 89% Polyamid, 11% Elasthan. Schaumstoff: 100% Polyurethan.	83% Polyamid, 17% Elasthan.	96% Polyamid, 4% Elasthan.	85% Baumwolle, 15% Elasthan.
	Wäsche	LITE: bei 30°C waschbar 			CLASSIC: Handwäsche 		bei 40°C waschbar 		
	Patient*innen entscheiden sich auch für...	• JOBST WashCARE - Waschmittel, Seite 57 • JOBST SkinPro - Hautpflege, Seite 53							

JOBST FarrowWrap

MAßTABELLEN UNTERE EXTREMITÄTEN



JOBST FarrowWrap Fußteil

LITE: HiMi-Nr. 17.06.23.3006
CLASSIC: HiMi-Nr. 17.06.23.3007

Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL
c(A1) Mittelfuß- / Ristumfang	22-24	25-27	28-30	31-34	35-40
l(A) Fußlänge (standard)	16-17	17-18	19-20	20-21	22-23
l(A) Fußlänge (lang)	18-19	19-20	21-22	22-23	24-25



JOBST FarrowWrap Wadenteil

LITE: HiMi-Nr. 17.06.23.2006
CLASSIC: HiMi-Nr. 17.06.23.2007

Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL
c(C) Wadenumfang	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68
c(B) Knöchelumfang	21-25	25-30	30-36	36-42	42-50
le(A-D) standard	33-37	35-39	37-41	39-43	39-43
le(A-D) lang	38-41	40-43	42-45	44-47	44-47



JOBST FarrowWrap Knieteil

LITE und CLASSIC
(bei Oberschenkelteil inkludiert)

Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL	XXL
c(E) Knieumfang	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80	81-87
c(C) Wadenumfang	36-43	42-50	48-58	53-63	58-68	63-73



JOBST FarrowWrap Oberschenkelteil

LITE: HiMi-Nr. 17.06.23.4002
CLASSIC: HiMi-Nr. 17.06.23.4003

Messpunkt (Angaben in cm)	XS	S	M	L	XL	XXL
c(G) Oberschenkelumfang	60-70	65-75	70-80	75-90	85-100	95-110
c(E) Knieumfang	47-52	53-59	60-66	67-73	74-80	81-87
Länge (in cm)	kurz		standard		lang	
le(E-G)	16-20		21-26		27-31	



JOBST FarrowHybrid ADI Liner mit Fußkompression

Messpunkt (Angaben in cm)	S	M	L	XL
Schuhgröße	35-38	38-41	41-44	44-46
Länge (in cm)	standard		weit	
c(A1) Mittelfuß- / Ristumfang	20-27 cm		28-35 cm	

MAßTABELLEN OBERE EXTREMITÄTEN



JOBST FarrowWrap LITE Armteil

Messpunkt (Angaben in cm)		S	M	L
c [Ⓐ]	Achselumfang	22-31	29-39	32-45
c [Ⓔ]	Ellenbogenumfang	20-27	25-34	30-40
c [Ⓒ]	Handgelenksumfang	14-18	16-21	19-25
Länge (in cm)		kurz	standard	lang
le ^{Ⓒ-Ⓐ}		40-43	44-47	48-51



JOBST FarrowWrap LITE Handteil


Messpunkt (Angaben in cm)		XS	S	M	L
c [Ⓐ]	Umfang an den Fingergrundgelenken*	16-18	18-20	20-22	22-24
c [Ⓑ]	Mittelhandumfang (Höhe Daumenschwimmhaut)	17-19	19-21	21-23	23-26
c [Ⓒ]	Handgelenksumfang	15-18	17-20	19-22	22-24

Das aktuelle Maßblatt findest du unter
www.jobst.de/fachhandel/downloads
 oder bestelle direkt im JOBST eShop
 unter eshop.jobst.de




MESSPUNKTE

Untere Extremitäten



Obere Extremitäten



le = Konturmessung (der Kontur folgend)

c[Ⓔ] ist 10 cm oberhalb des Knies zu messen.

*Umfang Fingergrundgelenke mit flach aufliegender Hand.

Falls die Maße nicht eindeutig einer Größe zuzuordnen sind, sollte immer die kleinere der in Frage kommenden Größen gewählt werden.

JOBST Travel

Kompression auf Reisen

JOBST Travel sind medizinische Kompressionsstrümpfe und können helfen dem Risiko einer Reisetrombose vorzubeugen (Prävention), damit Reisende gesund und erholt am Ziel ankommen.



Helfen Schwellungen zu minimieren

Unterstützen spürbar die Blutzirkulation in den Beinen und erleichtern den Blutrückfluss zum Herzen.



Reisen

Speziell entwickelt, um den Auswirkungen von Inaktivität während einer Reise entgegenzuwirken.



Baumwolle

Die feinen Garne bestehen zu 33% aus Baumwolle für einen wohltuenden Tragekomfort.

DAS SORTIMENT IM ÜBERBLICK

Ausführung		Schuhgröße	Einheit	Material	Kompressionsdruck
AD	Beige	1 (37 / 38) 2 (39 / 40) 3 (41 / 42) 4 (43 / 44) 5 (45 / 46)	Paar	55 % Polyamid 33 % Baumwolle 12 % Elasthan	Der Kompressionsdruck im Fesselbereich beträgt zwischen 15-20 mmHg.
	Navy				
	Schwarz				



Information zur Beratung von Kund*innen

Wohltuender Tragekomfort für Reisende

JOBST Travel sind hochwertige Kniestrümpfe, die dabei helfen den venösen Blutfluss in den Beinvenen auf Reisen zu verbessern, um unangenehme Schwellungen an Beinen und Füßen zu vermeiden und um das Risiko einer tiefen Venenthrombose zu reduzieren. Das atmungsaktive Material fühlt sich angenehm weich an und der hohe Baumwollanteil sorgt für einen wohltuenden Tragekomfort.

GRÖSSENTABELLE

Messpunkt ▼	Größe ►	1	2	3	4	5
Wadenumfang (cC) in cm		27 - 37	30 - 40	33 - 43	36 - 46	39 - 49
Knöchelumfang (cB) in cm		18 - 21	20 - 23	22 - 25	24 - 27	26 - 29
EU Schuhgröße		37 - 38	39 - 40	41 - 42	43 - 44	45 - 46

JOBST Sport

Sportkompression

JOBST Sport sind medizinische Kompressionsstrümpfe und können damit helfen den Blutfluss zu verbessern und Schwellungen entgegenzuwirken.



Helfen Schwellungen zu minimieren

Anatomisch gepolsterter Fuß- und Fersenbereich, sowie extraflache Zehennaht für hohen Komfort bei Aktivitäten.



Medizinische Kompression

Gradueller Druckverlauf zur Unterstützung der Blutzirkulation und Reduktion von Schwellungen.



Geruchskontrolle

Zuverlässige Geruchskontrolle für ein besseres Frischegefühl.

DAS SORTIMENT IM ÜBERBLICK

Ausführung		Schuhgröße	Einheit	Material	Kompressionsdruck
	Pink / Grau	S (37-40) M (39-42) L (41-44) XL (42-46)	Paar	60% Nylon 30% Polyester 10% Elastan	Der Kompressionsdruck im Fesselbereich beträgt zwischen 15-20 mmHg.
	Royalblau / Grau				
	Weiß / Grau				
	Schwarz / Grau				
	Schwarz / Cool Black				

Information zur Beratung von Kund*innen

Sportlicher Laufkomfort für Aktive

JOBST Sport Kniestrümpfe sind mit einem anatomisch gepolsterten Fuß- und Fersenbereich, einem nahtlosen Zehenbereich und einer effektiven Geruchskontrolle ausgestattet. Der graduelle Druckverlauf unterstützt die Blutzirkulation wodurch mehr Sauerstoff und mehr Nährstoffe zu den Muskeln geleitet werden. Der erhöhte Sauerstoffgehalt kann die Leistungs- und Regenerationsfähigkeit von Muskeln steigern.

GRÖSSENTABELLE

Messpunkt ▼	Größe ►	S	M	L	XL
Wadenumfang (cC) in cm		28-38	30-42	32-46	34-50
Knöchelumfang (cB) in cm		18-21	21-25	25-29	29-33
EU Schuhgröße in cm		37-40	39-42	41-44	42-46

Anziehhilfen und Pflege

Setze mit JOBST Produkten neue Impulse für das Selbstmanagement deiner Kund*innen.

Ein sorgsamer Umgang mit Kompressionsversorgungen, die richtige Wahl einer Hautpflege, der richtige Einsatz von An- und Ausziehhilfen sowie der Gebrauch von Zubehörprodukten können während der Therapie eine wichtige Rolle spielen.

Aus diesem Grund bieten wir JOBST Qualitätsprodukte an, die deinen Kund*innen das Leben mit Kompression erleichtern.



Hautkleber

JOBST Ultrana HaftFix

FESTER HALT DEN GANZEN TAG



Der Hautkleber wird direkt zwischen Haut und Kompressionsstrumpf aufgetragen und sichert den Halt. JOBST Ultrana HaftFix kommt in einer praktischen Roll-on-Flasche, die das Auftragen an Armen und Beinen auch mit einer Hand einfach macht.

Der Klebestift für Kompressionsstrümpfe enthält ein besonders hautverträgliches Mittel, das mit Wasser einfach abwaschbar ist und keine Flecken hinterlässt. Der Kleber trocknet flexibel und geschmeidig. Dadurch passt er sich den Körperbewegungen an und ist sehr angenehm zu tragen.

- In praktischer Roll-on-Flasche
- Guter Halt den ganzen Tag
- Besonders hautverträglich
- Einfache Anwendung
- Problemlos abwaschbar
- Bleibt flexibel und geschmeidig

Einheit	Hilfsmittelnummer	Bestellnummer	PZN
6 Flaschen a 60ml	17.06.07.0008	7740026	3210956

JOBST SkinPro Hautpflege

DIE PFLEGESERIE FÜR EIN GUTES HAUTGEFÜHL

Jede Kompressionstherapie bedeutet eine zusätzliche Herausforderung für die Haut, denn auch wenn unsere atmungsaktiven Qualitäten den Tragekomfort in den letzten Jahren deutlich verbessert haben und zugleich die Hautbelastung verringern, kann eine Kompressionsversorgung das natürliche Gleichgewicht der Haut beeinflussen.

Um den natürlichen Schutzmantel der Haut zu erhalten, empfehlen wir unsere Pflegeserie JOBST SkinPro – damit deine Kund*innen je nach Bedarf die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, erfrischen oder intensiv pflegen können:



JOBST SkinPro Body Lotion – mit den glättenden und nährenden Eigenschaften von Olivenöl. Zum Schutz der Haut nach dem Baden oder Duschen.

Weitere Bestandteile sind:

- Panthenol
- Vitamin E
- Sheabutter
- Urea



JOBST SkinPro Body Gel – mit den erfrischenden Eigenschaften von Menthol. Reduziert Spannungsgefühl und Empfindlichkeit der Haut.

Weitere Bestandteile sind:

- Campher
- Eukalyptusöl
- Pfefferminzöl



JOBST SkinPro Foot Cream – mit den pflegenden Eigenschaften von Aloe Vera. Geeignet für beanspruchte Füße und besonders den Fersenbereich – Rosskastanienextrakt steigert das Feuchthaltevermögen der Haut.

Weitere Bestandteile sind:

- Sheabutter
- Avocadoöl
- Urea - Vitamin E
- Vitamin A
- Panthenol

Ausführung	Einheit	Bestellnummer
JOBST® SkinPro Body Lotion	Display mit 6 Tuben à 150 ml	77400-00019-01
JOBST® SkinPro Foot Cream	Display mit 6 Tuben à 100 ml	77400-00020-01
JOBST® SkinPro Body Gel	Display mit 6 Tuben à 100 ml	77400-00021-01
JOBST® SkinPro Body Lotion	50 Doppelsachets à 2 x 7,5 ml	77400-00023-02
JOBST® SkinPro Foot Cream	50 Sachets à 8 ml	77400-00024-02
JOBST® SkinPro Body Gel	50 Sachets à 8 ml	77400-00025-02

Labortests haben bestätigt – die Rezeptur der JOBST SkinPro Pflegeserie ist mit deiner JOBST Kompressionsversorgung kompatibel.

Anziehhilfen

An- und Ausziehhilfen von Arion

Die Qualitätsprodukte von Arion zeichnen sich durch eine einfache und sichere Handhabung aus. Möglich wird dies u. a. durch das gleitfähige Material, das Reibung reduziert und das An- und Ausziehen erleichtert. Ob für Arm- oder Beinversorgungen, Arion-Produkte sind auf die individuellen Bedürfnisse deiner Kund*innen zugeschnitten.

Arion Easy-Slide



Anziehhilfe für Strümpfe mit offener Fußspitze. Besonders für Kniestrümpfe und auch als praktische Anziehhilfe für Pflegekräfte geeignet.

Größe/Schuhgröße	Bestellnummer
Small/34-36	79658-00006-00
Medium/37-38,5	79658-00005-00
Large/39-41	79659-00003-00
Extra Large/≥ 42	79660-00002-00
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3005	

Arion Sim-Slide



An- und Ausziehhilfe für Strümpfe mit offener Fußspitze. Basiert auf der Easy-Slide, ermöglicht aber auch das Ausziehen.

Größe/Schuhgröße	Bestellnummer
Small/≤ 34-36	70633-00005-00
Medium/37-38,5	70633-00006-00
Large/39-41	70633-00007-00
Extra Large/≥ 42	70633-00008-00
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3022	

Arion Magnide



Anziehhilfe für Strümpfe mit offener und geschlossener Fußspitze. Sanftes, reibungsfreies Design erleichtert die Anwendung bei größeren Beinumfangen oder empfindlicher Haut. Besonders geeignet bei Oberschenkelstrümpfen, da die Anziehhilfe nach oben herausgezogen wird.

Größe/Schuhgröße	Bestellnummer
Medium/≤ 38	79571-00019-00
Large/39-43	79571-00020-00
Extra Large/≥ 44	79571-00021-00
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3027	

Arion Magnide 2in1



An- und Ausziehhilfe für Strümpfe mit offener und geschlossener Fußspitze. Bietet die selben Vorteile wie Magnide.

Größe/Schuhgröße	Bestellnummer
Medium/≤ 38	79571-00024-00
Large/39-43	79571-00025-00
Extra Large/≥ 44	79571-00026-00
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3056	

Arion SlideX*



Zusätzliche Anwendungshilfe für Pflegekräfte zum An- und Ausziehen von Strümpfen mit offener und geschlossener Fußspitze. Der Arion SlideX deckt das gesamte Bein ab und ist aus einem weichen Material gefertigt, wodurch er ideal für empfindliche Haut ist.

Größe/Beinumfang	Bestellnummer
Medium/ ≤ 40 cm	79571-00022-00
Large/ ≤ 60 cm	79571-00023-00
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3037	

*Nur zu verwenden in Kombination mit den Produkten:
Easy-Slide, Sim-Slide, Magnide, Magnide 2 in 1



Arion Easy-Slide Kids

Anziehhilfe für Arm- oder Beinversorgungen von Kindern bis zu 6 Jahren und als Anzieh-Adaptionshilfe für die Eltern oder Erziehungsberechtigten.

Größe/Länge	Bestellnummer
Extra Small/29,5 cm	79571-00008-01
Small/39,5 cm	79571-00009-01
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3048	

Arion Easy-Off



Ausziehhilfe für Strümpfe und Strumpfhosen mit offener und geschlossener Fußspitze. Reibungsarmes Design reduziert die Belastung für Hände, Arme und Beine.

Größe/Schuhgröße	Bestellnummer
Small/34-37	79570-00000-01
Medium/38-41	79570-00003-00
Large/42-45	79570-00004-00
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3010	



Arion Easy-Slide Arm

Anziehhilfe für Armstrümpfe. Reduziert die Reibung und ermöglicht ein einfaches und sanftes Anziehen. Ideal für Personen mit primärem oder sekundärem Arm-Lymphödem oder postoperativen Schwellungen.

Größe/Armlänge/Umfang	Bestellnummer
Medium/ 59-67 cm/ ≤ 45,6 cm	79661-00004-00
Large/ > 67 cm/ ≤ 57,6 cm	75100-00002-00
Hilfsmittelnummer	
02.40.01.3005	

Information zur Beratung von Kund*innen

Deine Arion Produktübersicht

Frage deine JOBST Ansprechpartner*in nach unserer Arion Produktübersicht mit allen wichtigen Informationen zu Pflege, Garantie, Vorteilen und Anwendung. Bestellnummer: 03515272M



Anziehhilfen

JOBST GripHandschuhe

UNTERSTÜTZUNG UND SCHUTZ BEIM ANZIEHEN



Für das leichte und schonende Anziehen der Kompressionsversorgung.

Größe	Einheit	Bestellnummer
XS	1 Paar	77400-00027-00
S		77400-00028-00
M		77400-00029-00
L		77400-00030-00
XL		77400-00031-00


60% Latex, 40% Nylon

JOBST Metallanziehhilfe

ANZIEHHILFE FÜR KOMPRESSIONSSTRÜMPFE



Für ein schnelles, schmerzfreies und schonendes Anziehen der Kompression. Mit wenig Kraftaufwand Knie- und Oberschenkelstrümpfe anziehen - geeignet für verschiedene Beinformen.



Größe	Einheit	Hilfsmittelnummer	Bestellnummer
Normal	Stück	02.40.01.3063	7966800
Groß	Stück		7966804

JOBST Seidenanziehhilfe



- Nur für Kompressionsversorgungen ohne Spitze
- Für ein leichteres und einfacheres über den Fuß ziehen
- Reduziert den Widerstand zwischen der Haut der Patient*in und der Kompression - für spürbar weniger Irritationen



Ausführung	Einheit	Bestellnummer
Einzelverpackung	Stück	78463-00001-01

Kompressionspflege

JOBST WashCARE



ZUR PFLEGE VON KOMPRESSIONSVERSORGUNGEN

JOBST WashCARE ist ein pflegendes Waschmittelkonzentrat, das sich hervorragend für die Reinigung von Kompressionsversorgungen eignet.

- Spezielle waschaktive Substanzen und Pflegestoffe reinigen und schützen die hochwertigen Garne.
- JOBST WashCARE ist hautfreundlich, pH-neutral und verleiht Kompressionsversorgungen einen angenehm frischen Duft.
- Eine Flasche reicht für ca. 125 Handwäschen.

Ausführung	Einheit	Bestellnummer
Thekendisplay	6 Flaschen à 250 ml	77400-00002-02
Sachet	50 Sachets à 15 ml	16923-00020-03

JOBST Wäschenetz



ZUM SCHUTZ VON KOMPRESSIONSVERSORGUNGEN

Das JOBST Wäschenetz bietet Kompressionsversorgungen einen optimalen Pflegeschutz.

- Durch die feinmaschige Netzstruktur wird das hochwertige Kompressionsgestrick beim Waschen vor mechanischen Einflüssen wirksam geschützt.
- Das JOBST Wäschenetz gewährleistet eine besonders schonende und effektive Reinigung, die eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit der Kompressionsversorgung unterstützt.

Ausführung	Einheit	Bestellnummer
Thekendisplay	10 Netze	77400-00005-02

Pflegehinweise



Wir empfehlen, die JOBST Kompressionsstrümpfe täglich oder mindestens jeden zweiten Tag zu waschen. Verwende dazu ein Feinwaschmittel und eine niedrige Schleudergang-Einstellung. Verwende keine Wäschezusätze wie Weichspüler, optische Aufheller oder Fleckenentferner. Spüle die Kompressionsstrümpfe gut aus. Wickel die nassen Kompressionsstrümpfe nach dem Waschen in ein Handtuch ein und presse überschüssige Feuchtigkeit aus. Nicht auswringen. Die Kompressionsstrümpfe nicht auf einer Heizung oder in der Sonne trocknen lassen. In warmem Wasser maschinenwaschbar. Nicht bleichen. Liegend oder im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen. Ob dein Kompressionsstrumpf trocknergeeignet ist, entnimmst du bitte dem Produktetikett; das Etikett sollte nicht entfernt werden. Nicht chemisch reinigen. Nicht bügeln.

Pflege des Silikonbandes: Wasche das Silikonband bei Bedarf von Hand, um überschüssige Cremes, Lotionen, Haare und andere Fremdkörper zu entfernen.



Bild: Lymphödem Vereinigung Schweiz, www.lv-schweiz.ch

Kompressionsbinden

JOBST Kompressionsbinden und Polstermaterialien bieten ein umfassendes Sortiment zur Ödemreduktion und zur individuellen Therapie in jeder Phase der chronisch venösen Insuffizienz.



Entstauung

Ödemreduktion und ggf. Wundmanagement.



Erhaltung

Ödem- und ggf. Wundmanagement.



Prävention

Übergang zur langfristigen Therapie mit Kompressionsstrümpfen.

KURZZUGBINDEN IN DER ENTSTAUUNGSPHASE

Kurzzugbinden*

Comprilan®

Textilelastische, hautfreundliche Kurzzugbinde (100 % Baumwolle)

Für Kompressionsverbände bei phlebologischen und lymphologischen Indikationen geeignet. Längsdehnung von ca. 90 % möglich. Die Binde ist waschbar bis 60° und bis zu 10x wiederverwendbar.



Compidur®

Dauerelastische, hautfreundliche Ultra-Kurzzugbinde (78 % Baumwolle und 22 % Polyamid)

Längsdehnung von ca. 50% möglich. Die Binde ist waschbar bis 60° und bis zu 10x wiederverwendbar.



JOBST® Comprihaft®

Textilelastische, kohäsive, hautfreundliche Kurzzugbinde (100 % Baumwollgewebe mit selbsthaftender Beschichtung)

Die mikroporöse Beschichtung sorgt für eine Haftung der Bindenlagen aufeinander, nicht aber auf der Haut. Somit wird ein sicherer Sitz ohne Verrutschen auch nach längerer Tragezeit gewährleistet. Längsdehnung 75 %.



*verwendetes Material erhält nach dem Prozess des Standardautoklavierens die therapeutisch relevanten Materialeigenschaften aufrecht.

Kompressionsbinden in der Entstauungsphase

Kurzzugbinden		Abmessung	Bestell-Nr.	PZN*	Inhalt	BE/VE
Comprilan®** Textilelastische Kurzzugbinde	1 Binde in Faltschachtel	5 m x 6 cm	0102600	02059664	5 Stück	1/40
		5 m x 8 cm	0102700	02059670	5 Stück	1/34
		5 m x 10 cm	0102800	02059687	5 Stück	1/28
		5 m x 12 cm	0102900	02059693	5 Stück	1/24
	Einzelbinde lose im Karton	5 m x 6 cm	4538100	04592575	10 Stück	1/8
		5 m x 8 cm	4538200	04592581	10 Stück	1/8
		5 m x 10 cm	4538300	04592598	10 Stück	1/8
		5 m x 12 cm	4538400	04592606	10 Stück	1/8
Compridur®** Dauerelastische Kurzzugbinde	Einzelbinde in Faltschachtel	5 m x 6 cm	0105400	02059629	5 Stück	1/44
		5 m x 8 cm	0105500	02059635	5 Stück	1/36
		5 m x 10 cm	0105600	02059641	5 Stück	1/30
		5 m x 12 cm	0105700	02059658	5 Stück	1/26
	Einzelbinde lose im Karton	5 m x 6 cm	4539100	04592612	10 Stück	1/8
		5 m x 8 cm	4539200	04592629	10 Stück	1/8
		5 m x 10 cm	4539300	04592635	10 Stück	1/8
		5 m x 12 cm	4545000	04592641	10 Stück	1/8
Compridur®-Kombi**	Faltschachtel mit 2 Binden	8 cm & 10 cm	0106300	03209456	5 x 2 Binden	1/5
JOBST® Comprihaft®** Kohäsive Kurzzug- binde	Einzelbinde in Faltschachtel	5 m x 6 cm	4595700	11294996	5 Stück	1/16
		5 m x 8 cm	4595800	11295004	5 Stück	1/12
		5 m x 10 cm	4595900	11295010	5 Stück	1/10
		5 m x 12 cm	4596000	11295027	5 Stück	1/9

Unterpolsterungⁱ für Kompressionsbinden in der Entstauungsphase

Unterpolsterung		Abmessung	Bestell-Nr.	PZN*	Inhalt	BE/VE
Tricofix®** Elastischer Schlauchverband	E/6: Oberschenkel und kleine Köpfe	20 m x 8 cm	0219700	01868982	1 Stück	1/20
	F/7: Oberschenkel und große Köpfe	20 m x 10 cm	0219800	01868999	1 Stück	1/16
	G/9: starke Oberschenkel und Kinderrümpfe	20 m x 12 cm	0219900	02059606	1 Stück	1/6
Artiflex® Soft** Hochgebauchte Polsterbinde		3 m x 6 cm	7286000	07154427	50 Stück	1/1
		3 m x 8 cm	7286100	00196049	40 Stück	1/1
		3 m x 10 cm	7286200	07154433	30 Stück	1/1
		3 m x 15 cm	7286300	07154456	20 Stück	1/1
		3 m x 20 cm	7286400	07154462	15 Stück	1/1
CompriFoam®** Schaumstoffbinde		10 cm x 2,5 m x 0,3 cm	7529401	00831103	1 Stück	1/24
		10 cm x 2,5 m x 0,4 cm	7529400	00831072	1 Stück	1/24
		12 cm x 2,5 m x 0,4 cm	7529500	00831089	1 Stück	1/16
JOBST® Foam Pad** Schaumgummipolster		1 cm x 9 cm	7849610	00775735	1 Stück	1/75
JOBST® Foam Bandage** Schaumgummibinde	1 Binde in Faltschachtel	10 cm x 1 m	7849701	13570874	1 Stück	1/20



Eine adäquate Unterpolsterung des Kompressionsverbandes gewährleistet eine gleichmäßige Druckverteilung, schont druckempfindliche Regionen und vermeidet Einschnürungen unter dem Kompressionsverband. Die Empfehlung, eine Bandagierung mit Unterpolsterung vorzunehmen, wurde in die aktuelle Leitlinie S2k aufgenommen. Publiziert auf www.awmf.org, Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), [...]. AWMF-Registernummer: 037/005

Kompressionssets

JOBST bietet für ein effektives Ödemmanagement bei phlebologischen sowie lymphologischen Indikationen bedarfsgerecht zusammengestellte Kompressions- und Bandagensets.



Entstauung

Ödemreduktion und ggf. Wundmanagement.



Erhaltung

Ödem- und ggf. Wundmanagement.



Prävention

Übergang zur langfristigen Therapie mit Kompressionsstrümpfen.

KOMPRESSIONSSETS IN DER ENTSTAUUNGSPHASE

In der Entstauungsphase können Kurzzugbinden mit einer zusätzlichen Unterpolsterung, 2-Lagen Kompressionssysteme oder Bandagensets eingesetzt werden.

2-Lagen-Kompressionssysteme mit Druckindikator

JOBST® Compri2 | JOBST® Compri2 lite

JOBST Compri2 und JOBST Compri2 lite fördern eine effektive Ödemreduktion und bieten Kompression nach Bedarf. Die Sets bestehen jeweils aus einer Polsterwatte sowie einer kohäsiven Kurzzugbinde samt Druckindikator und bieten je nach Indikation die einfache Lösung zum Erreichen der individuell notwendigen Kompression.

Die zuverlässige Kompression fördert eine effektive Wundheilung und somit den Therapieerfolg.



Kompressionssysteme / Kompressionsset	Abmessung	Bestell-Nr.	PZN*	Inhalt	BE/VE
Comprilan® Plus Komplettset zur Mehrfachanwendung für die Kompressionstherapie mit Unterpolsterung		0123301	06834841	1 Set	1/4
JOBST® Compri2** 2-Lagen Kompressionssystem/ Kompressionsgrad 40 mmHg ABPI >= 0,8	18-25 cm	7627100	10541085	1 Set	1/10
	25-32 cm	7627101	10541091	1 Set	1/10
	18-25 cm	7627104	13351528	6 Sets	1/4
	25-32 cm	7627105	13351534	6 Sets	1/4
JOBST® Compri2 lite** 2-Lagen Kompressionssystem/ Kompressionsgrad 20-30 mmHg ABPI 0,5 - 0,8	18-25 cm	7627102	10541116	1 Set	1/10
	25-32 cm	7627103	10541122	1 Set	1/10
	18-25 cm	7627106	13351563	6 Sets	1/4
	25-32 cm	7627107	13351586	6 Sets	1/4

** Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Anwendung & Eigenschaften des JOBST Compriz



1 Erste Binde: Polsterwatte auf Polyesterbasis mit Polyurethanschaum beschichtet

- Einfaches Anlegen auch im Fersenbereich aufgrund von 2-dimensionaler Dehnbarkeit.
- Zerreißbar, um bei Bedarf zusätzliche Polsterung anlegen zu können und das Risiko von druckinduzierten Hautdefekten zu verringern.
- Aktives Feuchtigkeitsmanagement führt Feuchtigkeit ins Innere des Systems ab und hält die Haut trocken.
- Die Verwendung einer Unterpolsterung entspricht der Empfehlung in der Leitlinie S2k*



2 Zweite Binde: Kohäsive Kurzzugbinde

- Der Druckindikator visualisiert den korrekten Anlagedruck der Kompressionsbinde.
- Kohäsive Eigenschaften erleichtern die Anlage und ermöglichen eine Korrektur der Wickeltouren.
- Zuverlässiger, rutschsicherer Halt
- Tragedauer bis zu 7 Tagen möglich
- 100 % Baumwolle, luftdurchlässig

Anwendungsvideo



Bandagenset

JOBST® LymphCARE Set

Das JOBST LymphCARE Set enthält alle Materialien, die für das professionelle Bandagieren von Ödemen an Armen und Beinen gemäß den Grundsätzen der komplexen, physikalischen Entstauungstherapie (KPE) erforderlich sind. Wir bieten Ihnen drei verschiedene JOBST LymphCARE Sets an: Für das Bein, den Unterschenkel und den Arm.



Kurzzugbinden/ Kompressionssysteme	Extremität	Inhalt		Bestell-Nr.	PZN*	BE/VE
JOBST® LymphCARE ** Bandagenset	Arm	1 x Tricofix (D5) 20 x Elastomull (4 cm) 2 x Artiflex (10 cm) 2 x Artiflex (15 cm) 1 x Comprilan (6 cm)	1 x Comprilan (8 cm) 5 x Comprilan (10 cm) 1 x Leukoplast hospital (1,25 cm) 1 x JOBST Foam Pad (Nierenform)	7863900	03378963	1/1
	Bein	1 x Tricofix (F7) 20 x Elastomull (4 cm) 2 x Artiflex (10 cm) 2 x Artiflex (15 cm) 1 x Comprilan (6 cm)	1 x Comprilan (8 cm) 3 x Comprilan (10 cm) 4 x Comprilan (12 cm) 1 x Leukoplast hospital (1,25 cm) 1 x JOBST Foam Pad (Nierenform)	7864100	03378992	1/1
	Unterschenkel	1 x Tricofix (E6) 20 x Elastomull (4 cm) 3 x Artiflex (10 cm) 1 x Comprilan (6 cm)	1 x Comprilan (8 cm) 3 x Comprilan (10 cm) 1 x Leukoplast hospital (1,25 cm) 1 x JOBST Foam Pad (Nierenform)	7864200	03378986	1/1

BE = kleinst mögliche Mindest-Bestelleinheit / VE = größte Versandeinheit als Umkarton

*PZN bezieht sich auf die Faltschachtel



Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Thromboseprophylaxe

Anatomische Thromboseprophylaxe-Strümpfe reduzieren das Risiko von tiefen Beinvenenthrombosen und Lungenembolien bei immobilisierten Patient*innen.



Einfache Größenerkennung

Die farbige Größenkennzeichnung vereinfacht die Größenwahl.



Wiederaufbereitbar

Unter Berücksichtigung der speziellen Wascheempfehlung bis zu 10-mal ohne Beeinträchtigung des Druckprofils waschbar.




JOBST Comprinet® pro

JOBST Comprinet® pro erfüllt alle wissenschaftlichen Ansprüche an einen anatomisch formgerechten Thromboseprophylaxe-Strumpf. Der Kompressionsdruck beträgt im Fesselbereich ca. 18 mmHg und fällt von distal nach proximal linear ab. Eine einfache Größenerkennung wird durch die Farbkennzeichnung am Zehensichtfenster an der Fußoberseite ermöglicht.



Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Größe	Wadenumfang (=Strumpfweite)		Beinlänge (=Strumpflänge)		Farbcode	Best.-Nr.	PZN*	BE/VE	
Comprinet® pro - Thromboseprophylaxe 18 mmHg*, Oberschenkelang									
1	small	23-30 cm	normal	64-80	cm		4633500	08826685	10/40
2			lang	80-97	cm		4633600	08826691	10/40
3	medium	30-38 cm	normal	64-80	cm		4633700	08826716	10/40
4			lang	80-97	cm		4633800	08826722	10/40
5	large	38-46 cm	normal	64-80	cm		4638800	08826739	10/40
6			lang	80-97	cm		4638900	08826745	10/40
7	x-large	46-53 cm	normal	64-80	cm		7712500	02029491	10/40
8			lang	80-97	cm		7712800	02029516	10/40



JOBST Comprinet® forte

JOBST Comprinet® forte wurde entwickelt, um durch hohe Kompression des Beines die Venenfunktion zu unterstützen und Ödeme zu vermeiden, z.B. zur Kompressionsversorgung nach venenchirurgischen Eingriffen. Erhältlich mit einem Kompressionsdruck von 23mmHg oder 35mmHg. Die offene Fußspitze ermöglicht eine schnelle Beurteilung der Durchblutung.

LATEX
FREE
FORMULA

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Größe	Fesselumfang	Wadenumfang	Oberschenkel- umfang	Farbcode	Best.-Nr.	PZN*	BE/VE
Comprinet® forte 23 - 1 Paar im Polybeutel							
1	18-21 cm	24-34 cm	39-74 cm		7508700	04435947	10/40
2	21-24 cm	34-40 cm	45-80 cm		7508800	04435953	10/40
3	24-27 cm	36-46 cm	50-86 cm		7508900	04435976	10/40
4	27-30 cm	42-52 cm	50-90 cm		7509000	04435982	10/40
Comprinet® forte 35 - 1 Strumpf im Polybeutel							
1	18-21 cm	24-34 cm	39-74 cm		7509100	04436007	10/40
2	21-24 cm	34-40 cm	45-80 cm		7509200	04436013	10/40
3	24-27 cm	36-46 cm	50-86 cm		7509300	04436094	10/40
4	27-30 cm	42-52 cm	50-90 cm		7509400	04435999	10/40
Comprinet® forte Liner Einheitsgröße							
-	-	-	bis 90 cm	-	7508600	01079268	20/100

ÄRZTLICHE VERORDNUNG

Kompressionsversorgungen sollten immer auf einem separaten Rezept verordnet werden. Auf dem entsprechenden Vordruckmuster muss das Feld Nummer 7 (Hilfsmittel) markiert werden. Das Rezept muss darüber hinaus nachfolgende Angaben enthalten.

Rezeptangaben

- ① **Indikation / Diagnose**
ICD-10 Code
- ② **Hilfsmittelnummer oder Bezeichnung des Hilfsmittels**
Ggf. Produktname & medizinische Begründung
- ③ **Anzahl der Strümpfe / Strumpfhosen**
1 Paar oder 1 Stück
- ④ **Erforderlicher Längentyp**
Beispielsweise: AD Wadenstrumpf, AG Oberschenkelstrumpf, AT Strumpfhose
- ⑤ **Erforderliche Kompressionsklasse**
KKL 1 bis KKL 4
- ⑥ **Art der Fußspitze**
offen oder geschlossen
- ⑦ **Ggf. ergänzende Verordnung von Zusätzen**
Beispielsweise: Haftband, Befestigungen, schräger Fuß, Slipform, Funktionszonen etc.
- ⑧ **Falls erforderlich: ‚nach Maß (n.M.)‘ oder ‚Maßanfertigung‘ UND ‚Flachstrick‘ oder ‚flachgestrickt‘** (in der Lymphtherapie unbedingt erforderlich)

Ärztliche Therapiefreiheit

Ärzt*innen haben im Rahmen der Therapiefreiheit die Möglichkeit eine spezifische Einzelproduktverordnung (namentliche Verordnung) durchzuführen (gemäß Hilfsmittel-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses in der Fassung vom 21. Dezember 2011 / 15. März 2012, zuletzt geändert am 18. März 2021). Für die namentliche Verordnung einer Kompressionsversorgung müssen auf dem Rezept die 10-stellige Positionsnummer und der Produktname angegeben werden. Eine entsprechende medizinische Begründung ist erforderlich. An- und Ausziehhilfen müssen bei Bedarf auf einem zusätzlichen Rezept verordnet werden.

Häufigkeit der Verordnung

Die Haltbarkeit von medizinischen Kompressionsstrümpfen beträgt bei regelmäßiger Nutzung in der Regel 6 Monate. Anschließend gewähren die gesetzlichen Krankenkassen üblicherweise eine neue Versorgung. Bei der Erstversorgung mit medizinischen Kompressionsstrümpfen ist aus hygienischen Gründen eine Doppelversorgung der Patient*innen erforderlich, die sogenannte „Wechselversorgung“. Bei besonderer Beanspruchung oder bei einer Veränderung der Umfangmaße ist eine neue Versorgung bereits vor Ablauf der 6 Monate indiziert.

Empfehlungsgrad von Zusätzen

Aus der S2k-Leitlinie zur medizinischen Kompressionstherapie (*AWMF-Registernummer: 037/005, weitere Informationen www.awmf.org) ergibt sich ein hoher Empfehlungsgrad von Zusätzen für ein besseres Therapieergebnis. Konkret heißt es: „Bei der Verordnung von medizinischen Kompressionsstrümpfen (MKS) soll berücksichtigt werden, dass verschiedene Längen und Spezialteile zur Verfügung stehen. Die Auswahl der Länge und der Zusatzteile richtet sich dabei nach der Diagnose und der Lokalisation der Beschwerden und Veränderungen. Bei flachgestrickten MKS stehen für besondere Problemlokalisationen Zusatzausrüstungen, sowohl im Befestigungsbereich als auch im Strumpfbereich, zur Verfügung (z.B. schräger Abschluss, Einstecktaschen für Polster/ Pelotten, breiter Abschluss).“

VERORDNUNGSBEISPIEL RUNDSTRICK

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Hilfs- mittel- gr. 6 7 8 9		Apotheken-Nummer / IK	
Name, Vorname des Versicherten JOBST Caroline		geb. am 06.11.89			
Beiersdorfstraße 1 46446 Emmerich		Zusatzung		Gesamt-Brutto	
Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.		Status	
Betriebsstätten-Nr.		Arzt-Nr.		Datum	
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)		Vertragsarztstempel			
③ 1 Paar, ④ AD-Kniestrumpf ⑤ KKL 2, ⑥ geschl. Fußspitze, Maßfertigung falls erforderlich ① Diagnose: I83.9 Varizen untere Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung		17.06.01.1XXX ② 17.99.99.2008			
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)			
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer			

Standard

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Hilfs- mittel- gr. 6 7 8 9		Apotheken-Nummer / IK	
Name, Vorname des Versicherten JOBST Caroline		geb. am 06.11.89			
Beiersdorfstraße 1 46446 Emmerich		Zusatzung		Gesamt-Brutto	
Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.		Status	
Betriebsstätten-Nr.		Arzt-Nr.		Datum	
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)		Vertragsarztstempel			
③ 1 Paar, ④ AG-Oberschenkelstrumpf ⑤ KKL 2 ⑥ Offene Fußspitze, Haftband, ⑧ Maßanfertigung falls erforderlich ① Diagnose: I80.0 Thrombose der oberflächlichen Gefäße der unteren Extremitäten		17.06.12.1XXX ② 17.99.99.2008			
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)			
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer			

Maß

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Hilfs- mittel- gr. 6 7 8 9		Apotheken-Nummer / IK	
Name, Vorname des Versicherten JOBST Caroline		geb. am 06.11.89			
Beiersdorfstraße 1 46446 Emmerich		Zusatzung		Gesamt-Brutto	
Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.		Status	
Betriebsstätten-Nr.		Arzt-Nr.		Datum	
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)		Vertragsarztstempel			
③ 1 Paar ⑤ KKL 2, ④ AD-Kniestrumpf ⑥ Offene Fußspitze, mit Haftband ① Diagnose: I83.9 Varizen untere Extremitäten ohne Ulzeration oder Entzündung		17.06.01.1XXX ② 17.99.99.2008			
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)			
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer			

Standard

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Hilfs- mittel- gr. 6 7 8 9		Apotheken-Nummer / IK	
Name, Vorname des Versicherten JOBST Caroline		geb. am 06.11.89			
Beiersdorfstraße 1 46446 Emmerich		Zusatzung		Gesamt-Brutto	
Kassen-Nr.		Versicherten-Nr.		Status	
Betriebsstätten-Nr.		Arzt-Nr.		Datum	
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)		Vertragsarztstempel			
③ 1 Stück, ④ JOBST FarrowWrap CLASSIC ⑤ 30-40 mmHg, ⑥ Wadenteil (Begründung) ① Diagnose: I83.2 Ulcus cruris venosum, linkes Bein		17.06.23.2007 ②			
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)			
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer			

Medizinisch adaptives Kompressionssystem



Beiblatt gemäß Hilfsmittelrichtlinie § 7 Abs. 2 zur ärztlichen Verordnung
 Gegebenenfalls sind die notwendigen Angaben der Verordnung gesondert beizufügen - nutze gerne das JOBST Beiblatt.



Lade das JOBST
 Beiblatt jederzeit herunter:
www.jobst.de/fachhandel/downloads



eurocom Broschüre ,Medizinische Kompressionstherapie richtig verordnen'

Diese Broschüre informiert kompakt und übersichtlich über die wesentlichen Aspekte einer Verordnung von Kompressionsversorgungen. Verfügbar unter:

www.eurocom-info.de/service/publikationen/



KOMPRESSIONSKLASSEN, INDIKATIONEN, KONTRAINDIKATIONEN

Kompressionsklasse*		Indikationen**
KKL 1	Bein 18-21 mmHg	Müde, schwere und schmerzende Beine, leichte Varikose ohne Ödem, leichte Schwellneigung der Knöchel, Füße und Beine, beginnende Schwangerschaftsvarikose, kardiales Ödem unter ärztlicher Kontrolle, arthritische Patient*innen, primäre und sekundäre Lymphödeme in den ISL-Stadien 0-II ohne oder mit minimaler Verformung der Extremitäten (oder Lymphödem im ISL-Stadium III, wenn eine höhere Kompression nicht toleriert wird)
	Arm 15-21 mmHg	Primäre und sekundäre Lymphödeme in den ISL-Stadien I-III; Lipödem; Paget-von-Schroetter-Syndrom (Arm- und Schultergürtelvenenthrombose); Klippel-Trenaunay Syndrom; Rheumatoide Arthritis, Hyperthrophe Narben
KKL 2	Bein 23-32 mmHg	Müde, schwere und schmerzende Beine, mäßig bis stark ausgeprägte Varikose mit und ohne Ödem, mäßig bis stark ausgeprägte Schwangerschaftsvarikose mit und ohne Ödem, mäßige Ödemneigung, chronisch venöse Insuffizienz (CVI) C3-C5 nach CEAP: venöse Ödeme, Hautveränderungen und geheiltes Ulcus cruris venosum, hilft Rezidive venöser Ulzera zu verhindern, zur Nachbehandlung von oberflächlicher Thrombophlebitis /SVT, nach venenchirurgischen Eingriffen, Post-Sklerotherapie, posttraumatische und postoperative Ödeme, arthritische Patient*innen mit eingeschränkter Geschicklichkeit, primäre und sekundäre Lymphödeme in den ISL-Stadien II-III mit Verformung der Extremitäten, Phlebo-Lymphödem, Lipödem
	Arm 23-32 mmHg	Primäre und sekundäre Lymphödeme in den ISL-Stadien I-III; Lipödem; Paget-von-Schroetter-Syndrom (Arm- und Schultergürtelvenenthrombose); Klippel-Trenaunay Syndrom; Rheumatoide Arthritis, Hyperthrophe Narben
KKL 3	Bein 34-46 mmHg	Stark ausgeprägte Varikose mit und ohne Ödem, schwere Ödemneigung, chronisch venöse Insuffizienz (CVI) C3-C6 nach CEAP: venöse Ödeme, Hautveränderungen, geheiltes Ulcus cruris venosum und Ulcus cruris venosum, hilft Rezidive venöser Ulzera zu verhindern, Postthrombotisches Syndrom (PTS), zur Nachbehandlung von oberflächlicher Thrombophlebitis /SVT, nach venenchirurgischen Eingriffen, Post-Sklerotherapie, aktive Patient*innen mit Lymphödem im ISL-Stadium III, Risiko eines wiederkehrenden Ödems, stark ausgeprägtes Lipödem
KKL 4	Bein > 49 mmHg	Schweres postthrombotisches Syndrom PTS, stark ausgeprägtes Lymphödem in ISL-Stadium III, schwere Ödemneigung nicht arteriellen Ursprungs

*Oberflächendruck am Messpunkt B (Fesselbereich Bein) bzw. Messpunkt C1 (Handgelenk Arm)

**Zuordnung dient lediglich als Empfehlungshilfe. In der Überarbeitung der PG 17 wurde die fixe Zuordnung von Indikationen und Kompressionsklasse aufgehoben.

Kontraindikationen	
	JOBST Kompressionsversorgungen sollten in den folgenden Fällen nicht getragen werden: • Fortgeschrittene arterielle Insuffizienz einschließlich Ischämie • Dekompensierte Herzinsuffizienz • Unbehandelte septische Phlebitis • Phlegmasia coerulea dolens • Unverträglichkeit des Strumpfmaterials • Offene Wunden, die nicht mit einer angemessenen Wundauflage abgedeckt wurden
	Weitere Warnhinweise kannst du der JOBST Gebrauchsanweisung auf den spezifischen Produktseiten unter www.jobst.de entnehmen.

POSITIONSNUMMERN RUNDSTRICK

HILFSMITTELNUMMERN UNSERER KOMPRESSIONSVERSORGUNGEN

Ausführung		JOBST Opaque & JOBST Maternity Opaque		JOBST UltraSheer		JOBST forMen Ambition		JOBST forMen Explore	
		KKL 1	KKL 2	KKL 1	KKL 2	KKL 1	KKL 2	KKL 1	KKL 2
AD	Serie	17.06.01.0066	17.06.01.1129	17.06.01.0060	17.06.01.1121	17.06.01.0103	17.06.01.1170	17.06.01.0102	17.06.01.1211
	Maß	17.06.10.0020	17.06.10.1034	17.06.10.0019	17.06.10.1033	17.06.10.0069	17.06.10.1113	17.06.10.0068	17.06.10.1112
AF	Maß	17.06.11.0029	17.06.11.1050	17.06.11.0011	17.06.11.1017				
AG	Serie	17.06.03.0060	17.06.03.1117	17.06.03.0054	17.06.03.1108				
	Maß	17.06.12.0020	17.06.12.1032	17.06.12.0019	17.06.12.1033				
AT	Serie	17.06.04.0063	17.06.04.1102	17.06.04.0059	17.06.04.1095				
	Maß	17.06.13.0018	17.06.13.1029	17.06.13.0019	17.06.13.1028				

Ausführung		JOBST Basic		JOBST Classic		JOBST Bellavar		JOBST UlcerCARE
		KKL 1	KKL 2	KKL 2	KKL 3	KKL 2	KKL 3	KKL 3
AD	Serie	17.06.01.0096	17.06.01.1155	17.06.01.1146	17.06.01.2053	17.06.01.1016		17.06.08.1007
	Maß	17.06.10.0065	17.06.10.1095	17.06.10.1035	17.06.10.2035	17.06.10.1037	17.06.10.2011	17.06.20.1004
AF	Serie					17.06.02.1025		
	Maß			17.06.11.1051	17.06.11.2029	17.06.11.1018	17.06.11.2007	
AG	Serie	17.06.03.0086	17.06.03.1144	17.06.03.1135	17.06.03.2049	17.06.03.1024		
	Maß	17.06.12.0061	17.06.12.1092	17.06.12.1034	17.06.12.2034	17.06.12.1036	17.06.12.2011	
AT	Serie	17.06.04.0087	17.06.04.1135	17.06.04.1128	17.06.04.2032	17.06.04.1016		
	Maß	17.06.13.0058	17.06.13.1088	17.06.13.1030	17.06.13.2034	17.06.13.1032	17.06.13.2008	

HILFSMITTELNUMMERN DER ZUSÄTZE

Bezeichnung	Hilfsmittelnummer
Komprimierendes Leibteil (Maßversorgung)	17.99.99.2003
Hüftbefestigung für AF und AG Strümpfe	17.99.99.2006
Haftband	17.99.99.2008
Einbeinhosenteil (Beinring)	17.99.99.2009
Reißverschluss	17.99.99.2015
Eingriff	17.99.99.2018
Schwangerschaftshosenteil	17.99.99.2019

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

I. Allgemeines / Geltungsbereich

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen der BSN Jobst GmbH, einem Unternehmen der Essity-Gruppe (nachfolgend: wir/uns) und Kunden, in denen wir als Verkäufer/Lieferant auftreten und unser Vertragspartner als Unternehmer i.S.v. § 14 BGB handelt. Ein Verkauf an Verbraucher gemäß § 13 BGB findet nicht statt.
2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird von uns ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

II. Vertragsschluss / Besondere Bestimmungen für das elektronische Bestellportal

1. Unsere Angebote sind freibleibend und ein Zwischenverkauf ist vorbehalten.
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von einer Woche nach Zugang anzunehmen oder abzulehnen. Übersteigt die von einem Kunden im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung erteilte Bestellung seine zuvor übliche, durchschnittliche Bestellmenge um mehr als 20%, verlängert sich die Frist, innerhalb der wir die Bestellung annehmen oder ablehnen können, auf zwei Wochen ab Zugang der Bestellung. Im Falle einer Ablehnung der Bestellung wird der Kunde innerhalb dieser Fristen benachrichtigt.
3. Für das elektronische Bestellportal gelten die folgenden besonderen Bestimmungen:
 - (i) Das Sortiment unseres Bestellportals stellt eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar, Angebote abzugeben. Durch Anklicken des Buttons „Bestellung abschließen“ gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages ab. Etwaige Eingabefehler vor Abgabe einer Bestellung können vor dem Absenden der Bestellung überprüft und mit Hilfe der Lösch- und Änderungsfunktion korrigiert werden. Die Vertrags-sprachen sind deutsch und englisch.
 - (ii) Der Kunde erhält im Falle der Abgabe eines verbindlichen Angebots unverzüglich eine Bestätigung des Empfangs seiner Bestellung per E-Mail. Bei dieser Empfangsbestätigung handelt es sich noch nicht um die Annahme oder Ablehnung des Angebots durch uns. Bei einer Bestellung über das Bestellportal beträgt die Annahme- oder Ablehnungsfrist zwei Werktage (Montag bis Freitag, mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage an unserem Sitz). Im Falle der Ablehnung wird der Kunde innerhalb dieser Frist von uns kontaktiert. Der Status der Bestellung kann später in dem Bestellportal eingesehen werden.

III. Preise und Zahlung

1. Es gelten unsere jeweils aktuellen Preise gemäß gültiger Preisliste bzw. den in dem Bestellportal ausgewiesenen Preisen zuzüglich einer Versandkostenpauschale von derzeit EUR 5,90.
2. Für Verträge mit Kunden mit Sitz in Deutschland: Der Kaufpreis, einschließlich ggf. anfallender gesetzlicher Umsatzsteuer und Versandkosten, ist bei Rechnungseingang sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig und ist entweder im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens oder per Überweisung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungseingang ohne jeden Abzug an uns zu zahlen, sofern nicht etwas anders vereinbart wurde. Die Erfüllung der Zahlungspflicht tritt am Tag des Geldeingangs auf unserem in der Rechnung angegebenen Konto ein. Die Bezahlung unserer Forderungen in bar ist nicht möglich. Ausgenommen hiervon sind Nachnahmesendungen. Wird der Kunde per Nachnahme beliefert, hat er die Kosten der Nachnahme zu tragen.
3. Für Verträge mit Kunden mit Sitz außerhalb Deutschlands werden die Zahlungs- und Lieferbedingungen individuell verhandelt.
4. Nach Ablauf des in Absatz 2 genannten oder anderweitig vereinbarten Zahlungszeitraums gerät der Kunde ohne Mahnung in Verzug. Wir sind sodann berechtigt, ab dem ersten Tag des Verzugs Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe sowie etwaigen weitergehenden Verzugs-schaden geltend zu machen.
5. Wir sind berechtigt, Zahlungen des Kunden zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. In diesem Fall werden wir den Kunden über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Verzugszinsen entstanden, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Verzugszinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
6. Wir sind berechtigt, die Lieferung zu verweigern, wenn nach Abschluss des Vertrags für uns erkennbar wird, dass unser Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet ist (zum Beispiel bei Verzug des Kunden mit der Zahlung anderer fälliger Rechnungen von uns, Eröffnung Insolvenzverfahren etc.). Das Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn der Kunde den Kaufpreis vorab bezahlt oder eine Sicherheit (zum Beispiel Bankbürgschaft) für die Zahlung des Kaufpreises geleistet hat. Für die Zahlung des Kaufpreises oder die Stellung einer Sicherheit können wir eine angemessene Frist bestimmen. Nach erfolglosem Ablauf der Frist sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

IV. Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher uns aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden zustehenden Forderungen, bleiben alle gelieferten Waren unser Eigentum. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für uns, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-) Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Kunden an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungsbetrag für die von uns gelieferten Waren zuzüglich Umsatzsteuer) auf uns übergeht. Der Kunde verwahrt das (Mit-) Eigentum unentgeltlich für uns. Ware, an der uns (Mit-) Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
2. Der Kunde ist, sofern er sich nicht im Zahlungsverzug befindet, zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware oder der aus einer Verarbeitung entstehenden Produkte unter Vereinbarung eines unseren Eigentumsvorbehalt sichernden entsprechenden Eigentumsvorbehalts mit seinem Kunden berechtigt. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Der Kunde tritt bereits jetzt seine Forderungen aus einer etwaigen Weiterveräußerung sowie diejenigen Forderungen des Kunden bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus unerlaubter Handlung und Ansprüche auf Versicherungsleistungen) im Wege der Sicherungsabtretung an uns ab; wir nehmen diese Abtretung an. Wird die Vorbehaltsware gemeinsam mit anderer Ware vom Kunden zu einem Gesamtpreis veräußert, bezieht sich die Abtretung nur auf den Teil der Forderung, die dem Kunden aus der Veräußerung der Vorbehaltsware resultiert.
3. Der Kunde ist zur Einziehung der aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware resultierenden Forderung für uns berechtigt. Diese Befugnis endet, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht wie vereinbart nachkommt. In diesem Fall dürfen wir selbst die abgetretene Forderung einziehen. Der Kunde ist in einem solchen Fall verpflichtet, uns alle für eine Einziehung erforderlichen Unterlagen zu übermitteln.
4. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherungen unsere offenen Forderungen um mehr als 10%, verpflichten wir uns - auf ausdrückliches Verlangen des Kunden - zur Freigabe von Sicherungen nach unserer Wahl in Höhe des übersteigenden Betrages.
5. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden hat insoweit der Kunde zu erstatten, sofern und soweit der Dritte uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten einer Klage nach § 771 ZPO nicht zu erstatten vermag.
6. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden insbesondere Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche zu verlangen. Die Zurücknahme sowie die Pfändung der Vorbehaltsware durch uns bedeuten keinen Rücktritt vom Vertrag.
7. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Solange unser Eigentumsrecht besteht, ist die Ware vom Kunden gegen Verlust und Wertminderung, gegen Vandalismus-, Feuer-, Diebstahl- und Transportgefahr sowie Wasserschäden zu versichern.

V. Gefahrübergang / Lieferung / Kein gesetzliches Widerrufsrecht / Höhere Gewalt und Betriebsstörungen

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf den Kunden über mit der Übergabe der Ware, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, d.h. gerät der Kunde in Gläubigerverzug, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. Während des Gläubigerverzugs haben wir nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Die Ware lagert während des Gläubigerverzugs auf Kosten des Kunden, d.h. wir sind berechtigt, vom Kunden eine Entschädigung für die Lagerung und alle etwaigen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufbewahrung und Erhaltung zu verlangen.
2. Der Versand erfolgt nach unserer Wahl ab Lager oder Werk (Ex Works (EXW) gemäß Incoterms 2020). Wir behalten uns die Wahl der Versandart und des Versandweges vor. Teillieferungen, d.h. die Versendung der Ware in mehreren Tranchen sind zulässig, soweit diese für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar sind, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Kunden kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen.
3. Unbeschadet der in Ziffer VI. und VII. dieser AGB beschriebenen Rechte steht dem Kunden - auch im Falle einer Bestellung in unserem internetbasierten Bestellportal - kein gesetzliches Widerrufsrecht gemäß §§ 312g Abs. 1, 355 BGB zu. Etwaige Rücksendungen durch den Kunden werden deshalb ohne unser vorheriges Einverständnis und Beachtung von Versandanweisungen nicht angenommen.
4. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Epidemien, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen

(z.B. allgemeine Ausgangssperren) oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) bei uns oder unseren Unterlieferanten verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben.

5. Sofern uns solche Ereignisse die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern bzw. verschieben sich die Lieferfristen/-termine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit. Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Annahme der Lieferung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten

6. Wenn die Behinderung länger als zwei Monate andauert, ist der Kunde berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer kann hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten.

VI. Prüfung der Ware/Gewährleistung

1. Für die Bestimmung des Vorliegens eines Mangels gelten die gesetzlichen Bestimmungen (insb. § 434 BGB). Von einem Mangel im Sinne dieser Vorschriften ist die bestimmungsgemäße Nutzungsdauer unserer Produkte zu unterscheiden. Diese beträgt bei Kompressionsstrümpfen bei richtiger Handhabung (z.B. bei der Pflege, dem An- und Ausziehen) maximal sechs Monate ab Tragebeginn. Materialverschleiß bzw. erschlaffung (z.B. Formverlust und dadurch Nachlassen der Kompressionswirkung) nach Ablauf der Nutzungsdauer stellt daher grundsätzlich keinen Sachmangel dar und löst keine Sachmangelgewährleistungsansprüche aus.

2. Der Kunde hat die Ware nach Übergabe unverzüglich auf offensichtliche Mängel (insb. Vollständigkeit, Transportschäden) zu prüfen und entdeckte Mängel unverzüglich schriftlich an uns zu melden; andernfalls ist die Geltendmachung von Mängelansprüchen ausgeschlossen. Offensichtliche Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware auch gegenüber dem Transportunternehmen zu rügen.

3. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nacherfüllung, d. h. entweder Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

4. Schlägt die von uns gewählte Art der Nacherfüllung gemäß § 440 Satz 2 BGB fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder Rückabwicklung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

5. Die Gewährleistungsfrist für Mängel (vgl. oben Absatz 1) beträgt ein Jahr ab Übergabe. Die in Ziffer VII Abs. 5 geregelten Ausnahmen gelten entsprechend.

6. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung in unseren Publikationen und im Bestellportal als vereinbart.

7. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung von uns und/oder dem Hersteller des jeweiligen Produkts stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

VII. Schadensersatzhaftung

1. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend machen kann, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Als wesentliche Vertragspflichten gelten solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung begangen haben, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

2. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, Körpers oder der Gesundheit bleibt von den Beschränkungen des Absatz 1 unberührt. Dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und im Falle der Verletzung einer Garantieverpflichtung.

3. Wir haften nicht für Schäden, die durch die Nichteinhaltung der von uns dem Kunden erteilten Instruktionen verursacht werden. Dies gilt auch für den Fall, dass der Kunde Einsatzbedingungen, die eventuell im Zusammenhang mit Produkten in deren Dokumentationen festgelegt sind, nicht einhält. Sofern wir Mängel beheben, für die wir nicht einstandspflichtig sind, ist diese Fehlerbeseitigung angemessen zu vergüten.

4. Im Fall des geplanten Weiterverkaufs unserer Produkte durch den Kunden in Staaten außerhalb der Europäischen Union haften wir nicht für die Zulässigkeit eines solchen Exports, das Vorhandensein etwa erforderlicher staatlicher Genehmigungen für die Aus- und Einfuhr sowie die Einhaltung anwendbarer außenwirtschafts- und (medizin) produktrechtlicher Bestimmungen. Die Beachtung und Einhaltung sämtlicher nationaler und internationaler Bestimmungen unterliegt der alleinigen Prüfung und Verantwortung des Kunden. Der Kunde hat uns von jeglicher Inanspruchnahme durch Dritte (z.B. staatliche Behörden) auf unser erstes - schriftlich zu begründendes Ansinnen - freizustellen, die auf der Verletzung derartiger Bestimmungen beruht.

5. Die Verjährungsfrist für alle Haftungsansprüche beträgt ein Jahr. Ansprüche aus Produkthaftung, der Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit, Garantien, Arglist sowie aus Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit verjähren nach den gesetzlichen Fristen.

VIII. Patientendaten

1. Falls im Rahmen der Bestellung Patientendaten an uns übermittelt werden und verarbeitet werden (für die Produktion, Lieferung und Abrechnung), hat der Kunde eigenverantwortlich sicherzustellen, dass bei der Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung dieser Daten die Vorgaben des Datenschutzrechts eingehalten werden. Insbesondere wird der Kunde die Einwilligung der Patienten in die Erhebung und Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einholen und angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zur Wahrung der Datensicherheit ergreifen.

2. Der Kunde hat uns und mit uns verbundene Unternehmen von jeglichen Ansprüchen freizustellen und jegliche Schäden zu ersetzen, die aus einem Verstoß des Kunden gegen geltendes Datenschutzrecht folgen.

3. Zur Einholung der Einwilligung der Patienten in die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten stellen wir dem Kunden auf Nachfrage ein Einwilligungsformular zur Verfügung. Patienten sollten das Formular vor der ersten Bestellung und ggf. anschließend mindestens einmal pro Jahr unterzeichnen. Wir haben die relevanten Datenflüsse in dem Formular nach bestem Wissen vollständig und korrekt beschrieben, schließen jedoch jede Haftung für das Formular aus. Der Kunde hat eigenverantwortlich zu prüfen, ob das Formular für seine Zwecke ausreicht und alle datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt. Ist sich der Kunde insoweit nicht sicher, sollte er Rechtsrat einholen.

4. Während des Bearbeitungs- und Herstellungsprozesses eines Maßproduktes können persönliche Daten von Patienten (Name, Geschlecht, Maße) für Mitarbeiter des Kundendienstes und der Produktion sichtbar sein (z.B. auf dem Etikett). Um eine sichere Speicherung der Patientendaten zu gewährleisten, werden diese Daten in Ausnahmesituationen von den Administratoren unserer IT Hosting Partner eingesehen.

IX.Regulatorische Bestimmungen

Der Kunde unterstützt uns spätestens ab dem 26. Mai 2021 bei sämtlichen regulatorischen Verpflichtungen, die uns nach der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte („MDR“) obliegen. Soweit der Kunde selbst auch Händler im Sinne des Art. 14 MDR ist und/oder in Zukunft sein wird, wird auch der Kunde sämtlichen regulatorischen Verpflichtungen gemäß Art. 14 MDR nachkommen. Der Kunde wird insbesondere (i) mit den zuständigen Behörden auf deren Ersuchen bei allen Maßnahmen zur Abwendung von Gefahren, die mit Produkten verbunden sind, die er auf dem Markt bereitgestellt hat, kooperieren und (ii) uns unverzüglich über alle ihm zugehenden Beschwerden oder Berichte von Angehörigen der Gesundheitsberufe, Patienten oder Anwendern über mutmaßliche Vorkommnisse im Zusammenhang mit einem Produkt, das er bereitgestellt hat, informieren.

X. Schlussbestimmungen

1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag Emmerich, Deutschland. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Wir haben das Recht, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

3. Im Rahmen der Geschäftsanbahnung oder im Laufe der Geschäftsbeziehung kann eine Identifizierung des Kunden durch uns nach den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (GWG) erforderlich sein. Der Kunde hat in diesem Fall eine Mitwirkungspflicht und uns entsprechende Nachweise auf Anfrage zu erbringen. Wir behalten uns für diesen Fall vor, den Vertragsschluss unter der aufschiebenden Bedingung einer ausreichenden Identifizierung und Legitimierung des Kunden nach den Vorgaben des GWG zu schließen.

4. Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch bei einem Verzicht auf das Schriftformerfordernis selbst.

5. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

KOMPRESSIONSWISSEN AUF EINEN BLICK

Venenleiden Patientenratgeber



Schwangerschaft Patientenratgeber



Die JOBST Patientenratgeber, Anmessleitlinie und Seminarkalender kannst du über deine JOBST Ansprechpartner*in oder den JOBST Customer Service bestellen.

Ulcus cruris Ratgeber



Seminarkalender Termine & Orte





WILLKOMMEN AUF CAMPUS!

Unserem Angebot für hochwertige Fort- und Weiterbildungen rund um die Produktvielfalt von Essity. Praktische Anwendungstipps & Tutorials, spannende Veranstaltungen, Online- & Präsenz-Schulungen.

Anmeldung auf www.campus.hm.essity.com



Online: Basis-Seminare



Vor Ort: Basis- & Aufbau-Seminare



Vor Ort: Lymphologie Refresher & Anmess-Seminare mit Betroffenen




Vor Ort: Spezial-Seminare für mehr Wissen in einer besonders umfassenden & interessanten Zusammenstellung



Neu: Spezial-Seminar 'Selbstmanagement in der Ödemtherapie'

Die JOBST Sortimentsübersicht wurde mir überreicht von:



JETZT DIGITAL DURCH- STARTEN!

MODERN
SMART &
EFFIZIENT



MIT DEM JOBST® ESHOP UND JOBST XPERT VOICE®

Online immer verfügbar unter
www.jobst.de/fachhandel/downloads



Treffe JOBST auf
Facebook & Instagram



JOBST®,
an Essity brand

www.jobst.de

Tel. +49(0)2822 607-100
Fax +49(0)2822 607-199

BSN medical GmbH
Schützenstraße 1-3
22761 Hamburg
Deutschland

Januar 2026

