

Umfangmaße

Dokumentiere nur die Maße für den Stumpf.
 Stumpf ist: Links Rechts

Bestellmaße

Skizze dient nur zur Anschauung.
 Oberschenkelstumpf und Oberschenkelstumpf werden gemessen.


Umfang um die Basis des Stumpfes (UBS)
 Dadurch erhält das Ende der Versorgung eine bessere Form.

UBS _____

Stumpfabschluss messen:
 Von der Basis der Stumpf-
 umfangsmarkierung aus
 gemessen

Von vorne nach hinten _____

Von links nach rechts _____




Körpermaße

Längenmaße

Miss die Länge des Stumpfes von unten nach oben. Die Messungen für das Bein erfolgen über das JOBST Elvarex Bestellformular.

Ende des Stumpfes = ℓ



ℓ_K
 Schrittlänge (lotrecht)

Zusätzliche Informationen

Füge eine Nachzeichnung des Endes des Stumpfes hinzu, um etwaige abnormale Vorsprünge zu zeigen.
 Die Nachzeichnung muss einen Maßstab von 1:1 zur Referenz einhalten.
 Bilder sind sehr hilfreich und bevorzugt: Vorderseite, Seite, Rückseite.
 Bei Fragen kann gerne der Customer Service kontaktiert werden.

mit Platte



ohne Platte*



*mit Naht verschlossen

Hinweis: Die Längenmaße werden lotrecht und auf der Beininnenseite gemessen.

Zugmatrix: Um die optimale Passform für unsere flachgestrickten Kompressionsversorgungen zu ermitteln, sollten Umfangsmessungen unter verschiedenen Zugstärken durchgeführt werden.

○ ohne Zug + leichter Zug bis zum ersten Widerstand + stärkerer Zug bis zum zweiten Widerstand

* Wenn die Messung im Liegen erfolgt, bei cA bitte ○ Zugmaß anlegen

Die Abbildung oben ist ein Beispiel dafür, wo eine Stumpfversorgung enden könnte. Miss alle Umfänge und Längen der Orientierungspunkte und Längen bis zum Ende der Extremität deiner Patient*in. **Dokumentiere nur die Maße für den Stumpf. Die Messungen für die gesamte Extremität sollten auf dem JOBST Elvarex-Bestellformular für untere Extremitäten dokumentiert werden.** Wenn eine Stumpfversorgung für beide Beine benötigt wird, fülle dieses Bestellformular bitte 2x aus.

