

Leukoplast® engels pluksel

100% katoen

Eigenschappen en functies

Leukoplast engels pluksel bestaat uit 100% katoen. Het is aan één zijde geruwd. Dit zorgt voor een wollige structuur.

Ter bescherming van kleding wordt Leukoplast engels pluksel gebruikt in combinatie met zalf en zalfverbanden. Tevens wordt het gebruikt om de gevoelige huid te beschermen tegen schurende kleding. De structuur en samenstelling van het Leukoplast engels pluksel zorgen ervoor dat de zalf niet door het materiaal wordt geabsorbeerd. Hierdoor trekt de zalf effectief in de wond. Vervolgens kan het gefixeerd worden met bijvoorbeeld Elastofix.

Het Leukoplast engels pluksel is niet steriel. Het is beschikbaar in twee verschillende maten en verpakkingseenheden.

Aanbrengen

De zalf dient op de geruwde wollige, zachtste zijde aangebracht te worden. Fixeren met een zalfbestendig windsel.

Toepassingen

- Ter bescherming van kleding bij gebruik van zalf of zalfverbanden
- Ter bescherming van de gevoelige huid tegen schurende kleding



Assortiment

Leukoplast® engels pluksel				
Omschrijving	Artikel-nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton	Z-index-nummer
5 m x 10 cm	72761-00	1	10 x 1 (10)	17138981
1 m x 45 cm	72761-01	1	10 x 1 (10)	17138949