

Leukoplast® compress absorbent protect

Absorberend wondverband (steriel)

Eigenschappen en functies

Leukoplast compress absorbent protect (voorheen Multisorb) is opgebouwd uit diverse functionele lagen. De wondcontactlaag is een non-woven vlies, en de absorberende kern bestaat voor 100% uit cellulose. Daarnaast bevat het wondverband een hydrofobisch vlies om het doorlekken van wondvocht tegen te gaan. De blauwe hydrofobische non-woven laag is goed zichtbaar door de non-woven buitenlaag. Hierdoor is de buitenzijde van het verband duidelijk herkenbaar, zodat foutief gebruik wordt voorkomen.

Leukoplast compress absorbent protect is uitsluitend steriel te verkrijgen.

Toepassingen

Leukoplast compress absorbent protect is geschikt voor de behandeling van matig tot veel vochtafgevende wonden.

Overige toepassingen:

- Als postoperatief wondverband
- Als afdekkend verband bij de behandeling van diepe wonden (al dan niet in combinatie met geavanceerde verbandmaterialen)



Assortiment

Leukoplast® compress absorbent protect			
Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
Steriel			
20 x 20 cm	71282-00	Per 50	4 x 1 (4)
20 x 40 cm	71282-01	Per 25	4 x 1 (4)
10 x 10 cm	71282-02	Per 50	12 x 1 (12)
10 x 20 cm	71282-03	Per 50	8 x 1 (8)