



Produktkatalog für den Fachhandel

Stand Jänner 2023

Profitieren Sie mit Essity von einer Vielzahl starker Gesundheitsmarken, die sich perfekt ergänzen.



Leukoplast®

Cutimed®

Leukotape®

Actimove®

JOBST®

Welcome to our world





Ihr direkter Draht zu Essity Austria

Wir freuen uns über Ihre Anfragen und Anregungen –
gleich ob per Telefon oder per E-Mail.

Essity Austria GmbH: Auftragsannahme/Retourenabwicklung

Unser Servicetelefon:

Mo.-Do. 8.00 bis 16.30 Uhr

Fr. von 8.00 bis 13.00 Uhr

Tel.: +43 (0)1 89901-724

Fax.: +43 (0)1 89901-557

E-Mail: customerservice.hms.at@essity.com

Essity Austria GmbH

Storchengasse 1

1150 Wien

Österreich

Besuchen Sie uns auf:

www.leukoplast.at

www.leukotape.com/at

www.tena.at

www.jobst-austria.at



1. Wund- & Gefäßversorgung

1.1 BINDEN UND VERBÄNDE 9

Fixierbinden, elastisch

Elastomull® 10

Fixierbinden, kohäsiv, elastisch

Elastomull® haft 11

Elastomull® haft color 12

Gazofix®/Gazofix® color 13

Kompressionsbinden, Kurzzug

JOBST® Comprilan® 14

Kompressionsbinden, Set und Zubehör

JOBST® LymphCARE 15

1.2 FIXIERUNG, KLEBEND 17

Rollenpflaster

Leukofix® 18

Leukoplast®/Leukoplast® S 19

Leukoflex® 20

Leukopor® 21

Leukosilk®/Leukosilk® S 22

Leukoplast® skin sensitive 23

Vollflächige Fixierung

Fixomull® stretch 25

Fixomull® transparent 26

Hypafix® 27

Hypafix® skin sensitive 28

1.3 HYDROAKTIVE WUNDVERSORGUNG 31

Cutimed® Wound Navigator 32

Neues Cutimed Packungsdesign 34

Alles aus einer Hand 36

Hydrogele

Cutimed® Gel 37

Mechanisches Debridement

Cutimed® DebriClean 38

Keimreduzierende Wundauflagen

Cutimed® Sorbact® 40

Keimreduzierende Wundauflagen mit Exsudatmanagement

Cutimed® Sorbact® Gel 42

Cutimed® Sorbion® Sorbact® 43

Exsudatmanagement mit Superabsorber

Cutimed® Sorbion® Sachet S 45

Cutimed® Sorbion® Sachet XL 46

Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage 47

Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star 48

Cutimed® Sorbion® Sana 49

Cutimed® Sorbion® Sana Gentle 50

Cutimed® Sorbion® Border 52

Cutimed® Siltec® 53

Cutimed® Siltec® Plus 54

Cutimed® Siltec® L 55

Cutimed® Siltec® B 56

Cutimed® Siltec® Sonderformen 57

Faserverband

Cutimed® Gelling Fiber 58

Alginate

Cutimed® Alginate 59

Hydrokolloidverbände

Cutimed® Hydro L 60

Silikonwundauflagen

Cuticell® Contact 61

Salbenkompressen

Cuticell® 62

Cuticell® Classic 63

1.4 VLIESKOMPRESSEN 65

Vlieskompressen

Cutisoft® Vlieskompressen 66

1.5 JOBST® KOMPRESSIONSVERSORGUNGEN 69

Bereich Bein

JOBST® Travel Socks 70

JOBST® UlcerCARE Standard 72

1.6 MEDIZINISCHER HAUTSCHUTZ UND HAUTPFLEGE 75

Alkoholtupfer

Cutisoft® Wipes 76

Medizinischer Hautschutz

Cutimed® PROTECT Creme 77

Cutimed® PROTECT Spray 78

Cutimed® PROTECT Applikator 79

INCI-Liste Cutimed® PROTECT 80

Medizinische Hautpflege

Cutimed® ACUTE 81

INCI-Liste Cutimed® ACUTE 82

1.7 WUND- / HAUTVERSCHLUSS 85

Klebende Hautverschlussprodukte

Leukoplast® wound closure strip 86

1.8 WUNDVERBÄNDE 89

Wundschnellverbände

Leukoplast® aqua pro	90
Leukoplast® strong	91
Leukoplast® kids & kids hero edition	92
Leukoplast® eco	93
Leukoplast® barrier	94
Leukoplast® elastic	95
Leukoplast® soft white	96
Leukoplast® soft	97
Leukoplast® classic	98
Leukoplast® universal	99
Leukoplast® detectable	100

Sterile Wundverbände

Leukomed®	101
Leukomed® T	102
Leukomed® T plus	103
Leukomed® skin sensitive	105
Leukomed® T skin sensitive	106
Leukomed® T plus skin sensitive	107
Leukomed® Sorbact®	108
Leukomed® Control	109

2. Orthopädie

2.1 BINDEN UND VERBÄNDE 113

Elastische Binden

Unihaft®	114
----------	-----

Funktionelle Verbände

Leukotape® classic	115
Leukotape® K	116
Leukotape® Foam	117

Ergänzendes Zubehör/Taping

Leukotape® Remover	118
Actimove® Physiopack® Warm/Kalt	119
Tensospray®	120

Klebebinden

Acrylastic®	121
Optiplaste®-C	122
Tricoplast®	123

2.2 BANDAGEN UND ORTHESEN 125

Actimove® Sports Edition

Actimove® Sports Edition	126
Actimove® Kniebandage	127
Actimove® Kniebandage	128
Actimove® Handgelenkorthese	129
Actimove® Handgelenkbandage	130
Actimove® Ellenbogenbandage	131
Actimove® Ellenbogenbandage	132

Actimove® Sprunggelenkbandage	133
Actimove® Sprunggelenkorthese	134
Actimove® Oberschenkelbandage	135

Actimove® Everyday Supports

Actimove® Everyday Supports	136
Actimove® Kniebandage	137
Actimove® Kniebandage	138
Actimove® Handgelenkschiene Carpal	139
Actimove® Ellenbogenbandage	140
Actimove® Ellenbogenbandage	141
Actimove® Sprunggelenkbandage	142
Actimove® Rückenorthese	143

Actimove® Professional Line

Actimove® Rhizo Forte	144
Actimove® Sling Comfort	145

3. Inkontinenzversorgung

3.1 TENA® INKONTINENZVERSORGUNG 149

TENA® Einwegunterwäsche

TENA® Einlagen für Frauen	150
TENA® MEN	154
TENA® Pants	156
TENA® Flex	158
TENA® Slip	160
TENA® Comfort	162
TENA® Bariatric	164

3.2 TENA® HAUTPFLEGE, ZUSATZSORTIMENT UND INFOS 167

TENA® Hautpflege und PROSkin 3-Stufen Konzept

TENA® Körperreinigung	168
TENA® Intimreinigung	170
TENA® Hautreinigung und -pflege	172
TENA® Hautschutz	174

TENA® Zusatzsortiment

TENA® Fix	176
TENA® Schutzservietten & Bettschutz	178

TENA® Information

TENA® Beratungs-Tipps	180
TENA® Saugstärkenübersicht	181

Index

Latex-Informationsliste	182
Suchwortverzeichnis	183

1. Wund- & Gefäßversorgung





1.1 BINDEN UND VERBÄNDE	9
1.2 FIXIERUNG, KLEBEND	17
1.3 HYDROAKTIVE WUNDVERSORGUNG	31
1.4 VLIESKOMPRESSEN	65
1.5 JOBST® KOMPRESSIVVERSORGUNGEN	69
1.6 MEDIZINISCHER HAUTSCHUTZ UND HAUTPFLEGE	75
1.7 WUND- / HAUTVERSCHLUSS	85
1.8 WUNDVERBÄNDE	89

Mit den Produktbereichen der JOBST®-Kompressions-
therapie und den Cutimed®-Lösungen für das Wund-
management bieten wir Ihnen und den Patienten
ein abgerundetes Sortiment, orientiert an aktuellen
Behandlungs- und Versorgungspfaden.

Von der Behandlung von Bagatellverletzungen bis
hin zu komplexen chronischen Wunden, von Binden
bis zu Kompressionsstrümpfen finden Sie immer eine
Behandlungslösung aus unserem Sortiment für die
Wund- und Gefäßversorgung.



1.1 BINDEN UND VERBÄNDE

Fixieren, stützen, entlasten, komprimieren

So vielfältig wie die Funktionen von Binden sind, so umfassend ist das Know-how, das Essity in diese Kategorie einbringt. Unsere Binden sind Spezialprodukte, die genau auf die jeweilige Indikation und auf die jeweilige Problemstellung zugeschnitten sind.

- Fixierbinden zur hautfreundlichen Fixierung von Wundauflagen
- Elastische Binden für Stütz- und Entlastungsverbände
- Kurzzugbinden zur phlebologischen und lymphologischen Versorgung
- Langzugbinden für Stütz- und Entlastungsverbände sowie für Kompressionsverbände

Fixierbinden, elastisch

Elastomull® _____ 10

Fixierbinden, kohäsiv, elastisch

Elastomull® haft _____ 11

Elastomull® haft color _____ 12

Gazofix® / Gazofix® color _____ 13

Kompressionsbinden, Kurzzug

JOBST® Comprilan® _____ 14

Kompressionsbinden, Set und Zubehör

JOBST® LymphCARE _____ 15

Elastomull®

Die elastische Fixierbinde mit hohem Baumwollanteil

Produkt

Eine Fixierbinde sollte zuverlässig, rutschfest und faltenfrei sitzen und dem Patienten die Bewegungsfreiheit weitgehend erhalten. Elastomull® erfüllt diese Anforderungen. Elastomull® fixiert zuverlässig, rutschfest und flexibel, gewährleistet hohen Tragekomfort und gute Hautverträglichkeit und ermöglicht schnelles Anlegen.

Elastomull® ist eine elastische Fixierbinde. Der hohe Baumwollanteil und die leichte, luftige Webstruktur verleihen Elastomull® angenehme Trageeigenschaften (gute Atmungsaktivität, Schwitzen und Hautjucken werden vermieden) und gewährleisten eine besonders gute Hautverträglichkeit.

Anwendung

Elastomull® eignet sich zur Fixierung von Wundauflagen, insbesondere an viel bewegten und konischen Körperteilen, sowie an Gelenken.



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
Elastomull® Binde in Polypropylen-Beutel in Faltschachtel			
0209400	4 cm x 4 m	20/560	0191460
0209500	6 cm x 4 m	20/360	0188943
0209600	8 cm x 4 m	20/300	0188966
0209700	10 cm x 4 m	20/240	0188937
0209800	12 cm x 4 m	20/180	0188972
2 Elastomull® Binden lose in Faltschachtel im roten Verpackungsdesign			
7999601	8 cm x 4 m	1/24	4757906
7999602	10 cm x 4 m	1/24	4757912

LATEX
FREE
FORMULA

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Elastomull® haft

Die selbsthaftende, elastische Fixierbinde

Produkt

An Gelenken oder beim Fixieren von Castschiennen geraten herkömmliche Fixierbinden leicht ins Rutschen. Nicht so Elastomull® haft. Elastomull® haft ist eine elastische, synthetische Kohäsivbinde, die mit einem latexfreien, synthetischen Polymer beschichtet ist. Die einzelnen Wickellagen haften dadurch besonders sicher aufeinander – dies ergibt einen ausgezeichneten, faltenfreien Sitz bei schneller Applikation.

Durch die besondere Webtechnik und gekräuselten Polyamidfäden besitzt Elastomull® haft eine ausgezeichnete Elastizität, die auch bei längerem Tragen erhalten bleibt.



Anwendung

- Zur Fixierung von Wundauflagen an allen Körperteilen, besonders an Gelenken
- Zur Fixierung von Castschiennen etc.
- Als leichter Stützverband, z. B. nach Gips- oder Tapeabnahme



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Elastomull® haft Einzelbinde lose in Faltschachtel				
10 Faltschachteln in Schrumpffolie				
4547000	4 cm x 4 m	10/160	•	0765056
4547100	6 cm x 4 m	10/120		0765062
4547200	8 cm x 4 m	10/240		0765079
4547300	10 cm x 4 m	10/240	•	0765085
4547400	12 cm x 4 m	10/120		3896876
Elastomull® haft Einzelbinde lose in Faltschachtel				
im roten Verpackungsdesign				
7999701	8 cm x 4 m	1/20		4757964
7999702	10 cm x 4 m	1/20		4757970
Elastomull® haft Einzelbinde lose in Faltschachtel				
4547500	4 cm x 20 m	1/24	•	0910630
4547600	6 cm x 20 m	1/24	•	0910647
4547700	8 cm x 20 m	1/24	•	0787388
4547800	10 cm x 20 m	1/24	•	0843738
4547900	12 cm x 20 m	1/24		0910653

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Elastomull® haft color

Die auf sich selbst haftende, elastische, latexfreie Fixierbinde

Produkt

An Gelenken oder beim Fixieren von Castschiennen geraten herkömmliche Fixierbinden leicht ins Rutschen. Nicht so Elastomull® haft color. Die elastische Kohäsivbinde ist mit einem synthetischen latexfreien Polymer beschichtet. Dadurch haften die einzelnen Wickellagen besonders sicher aufeinander. Dies ergibt einen ausgezeichneten, faltenfreien Sitz bei schneller Applikation. Dehnung und Rückstellkraft werden durch den Färbepigment nicht verändert.

Anwendung

- Zur Fixierung von Wundauflagen, besonders an Gelenken
- Zum Fixieren von Castschiennen
- Als leichter Stützverband, z. B. nach Gips- oder Tapeabnahme



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
Elastomull® haft color Blau Binde einzeln in Faltschachtel			
7220703	4 m x 6 cm	10/120	5427080
7220704	4 m x 8 cm	10/240	5427097
7220705	4 m x 10 cm	10/240	5427105
7619500	20 m x 6 cm	1/24	5450469
7619501	20 m x 8cm	1/24	5450481
7619502	20 m x 10 cm	1/24	5450446
Elastomull® haft color Rot Binde einzeln in Faltschachtel			
7619503	20 m x 6 cm	1/24	5450475
7619504	20 m x 8cm	1/24	5450498
7619505	20 m x 10 cm	1/24	5450452

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Gazofix® / Gazofix® color

Die elastische, selbsthaftende Fixierbinde, dünn gewebt, mit festem Zug

Produkt

Gazofix® ist eine selbsthaftende, elastische Fixierbinde mit Mehrfachnutzen. Mit latexfreier Polymerbeschichtung und hohem Baumwollanteil erfüllt sie alle Anforderungen an eine klassische Fixierbinde. Gazofix® hat darüber hinaus einen festen Zug mit ausgeprägtem Stützeffekt, ist zudem dünn gewebt und trägt kaum auf. Sie kann daher auch hervorragend als Unterzug eingesetzt werden, z. B. als textile Basis unter Tapeverbänden. Aufgrund der guten selbsthaftenden Eigenschaften.

Anwendung

Gazofix® und Gazofix® color sind universell einsetzbar:

- Als Stützverband bei Verstauchungen oder Verrenkungen
- Als hautfreundlicher Unterzug bei funktionellen Verbänden
- Zum Fixieren von Verbänden, Schienen etc.
- Als schützender Überzug bei Gipsverbänden, Zink-Gel-Verbänden und funktionellen Verbänden
- Zur Befestigung von Polstermaterial



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
Gazofix® Binde in Faltschachtel / hautfarben			
10 Faltschachteln in Schrumpffolie			
0293601	6 cm x 4 m	10/280	0523229
0293701	8 cm x 4 m	10/140	0523235
0293801	10 cm x 4 m	10/140	0523241
Gazofix® color Binde in Faltschachtel / Blau			
4732801	6 cm x 20 m	1/24	4083750
4732901	8 cm x 20 m	1/24	2585648
Gazofix® color Binde in Faltschachtel / Gelb			
4733101	6 cm x 20 m	1/24	4732220
4733201	8 cm x 20 m	1/24	2585654
Gazofix® color Binde in Faltschachtel / Grün			
4733401	6 cm x 20 m	1/24	4732237
4733501	8 cm x 20 m	1/24	2585677
Gazofix® color Binde in Faltschachtel / Pink			
4733701	6 cm x 20 m	1/24	4732243
4733801	8 cm x 20 m	1/24	2585660

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

* Länge gedehnt

JOBST® Comprilan®

Die textilelastische und hautfreundliche Kurzzugbinde

Produkt

Bei Patienten mit empfindlicher oder vorgeschädigter Haut werden hohe Anforderungen an eine gute Verträglichkeit und angenehme Trageeigenschaften einer Kompressionsbinde gestellt. JOBST® Comprilan® verbindet die ideale Druckwirkung einer Kurzzugbinde mit den positiven Trageeigenschaften einer reinen Baumwollbinde. JOBST® Comprilan® ist hautverträglich, verfügt über ca. 90% Längsdehnung bei niedrigem Ruhedruck und hohem Arbeitsdruck. Sie unterstützt und aktiviert die Muskelpumpe und ist äußerst strapazierfähig und haltbar ohne Ausfransen der Bindendenen.

JOBST® Comprilan® besteht zu 100% aus Baumwolle und ist mehrfach waschbar.

Anwendung

JOBST® Comprilan® eignet sich für Kompressionsverbände bei phlebologischen und lymphologischen Indikationen zur Unterstützung der Muskelpumpe und zum Abbau venöser oder lymphatischer Stauungen bei bzw. nach:

- Varikosis
- Chronischer Veneninsuffizienz (einschließlich Ulcus cruris venosum und Phlebödem)
- Venenoperation oder -verödung
- Thrombophlebitis
- Phlebothrombose
- Primären oder sekundären Lymphödemen



Anwendungsdauer

Unter Berücksichtigung der empfohlenen Wechselintervalle einige Tage bis mehrere Wochen.



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
Comprilan® Binde in Faltschachtel 5 Faltschachteln in Folie			
0102600	6 cm x 5 m	5/200	1402924
0102700	8 cm x 5 m	5/170	0921622
0102800	10 cm x 5 m	5/140	0921639
0102900	12 cm x 5 m	5/120	1402930

JOBST® LymphCARE

Bandagenset zur Kompressionsbandagierung von Ödemen

Produkt

Durch die Kompressionstherapie wird das Gewebe von außen mit Druck unterstützt, wodurch überschüssige Gewebsflüssigkeit mit ihren gelösten Bestandteilen in die Lymphgefäße und Venen abfließen kann.

JOBST® LymphCARE enthält, bedarfsgerecht zusammengestellt, alle Materialien, die für das professionelle Bandagieren eines Armes oder eines Beines gemäß den Grundsätzen der komplexen physikalischen Entstauungstherapie erforderlich sind. Alle Produkte sind übersichtlich angeordnet, mit einem Griff einsetzbar und leicht zu handhaben.

JOBST® LymphCARE besteht aus Baumwolle, synthetischen Fasern, synthetischem Latex und natürlichem Latex.



Anwendung

JOBST® LymphCARE eignet sich für die Behandlung von Lymphödemen und Ödemen der oberen/unteren Extremitäten


Anwendungsdauer

Kurzfristig



Best.-Nr.	Bandagen-Sets	VE/BE	PZN
7863900	Arm	1/1	4296730
7864200	Bein	1/1	4296753
7864100	Unterschenkel	1/1	4296747

Produkte	Größen	Zusammensetzung der Sets		
		Arm	Bein	Unterschenkel
Tricofix® Schlauchverband	diverse	1x D5 (6 cm x 20 m)	1x F7 (10 cm x 20 m)	1x E6 (8 cm x 20 m)
Elastomull® Elastische Fixierbinde	4 cm x 4 m	20 Stk.	20 Stk.	20 Stk.
Artiflex® Synthetische Polsterbinde	10 cm x 3 m	2 Stk.	2 Stk.	3 Stk.
	15 cm x 3 m	2 Stk.	2 Stk.	-
Comprilan® Textilelastische Kurzzugbinde	6 cm x 5 m	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
	8 cm x 5 m	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
	10 cm x 5 m	5 Stk.	3 Stk.	3 Stk.
	12 cm x 5 m	-	4 Stk.	-
Leukoplast® hospital	1,25 cm x 9,2 m	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.
Schaumgummi Pad	9 cm x 5 cm x 1 cm	1 Stk.	1 Stk.	1 Stk.

 Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.



1.2 FIXIERUNG, KLEBEND

Für jeden Hauttyp

Haut und Kleben gehören zu den wichtigsten Kompetenzfeldern von Essity. Das hat Tradition. Bereits 1901 meldete Paul Beiersdorf Leukoplast® als erstes dermatologisch verträgliches und dauerhaft klebendes Fixierpflaster zum Patent an. Er legte damit den Grundstein zu einem einzigartigen Sortiment von Fixierpflastern. Einzigartig in der Qualität und einzigartig in der Vielfalt.

Das Ergebnis dieser langjährigen Forschung und Entwicklung sind Klebmassen, die zuverlässig kleben, ohne die Haut zu irritieren und die sich leicht, rückstandsfrei und vor allem schmerzfrei wieder entfernen lassen. Trägermaterialien, die belastbar, wasserabweisend und zugfest sind und die die Haut dennoch atmen lassen. Ein Sortiment, das für alle Anforderungen der täglichen Routine die richtige Lösung bietet und das Fixieren von Wundauflagen wie von Instrumenten bei jedem Hauttyp problemlos ermöglicht.

Rollenpflaster

Leukofix®	18
Leukoplast®/Leukoplast® S	19
Leukoflex®	20
Leukopor®	21
Leukosilk®/Leukosilk® S	22
Leukoplast® skin sensitive	23

Vollflächige Fixierung

Fixomull® stretch	25
Fixomull® transparent	26
Hypafix®	27
Hypafix® skin sensitive	28

Leukofix®

Das transparente Pflaster für schnelle Fixierungen

Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Immer wenn es besonders schnell gehen muss, z. B. im Notfall oder auf der Intensivstation, ist Leukofix® das Fixierpflaster der Wahl.

Leukofix® ist ein strahlenindifferentes, hautfreundliches, transparentes Fixierpflaster. Es ist gut anschmiegsam und sehr leicht quer, längs und in der Mitte reißbar. Leukofix® verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft und ist luft- und wasserdampfdurchlässig.

Leukofix® besteht aus einem Träger aus perforierter Polyethylenfolie, beschichtet mit Polyacrylatklebmasse.

Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
- Fixierung von Kanülen
- Fixierung von Sonden und Kathetern



Der innovative Materialmix der antimikrobiellen Leukoplast®-Spulen kann das Risiko von potenziellen Infektionsquellen reduzieren. Durch die pH-Wert-Absenkung bildet sich ein Milieu in dem pathogene Keime zerstört werden. Das ist aktive Infektionsprävention für Anwender und Patienten.

Unser Beitrag:

Leukofix® Antimikrobielle Spule

Mehr als 99,9% MRSA-Reduktion auf den Spulen in 6 Stunden!*

Keine Resistenzenbildung bekannt

Dauerhaft antimikrobieller Effekt



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
Leukofix® Rollen in Faltschachtel mit Schutzring			
0212100	1,25 cm x 5 m	24/240	0451369
0212200	2,5 cm x 5 m	12/120	0451375
0212400	5 cm x 5 m	6/60	0451381
Leukofix® Rollen in Faltschachtel ohne Schutzring			
0213600	1,25 cm x 9,2 m	24/240	1561189
0213700	2,5 cm x 9,2 m	12/120	1561195
0213800	5 cm x 9,2 m	6/60	1561203

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

*Laboruntersuchungen, durchgeführt von SGS Germany GmbH im Auftrag von BSN Medical GmbH, 2016, data on file

Leukoplast®/Leukoplast® S

Das starke Pflaster für die normal empfindliche Haut

Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukoplast® ist immer dann zu empfehlen, wenn die Fixierung ganz besonders sicher kleben muss.

Leukoplast® ist ein wasserabweisendes, hautfarbenes Fixierpflaster mit wasserabweisender Oberfläche für normal empfindliche Haut. Es ist außergewöhnlich zugfest und weist eine hohe Sofort- und Dauerklebkraft auf. Leukoplast® haftet auch bei starker Belastung fest und sicher und ist luft- und wasserdampfdurchlässig.

Leukoplast® besteht aus einem Träger mit wasserabweisender Oberfläche aus Zellwolle (Viskose), beschichtet mit Kautschuk-Harz-Kleber.

Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
- Für Streckverbände
- Für die normal empfindliche und intakte Haut



Der innovative Materialmix der antimikrobiellen Leukoplast®-Spulen kann das Risiko von potenziellen Infektionsquellen reduzieren. Durch die pH-Wert-Absenkung bildet sich ein Milieu in dem pathogene Keime zerstört werden. Das ist aktive Infektionsprävention für Anwender und Patienten.

Unser Beitrag:

Leukoplast® Antimikrobielle Spule

Mehr als 99,9% MRSA-Reduktion auf den Spulen in 6 Stunden!*

Keine Resistenzenbildung bekannt

Dauerhaft antimikrobieller Effekt



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Leukoplast® S Rollen in Faltschachtel mit Schutzring				
4761400	1,25 cm x 5 m	24/240		1218333
4761500	2,5 cm x 5 m	12/120		1218356
4761600	5 cm x 5 m	6/60	•	1218362
Leukoplast® S Rollen in Faltschachtel ohne Schutzring				
4761900	1,25 cm x 9,2 m	24/240		1561226
4762000	2,5 cm x 9,2 m	12/120		1561232
Leukoplast® Rollen in Faltschachtel mit Schutzring				
4772600	10 cm x 5 m	4/40	•	1576251

Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

*Laboruntersuchungen, durchgeführt von SGS Germany GmbH im Auftrag von BSN Medical GmbH, 2016, data on file

Leukoflex®

Das dichte Pflaster für wasserfeste Verbände und Okklusivverbände

Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukoflex® ist das Rollenpflaster der Wahl, wenn es auf eine wasserfeste, nach innen und außen dichte Verbandfixierung ankommt. Leukoflex® ist ein strahlenindifferentes, hautfreundliches, transparentes Fixierpflaster. Es passt sich konturierten Körperteilen gut an und ist neutral gegenüber Kunststoff und Gummi. Es verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft und ist schmerzlos und rückstandsfrei entfernbar.

Leukoflex® besteht aus einem Träger aus dehnbarer Polyethylenfolie, beschichtet mit einer Polyacrylatklebemasse.

Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe, insbesondere geeignet für wasserdichte Verbände und Okklusivverbände
- Fixierung von Kanülen, Sonden und Kathetern



Der innovative Materialmix der antimikrobiellen Leukoplast®-Spulen kann das Risiko von potenziellen Infektionsquellen reduzieren. Durch die pH-Wert-Absenkung bildet sich ein Milieu in dem pathogene Keime zerstört werden. Das ist aktive Infektionsprävention für Anwender und Patienten.

Unser Beitrag:

Leukoflex® Antimikrobielle Spule

Mehr als 99,9% MRSA-Reduktion auf den Spulen in 6 Stunden!*

Keine Resistenzbildung bekannt

Dauerhaft antimikrobieller Effekt



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
Leukoflex® Rollen in Faltschachtel mit Schutzring			
0112100	1,25 cm x 5 m	24/240	5020378
0112200	2,5 cm x 5 m	12/120	5020384
0112400	5 cm x 5 m	6/60	5020390

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

*Laboruntersuchungen, durchgeführt von SGS Germany GmbH im Auftrag von BSN Medical GmbH, 2016, data on file

Leukopor®

Das sanfte Pflaster für die besonders empfindliche Haut

Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukopor® ist ein strahlenindifferentes, leicht von Hand reißbares, weißes Fixierpflaster, das auf Grund seiner Hautfreundlichkeit für extrem empfindliche Haut geeignet ist. Es passt sich auch konturierten Körperpartien gut an. Leukopor® ist wasserabweisend und verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft. Es ist luft- und wasserdampfdurchlässig und neutral gegenüber Kunststoff und Gummi.

Leukopor® besteht aus einem Träger aus Polyesterviskosevlies, beschichtet mit Polyacrylatklebmasse.

Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
- Fixierung von Elektroden und sonstigen Messelementen



Der innovative Materialmix der antimikrobiellen Leukoplast®-Spulen kann das Risiko von potenziellen Infektionsquellen reduzieren. Durch die pH-Wert-Absenkung bildet sich ein Milieu in dem pathogene Keime zerstört werden. Das ist aktive Infektionsprävention für Anwender und Patienten.

Unser Beitrag:

Leukopor® Antimikrobielle Spule

Mehr als 99,9% MRSA-Reduktion auf den Spulen in 6 Stunden!*

Keine Resistenzbildung bekannt

Dauerhaft antimikrobieller Effekt



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
Leukopor® Rollen in Faltschachtel mit Schutzring			
0247100	1,25 cm x 5 m	24 / 240	5020527
0247200	2,5 cm x 5 m	12 / 120	5020533
0247400	5 cm x 5 m	6 / 60	5020556
Leukopor® Rollen in Faltschachtel ohne Schutzring			
0245300	1,25 cm x 9,2 m	24 / 240	1561249
0245400	2,5 cm x 9,2 m	12 / 120	1561255
0245500	5 cm x 9,2 m	6 / 60	1561261

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

*Laboruntersuchungen, durchgeführt von SGS Germany GmbH im Auftrag von BSN Medical GmbH, 2016, data on file

Leukosilk®/Leukosilk® S

Das ideale Pflaster für die empfindliche Haut

Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukosilk® ist aufgrund seiner Eigenschaften universell einsetzbar und besonders für Patienten mit empfindlicher Haut geeignet. Leukosilk® ist ein strahlenindifferentes, gut beschriftbares, weißes Fixierpflaster. Es ist hautfreundlich und lässt sich rückstandslos entfernen. Leukosilk® ist auch in Längsrichtung leicht von Hand reißbar und verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft.

Leukosilk® und Leukosilk® S bestehen aus einem Acetatträger, beschichtet mit einer Polyacrylatklebmasse.

Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe
- Befestigung und Sicherung von Tuben, Kathetern, Sonden und Kanülen



Der innovative Materialmix der antimikrobiellen Leukoplast®-Spulen kann das Risiko von potenziellen Infektionsquellen reduzieren. Durch die pH-Wert-Absenkung bildet sich ein Milieu in dem pathogene Keime zerstört werden. Das ist aktive Infektionsprävention für Anwender und Patienten.

Unser Beitrag:

Leukosilk® Antimikrobielle Spule

Mehr als 99,9% MRSA-Reduktion auf den Spulen in 6 Stunden!*

Keine Resistenzbildung bekannt

Dauerhaft antimikrobieller Effekt



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Leukosilk® Rollen in Faltschachtel mit Schutzring				
0102100	1,25 cm x 5 m	24/240	•	5020562
0102200	2,5 cm x 5 m	12/120	•	5020579
0102400	5 cm x 5 m	6/60		5020585
Leukosilk® Rollen in Faltschachtel ohne Schutzring				
0956600	1,25 cm x 9,2 m	24/240		1593255
0956700	2,5 cm x 9,2 m	12/120		1593261
0956900	5 cm x 9,2 m	6/60		1593278
Leukosilk® S Rollen in Faltschachtel ohne Schutzring				
4683300	1,25 cm x 9,2 m	24/240		2197248
4683400	2,5 cm x 9,2 m	12/120		2197254
4683500	5 cm x 9,2 m	6/60		2197260
(Lieferung auf Kunststoffkern ohne Seitenscheiben)				

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

*Laboruntersuchungen, durchgeführt von SGS Germany GmbH im Auftrag von BSN Medical GmbH, 2016, data on file

Leukoplast® skin sensitive

Das sanfte Pflaster für besonders empfindliche Haut

Produkt

Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und das Einsatzgebiet abgestimmt sein. Leukoplast® skin sensitive ist ein strahlenindifferentes, wasserabweisendes, leicht von Hand reißbares Fixierpflaster, das auf Grund seines sanft haftenden Silikonanstriches für besonders empfindliche Haut geeignet ist. Es ist die optimale Lösung für z. B. Babyhaut, Altershaut, Pergamenthaut oder Cortisonhaut sowie für Patienten, bei denen das Fixierpflaster mehrfach auf derselben Hautregion appliziert und entfernt werden muss. Neben einem sicheren Halt kann ein atraumatischer und schmerzärmer Verbandswechsel gewährleistet werden, wodurch Hautschädigungen vorgebeugt werden können. Darüber hinaus lässt sich Leukoplast® skin sensitive mehrfach repositionieren ohne an Klebkraft zu verlieren oder Kleberückstände auf der Haut zu hinterlassen.

Leukoplast® skin sensitive besteht aus einem Acetat-träger, beschichtet mit einem Silikonanstrich.



Anwendung

- Fixierung von Verbänden jeder Art und Größe, insbesondere auf beanspruchter und sehr empfindlicher Haut
- Als zusätzliche Fixierung von Kanülen, Sonden und Kathetern

Der innovative Materialmix der antimikrobiellen Leukoplast®-Spulen kann das Risiko von potenziellen Infektionsquellen reduzieren. Durch die pH-Wert-Absenkung bildet sich ein Milieu in dem pathogene Keime zerstört werden. Das ist aktive Infektionsprävention für Anwender und Patienten.

Unser Beitrag:

Leukoplast® Antimikrobielle Spule

Mehr als 99,9% MRSA-Reduktion auf den Spulen in 6 Stunden!*

Keine Resistenzenbildung bekannt

Dauerhaft antimikrobieller Effekt



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
-----------	-------	-------	-----

Leukoplast® Rollen in Faltschachtel mit Schutzring

7617301	2,5 cm x 2,6 m	12/120	5109865
7617306	2,5 cm x 1 m	12/120	5109871
7617300	1,25 cm x 2,6 m	24/240	5109871

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

*Laboruntersuchungen, durchgeführt von SGS Germany GmbH im Auftrag von BSN Medical GmbH, 2016, data on file



Fixomull® stretch

Die vollflächige Verbandfixierung aus querelastischem Polyestervlies

Produkt

Verbände anlegen und fixieren erfordert höchste Anpassungsfähigkeit und Flexibilität im OP, auf der Station und in der ambulanten Versorgung. Mit Fixomull® stretch können insbesondere großflächige Verbände einfach und schnell fixiert werden. Durch den bedarfsgerechten Zuschnitt ist die Methode material- und kostensparend.

Fixomull® stretch ist durch seine Querelastizität anschmiegsam und passt sich auch stark konturierten Körperpartien gut an. Abschnürungen, Stauungen und Durchblutungsstörungen werden verhindert. Fixomull® stretch verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft und gute Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit. Es beugt Kontaminationen vor, wird auch von hautempfindlichen Patienten ausgezeichnet vertragen und ist einfach und vielfältig einsetzbar. Fixomull® stretch ist besonders wirtschaftlich in der 20-Meter-Großrolle.

Fixomull® stretch besteht aus einem Polyestervlies, beschichtet mit Polyacrylatkleber.

Anwendung

- Zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, insbesondere an Gelenken, bewegten und konturierten Körperpartien
- Zur sicheren Befestigung von Sonden, Kathetern, Messelementen und Instrumenten



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
Fixomull® stretch Rolle mit geschnittenem Abdeckpapier			
0203600	5 cm x 10 m	1/24	0546147
0203700	10 cm x 10 m	1/24	0546153
7002200	10 cm x 2 m	1/12	2017720
0203300	15 cm x 2 m	1/12	0782296
0203800	15 cm x 10 m	1/24	0546176
0203900	20 cm x 10 m	1/24	0546182
0204000	30 cm x 10 m	1/24	0546199
Fixomull® stretch Rolle mit geschnittenem Abdeckpapier im roten Verpackungsdesign			
7999200	5 cm x 10 m	1/24	4746742
7999202	10 cm x 10 m	1/24	4746759
7999205	10 cm x 2 m	1/12	4746765

Fixomull® transparent

Die transparente vollflächige Verbandfixierung

Produkt

Bei klebenden Verbänden geht es um gute Klebeeigenschaften, einfache Handhabung sowie Tragekomfort und einen effektiven Schutz vor Kontaminationen. Fixomull® transparent ist eine wasserdichte vollflächige Verbandfixierung, mit der ohne zusätzlichen Schutz oder Verbandswechsel duschen und baden ermöglicht wird.

Des Weiteren schützt Fixomull® transparent vor Reibung, ermöglicht die Beobachtung der Wundumgebungshaut und ist besonders atmungsaktiv.

Fixomull® transparent besteht aus einer besonders dünnen und hochflexiblen Polyurethanfolie, die mit einem Polyacrylatkleber beschichtet ist.



Anwendung

- Zur wasserdichten vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, auch im Bereich von Gelenken und Extremitäten
- Zur wasserdichten Fixierung von Instrumenten, Kathetern, Messelementen und Sonden
- Zur hygienischen Fixierung von Salbenverbänden bei Hydrotherapie



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Fixomull® transparent Rolle mit geschnittenem Abdeckpapier				
7221700	10 cm x 2 m	1/12	•	3048214
7221600	5 cm x 10 m	1/12	•	3048220
7221601	10 cm x 10 m	1/12	•	3048237
7221602	15 cm x 10 m	1/12	•	3048243

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Hypafix®

Die hautfreundliche, elastische Klebefixierung

Produkt

Verbände anlegen und fixieren erfordert höchste Anpassungsfähigkeit und Flexibilität im OP, auf der Station und in der ambulanten Versorgung. Mit Hypafix® können insbesondere großflächige Verbände einfach und schnell fixiert werden. Durch den bedarfsgerechten Zuschnitt ist die Methode material- und kostensparend.

Hypafix® ist durch seine Querelastizität anschmiegsam und passt sich auch stark konturierten Körperpartien gut an. Abschnürungen, Stauungen und Durchblutungsstörungen werden verhindert. Hypafix® verfügt über eine gute Sofort- und Dauerklebkraft und gute Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit. Es beugt Kontaminationen vor, wird auch von hautempfindlichen Patienten ausgezeichnet vertragen und ist einfach und vielfältig einsetzbar.

Hypafix® besteht aus einem Polyestervlies, beschichtet mit Polyacrylatkleber.

Anwendung

- Zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen, insbesondere an Gelenken, bewegten und konturierten Körperpartien
- Zur sicheren Befestigung von Sonden, Kathetern, Messelementen und Instrumenten



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Hypafix® Rolle mit geschnittenem Abdeckpapier				
7144300	2,5 cm x 10 m	1/24		4260821
7144301	5 cm x 10 m	1/24	•	4260838
7144302	10 cm x 10 m	1/24	•	4260844
7144303	15 cm x 10 m	1/24	•	4260850
7144304	20 cm x 10 m	1/24	•	4260867
7144305	30 cm x 10 m	1/24	•	4260873

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Hypafix® skin sensitive

Die vollflächige Verbandfixierung für besonders empfindliche Haut

Produkt

Hypafix® skin sensitive dient der besonders schonenden vollflächigen Fixierung für Patienten mit empfindlicher und geschädigter Haut. Dank des sanft haftenden Silikonaustrages ist selbst sehr empfindliche Haut wie Babyhaut, Altershaut, Pergamenthaut, Cortisonhaut oder durch häufige Fixierung beanspruchte Haut sicher versorgt. Neben einem sicheren Halt kann ein atraumatischer und schmerzloser Verbandswechsel gewährleistet werden, wodurch Hautschädigungen vorgebeugt werden können. Darüber hinaus lässt sich Hypafix® skin sensitive mehrfach repositionieren ohne an Klebkraft zu verlieren oder Kleberückstände auf der Haut zu hinterlassen.

Hypafix® skin sensitive ist sehr flexibel und querelastisch dehnbar, weshalb es sich an konturierten Körperstellen hervorragend anschmiegt und einen hohen Tragekomfort bietet. Der bedarfsgerechte Zuschnitt ermöglicht eine einfache und schnelle Applikation. Zudem verfügt es über wasserdampfdurchlässige Materialien, wodurch das Risiko von Mazerationen reduziert wird.

Mit Hypafix® skin sensitive wird die Haut optimal



geschont und eine erfolgreiche Therapie unterstützt.

Hypafix® skin sensitive besteht aus einem weichen Polyestervlies, beschichtet mit einem Silikonaustrag.

Anwendung

- Zur vollflächigen Fixierung von Wundauflagen
- Als zusätzliche Fixierung von Sonden, Schläuchen, Messelementen und Instrumenten



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
Hypafix® skin sensitive Rolle mit geschnittenem Abdeckpapier			
7996604	10 cm x 2 m	1/12	4605154
7996601	5 cm x 5 m	1/24	4605125
7996602	10 cm x 5 m	1/12	4605131





1.3 HYDROAKTIVE WUNDVERSORGUNG

Innovative Produkte für alle Wundphasen

Professionelle Lösungen für die Versorgung schlecht heilender Wunden bietet das hydroaktive Wundversorgungssortiment Cutimed® von Essity:

Entdecken Sie eine innovative Produktpalette für das Wundmanagement, die alle Phasen der Wundheilung zuverlässig abdeckt. Speziell entwickelt für die erfolgreiche Behandlung chronischer Wunden bietet unsere Palette eine komplette Auswahl effektiver und patientenfreundlicher Produkte sowie entsprechende Therapiekonzepte!

Cutimed® Wound Navigator	32
Neues Cutimed Packungsdesign	34
Alles aus einer Hand	36

Hydrogele

Cutimed® Gel	37
--------------------	----

Mechanisches Debridement

Cutimed® DebriClean	38
---------------------------	----

Keimreduzierende Wundauflagen

Cutimed® Sorbact®	40
-------------------------	----

Keimreduzierende Wundauflagen mit Exsudatmanagement

Cutimed® Sorbact® Gel	42
Cutimed® Sorbion® Sorbact®	43

Exsudatmanagement mit Superabsorber

Cutimed® Sorbion® Sachet S	45
Cutimed® Sorbion® Sachet XL	46
Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage	47
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star	48
Cutimed® Sorbion® Sana	49
Cutimed® Sorbion® Sana Gentle	50
Cutimed® Sorbion® Border	52
Cutimed® Siltec®	53
Cutimed® Siltec® Plus	54
Cutimed® Siltec® L	55
Cutimed® Siltec® B	56
Cutimed® Siltec® Sonderformen	57

Faserverband

Cutimed® Gelling Fiber	58
------------------------------	----

Alginate

Cutimed® Alginate	59
-------------------------	----

Hydrokolloidverbände

Cutimed® Hydro L	60
------------------------	----

Silikonwundauflagen

Cuticell® Contact	61
-------------------------	----

Salbenkompressen

Cuticell®	62
Cuticell® Classic	63

Cutimed® Wound Navigator

Ihre smarte App für die individuelle Wundversorgung

Die passende Produktauswahl
in 3 einfachen Schritten:




Messen




Klicken



Finden





App Download

App im App Store oder bei Google Play herunterladen.



Jederzeit und überall

Direkter Zugriff auf eine schnelle Wundversorgungs-Auswahl und Produktinformationen, auch offline.



Messen



Die Größe der Wunde mit der App interaktiv bestimmen.

Auswählen

Die relevanten Wundkriterien mit Hilfe der App eingeben.



Produktauswahl



Die geeigneten Wundversorgungsprodukte inkl. Pharmazentralnummer-Bestellinformationen erhalten.

Teilen

Die Produktauswahl mit anderen Versorgern austauschen.



Powered by **imito**

Neues Cutimed Packungsdesign

Eindeutiger Produktinformation für eine bequeme Produktauswahl

Was ist neu?

- Alle Produkte erfüllen die MDR-Anforderungen
- Neues Packungsdesign und Markenlogo
- Neuer gesetzlicher Hersteller (bei einigen Produkten)
- Neue Unternehmensadresse
- Ein Teil der Produkte erhält eine neue Bestellnummer

Das bleibt unverändert:

- Produktleistung und -qualität bleiben trotz der neuen Bestellnummern unverändert.*
- Sie erhalten die gewohnte Produktleistung und die gewohnten Qualitätsstandards



*Ausnahme: Hydrokolloide aufgrund eines Lieferantenwechsels

Wählen Sie den Verband für Ihre Bedürfnisse, einfacher als je zuvor



Symbolübersicht: Bessere Orientierung durch neue Symbole

Exsudatgrad	bisher						
	neu	Trocken	Gering	Moderat	Hoch	Exzessiv	Gering bis exzessiv
Wundtiefe	bisher						
	neu	oberflächlich	tief	tief	oberflächlich und tief	oberflächlich und tief	
Wundstatus	bisher						
	neu	Infiziert	Fibrinös	Granulierend	Epithelialisierend	Nekrotisch	
Beidseitige Anwendung	neu		In der Gebrauchsanweisung (nicht auf der Verpackung)				
Sekundärverband benötigt	neu						

Alles aus einer Hand

Professionelle Versorgung

Eine gezielte, professionelle Versorgung fördert den Heilungsverlauf schlecht heilender Wunden. Dazu gehören innovative Produkte, die zeitgemäß versorgen, Infektionen bekämpfen und einer fehlenden Heilungsneigung entgegenwirken. Für die moderne Behandlung komplexer Wunden, wie z. B.

- **Ulcus cruris venosum** (Venöses Beingeschwür)
- **Diabetisches Ulkus** (Diabetischer Fuß)
- **Dekubitus** (Druckgeschwür)

findet der professionelle Anwender bei Essity alle Produkte aus einer Hand. Von der hydroaktiven Wundaufgabe über die hautfreundliche Fixierung bis hin zur umfassenden Kompressionstherapie bietet Ihnen unser Sortiment eine komplette Auswahl effektiver und patientenfreundlicher Produkte.

Unser entscheidendes Extra

Höchste Produktqualität von Essity. Dabei bleiben wir nicht stehen. In enger Abstimmung mit Anwendern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, um mit unseren Produkten den Therapieerfolg zu steigern, Anwender zu entlasten und den Patientenkomfort zu maximieren.

Zum Beispiel mit unserem Schaumverband Cutimed® Siltec®: Sichere Exsudataufnahme und Retention bei schwach bis stark exsudierenden Wunden. Die Silikonbeschichtung haftet sanft und sicher und ermöglicht einen atraumatischen und schmerzarmen Verbandswechsel.



Jede Wunde ist anders

Die folgenden Symbole unterstützen Sie bei der einfachen Auswahl der richtigen Wundaufgaben.

Wundphase:

- Nekrose
- Infektion
- Fibrinbelag
- Granulation
- Epithelisierung

Wundtiefe:

- Oberflächlich
- Tief
- Oberflächlich + tief

Exsudat:

- Trocken bis schwach
- Schwach bis mäßig
- Mäßig bis stark
- Stark bis übermäßig

Cutimed® Gel

Wirksame und schonende Wundreinigung

Produkt

Nekrosen oder Fibrinbeläge sind häufig auftretende Barrieren im Heilungsverlauf chronischer Wunden. Neben dem mechanischen oder chirurgischen Débridement können Wundbeläge auch autolytisch, d. h. durch Unterstützung des Selbstreinigungsprozesses, entfernt werden. Der Vorteil liegt in der gewebeschonenden Art dieses Verfahrens.

Cutimed® Gel ist ein transparentes, amorphes Hydrogel zur Behandlung nekrotischer und fibrinöser Beläge chronischer Wunden. Das Gel gibt kontinuierlich Feuchtigkeit an die Wunde ab und führt so zu einem wirksamen und zugleich gewebeschonenden Débridement.

Die hohe Gelstabilität und Viskosität ermöglichen eine gute Applikation und einen sicheren Verbleib des Gels in der Wunde. Cutimed® Gel kann mit physiologischer Kochsalz- oder Ringerlösung aus dem Wundbett gespült werden.



Cutimed® Gel besteht aus Carbomer 940, gereinigtem Wasser, Glycerin, Natriumhydroxid und EDTA Natrium.

Anwendung

Cutimed® Gel eignet sich zur Wundreinigung bei nekrotischen oder belegten Wunden. Darüber hinaus kann Cutimed® Gel zur Schaffung eines feuchten, physiologischen Wundmilieus auch in späteren Wundheilphasen eingesetzt werden.

Beispiele:

- Dekubitus
- Ulcus cruris
- Diabetisches Fußsyndrom

Cutimed® Gel kann auf drei Arten appliziert werden: Mit dem beiliegenden Applikator, einem Spatel oder direkt aus der Tube – je nach Art und Lokalisation der Wunde.



Produkt	Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Cutimed® Gel Hydrogel 	7261000	10 Tuben/ 10 Applikatoren	8 g	1/8	3618290
	7261001	10 Tuben/ 10 Applikatoren	15 g	1/8	3618309
	7261002	10 Tuben/ 10 Applikatoren	25 g	1/8	3618315

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® DebricClean


Schnelle und effektive Wundreinigung

Produkt

Die Wundseite von Cutimed® DebricClean besteht aus weißen, sanft abrasiven Mikrofaserschlaufen mit Monofilamenten. Diese wurden speziell entwickelt zur Entfernung und Rückhaltung von Verkrustungen, Biofilm und Mikroorganismen. Die abrasiven blauen Faserschlingen brechen feste Verkrustungen auf und entfernen sie von der Wunde.

Vorteile

- > 99% Biofilmentfernung nach nur 4-maligem Wischen¹
- Handschleife für einfachen, bequemen und exakten Gebrauch
- Bedruckte Rückseite hilft bei der korrekten Anwendung und vermindert ein Durchweichen von Flüssigkeit



Anwendung

Zur sanften Abrasion und Entfernung von Verkrustungen/Biofilm/Mikroorganismen von oberflächlichen Wunden wie z. B.:

- Diabetische Ulcera
- Venöse und arterielle Ulcera
- Druckgeschwüre
- Postoperative Wunden und sekundäre Wundheilungsstörungen



Produkt	Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Cutimed® DebricClean Mechanische Wundreinigung	7617000	9 x 13 cm	5 Stk	1/12	•	5175483



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Das innovative, sichere und wirksame Debridement-Pad:



1) JB4 40031908, In-vitro-Beurteilung der Entfernung lebensfähigen Biofilms durch Cutimed® DebricClean und Cutisoft® Cotton. August 2018, BSN medical Archivdaten

Cutimed® Sorbact®

Basis-Sortiment für das Infektionsmanagement

Produkt

Cutimed® Sorbact® ist ein innovativer Wundverband, der Infekte auf besonders sichere und effiziente Weise bekämpft – rein physikalisch. Cutimed® Sorbact® bindet Keime nach dem Prinzip der hydrophoben Wechselwirkung und kommt ohne die Verwendung chemischer antimikrobieller Substanzen aus: Die spezielle Sorbact®-Beschichtung verleiht dem Produkt starke hydrophobe (wasserabweisende) Eigenschaften. Viele pathogene Bakterien und Pilze sind von Natur aus hydrophob und binden sich deshalb an das Sorbact®-Gewebe. So wird mit jedem Verbandswechsel die Keimzahl in der Wunde reduziert und optimale Bedingungen für den natürlichen Wundheilungsprozess geschaffen.

Cutimed® Sorbact® besteht aus Acetat- bzw. Baumwollgewebefasern, welche durch eine bakterienbindende Beschichtung ein effektives Infektionsmanagement bieten.

Vorteile

- Keine bekannten Mechanismen zur Resistenzentwicklung bei Bakterien oder Pilzen gegenüber Cutimed® Sorbact®
- Kein Abtöten von Bakterien und Pilzen, daher kein zusätzliches Freisetzen von Endotoxinen und damit einhergehende Heilungsverzögerung
- Zeitlich uneingeschränkte Anwendungsdauer im Therapierverlauf keine bekannten Kontraindikationen




Anwendung

Cutimed® Sorbact® eignet sich für alle sauberen, kolonisierten, kontaminierten oder infizierten, exsudierenden Wunden:


- Chronische Wunden (z. B. venöse, arterielle oder diabetische Ulzera sowie Druckgeschwüre)
- Postoperative Wunden und Wunddehiszenzen
- Traumatische Wunden
- Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen
- Hautpilzinfektionen






Verbandswechsel

Abhängig von der Exsudatmenge sowie dem Gesamtzustand der Wunde und der Wundumgebung, bis zu 7 Tage sofern es der klinische Zustand zulässt



Der einzigartige Wirkmechanismus von Cutimed® Sorbact®



Produkt	Best.-Nr.	Größe	Inhalt	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Cutimed® Sorbact® Saugkomresse Mit einer dicken Saugschicht für die zusätzliche Exsudataufnahme  	7216108	7 x 9 cm	40 Stk.	•	2996015
	7216109	7 x 9 cm	5 Stk.	•	3309749
	7216211	10 x 10 cm	40 Stk.	•	2996038
	7216212	10 x 10 cm	5 Stk.	•	2996021
	7216306	10 x 20 cm	20 Stk.	•	2996044
Cutimed® Sorbact® Komresse Primäre Wundauflage für oberflächliche oder tiefe Wunden  	7216410	4 x 6 cm	40 Stk.	•	2996050
	7216411	4 x 6 cm	5 Stk.	•	3309761
	7216508	7 x 9 cm	40 Stk.	•	2996067
	7216509	7 x 9 cm	5 Stk.	•	3309778
Cutimed® Sorbact® Tamponade Für die Anwendung in tiefen Wunden  	7216605	2 x 50 cm	20 Stk.	•	2996073

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® Sorbact® Gel

Infektionsmanagement und autolytisches Débridement

Produkt

Cutimed® Sorbact® Gel ist eine hydrogelgetränkte keimreduzierende Wundauflage. Sie reinigt die Wunde von Belägen und nekrotischem Gewebe durch autolytisches Débridement und verringert die Keimzahl in der Wunde auf Basis des Prinzips der hydrophoben Wechselwirkung: Die spezielle Sorbact®-Beschichtung verleiht dem Produkt starke hydrophobe (wasserabweisende) Eigenschaften. Viele pathogene Bakterien und Pilze sind von Natur aus hydrophob und binden sich deshalb an das Sorbact®-Gewebe. So wird mit jedem Verbandswechsel die Keimzahl in der Wunde reduziert und optimale Bedingungen für den natürlichen Wundheilungsprozess geschaffen.

Cutimed® Sorbact® Gel besteht aus einer mit Hydrogel imprägnierten Kompresse aus Acetatfasern mit einer bakterienbindenden Beschichtung.



- Postoperative Wunden und Wunddehiszenzen
- Traumatische Wunden
- Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen

Vorteile

- Keine bekannten Mechanismen zur Resistenzentwicklung bei Bakterien oder Pilzen gegenüber Cutimed® Sorbact®
- Kein Abtöten von Bakterien und Pilzen, daher kein zusätzliches Freisetzen von Endotoxinen und damit einhergehende Heilungsverzögerung
- Zeitlich uneingeschränkte Anwendungsdauer im Therapierverlauf
- Keine bekannten Kontraindikationen

Verbandswechsel

Abhängig von der Exsudatmenge sowie dem Gesamtzustand der Wunde und der Wundumgebung, bis zu 7 Tage sofern es der klinische Zustand zulässt

Anwendung

Cutimed® Sorbact® Gel eignet sich für alle sauberen, kolonisierten, kontaminierten oder infizierten Wunden und wird bei trockenen bis schwach exsudierenden Wunden eingesetzt:

- Chronische Wunden (z. B. venöse, arterielle oder diabetische Ulzera sowie Druckgeschwüre)



Produkt	Best.-Nr.	Größe	Inhalt	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Cutimed® Sorbact® Gel Mit Hydrogel imprägnierte antimikrobielle Kompresse	7261110	7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	•	3691482
	7261111	7,5 x 15 cm	10 Stk.	•	3691499
	7261114	15 x 20 cm	5 Stk.	•	5361085



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Sorbact® ist eine eingetragene Marke von ABIGO medical AB.

Cutimed® Sorbion® Sorbact®

Infektionsmanagement und Management stark exsudierender Wunden

Produkt

Cutimed® Sorbion® Sorbact® vereint die wirkstofffreie bakterienbindende Wirkung von Cutimed® Sorbact® mit herausragendem Exsudatmanagement.

Mit Cutimed® Sorbion® Sorbact® werden Infekte auf sichere und effiziente Weise bekämpft, rein physikalisch. Cutimed® Sorbion® Sorbact® bindet Keime nach dem Prinzip der hydrophoben Wechselwirkung und kommt ohne die Freisetzung chemischer antimikrobieller Substanzen aus. Mit jedem Verbandswechsel wird die Keimzahl in der Wunde reduziert, wodurch optimale Bedingungen für den Heilungsprozess geschaffen werden.

Gleichzeitig sorgt das herausragende Exsudatmanagement von Cutimed® Sorbion® Sorbact® für die Aufnahme hoher Exsudatmengen. Der integrierte superabsorbierende Verband schafft ein feuchtes Wundmilieu, absorbiert Wundexsudat und schließt es sicher im Produktkern ein. Auf diese Weise kann das Risiko von Mazerationen reduziert und der Heilungsprozess optimal unterstützt werden.

Cutimed® Sorbion® Sorbact® besteht aus einem Acetatgewebe mit einer bakterienbindenden Beschichtung und verfügt über einen superabsorbierenden Kern und eine weiße wasserabweisende Deckschicht, die das Austreten von Exsudat verhindert.

Vorteile

- Keine bekannten Mechanismen zur Resistenzentwicklung bei Bakterien oder Pilzen gegenüber Cutimed® Sorbact®
- Kein Abtöten von Bakterien und Pilzen, daher kein zusätzliches Freisetzen von Endotoxinen und damit einhergehende Heilungsverzögerung
- Zeitlich uneingeschränkte Anwendungsdauer im Therapieverlauf

- Keine bekannten Kontraindikationen
- Schnelle und sichere Absorption des Exsudats
- Hohe Retentionsleistung
- Schafft ein feuchtes Wundmilieu

Anwendung


Cutimed® Sorbion® Sorbact® wird verwendet zur Infektionsprophylaxe und bei sauberen, kontaminierten, kolonisierten oder infizierten Wunden mit starker bis übermäßiger Exsudation eingesetzt, wie z. B.:

- Dekubitus
- Diabetisches Ulcus cruris
- Vasculäres Ulcus
- Postoperative Wunden
- Traumatische Wunden
- Der Wundverband kann auch in der Kompressionstherapie verwendet werden.

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens nach 7 Tagen.



Produkt	Best.-Nr.	Größe	Wundauflage	Inhalt	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Cutimed® Sorbion® Sorbact® Superabsorbierende, keimreduzierende Wundauflage 	7269812	10 x 10 cm	8 x 9 cm	10 Stk	•	4750212
	7269813	10 x 20 cm	7,7 x 17,8 cm	10 Stk	•	4750229
	7269814	20 x 20 cm	17,8 x 17,8 cm	10 Stk	•	4750235
	7269815	20 x 30 cm	17,5 x 27,5 cm	10 Stk	•	4750235

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Sorbact® ist eine eingetragene Marke von ABIGO medical AB.

Cutimed® Sorbion® Sorbact® – Leistungsstarke Absorption und Infektionsmanagement vereint

Leistungsstarker Saugkern

Absorbiert hohe Volumen von Exsudat und schließt diese sicher im Produktkern ein

Schützende Deckschicht

Verhindert das Austreten von Exsudat und dient als Wäscheschutz

Abgerundete Ecken

Sichert hohen Tragekomfort und vermeidet Druckstellen, auch unter Kompression

Cutimed® Sorbact® Infektionsmanagement

Bindet Keime rein physikalisch

Multifunktionales Vlies

Leitet das Exsudat schnell in den Produktkern weiter und verhindert einen Rückfluss in die Wunde



Cutimed® Sorbion® Sachet S

Starkes Exsudatmanagement mit kontinuierlicher Wundbettreinigung

Produkt

Cutimed® Sorbion® Sachet S ist ein superabsorbierender Wundverband zur Versorgung von stark bis mäßig exsudierenden Wunden.

Die hydrokinetische Fasermatrix mit integrierten stark wasserspeichernden Polymeren (Superabsorbent) schafft ein feuchtes Wundmilieu, absorbiert hohe Mengen an Wundexsudat und schließt es sicher im Produktkern ein. Auf diese Weise kann das Risiko von Mazerationen reduziert und der Heilungsprozess optimal unterstützt werden.

Durch die hohe Exsudataufnahmekapazität und die hohe Retentionsleistung von Cutimed® Sorbion® Sachet S sind weniger Verbandswechsel notwendig, sodass eine heilungsfördernde Wundruhe geboten sowie der Behandlungsaufwand reduziert werden kann. Zusätzlich sorgt der Expansionsrand für einen breitflächigen Wundkontakt.

Cutimed® Sorbion® Sachet S besteht aus einem superabsorbierenden Kern und ist von einem ultraschallversiegelten Polypropylenvlies umhüllt. Das Produkt ist frei von pharmakologischen Wirkstoffen.

Vorteile

- Sehr hohe Exsudataufnahmekapazität und Retentionsleistung
- Sicherer Einschluss von Exsudat, auch unter Kompression
- Schaffung eines feuchten Wundmilieus
- Kontinuierliche Wundbettreinigung
- Reduktion der Geruchsbelastung

Anwendung

- Stark bis mäßig exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulcus, Dekubitus
- Sekundär heilende Wunden verschiedener Genese
- Exulzierierende Karzinome und ähnliche sezernierende Wunden
- Auch unter Kompressionstherapie anwendbar

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens jedoch nach vier Tagen

Produkt

Cutimed® Sorbion® Sachet S

Vielseitiger Wundverband für den primären Wundkontakt



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
7323201	7,5 x 7,5 cm	25 Stk.	•	2949808
7323202	7,5 x 7,5 cm	50 Stk.	•	2608444
7323204	5 x 12 cm	25 Stk.	•	2949777
7323205	5 x 12 cm	50 Stk.	•	2949783
7323207	10 x 10 cm	25 Stk.	•	2949814
7323208	10 x 10 cm	50 Stk.	•	2949820
7323210	10 x 20 cm	25 Stk.	•	2949694
7323211	10 x 20 cm	50 Stk.	•	2949702
7323213	15 x 15 cm	25 Stk.	•	3995644
7323214	15 x 15 cm	50 Stk.	•	3995650
7323221	10 x 18 cm	25 Stk.	•	2949688
7323222	10 x 18 cm	50 Stk.	•	2608438
7323216	20 x 20 cm	25 Stk.	•	2949731
7323217	20 x 20 cm	50 Stk.	•	2949748
7323219	20 x 30 cm	25 Stk.	•	2949754
7323220	20 x 30 cm	50 Stk.	•	2949760

Cutimed® Sorbion® Sachet XL

Starkes Exsudatmanagement für die Versorgung großflächiger Wunden

Produkt

Cutimed® Sorbion® Sachet XL ist ein superabsorbierender Wundverband speziell zur Versorgung großflächiger, stark bis mäßig exsudierender Wunden.

Aufgrund seiner der Anatomie des Körpers angepassten Form und seiner besonderen Größe ist Cutimed® Sorbion® Sachet XL für die Versorgung großflächiger Wunden ideal wie. z. B. Unterschenkel, Sakralbereich, Brustkorb, Achselbereich, Oberschenkel oder unterer Teil des Bauches, ohne dabei auf die bewährten Vorzüge von Cutimed® Sorbion® Sachet S mit seinem sicheren, leistungsstarken Exsudatmanagement zu verzichten.

Cutimed® Sorbion® Sachet XL besteht aus einem superabsorbierenden Kern und ist von einem ultraschallversiegelten Polypropylenvlies umhüllt. Das Produkt ist frei von pharmakologischen Wirkstoffen.

Vorteile

- Mehr Sicherheit und Einfachheit in der Versorgung großflächiger Wunden durch nur einen Verband
- Hoher Tragekomfort bei der Versorgung schwieriger Körperstellen
- Sehr hohe Aufnahmekapazität und Retentionsleistung
- Sicherer Einschluss von Exsudat, auch unter Kompression
- Kontinuierliche Wundbettreinigung
- Reduktion der Geruchsbelastung

Anwendung

- Stark bis mäßig exsudierende, großflächige Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulcus, Dekubitus
- Sekundär heilende Wunden verschiedener Genese
- Exulzierende Karzinome und ähnliche sezernierende Wunden
- Auch unter Kompressionstherapie anwendbar

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens jedoch nach vier Tagen



Produkt	Best.-Nr.	Größe	Inhalt	Erstat- tet über Ost-Vertrag	PZN
Cutimed® Sorbion® Sachet XL Für die Versorgung von großflächigen, exsudierenden Wunden, u. a. an Unter- und Oberschenkel, Sakralbereich, Brustkorb, Achselbereich und Bauch 	7324000	25 x 45 cm	10 Stk.	•	4550743

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage

Starkes Exsudatmanagement speziell für die Anwendung bei Drainagen, Kathetern usw.

Produkt

Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage ist ein superabsorbierender Wundverband, der insbesondere für die Anwendung bei Kathetern, Drainagen etc. entwickelt wurde. Durch seine geschlitzte Form schmiegt er sich besonders gut an Austrittsstellen um Schläuche o.ä. an.

Gleichzeitig weist Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage alle bewährten Vorteile der Cutimed® Sorbion® Sachet Produktreihe auf und zeichnet sich durch effektives Exsudatmanagement aus.

Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage besteht aus einem superabsorbierenden Kern und ist von einem ultraschallversiegelten Polypropylenvlies umhüllt. Das Produkt ist frei von pharmakologischen Wirkstoffen.

Vorteile

- Einfache und zeitsparende Applikation bei der Anwendung mit Drainagen, Kathetern etc.
- Sehr hohe Aufnahmekapazität und Retentionsleistung
- Sicherer Einschluss von Exsudat, auch unter Kompression
- Kontinuierliche Wundbetteinigung
- Reduktion der Geruchsbelastung



Anwendung

- Sehr stark bis mäßig exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulcus, Dekubitus
- Sekundär heilende Wunden verschiedener Genese
- Exulzierierende Karzinome und ähnliche sezernierende Wunden

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens jedoch nach vier Tagen



Produkt	Best.-Nr.	Größe	Inhalt	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage Speziell für die Anwendung bei Kathetern, Drainagen etc.	7324101	10 x 10 cm	25 Stk.	•	2949665
	7324102	10 x 10 cm	50 Stk.	•	2949671

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star

Starkes Exsudatmanagement in flexibler Form für konturierte Körperstellen

Produkt

Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star ist ein superabsorbierender Wundverband zur Versorgung stark bis mäßig exsudierender Wunden. Er ergänzt alle Vorteile des Cutimed® Sorbion® Sachet S mit erweiterten Anwendungsmöglichkeiten.

Durch seine flexible Form passt sich Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star ideal den verschiedenen Körperkonturen an. Ob an Zehen, Ferse, Sakrum, Brust, Ellenbogen oder in Wundhöhlen ist der Verband flexibel einsetzbar und anschmiegsam, jedoch ohne auf die bewährten Vorzüge von Cutimed® Sorbion® Sachet S mit seinem leistungsstarken Exsudatmanagement zu verzichten.

Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star besteht aus einem superabsorbierenden Kern und ist von einem ultraschallversiegelten Polypropylenvlies umhüllt. Das Produkt ist frei von pharmakologischen Wirkstoffen.

Vorteile

- Flexible und äußerst anpassungsfähige Form für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Sehr hohe Aufnahmekapazität und Retentionsleistung
- Sicherer Einschluss von Exsudat, auch unter Kompression
- Kontinuierliche Wundbettreinigung
- Reduktion der Geruchsbelastung




Anwendung

- Stark bis mäßig exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulcus, Dekubitus
- Sekundär heilende Wunden verschiedener Genese
- Exulzierende Karzinome und ähnliche sezernierende Wunden
- Auch unter Kompressionstherapie anwendbar

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens jedoch nach vier Tagen



Produkt	Best.-Nr.	Größe	Inhalt	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star Eignet sich durch seine flexible Form für die Anwendung an konturierten Körperstellen, z. B. Zehe, Ferse, Sakrum, Brust, Ellenbogen oder auch in Wundhöhlen	7323701	Ø 8 cm	10 Stk.	•	4050058
	7323703	Ø 14 cm	10 Stk.	•	4050064

Cutimed® Sorbion® Sana

Sicheres atraumatisches und starkes Exsudatmanagement mit hohem Tragekomfort

Produkt


Cutimed® Sorbion® Sana ist ein superabsorbierender, atraumatischer Wundverband zur Versorgung stark bis mäßig exsudierender Wunden. Durch die spezielle dreidimensionale Struktur seiner Hülle wird die Kontaktfläche mit dem Wundgrund minimiert. Daher ist Cutimed® Sorbion® Sana besonders gut für die Behandlung von Wunden geeignet, bei denen ein atraumatischer und schmerzloser Verbandswechsel im Vordergrund steht, z.B. Wunden mit uneinheitlichem Heilungsverlauf (Epithelisierunginseln/trockenere Wundbereiche), in der Palliativversorgung oder bei schmerzempfindlichen Patienten.

Die hydrokinetische Fasermatrix mit integrierten, stark wasserspeichernden Polymeren (Superabsorbent) schafft ein feuchtes Wundmilieu, absorbiert Wundexsudat vertikal und schließt es sicher im Produktkern ein. Auf diese Weise kann das Risiko von Mazerationen reduziert und der Heilungsprozess optimal unterstützt werden.

Cutimed® Sorbion® Sana besteht aus einem superabsorbierenden Kern, der von einem ultraschallversiegelten Polypropylenvlies und zusätzlich außen von einer dreidimensionalen Wundkontaktschicht aus Polyethylen umhüllt ist. Das Produkt ist frei von pharmakologischen Wirkstoffen.

Vorteile

- Atraumatischer Verbandswechsel
- Hohe Exsudataufnahme- und Retentionsleistung, auch unter Kompression
- Schaffung eines feuchten Wundmilieus
- Unterstützung des Gewebeaufbaus
- Reduktion von Geruchsbelastung



Anwendung

- Stark bis mäßig exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Dekubitalgeschwüre, Ulcus cruris und andere Ulcera, diabetisches Fußsyndrom
- Trauma-Wunden

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens jedoch nach 7 Tagen



Produkt	Best.-Nr.	Größe	Inhalt	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Cutimed® Sorbion® Sana Vielseitiger Faserverband mit hohem Tragekomfort	7323300	8,5 x 8,5 cm	10 Stk.	•	3275074
	7323303	12 x 12 cm	10 Stk.	•	3275080
	7323306	12 x 22 cm	10 Stk.	•	3275097
	7323309	22 x 22 cm	10 Stk.	•	3275105

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® Sorbion® Sana Gentle

Die hydroaktive atraumatische Wundauflage

Vormals:
Cutimed Sorbion Comfort

Produkt

Die hydroaktive atraumatische Wundauflage Cutimed® Sorbion® Sana Gentle hat eine Innenmatte mit stark wasserspeichernden Polymeren (Superabsorber). Die Innenmatte ist mit zwei Schichten umhüllt: eine innere Vliesschicht aus Polypropylen und eine äußere Wundkontaktschicht aus Polyethylenfolie mit dreidimensionaler Perforation. Beide Schichten sind ultraschallversiegelt. Cutimed® Sorbion® Sana Gentle ist frei von pharmakologischen Wirkstoffen, Bindemitteln und Klebstoffen.



Vorteile

- Wundauflage schafft ein feuchtes Wundmilieu bei gleichzeitig guter Retentionsleistung der absorbierten Flüssigkeit
- Verbesserte Kontrolle der Keimbesiedelung der Wunde häufig zu beobachten
- Fibrinöse Beläge und Toxine haften am Produkt und werden beim Verbandwechsel sanft entfernt

Verbandswechsel

Cutimed® Sorbion® Sana Gentle sollte gewechselt werden, bevor das Produkt gesättigt ist und Flüssigkeit auf der Rückseite durchtritt, spätestens jedoch nach sieben Tagen. Die maximale Verweildauer kann je nach Patient und Wundsituation verkürzt sein.

Anwendung

Cutimed® Sorbion® Sana Gentle ist für den Einsatz bei chronischen oder traumatischen exsudierenden Wunden wie

- Dekubitusgeschwüren
- Ulcus cruris
- Diabetischer Fußulzera
- Anderen Wunden mit Sekundärheilung
- Dehiszierten Wunden
- Verbrennungen
- Spalthautentnahmestellen
- Epidermolysis bullosa (EB)



Produkt	Best.-Nr.	Größe	Inhalt	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Cutimed® Sorbion® Sana Gentle ist eine hydroaktive atraumatische Wundauflage 	7323319	8,5 x 8,5 cm	10 Stk.	•	4352687
	7323322	12 x 12 cm	10 Stk.	•	4352693
	7323325	22 x 12 cm	10 Stk.	•	4352718
	7323314	22 x 22 cm	10 Stk.	•	4352701

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt



Cutimed® Sorbion® Border

Starkes Exsudatmanagement mit schneller, einfacher Fixierung und atraumatischer Entfernung

Produkt

Cutimed® Sorbion® Border ist ein superabsorbierender, selbstklebender Wundverband zur Versorgung von mäßig bis übermäßig stark exsudierenden Wunden.

Der hautfreundlicher Silikon-Haftrand von Cutimed® Sorbion® Border, aus innovativer, stark haftender Silikon-Technologie, sorgt für eine sichere Fixierung mit maximaler Schonung der Wundumgebungshaut. Dies bietet dem Patienten einen atraumatischen Verbandwechsel sowie eine einfache Repositionierbarkeit der Wundaufgabe. Seine hoch atmungsaktive Deckfolie unterstützt zudem das feuchte Wundmilieu und fördert die Wundheilungsbedingungen.

Cutimed® Sorbion® Border kommt überall dort zum Einsatz, wo eine schnelle und einfache Applikation erforderlich ist, ohne auf die bewährten Vorzüge von Cutimed® Sorbion® mit seinem effektiven leistungsstarken Exsudatmanagement zu verzichten.

Cutimed® Sorbion® Border besteht aus einem stark wasserhaltenden, superabsorbierenden Kern, der von einer Wundkontaktschicht aus einem hypoallergenen Polypropylenvlies umhüllt ist, und einem stark haftenden, sanften Silikon-Haftrand. Die atmungsaktive, wasserdichte Rückseite ist aus Polyurethan und ermöglicht das Duschen.

Vorteile

- Leistungsstarkes, vertikales Exsudatmanagement und hohe Retentionsleistung – auch unter Kompression
- Zuverlässige und schonende Fixierung
- Atraumatischer Verbandwechsel
- Zeit- und Kostenersparnis
- Repositionierbar und duschfest


Anwendung

- Cutimed® Sorbion® Border ist vorgesehen
- Zur Behandlung von übermäßig stark bis mäßig exsudierende Wunden, wie z. B.
- Ulcus cruris
- Diabetische Fußulcera
- Dekubitus
- Nässende Laparotomie-Wunden
- Hautfisteln
- Exulzierende Karzinome
- Postoperative Wunddehiszenzen und ähnliche Wunden mit Exsudation

Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, bei stark exsudierenden Wunden bis zu vier Tagen und bei Wunden mit mäßiger Exsudation spätestens jedoch nach sieben Tagen



Produkt	Bestell-Nr.	Größe	Wundauflage	Inhalt	PZN
Cutimed® Sorbion® Border Superabsorbierende Wundaufgabe mit Silikon-Haftrand für eine schnelle, einfache Applikation 	7101000	10 x 10 cm	5 x 5 cm	10	5682300
	7101002	15 x 15 cm	10 x 10 cm	10	5682286
	7101003	20 x 20 cm	15 x 15 cm	10	5682257
	7101004	10 x 23 cm	5 x 18 cm	10	5682292
	7101007	9 x 11 cm (oval)	4,5 x 7 cm	10	5682317
	7101008	19,5 x 22 cm (Sacrum)	14 x 17 cm	10	5682263

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® Siltec®

Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband:
Sanft haftend, auch für empfindliche Haut

Produkt

Cutimed® Siltec® ist ein hochabsorbierender Schaumverband zur effektiven Behandlung chronischer Wunden – speziell für schwache bis mäßig starke Exsudatmengen.

Seine spezielle Schaumstruktur ermöglicht die vertikale Absorption von Wundexsudat unterschiedlicher Viskositäten und Mengen, bei gleichzeitig hoher Wasserdampfdurchlässigkeit. Auf diese Weise kann ein optimal feuchtes Wundmilieu gewährleistet werden. Das leistungsstarke Exsudatmanagement wird durch seine Superabsorber Technologie unterstützt, sodass Exsudat auch unter Kompression sicher im Produktinneren eingeschlossen wird.

Mit seinem hautfreundlichen Silikonfilm auf der Wundkontaktseite bietet Cutimed® Siltec® eine maximale Schonung der Wundumgebungshaut und bietet dem Patienten einen atraumatischen Verbandswechsel. Cutimed® Siltec® kann insbesondere bei stark beanspruchter Haut und Pergament-/Cortisonhaut angewendet werden.

Cutimed® Siltec® besteht aus einem Polyurethanschaum mit sanft haftendem Silikonfilm.

Vorteile

- Sicherer Exsudateinschluss, auch unter Kompression
- Weich und anpassungsfähig
- Atraumatischer und schmerzärmer Verbandswechsel
- Effektiver Einsatz in allen Phasen der Wundheilung



Anwendung

- Schwach bis mäßig stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulkus, Dekubitus
- Sekundär heilende Wunden verschiedener Genese, wie z. B. postoperative Wundheilungsstörung, Hauttransplantate

Verbandswechsel

Kann bis zu sieben Tage auf der Wunde verbleiben – in Abhängigkeit vom Wundzustand und der Exsudation.



Produkt	Bestell-Nr.	Größe	Inhalt	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Cutimed® Siltec®	7328501	10 x 10 cm	10 Stk.	•	4747204
Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband	7328502	10 x 20 cm	10 Stk.	•	4747210
	7328503	15 x 15 cm	10 Stk.	•	4747227

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® Siltec® Plus

Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband:
Stärkere Anfangshaftung für eine einfache Applikation

Produkt

Cutimed® Siltec® Plus ist ein hochabsorbierender Schaumverband zur effektiven Behandlung chronischer Wunden – speziell für schwache bis mäßig starke Exsudatmengen.

Sein Silikonfilm mit dem Plus an Haftung zeichnet sich durch eine stärkere Anfangshaftung für eine einfache und zuverlässige Applikation des Schaumverbands aus und ist deshalb auch für schwer zugängliche Wunden geeignet. So werden Anwender durch den „Dritte-Hand-Effekt“ beim Anlegen der Sekundärfixierung effektiv entlastet. Des Weiteren schützt der Silikonfilm bei Cutimed® Siltec® Plus neu gebildetes Gewebe und verhindert, dass der Verband mit der exsudierenden Wunde verklebt. Kombiniert mit der speziellen Cutimed® Siltec®-Schaumstruktur mit Superabsorber Technologie zeichnet sich Cutimed Siltec Plus durch ein schnelles und zuverlässiges Exsudatmanagement aus.

Cutimed® Siltec® Plus besteht aus einem Polyurethanschaum mit einem stark haftenden Silikonfilm für eine effektive Anfangshaftung.

Vorteile

- „Dritte-Hand-Effekt“ erleichtert die Applikation, besonders bei schwer zugänglichen Wunden
- Sicherer Exsudateinschluss, auch unter Kompression
- Atraumatischer und schmerzloser Verbandswechsel



Anwendung

- Schwach bis mäßig stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulkus, Dekubitus
- Sekundär heilende Wunden verschiedener Genese, wie z. B. postoperative Wundheilungsstörung, Hauttransplantate

Verbandswechsel

Kann bis zu sieben Tage auf der Wunde verbleiben – in Abhängigkeit vom Wundzustand und der Exsudation.



Produkt	Bestell-Nr.	Größe	Inhalt	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Cutimed® Siltec® Plus Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit stärkerer Anfangshaftung 	7328800	5 x 6 cm	10 Stk.	•	4871915
	7328801	10 x 10 cm	10 Stk.	•	4871921
	7328802	10 x 20 cm	10 Stk.	•	4871938
	7328803	15 x 15 cm	10 Stk.	•	4871944
	7328804	20 x 20 cm	5 Stk.	•	4871950

Cutimed® Siltec® L

Dünnere, absorbierender Silikon-Schaumverband:
Für hautverträgliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit

Produkt

Cutimed® Siltec® L ist ein dünner, absorbierender Schaumverband zur effektiven Behandlung chronischer Wunden – speziell für schwache bis mäßige Exsudatmengen.

Als weicher, äußerst flexibler und anpassungsfähiger Verband lässt sich Cutimed® Siltec® L hervorragend an schwer zu versorgenden Körperstellen wie z. B. Zehenzwischenräumen oder Hautfalten applizieren.

Kombiniert mit der speziellen Cutimed® Siltec® Schaumstruktur mit Superabsorber Technologie zeichnet sich Cutimed® Siltec® L durch ein zuverlässiges Exsudatmanagement aus.

Mit seinem Silikonfilm auf der Wundkontaktseite garantiert Cutimed® Siltec® L eine maximale Schonung der Wundumgebungshaut und bietet dem Patienten einen atraumatischen Verbandswechsel.

Cutimed® Siltec® L besteht aus einem Polyurethanschaum mit sanft haftendem Silikonfilm.

Vorteile

- Äußerst weich, flexibel und anpassungsfähig – trägt dabei nicht auf
- Sicherer Exsudateinschluss, auch unter Kompression
- Besonders hautverträglich dank sanfter Haftung



Anwendung

- Schwach bis mäßig exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulkus, Dekubitus
- Sekundär heilende Wunden verschiedener Genese, wie z. B. postoperative Wundheilungsstörung, Hauttransplantate

Verbandswechsel

Kann bis zu sieben Tage auf der Wunde verbleiben – in Abhängigkeit vom Wundzustand und der Exsudation.



Produkt	Bestell-Nr.	Größe	Inhalt	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Cutimed® Siltec® L (Light) Dünnere, absorbierender Silikon-Schaumverband, sanft haftend	7328300	5 x 6 cm	10 Stk.	•	4747167
	7328301	10 x 10 cm	10 Stk.	•	4747173
	7328302	15 x 15 cm	10 Stk.	•	4747196



Cutimed® Siltec® B

Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit Silikon-Haftrand:
Zuverlässiger Halt, auch bei stärkeren Bewegungen

Produkt


Cutimed® Siltec® B ist ein selbsthaftender, hochabsorbierender Schaumverband zur effektiven Behandlung chronischer Wunden – speziell für schwache bis mäßig starke Exsudatmengen.

Der Silikon-Haftrand von Cutimed® Siltec® B sorgt für eine schonende und dennoch sichere Haftung der Wundauflage. Durch den Verzicht einer Sekundärfixierung ist ein einfaches Anlegen und sicheres Applizieren möglich, wodurch eine Kosten- und Zeitersparnis generiert werden kann. Kombiniert mit der speziellen Cutimed® Siltec®-Schaumstruktur mit Superabsorber Technologie zeichnet sich Cutimed® Siltec® Plus durch ein schnelles und zuverlässiges Exsudatmanagement aus. Mit seinem Silikonfilm auf der Wundkontaktseite bietet Cutimed® Siltec® B eine maximale Schonung der Wundumgebungshaut und bietet dem Patienten einen atraumatischen Verbandswechsel. Für die patientenindividuelle Versorgung ist Cutimed® Siltec® B zuschneidbar und zum Duschen geeignet.

Cutimed® Siltec® B besteht aus einem Polyurethanschaum mit einem Silikonfilm inkl. Haftrand. Cutimed® Siltec® B ist auch bei Strahlentherapie einsetzbar.

Vorteile

- Zuverlässiger Halt auch bei stärkeren Bewegungen
- Sicherer Exsudateinschluss, auch unter Kompression
- Zeit- und Kostenersparnis durch einfaches, repositionierbares Anlegen
- Bei Strahlentherapie einsetzbar
- Duschfest



Anwendung

- Schwach bis mäßig stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulkus, Dekubitus
- Sekundärheilende Wunden verschiedener Genese, wie z. B. postoperative Wundheilungsstörung, Hauttransplantate

Verbandswechsel

Kann bis zu sieben Tage auf der Wunde verbleiben – in Abhängigkeit vom Wundzustand und der Exsudation.



Produkt	Bestell-Nr.	Größe	Wundauflage	Inhalt	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Cutimed® Siltec® B (Border)	7328405	10 x 10 cm	6 x 6 cm	10 Stk.	•	4871996
Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit Silikon-Haftrand	7328406	10 x 22,5 cm	5 x 16,5 cm	10 Stk.	•	4872056
	7328401	12,5 x 12,5 cm	8,2 x 8,2 cm	10 Stk.	•	4872004
	7328402	15 x 15 cm	10 x 10 cm	10 Stk.	•	4872010
	7328403	17,5 x 17,5 cm	12,3 x 12,3 cm	5 Stk.	•	4872027
	7328404	22,5 x 22,5 cm	16,5 x 16,5 cm	5 Stk.	•	4872033

Cutimed® Siltec® Sonderformen

Rundum versorgt: Abgestimmte Vielfalt an hochabsorbierenden Silikon-Schaumverbänden

Produkt

Die Cutimed® Siltec® Sonderformen bieten eine Versorgungsvielfalt speziell abgestimmt auf stark konturierte/schwer zu versorgende Körperareale und vereinen dabei alle Vorteile des modernen, hochabsorbierenden Cutimed® Siltec® Schaumverbands. Effektive Behandlung chronischer Wunden – speziell für schwache bis starke Exsudatmengen.

Cutimed® Siltec® B Oval

- Ideal für unebene Körperkonturen und -formen
- Besonders anschmiegsam dank anatomischer, ovaler Form
- Schonender Silikon-Haftrand, keine zusätzliche Fixierung notwendig
- Zum Duschen geeignet und bei Strahlentherapie einsetzbar
- Zuschneidbar

Cutimed® Siltec® Sacrum

- Anatomisch angepasste Form für eine zeitsparende und einfache Versorgung des Sakralbereichs
- Der voreingeschnittene, extra breite Silikon-Haftrand sichert ein einfaches und genaues Anlegen in Richtung der Anusfalte, keine zusätzliche Fixierung notwendig
- Polstert die Wunde und unterstützt die Druckentlastung

- Zum Duschen geeignet und bei Strahlentherapie einsetzbar
- Zuschneidbar

Cutimed® Siltec® Plus Heel




- Mit stärkerer Anfangshaftung: „Dritte-Hand-Effekt“ erleichtert die Applikation
- Besonders geeignet für schwer zugängliche Wunden
- Extra dicker Schaum (7 mm) polstert die Wunde und unterstützt die Druckentlastung
- Fixierung notwendig
- Zuschneidbar

Anwendung

- Schwach bis mäßig stark exsudierende Wunden
- Chronische Wunden, wie z. B. Ulcus cruris verschiedener Genese, diabetisches Ulkus, Dekubitus
- Sekundärheilende Wunden verschiedener Genese, wie z. B. postoperative Wundheilungsstörung, Hauttransplantate

Verbandswechsel

Kann bis zu sieben Tage auf der Wunde verbleiben – in Abhängigkeit vom Wundzustand und der Exsudation.

Produkt	Bestell-Nr.	Größe	Inhalt	Wundauflage	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Cutimed® Siltec® B Oval Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit Silikon-Haftrand, oval 	7328414	7 x 10 cm	10 Stk.	3 x 6 cm	•	4872062
	7328421	13 x 16 cm	5 Stk.	8,6 x 11,6 cm	•	5175477
Cutimed® Siltec® Sacrum Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit Silikon-Haftrand für den Sakralbereich 	7328701	23 x 23 cm	5 Stk.		•	4871973
Cutimed® Siltec® Plus Heel Hochabsorbierender Silikon-Schaumverband mit stärkerer Anfangshaftung u. a. für die Ferse 	7328805	16 x 24 cm	5 Stk.		•	4871967

Cutimed® Gelling Fiber

Feucht haltender Faserverband für trockene bis stark exsudierende Wunden

Produkt

Cutimed® Gelling Fiber ist eine weiche, hydrophile, sterile, nicht gewebte gelbindende Wundauflage oder -Tamponade, die aus Natriumcarboxymethylcellulose und verstärkten Fasern besteht. Cutimed® Gelling Fiber ist eine anpassungsfähige und stark absorbierende Wundauflage. Cutimed® Gelling Fiber nimmt Wundexsudat auf und bildet ein weiches Gel, welches die Wunde feucht hält und die Wundheilung unterstützt.

Vorteile

- Erleichtert das Entfernen von abgestorbenem Gewebe aus der Wunde (autolytisches Debridement) ohne Beschädigung des neugebildeten Gewebes

Anwendung


Unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal ist Cutimed® Gelling Fiber für die Versorgung trockener bis stark exsudierender Wunden und für die Aufnahme von Exsudat vorgesehen. Cutimed® Gelling Fiber kann für die lokale Behandlung von folgenden Wunden eingesetzt werden:

- Beingeschwüre, Druckgeschwüre (Grad II-IV) und diabetische Ulzera
- Chirurgische Wunden (z. B. postoperative Wunden mit sekundärer Wundheilung und Spalthautentnahmestellen)
- Verbrennungen zweiten Grades
- Exsudataufnahme in onkologischen Wunden
- Traumatische Wunden (z.B: Schürf- und Risswunden)

Verbandswechsel

Cutimed® Gelling Fiber kann bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben. Ausnahmen: bei Brandwunden und Spalthautentnahmestellen sind es bis zu 14 Tage



Produkt	Best.-Nr.	Größe	Inhalt	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Cutimed® Gelling Fiber Vielseitiger Wundverband für den primären Wundkontakt 	7121800	5 x 5 cm	10 Stk	•	5467079
	7121801	10 x 10 cm	10 Stk	•	5467085
	7121802	15 x 15 cm	5 Stk	•	5467091
	7121803	4 x 10 cm	10 Stk	•	5467116
	7121804	4 x 20 cm	10 Stk	•	5467122
	7121805	4 x 30 cm	10 Stk	•	5467139
	7121807	1 x 45 cm	5 Stk	•	5467145
	7121806	2 x 45 cm	5 Stk	•	5467151

Cutimed® Alginate

Natürliches Exsudatmanagement mit hohem Absorptionsvermögen

Produkt

Cutimed® Alginate ist ein aus natürlichen Meeresalgen hergestelltes Alginat, das zu 20% aus Calcium- und 80% Natriumalginat besteht. Das Trägermaterial ist ein halbdurchlässiger Vliesstoff, welcher beidseitig mit Naturfasern aus Meeresalgen beschichtet ist. Eine im Produktkern enthaltene Integritätsschicht verleiht dem Verband eine verbesserte Nassstabilität.

Während des Austausches der Calciumionen des Wundverbandes mit den Natriumionen des Exsudates wandelt sich das Alginat unter Flüssigkeitsaufnahme in ein Gel um.

Cutimed® Alginate besticht durch ein sehr hohes und schnelles Absorptions- und Retentionsvermögen, wodurch die Anzahl der Verbandswechsel reduziert und das Mazerationsrisiko verringert wird. Seine gelartige Konsistenz ermöglicht einen einfachen Verbandswechsel, da Flüssigkeit sicher im Kern eingeschlossen bleibt. Der Verband lässt sich in einem Stück und für den Patienten schmerzarm entfernen.

Cutimed® Alginate wirkt blutstillend bei leicht blutenden Wunden. Dank der hochflexiblen Fasern passt es sich an jeden Wundgrund an und lässt sich leicht zuschneiden.

Anwendung

Cutimed® Alginate® ist geeignet für:

- Mäßig bis stark exsudierende Wunden, wie z. B. oberflächliche Verletzungen, Hohlwunden, Druckstellen, diabetisches Ulcus, venöses/arterielles Ulcus cruris
- Spenderflächen
- Postoperative Wunden
- Auch unter Kompressionstherapie anwendbar



Verbandswechsel

Abhängig vom Patienten und der Wundsituation, spätestens jedoch nach 7 Tagen. Die Daueranwendung sollte insgesamt 30 Tage nicht überschreiten.



Produkt		Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Cutimed® Alginate Alginatverband 	Alginatkomresse	7263400	5 x 5 cm	10 Stk.	1/10	3441466
		7263401	10 x 10 cm	10 Stk.	1/10	3441472
	Alginattamponade	7263402	10 x 20 cm	10 Stk.	1/10	3441489
		7263403	2,5 x 30 cm	5 Stk.	1/10	3441495

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® Hydro L

Gezieltes Wundmanagement – reguliert das feuchte Wundklima

Produkt

Cutimed® Hydro L ist ein Sortiment steriler, selbstklebender Hydrokolloidverbände, die ein feuchtes Wundmilieu schaffen, erhalten und so die Heilung fördern. Hydrokolloide absorbieren das Exsudat und bilden dabei ein stabiles Gel, das sich der Wunde anpasst. Durch die vertikale Absorption des Exsudates werden die Wundränder trocken gehalten und Mazerationrisiken gesenkt. Die Gefahr einer Kolonialisierung mit Bakterien ist durch die Versiegelung der Wunde minimiert. Cutimed® Hydro ist wasserfest, hat einen optimalen Halt und lässt sich in einem Stück entfernen.

Der dünne Cutimed® Hydro L besteht aus einer Wundkontaktschicht aus Hydrokolloiden mit einer Oberseite aus einem semipermeablen Polyurethanfilm.

Anwendung


Cutimed® Hydro L für trockene bis schwach exsudierende Wunden:

- Lazerationen
- Leichte Abschürfungen
- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Riss- oder Schnittwunden
- Als postoperativer Schutz von verschlossenen chirurgischen Wunden

Verbandswechsel

In Abhängigkeit vom Wundzustand (z.B.: Exsudatmenge)



Produkt	Best.-Nr.	Größe	Inhalt
Cutimed® Hydro L	7263600	5 x 25 cm	12 Stk.
Dünner Hydrokolloidverband	7263601	7,5 x 7,5 cm	10 Stk.
	7263602	10 x 10 cm	10 Stk.
	7263603	15 x 15 cm	5 Stk.

Cuticell® Contact

Die silikonbasierte Wundkontaktschicht für einen ungestörten Heilungsverlauf

Produkt

Cuticell® Contact ist eine sterile Primärauflage für schwach bis stark exsudierende Wunden, die an der Wundumgebung haftet, aber nicht auf der feuchten Wunde (Siltec®-Technologie).

Während das Wundexsudat ungehindert durch die silikonbeschichtete Auflage durchtreten kann, wird gleichzeitig ein Einwachsen der absorbierenden Sekundärauflage in die Wunde verhindert. Auf diese Weise kann der Sekundärverband jederzeit erneuert werden, ohne die Wunde zu traumatisieren. Das Ergebnis ist ein ungestörter Heilungsverlauf und eine hohe Sicherheit in der Therapie.

Cuticell® Contact besteht aus einem dünnen, elastischen Polyurethanfilm, der einseitig mit weichem Silikon beschichtet ist.



Anwendung

Cuticell® Contact eignet sich zur Behandlung von akuten und chronischen Wunden, wie z. B.:

- Ulcus cruris, Dekubitus
- Operationswunden
- Blasenbildung
- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Spalthautentnahmestellen
- Schnittwunden, Abschürfungen und Hautrisse

Cuticell® Contact kann als Wundkontaktschicht in Verbindung mit Unterdruckwundtherapie (NPWT) eingesetzt werden. Cuticell® Contact kann mit Antiseptika kombiniert werden.

Anwendungsdauer

Bis zu 14 Tage in Abhängigkeit vom Wundzustand (z. B. Exsudatmenge) und von der Wahl des Sekundärverbandes



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Cuticell® Contact				
7268001	7,5 x 10 cm	5 Stk.	1/20	4254074
7268002	10 x 18 cm	5 Stk.	1/20	4254080
7268003	15 x 25 cm	5 Stk.	1/10	4254097
Cuticell® Contact Im roten Verpackungsdesign				
7999100	5 x 7,5 cm	5 Stk.	1/30	4757958

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cuticell®

Die verklebungsarme Wundauflage mit Salbenimprägnierung auf Eucerit®-Basis

Produkt

Cuticell® ist eine sterile Primärauflage für oberflächliche, exsudierende Wunden. Die aus Acetatfäden bestehende Komresse ist mit einer wirkstofffreien Salbe auf Eucerit®-Basis beschichtet, die das Verkleben mit der Wunde weitestgehend verhindert. Gleichzeitig sorgt die engmaschige Struktur des Produktes dafür, dass Granulationsgewebe nicht einwachsen kann. Cuticell® ist latexfrei, belastet Wunden nicht mit überschüssigen Salbenmengen und ist luft- und sekretdurchlässig. Das Ergebnis: Die Wundkontaktschicht minimiert Schmerzen beim Verbandswechsel und sichert die Wundruhe.

Cuticell® besteht aus einer Wundauflage mit Acetatträger und einer Salbenbeschichtung auf Eucerit®-Basis.



Anwendung

Cuticell® eignet sich zur klassischen Behandlung oberflächiger, exsudierender Wunden, wie z. B.:

- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Risswunden und Abschürfungen
- Platzwunden
- Strahlenschäden
- Hauttransplantate und Spalthautentnahmestellen

Anwendungsdauer

Kurzfristig, einen bis mehrere Tag(e)



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	Erstattet über Ost-Vertrag	PZN
Cuticell®					
7253900	7,5 x 7,5 cm	10 Stk.	1/60	•	4321758
7253901	7,5 x 7,5 cm	50 Stk.	1/12	•	4321764
7253902	7,5 x 20 cm	10 Stk.	1/30		4321770
7253903	7,5 x 20 cm	50 Stk.	1/6		4321787

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cuticell® Classic

Die verklebungsarme Salbenkompresse mit Paraffin

Produkt

Cuticell® Classic ist die wirtschaftliche Alternative in der klassischen Versorgung exsudierender Wunden. Die sterile Salbenkompresse ist mit Weichparaffin imprägniert, um ein Verkleben mit der Wunde weitgehend zu verhindern und einen atraumatischen Verbandswechsel zu gewährleisten. Cuticell® Classic ist latexfrei, luft- und sekretdurchlässig und gewährleistet Wundruhe. Die Imprägnierung unterstützt darüber hinaus das feuchte Wundmilieu.

Cuticell® Classic besteht aus offen gewebter Baumwollgaze, die mit Weichparaffin imprägniert ist.

Anwendung

Klassische Behandlung exsudierender Wunden, wie z. B.:

- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Risswunden und Abschürfungen
- Ulcus cruris
- Hauttransplantate und Spalthautentnahmestellen

Anwendungsdauer

Kurzfristig, einen bis mehrere Tag(e)



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Cuticell® Classic				
7253800	5 x 5 cm	5 Stk.	1/120	4316912
7253801	5 x 5 cm	50 Stk.	1/12	4316929
7253802	10 x 10 cm	10 Stk.	1/60	4316935
7253804	10 x 40 cm	10 Stk.	1/30	4321741

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt



1.4 VLIESKOMPRESSEN

Für den Therapieerfolg des Patienten

Von der sach- und fachgerechten Versorgung selbst kleinerer Wunden hängt in entscheidendem Maße der Heilungsverlauf ab. Deshalb lässt Essity bei der Auswahl und der Verarbeitung von Materialien zur Wundreinigung und Wundabdeckung höchste Sorgfalt walten. Nur dann ist gewährleistet, dass es beim direkten Kontakt mit der Wunde weder zu Irritationen noch zu sonstigen Störungen der Wundruhe kommt.

Um dem Anwender eine patientenorientierte Wundversorgung zu ermöglichen, führt Essity ein hochwertiges Sortiment:

- Kompressen und Tupfer aus Mull für die professionelle Routineversorgung
- Vlieskompressen, die besonders weich sind, für druck- und schmerzempfindliche Wunden

Vlieskompressen

Cutisoft® Vlieskompressen 66

Cutisoft® Vlieskompressen

Die weiche Vlieskompressen zur Versorgung empfindlicher Wunden

Produkt

Druck- und schmerzempfindliche Wunden wie z. B. Verbrennungen oder Abschürfungen benötigen eine sehr weiche Wundauflage. In diesen Fällen sind Cutisoft® Vlieskompressen häufig eine Alternative zur Standardversorgung. Sie sind für Anwender und Patienten wesentlich komfortabler als herkömmliche Mullkompressen.

Cutisoft® Vlieskompressen stehen in 3 Größen in steriler und unsteriler Ausführung zur Auswahl. Sie sind atmungsaktiv, angenehm weich und besonders für schmerz- und druckempfindliche Wunden, z. B. durch Verbrennungen geeignet. Cutisoft® Vlieskompressen sind saugfähig und haben ein geringes Verklebungsrisiko. Zur Wundversorgung bei Kanülen und Drainagen können Cutisoft® Schlitz-Vlieskompressen eingesetzt werden.

Cutisoft® Vlieskompressen bestehen aus 70% Viskose und 30% Polyester.



Neuer Name ab Mai 2023:
Leukoplast compress non-woven

Anwendung

Cutisoft® Vlieskompressen eignen sich besonders für schmerz- und druckempfindliche Wunden wie Abschürfungen und Brandwunden.

Anwendungsdauer

Kurzfristig, einen bis mehrere Tag(e)



Bestell-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Cutisoft®, unsteril, in Papiertüte verpackt in Faltschachtel				
4584400	5 x 5 cm	100 Stk.	1/70	2996274
4584500	7,5 x 7,5 cm	100 Stk.	1/40	2996297
4584600	10 x 10 cm	100 Stk.	1/30	2996305
Cutisoft®, steril, in Peelbeutel zu 2 Stück eingesiegelt in Faltschachtel				
4584700	5 x 5 cm	50 Stk.	1/20	2996251
4584800	7,5 x 7,5 cm	50 Stk.	1/16	2996268
4584900	10 x 10 cm	50 Stk.	1/12	2996280
Cutisoft®, steril, in Peelbeutel zu 2 Stück eingesiegelt im roten Verpackungsdesign				
7999500	7,5 x 7,5 cm	12 Stk.	1/24	4736086

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt





1.5 JOBST® KOMPRESSIONSVERSORGUNGEN

Für den Therapieerfolg des Patienten

Medizinische Kompressionsprodukte aus dem JOBST® Medical Wear-Programm gewährleisten eine wirksame Therapie zur Behandlung von venösen und lymphatischen Erkrankungen. Die Kompressionsversorgungen üben einen genau definierten, von distal nach proximal abnehmenden Druck auf die erkrankte Extremität aus (medizinischer Druckverlauf): So ist der benötigte Druck im Fessel- oder Handgelenkbereich am stärksten und nimmt nach oben hin ab. Die Blutzirkulation wird an der versorgten Extremität spürbar verbessert.

Medizinische Kompressionsprodukte von JOBST® sichern durch eine umfassende Größenauswahl, die Möglichkeit der Maßanfertigung und besonders haltbare, weiche und atmungsaktive Materialien die für den Therapieerfolg erforderliche Compliance der Patienten.

Bereich Bein

JOBST® Travel Socks	70
JOBST® UlcerCARE Standard	72


JOBST® Travel Socks

Die Reisesocken für Frauen und Männer – Comfort, Health and Style

Produkt

JOBST® Travel Socks helfen das Risiko einer Thrombose in den tiefen Beinvenen zu reduzieren. Darüber hinaus bleiben Beine mit JOBST® Travel Socks topfit und kommen frisch am Reiseziel an.

Farbangebot




Eigenschaften und Vorteile

- Moderne Optik für Frauen und Männer
- Für Beruf und Freizeit gleichermaßen geeignet
- Hoher Baumwollanteil für angenehmen Tragekomfort
- Hilft den venösen Blutfluss in Ihren Beinvenen zu verbessern und unangenehme Schwellungen an Beinen und Füßen zu vermeiden
- Verringert das Risiko einer tiefen Venenthrombose


Materialzusammensetzung:

55% Polyamid, 33% Baumwolle, 12%Elasthan



Masstabelle JOBST® Travel Socks Kniestrümpfe

Messpunkt	Größe				
Umfangmaße in cm	1	2	3	4	5
Wadenumfang (cC)	27-37	30-40	33-43	36-46	39-49
Knöchelumfang (cB)	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29
Schuhgröße	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46





Produkt	Bestell-Nr.	Größe	Farbe	PZN
JOBST® Travel Socks Kniestrümpfe	7884412	37-38	Beige	4117236
	7884512	39-40	Beige	4117271
	7884612	41-42	Beige	4117302
	7884712	43-44	Beige	4117331
	7927212	45-46	Beige	4117360
	7884406	37-38	Blau	4117207
	7884506	39-40	Blau	4117242
	7884606	41-42	Blau	4117288
	7884706	43-44	Blau	4117319
	7927206	45-46	Blau	4117348
	7884407	37-38	Schwarz	4117213
	7884507	39-40	Schwarz	4117259
	7884607	41-42	Schwarz	4117294
	7884707	43-44	Schwarz	4117325
	7927207	45-46	Schwarz	4117354

JOBST® UlcerCARE Standard

Zur effektiven Versorgung venöser Ulzera

Produkt

JOBST® UlcerCARE Standard ist ein 2in1-Kompressionssystem zur Behandlung venöser Ulzera und in 7 Standardgrößen erhältlich. Das 2in1-Kompressionssystem besteht aus einem Kompressionsstrumpf und einem Kompressionsunterziehstrumpf. JOBST® UlcerCARE Standard macht Patienten den Gebrauch ihrer Kompression so leicht wie möglich, dabei unterstützt JOBST® UlcerCARE Standard die Wadenmuskelpumpe und die Venenklappen beim Blutfluss – die perfekte Kombination für eine bestmögliche Lebensqualität von Ulkus-Patienten.

Vorteile

- Ein 2in1-Kompressionssystem zur einfachen Anwendung durch Patienten oder Pflegepersonal
- Bietet nominalen Druck von 40 mmHg* im Fesselbereich von distal nach proximal abnehmend für den medizinisch empfohlenen Kompressionsdruckgradienten**
- Hohe Steifigkeit für eine hochwirksame Kompression
- Enthält Seide im Unterziehstrumpf verbessert das Anziehverhalten
- Schneller Feuchtigkeitstransport für höchsten Tragekomfort
- In 7 Größen erhältlich passend für die unterschiedlichsten Beinformen
- Zum Tragen unter normaler Kleidung und in handelsüblichen Schuhen zur möglichst beschwerdefreien Lebensführung
- Bei 40°C waschbar für die hygienische Anwendung während der gesamten Therapie

JOBST UlcerCare bewährt sich in der Kombination mit folgenden Essity Produkten:

Cutimed® Sorbact®	40
Cutimed® Sorbion® Produkte	43
Cutimed® Siltec®	53

Materialzusammensetzung


Unterziehstrumpf: 79% Nylon/Polyamid, 16% Spandex/Elasthan, 5% Seide

Kompressionsstrumpf: 76% Nylon/Polyamid, 24% Spandex/Elasthan

Anwendungshinweise

- JOBST® UlcerCARE wird nach erfolgreicher Ödemreduktion durch Kurzzugverbände empfohlen.
- Offene Wunden müssen vor Anwendung des Unterziehstrumpfes mit einer geeigneten Wundauflage abgedeckt werden.
- Während der Unterziehstrumpf 24 Stunden getragen werden kann, muss der Kompressionsstrumpf während der Bettruhe ausgezogen werden.
- Der Unterziehstrumpf sollte nach den Erfordernissen der täglichen Hygiene und der Wundinspektion gewechselt werden.
- Nach vollständiger Abheilung des venösen Ulkus wird empfohlen, weiterhin JOBST® UlcerCARE oder medizinische Kompressionsstrümpfe (z. B.: JOBST Opaque, JOBST Cofidence) zu tragen.

Farbangebot



Beige Schwarz Weiß



* Zielkompressionswert bei durchschnittlicher Fesselgröße.

** EWMA-Positionspapier, „Understanding compression therapy“, 2003.

Produkt	Best.-Nr. Schwarz	Best.-Nr. Beige	Größe	Packungsinhalt Strumpf/ Unterziehstrumpf	Tarifgruppe / Pos Nr. OST-Vertrag
JOBST® UlcerCARE Kompressionssystem ohne Reißverschluss + 2 Unterziehstrümpfe In den Farben Beige oder Schwarz 	7363041	7363021	S	1/2	40033/024
	7363042	7363022	M	1/2	40033/024
	7363043	7363023	L	1/2	40033/024
	7363044	7363024	XL	1/2	40033/024
	7363045	7363025	XXL	1/2	40033/024
	7363046	7363026	XXXL	1/2	40033/024
	7363047	7363027	XXXXL	1/2	40033/024

Produkt	Seite mit Reißverschluss (aus Patientensicht)			Größe	Packungsinhalt Strumpf/ Unterziehstrumpf
	Best.-Nr. Links	Best.-Nr. Rechts			
JOBST® UlcerCARE Kompressionssystem mit Reißverschluss* Farbe: Schwarz 	7363141	7363171		S	1/2
	7363142	7363172		M	1/2
	7363143	7363173		L	1/2
	7363144	7363174		XL	1/2
	7363145	7363175		XXL	1/2
	7363146	7363176		XXXL	1/2
	7363147	7363177		XXXXL	1/2

Produkt	Seite mit Reißverschluss (aus Patientensicht)			Größe	Packungsinhalt Strumpf/ Unterziehstrumpf
	Best.-Nr. Links	Best.-Nr. Rechts			
JOBST® UlcerCARE Kompressionssystem mit Reißverschluss* Farbe: Beige 	7363121	7363161		S	1/2
	7363122	7363162		M	1/2
	7363123	7363163		L	1/2
	7363124	7363164		XL	1/2
	7363125	7363165		XXL	1/2
	7363126	7363166		XXXL	1/2
	7363127	7363167		XXXXL	1/2

Produkt	Best.-Nr.	Größe	Packungsinhalt	Tarifgruppe / Pos Nr. OST-Vertrag
JOBST® UlcerCARE Unterziehstrümpfe Farbe: Weiß 	7363221	S	3	40034/016
	7363222	M	3	40034/016
	7363223	L	3	40034/016
	7363224	XL	3	40034/016
	7363225	XXL	3	40034/016
	7363226	XXXL	3	40034/016
	7363227	XXXXL	3	40034/016

* Reißverschluss muss sich auf der ulkusfreien Seite befinden
Das JOBST® UlcerCARE-Kompressionssystem mit Reißverschluss wird aktuell nicht von der Krankenkasse erstattet.



1.6 MEDIZINISCHER HAUTSCHUTZ UND HAUTPFLEGE

Wundrand- und Hautpflegeschutz als wichtige Bestandteile der Wundversorgung

Medizinische Hautpflege und Hautschutz stellen wesentliche Aspekte bei der Behandlung chronischer Wunden dar, und zwar in allen Phasen der Wundheilung. Eine gute Versorgung und ein guter Wundrandschutz wirken sich positiv auf die Wundheilung und damit auf die Lebensqualität der Patienten aus.

Einflussfaktoren auf die Haut

Äußere Faktoren:

- Wundexsudat
- Urin- und Stuhlinkontinenz
- Körperflüssigkeiten
- Kleb- und Reizstoffe
- Scherkräfte

Innere Faktoren:

- Alter
- Ernährung
- Feuchtigkeitsverlust

Warum der Wundrand besonderen Schutz benötigt

Der Wundrandschutz nimmt einen besonderen Platz in der Versorgung schlecht heilender Wunden ein. Wundränder und Wundumgebungshaut können durch Wundexsudat und andere Körperflüssigkeiten aufweichen, was zu einer Vergrößerung der Wunde führen kann.

Zusätzlich setzen mechanische Reizungen wie z.B. die Entfernung eines klebenden Verbandes der Haut zu. Eine vorbeugende Versorgung mit einem Wundrandschutz reduziert Schädigungen durch Exsudat und mechanische Reizung über mehrere Tage und ist damit unumgänglich.

Alkoholtupfer

Cutisoft® Wipes 76

Medizinischer Hautschutz

Cutimed® PROTECT Creme 77

Cutimed® PROTECT Spray 78

Cutimed® PROTECT Applikator 79

INCI-Liste Cutimed® PROTECT 80

Medizinische Hautpflege

Cutimed® ACUTE 81

INCI-Liste Cutimed® ACUTE 82

Cutisoft® Wipes

Der Alkoholtupfer zur Desinfektion und Reinigung vor Impfungen

Produkt

Cutisoft® Wipes sind sofort verwendbare Tupfer zur Reinigung der Haut vor Impfungen. Die zu 70% in Isopropyl Alkohol getränkten Tücher sichern eine desinfizierte Injektion.

Cutisoft® Wipes werden praktisch und kosteneffizient verpackt: es sind keine weiteren Flaschen zur Desinfektion notwendig und die Verpackung schützt die Tupfer vor dem Austrocknen.

Die Tücher werden einzeln steril eingeschelt. Patienten können daher Cutisoft® Wipes ganz einfach mitnehmen. Die Sachets sind zweifach perforiert versiegelt.

Anwendung

Zur Reinigung der Haut vor Impfungen



Best.-Nr.	Inhalt	PZN
Cutisoft® Wipes einzeln steril eingeschelt, in Faltschachtel		
7238301	100 Stk.	3144946

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® PROTECT Creme

Medizinischer Hautschutz zur großflächigen Behandlung gefährdeter Hautareale

Produkt

Insbesondere bei inkontinenten Patienten besteht das Risiko Mazerationen und Hautreizungen. Die Haut benötigt daher einen zuverlässigen medizinischen Hautschutz sowie eine feuchtigkeitsspendende Pflege. Cutimed® PROTECT Creme bildet einen Film, der die Haut vor Körperflüssigkeiten schützt und somit das Mazerationsrisiko vermindert. Durch den Erhalt der natürlichen Barrierefunktion der Haut schützt Cutimed® PROTECT Creme sowohl intakte als auch bereits gereizte Haut vor Schädigungen, die durch Körperflüssigkeiten hervorgerufen werden können. Cutimed® PROTECT Creme spendet darüber hinaus der Haut Feuchtigkeit und ist dabei luft- und wasserdampfdurchlässig. Großflächig angewendet wirkt Cutimed® PROTECT Creme prophylaktisch gegen Mazerationen und Hautreizungen, die insbesondere bei inkontinenten Patienten auftreten können. Cutimed® PROTECT Creme ist nicht nur sicher und einfach in der Handhabung, sondern zieht zudem schnell ein, ohne einen Fettfilm zu hinterlassen. Darüber hinaus ist Cutimed® PROTECT Creme frei von Duftstoffen. Cutimed® PROTECT Creme enthält gereinigtes Wasser, Ethylhexyl Isononanoate, Disiloxane, Polyisobutylene, VP Eicosene Copolymer, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer, Butylene Glycol, Oleth-3 Phosphate, Phenoxyethanol, Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer, Allantoin, Carbomer, Triethanolamine, Methylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA.



Anwendung

- Schutz der Haut vor Reizungen und Irritationen
- Besonders bei Inkontinenz geeignet: bewahrt die Haut vor Schäden bei chronischer Inkontinenz
- Spendet Feuchtigkeit und schützt trockene Haut

Anwendungsdauer

Das betreffende Hautareal kann je nach Bedarf mehrmals eingecremt werden



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	PZN
Cutimed® PROTECT Creme			
7265200	28 g	1 Stk.	3461960
7265203	90 g	12 Stk.	3461977

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® PROTECT Spray

Zuverlässiger Hautschutz für die Wundumgebungshaut

Produkt

Insbesondere bei der Versorgung chronischer Wunden stellt der medizinische Hautschutz eine wichtige Begleitmaßnahme dar, da das Risiko von Mazerationen und Hautreizungen besonders hoch ist. Das Cutimed® PROTECT Spray wurde speziell für ein leichtes Auftragen auf die großflächige Wundumgebungshaut entwickelt.

Cutimed® PROTECT Spray wirkt prophylaktisch auf intakten oder bereits irritierten Hautarealen und schützt diese bis zu 96 Stunden vor Mazerationen durch Körperflüssigkeiten. Auf Grund seiner alkohol- und parfümfreien Formulierung ist es besonders hautschonend. Das Produkt eignet sich daher auch zur Anwendung bei Kindern.

Produktzusammensetzung: siehe Cutimed® PROTECT Inhaltsübersicht (INCI-Liste) auf Seite 80.



Anwendung

- Primärschutz gegen Hautreizungen durch Körperflüssigkeiten
- Schutzschild gegen Kleb- und Reizstoffe
- Schutz der Wundumgebungshaut und des Wundrandes vor Mazerationen

Anwendungsdauer

Abhängig von der Indikation (z. B. Reinigung)



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	PZN
Cutimed® PROTECT Spray			
7265300	28 ml	1 Stk.	3461983
7265301	28 ml	12 Stk.	3462008



Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Cutimed® PROTECT Applikator

Zuverlässiger Hautschutz für eine gezielte Anwendung auf Wundrändern und Wundumgebungshaut

Produkt

Medizinischer Hautschutz stellt einen wesentlichen Aspekt bei der Behandlung chronischer Wunden dar, und zwar in allen Phasen der Wundheilung. Ein guter Wundrandschutz wirkt sich positiv auf die Wundheilung und auf die Lebensqualität der Patienten aus. Der Cutimed® PROTECT Applikator wurde speziell für ein gezieltes Auftragen auf Wundrändern und Wundumgebungshaut entwickelt. Der Film legt sich wie ein Schutzschild auf die Haut und bildet somit eine zuverlässige Barriere, die zudem wasserdampf- und sauerstoffdurchlässig ist.

Der Cutimed® PROTECT Applikator wirkt prophylaktisch auf intakten oder bereits irritierten Hautarealen und schützt diese bis zu 96 Stunden vor Mazerationen durch Körperflüssigkeiten. Auf Grund seiner alkohol- und parfümfreien Formulierung ist er besonders hautschonend. Das Produkt eignet sich daher auch zur Anwendung bei Kindern.

Produktzusammensetzung: siehe Cutimed® PROTECT Inhaltsübersicht (INCI-Liste) auf Seite 80.



Anwendung

- Primärschutz gegen Hautreizungen durch Körperflüssigkeiten
- Schutzschild gegen Kleb- und Reizstoffe
- Schutz der Wundumgebungshaut und des Wundrandes vor Mazerationen

Anwendungsdauer

Abhängig von der Indikation (z. B. Reinigung)



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	PZN
Cutimed® PROTECT Applikator			
7265400	1 ml	5 Stk.	3462014
7265401	1 ml	25 Stk.	3462020
7265402	3 ml	5 Stk.	3462037
7265403	3 ml	25 Stk.	3462043

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

INCI-Liste Cutimed® PROTECT

Cutimed® PROTECT Inhaltsstoffe (Ingredients acc. INCI)
und deren Deklaration (Stoffgruppe)

Cutimed® PROTECT Spray Cutimed® PROTECT Applikator

Polymerlösung aus Disiloxan und Acrylat-Copolymer

Cutimed® PROTECT Creme

Gereinigtes Wasser, Ethylhexyl Isononanoate, Disiloxane, Polyisobutylene, VP Eicosene Copolymer, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer, Butylene Glycol, Oleth-3 Phosphate, Phenoxyethanol, Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer, Allantoin, Carbomer, Triethanolamine, Methylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA

Inhaltsstoffe	Stoffgruppe
Acrylat-Copolymer	Filmbildner
Allantoin	hautschützend
Butylene Glycol	Konservierungsmittel, Feuchthaltemittel
Carbomer	Verdickungsmittel
Disiloxan	Lösungsmittel
Disodium EDTA	Feuchthaltemittel
Ethylhexyl Isononanoate	Lösungsmittel, Feuchthaltemittel
Gereinigtes Wasser	Feuchthaltemittel, Lösungsmittel
Hydrogenated Styrene/ Isoprene Copolymer	Filmbildner
Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer	Emulgator
Methylparaben	Konservierungsmittel
Oleth-3 Phosphate	Emulgator
Phenoxyethanol	Konservierungsmittel
Polyisobutylene	Filmbildner
Propylparaben	Konservierungsmittel
VP Eicosene Copolymer	Filmbildner
Triethanolamine	pH-Stabilisator

Cutimed® ACUTE

Medizinische Hautpflege mit Urea

Produkt

Umweltfaktoren wie Kälte oder Wärme, unzureichende Flüssigkeitsaufnahme, aber auch therapeutische Maßnahmen können zu einem gesteigerten Feuchtigkeitsverlust der Haut führen. Unangenehme Folge des Verlustes ist eine trockene, schuppige oder rissige Haut, die jucken und sich entzünden kann. Ziel einer Behandlung ist es, den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt der Haut wieder ins Gleichgewicht zu bringen und damit das allgemeine Wohlbefinden des Patienten zu verbessern.

Cutimed® ACUTE ist ein Cremeschaum auf Ureabasis, der medizinische Hautpflege und Schutz für stark beanspruchte Haut bietet. Zwei unterschiedliche Ureakonzentrationen ermöglichen eine zuverlässige und wirksame Feuchtigkeitsversorgung verschiedener Hautzustände. Die Darreichungsform als Schaum ist nicht nur für Patienten, sondern auch für das medizinische Personal von Vorteil. Der Cremeschaum ist leicht zu verteilen, besonders ergiebig, zieht schnell und rückstandslos ein. Alle Produkte sind außerdem latex-, farbstoff- und lanolinfrei und wurden dermatologisch getestet.

Produktzusammensetzung: siehe Cutimed® ACUTE Inhaltsübersicht (INCI-Liste) auf Seite 82.



Anwendung

Cutimed® ACUTE eignet sich als Spezialpflege für trockene und stark beanspruchte Haut. Auch kann Cutimed® ACUTE hervorragend als medizinische Hautpflege bei Kompressionstherapie eingesetzt werden. Cutimed® ACUTE mit einer Ureakonzentration von 5% und 10% ist für Diabetiker geeignet.



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Cutimed® ACUTE mit 5% Urea				
7264133	40 ml	1 Stk.	30/30	3478914
7264128	125 ml	1 Stk.	1/24	3478877
Cutimed® ACUTE mit 10% Urea				
7264131	125 ml	1 Stk.	1/24	3478908

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

INCI-Liste Cutimed® ACUTE

Cutimed® ACUTE Inhaltsstoffe (Ingredients acc. INCI)
und deren Deklaration (Stoffgruppe)

Cutimed® ACUTE 5% Urea

Aqua, Isobutane, Glycerin, Urea, C12-13 Alkyl Lactate, C12-15 Alkyl Benzoate, Cetearyl Alcohol, Sorbitol, Persea Gratissima Oil, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cetearyl Glucoside, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Palmitic Acid, Stearic Acid, Phenoxyethanol, Propane, Butane, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Squalane, Polysorbate 60, Butyrospermum Parkii Butter, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Sodium Lactate

Cutimed® ACUTE 10% Urea

Aqua, Urea, Isobutane, Glycerin, C12-13 Alkyl Lactate, C12-15 Alkyl Benzoate, Cetearyl Alcohol, Sorbitol, Persea Gratissima Oil, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cetearyl Glucoside, Hexyldecanol, Hexyldecyl Laurate, Palmitic Acid, Stearic Acid, Phenoxyethanol, Propane, Butane, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Squalane, Polysorbate 60, Butyrospermum Parkii Butter, Ethylhexylglycerin, Lactic Acid, Sodium Lactate

Inhaltsstoffe	Stoffgruppe
Aqua	Lösemittel
Butane	Treibmittel
Butyrospermum Parkii Butter	Hautpflegekomponente
C12-13 Alkyl Lactate	Hautpflegekomponente
C12-15 Alkyl Benzoate	Hautpflegekomponente
Cetearyl Alcohol	Emulgator/ Pflegekompone
Cetearyl Glucoside	Emulgator
Ethylhexylglycerin	Hautpflegekomponente
Glycerin	Feuchthalter
Hexyldecanol	Hautpflegekomponente
Hexyldecyl Laurate	Hautpflegekomponente
Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer	Verdickungsmittel, Stabilisator
Isobutane	Treibmittel
Lactic Acid	pH-Stabilisator/ Feuchthalter/ Hautpflegekomponente
Persea Gratissima Oil	Hautpflegekomponente
Palmitic Acid	Emulgator
Phenoxyethanol	Konservierungsmittel
Polysorbate 60	Tensid/Emulgator
Propane	Treibmittel
Sodium Lactate	pH-Stabilisator/ Feuchthalter
Sodium Lauroyl Sarcosinate	Tensid/Emulgator
Sorbitol	Hautpflegekomponente/ Feuchthalter
Squalane	Hautpflegekomponente
Stearic Acid	Emulgator/ Emulsionsstabilisator
Urea	Hautpflegekomponente/ Feuchthalter





1.7 WUND- / HAUTVERSCHLUSS

Sicherer Verschluss für alle Lebenslagen

Wunden versorgen und Wunden verschließen gehört zusammen. Entsprechend liegt der Schwerpunkt des Leukoplast® wound closure strip-Sortiments auf innovativen Verschlussmethoden. Je nach Größe, Lokalisation und Beanspruchung der Wunde stehen verschiedene Hautverschlussysteme zur Verfügung. Sichere Wundrandadaption, kosmetisch hervorragende Ergebnisse und an den Bedürfnissen der Anwender orientierte Applikationstechniken sind die entscheidenden Kriterien für das Leukoplast® wound closure strip-Sortiment.

Die Wundnahtstreifen sind eine konsequente Weiterentwicklung der bisher im Markt verfügbaren Produkte.

Klebende Hautverschlussprodukte

Leukoplast® wound closure strip _____ 86

Leukoplast® wound closure strip

Für den sicheren Hautverschluss

Vormals:
Leukosan® strip

Produkt

Das speziell gewirkte Material verringert das Risiko von Hautmazerationen und lässt die Feuchtigkeit hindurch. Die miteinander verwobenen Polyamidfäden garantieren die besondere Elastizität von Leukoplast® wound closure strip. Diese intelligente Struktur passt sich den unterschiedlichen Heilungsstadien einer Wunde an. Der kräftige und zugleich hautfreundliche Kleber garantiert eine schnelle und sichere Adaption der Wundränder. Abgerundete Ecken verhindern das Aufrollen des Materials und sorgen für eine lange Haltbarkeit auf der Haut.

Leukoplast® wound closure strip bestehen aus weißem oder hautfarbenem, mikroporösem Polyamidgewebe, beschichtet mit einem Acryl-Polymer-Kleber.

Bei frühzeitiger Entfernung der Hautnaht bzw. -klammer kann durch Leukoplast® wound closure strip das kosmetische Narbenergebnis verbessert werden.



Anwendung

- Zum atraumatischen Hautverschluss kleiner Wunden und Inzisionen
- Für den Einsatz auf dünner oder empfindlicher Haut und als Ergänzung zur Hautnaht

Anwendungsdauer

Kann üblicherweise nach 5 bis 7 Tagen entfernt werden.



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukoplast® wound closure strip				
Weiß – 1 Faltschachtel mit 2 Peelbeutel, steril				
7129205	6 x 38 mm	6 Streifen/Beutel	1/16	3478920
7129206	3 x 75 mm	5 Streifen/Beutel	1/16	3478937
7129207	6 x 75 mm	3 Streifen/Beutel	1/16	3478943
7129208	6 x 100 mm	10 Streifen/Beutel	1/16	3478966
7129209	12 x 100 mm	6 Streifen/Beutel	1/16	3478972
Leukoplast® wound closure strip				
Weiß – 1 Faltschachtel mit 10 Peelbeutel, steril				
7129200	6 x 38 mm	6 Streifen/Beutel	1/16	3258727
7129201	3 x 75 mm	5 Streifen/Beutel	1/16	3258733
7129202	6 x 75 mm	3 Streifen/Beutel	1/16	3258756
7129203	6 x 100 mm	10 Streifen/Beutel	1/16	3258762
7129204	12 x 100 mm	6 Streifen/Beutel	1/16	3258779
Leukoplast® wound closure strip				
Natural (hautfarben) – 1 Kleinpackung mit 2 Peelbeutel, steril, im roten Verpackungsdesign				
7995101	6 x 38 mm 6 x 75 mm	6 Streifen/Beutel 3 Streifen/Beutel	1/16	4746736

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Leukoplast® wound closure strip sind in Weiß und Hautfarben erhältlich.





1.8 WUNDVERBÄNDE

Sicherer Verschluss für alle Lebenslagen

Wunden zu versorgen ist heute eine Selbstverständlichkeit. Eine Vielzahl an Wundschnellverbänden, die jegliche Anforderungen an Klebeeigenschaften und Materialbeschaffenheit abdecken, gehören zum Sortiment von Essity. Selbst schwierig zu versorgende Körperpartien wie zum Beispiel Hand- oder Fußbereich stellen keine Herausforderung mehr dar. Wie die unterschiedlichen Materialien der Wundschnellverbände so lassen auch die verschiedenen sterilen Wundverbände keine Wünsche offen. Körperhygiene wie Duschen oder auch therapeutisch notwendige Bewegungsbäder können trotz oder gerade mit der Wundversorgung von Essity frühzeitig nach OP begonnen werden. Vielfältige Größen und Darreichungsformen gewährleisten den wirtschaftlichen Einsatz unabhängig davon, ob ein kleines Missgeschick oder ein Routineeingriff zu versorgen ist.

Wundschnellverbände

Leukoplast® aqua pro	90
Leukoplast® strong	91
Leukoplast® kids & kids hero edition	92
Leukoplast® eco	93
Leukoplast® barrier	94
Leukoplast® elastic	95
Leukoplast® soft white	96
Leukoplast® soft	97
Leukoplast® classic	98
Leukoplast® universal	99
Leukoplast® detectable	100

Sterile Wundverbände

Leukomed®	101
Leukomed® T	102
Leukomed® T plus	103
Leukomed® skin sensitive	105
Leukomed® T skin sensitive	106
Leukomed® T plus skin sensitive	107
Leukomed® Sorbact®	108
Leukomed® Control	109

Leukoplast® aqua pro

Unauffälliger Schutz beim Waschen und Baden

Produkt

Leukoplast® aqua pro deckt die Wunde beim Baden, Duschen oder Sport sicher ab. Der Wundschnellverband ist dabei unauffällig, und schützt vor Schmutz und Reibung. Das saugfähige Wundpad begünstigt die rasche Abheilung der Wunde. Leukoplast® aqua pro ist atmungsaktiv und hilft, vor Hautmazerationen zu schützen. Leukoplast® aqua pro ist mit einem hautfreundlichen Acrylatkleber beschichtet.

Anwendung

- Für den unauffälligen Wundschutz
- Schützt auch beim Waschen, Baden oder Schwimmen
- Hilft Wundinfektionen vorzubeugen
- Für empfindliche Haut geeignet

Anwendungsdauer

Kurzfristig, einen bis mehrere Tage



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukoplast® aqua pro Kleinpackungen im roten Verpackungsdesign				
7645705	19 x 72 mm	10 Stk.	10/120	4369073
7645706	38 x 63 mm	4 Stk.	10/120	4369104
	19 x 72 mm Ø 22 mm	8 Stk.		
7645707	38 x 63 mm	10 Stk.	10/120	4369096



Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Leukoplast® strong

Der Wundschnellverband mit starker Klebekraft

Produkt

Wenn Sie einen aktiven Lebensstil pflegen und viel mit den Händen arbeiten, brauchen Sie ein Pflaster, das alles mitmacht. Bei der Arbeit oder beim Spiel, draußen im Garten oder im Haushalt: Sie können sich immer auf Leukoplast® strong verlassen. Das gewebte Trägermaterial lässt die Luft zirkulieren, so dass die Wunde nicht aufweicht, es ist beständig gegen Schmutz und Feuchtigkeit, und der starke Kleber sorgt dafür, dass das Pflaster gut klebt. Ein robuster Begleiter für jede Gelegenheit. Leukoplast® strong ist mit einer Kautschuk Klebemasse beschichtet.



Anwendung


- Hoch absorbierendes Wundkissen
- Starke Haftung für sicheren Halt
- Atmungsaktiv

Anwendungsdauer

Kurzfristig, einen bis mehrere Tage



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukoplast® strong Kleinpackungen im roten Verpackungsdesign				
7645904	6 cm x 1 m	1 Rolle	10/120	4369038
7645906	8 cm x 1 m	1 Rolle	10/120	4369044
7645915	19 x 56 mm	10 Stk.	10/120	4369050
7645912	22 x 72 mm 38 x 63 mm	12 Stk. 8 Stk.	10/120	4369067

 Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Leukoplast® kids & kids hero edition

Der kinderfreundliche Wundverband für kleine Wunden

Produkt

Mit Leukoplast® kids & kids hero edition bietet Essity für Ihre kleinen und großen Patienten das optimale Produkt. Egal ob Kindergartenkind oder schon Schulkind, die farbigen Pflaster, bedruckt mit vier bunten Tiermotiven sorgen für Ablenkung und positiv gestimmte kleine Patienten.

Leukoplast® kids & kids hero edition besitzt eine weiche Vlieswundaufgabe, die dank der laminierten mikroperforierten Polyethylenfolie nicht mit der Wunde verklebt. Das bunte Pflaster, beschichtet mit einem hautfreundlichen Polyacrylatkleber, ist wasser- und schmutzabweisend und klebt zuverlässig. Die Druckfarbe ist speichel- und schweißfest und für Kinder unbedenklich.

Leukoplast® kids & kids hero edition besteht aus einer Polyethylenfolie und einer Vlieswundaufgabe, die mit einer laminierten mikroperforierten Polyethylenfolie versehen. Der Verband ist mit einem Polyacrylatkleber versehen. Für Leukoplast® kids & kids hero edition wird eine latexfreie Rezeptur verwendet.

Anwendung

- Leukoplast® kids & kids hero edition ist ideal zur Abdeckung kleinerer Wunden wie z. B. Schnitt- und Schürfwunden bei Kindern geeignet



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	Motiv	PZN
Leukoplast kids Kleinpackungen im roten Verpackungsdesign					
7645801	6 cm x 1 m	1 Rolle	10/120	Zoo	4369268
7645804	38 x 63 mm 19 x 56 mm	4 Stk. 8 Stk.	10/120	Zoo	4369274
Leukoplast kids Großpackung					
7645806	38 x 63 mm 19 x 56 mm	50 Stk. 50 Stk.	1/36	Zoo	5600710
Leukoplast kids hero edition Kleinpackungen im roten Verpackungsdesign					
7645811	6 cm x 1 m	1 Rolle	10/120	Wonder- woman	5376572
7645814	38 x 63 mm 19 x 56 mm	4 Stk. 8 Stk.	10/120	Batman	5376566

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Leukoplast® eco

Nachhaltige Wundverbände aus 90% natürlichen Materialien

Produkt

Das Trägermaterial von Leukoplast eco besteht aus natürlichen, nachhaltigen Bambusfasern. Die Wundauflage wird aus 100% pflanzlichem Material (Maisstärke) hergestellt und bleibt nicht auf der Wunde kleben. Die Wundverbände haften äußerst zuverlässig, sind weich, komfortabel zu tragen, sehr saugfähig und latexfrei.

Die Verpackung von Leukomed eco ist ebenfalls nachhaltig. Die Faltschachtel besteht aus natürlichen Materialien (Zuckerrohr) und der Verschlussbeutel* aus zertifizierten nachhaltig beschafften Materialien.

Anwendung

- Leukoplast® eco ist ideal zur Abdeckung kleinerer Wunden wie z. B. Schnitt- und Schürfwunden geeignet



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukoplast eco Kleinpackungen in einer nachhaltigen Verpackung				
7276500	19 x 72 mm 38 x 72 mm	12 Stk. 8 Stk.	10/120	5689489
7276506	6 x 10 cm	5 Zuschnitte	10/120	5689466
Leukoplast eco kids Kleinpackungen in einer nachhaltigen Verpackung				
7276503	19 x 72 mm 38 x 72mm	8 Stk. 4 Stk.	10/120	5689437

*Verschlussbeutel: nur zertifiziertes Kraftpapier FSC® C148253

Leukoplast® barrier

Schutzwirkung gegen Bakterien und Viren,
atmungsaktiv und wasserfest

Produkt

Leukoplast® barrier ist wasserfest und lässt die Haut dank seiner Mikroporen atmen. Es verhindert das Aufquellen der Haut und fördert gleichzeitig eine schnellere Heilung. Die Patienten können sich wie gewohnt waschen und baden, ohne dass dabei die Schutzwirkung verloren geht. Durch das weiche Oberflächenmaterial fühlt sich das Pflaster für die Patienten äußerst angenehm an. Die nicht klebende Auflage polstert den Wundbereich ab und absorbiert die Wundflüssigkeit.

Leukoplast® barrier ist hypoallergen und bietet einen sicheren Schutz vor Bakterien und Viren. Es ist undurchlässig gegen Öl und Fett und hat einen breiten, rundum laufenden Klebebereich.

Leukoplast® barrier besteht aus einem atmungsaktiven Polyurethanfilmträger und ist mit einem hypoallergenen Acrylatkleber beschichtet.



Anwendung

- Für wasserdichten Schutz
- Wenn das Risiko sekundärer Wundinfektionen erhöht ist

Anwendungsdauer

Kurzfristig, einen bis mehrere Tage



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukoplast® barrier Kleinpackungen im roten Verpackungsdesign				
7645404	38 x 63 mm	8 Stk.	10/120	4368688
	22 x 72 mm	8 Stk.		
	38 x 38 mm	4 Stk.		
7645401	22 x 72 mm	10 Stk.	10/120	4368671
7645407	22 x 72 mm	12 Stk.	10/120	4368694
	22 x 38 mm	8 Stk.		
	38 x 63 mm	6 Stk.		
	38 x 38 mm	4 Stk.		
Leukoplast® barrier Großpackungen				
7645200	22 x 38 mm	100 Stk.	1/48	5428317
7645203	Ø 22 mm	100 Stk.	1/12	5428323
7645204	38 x 63 mm	100 Stk.	1/12	5428346
7645208	22 x 72 mm	100 Stk.	1/12	5428369

Leukoplast® elastic

Der Wundschnellverband für Wunden an konturierten und viel bewegten Körperteilen

Produkt

Die professionelle Marke, die alles abdeckt: Leukoplast® ist auch bei Wundschnellverbänden die erste Wahl. Leukoplast® elastic ist ein atmungsaktiver, anschmiegsamer, querelastischer Wundschnellverband und verfügt eine zuverlässige Haftkraft. Leukoplast® elastic ist besonders flexibel und für kleine Verletzungen speziell an vielbewegten Körperstellen geeignet.

Leukoplast® elastic besteht aus einem querelastischen Gewebe mit Vlieswundaufgabe, die nicht mit der Wunde verklebt.

Die Leukoplast® elastic Meterware, die Leukoplast® elastic Fingerkuppenpflaster und die Leukoplast® elastic Fingerstrips wird eine latexfreie Rezeptur verwendet.

Anwendung

Zur schnellen Versorgung von Schrammen, Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
-----------	-------	--------	-------	-----

Leukoplast® elastic Kleinpackungen im roten Verpackungsdesign

7645505	6 cm x 1 m	1 Rolle	10/120	4368613
7645508	8 cm x 1 m	1 Rolle	10/60	4368636
7645510	28 x 72 mm 19 x 72 mm	12 Stk. 8 Stk.	10/120	4368642
7645516	50 x 72 mm Ø 22 mm 19 x 72 mm 28 x 72 mm	4 Stk. 8 Stk. 18 Stk. 10 Stk.	10/120	4368665
7645519	19 x 120 mm 38 x 75 mm 50 x 63 mm	8 Stk. 6 Stk. 6 Stk.	10/120	4368659

Leukoplast® elastic Großpackungen

7929803	4 cm x 5 m	1 Rolle	1/28	4803776
7929804	6 cm x 5 m	1 Rolle	1/20	4803782
7929805	8 cm x 5 m	1 Rolle	1/16	4803799
7929800	44 x 50 mm	50 Stk.	1/36	4803836
7929801	19 x 120 mm	100 Stk.	1/36	4803807
7929802	19 x 180 mm	100 Stk.	1/36	4803813

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

*Leukoplast® elastic ist latexfrei. Nur die Peelpackungen der Leukoplast® elastic Fingerkuppenpflaster enthalten Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Leukoplast® soft white

Der weiße hautfreundliche Wundschnellverband für professionelle Anwender

Produkt

Gerade für die Bedürfnisse des professionellen Anwenders sind Pflaster erforderlich, die besonders zuverlässig, flexibel und anwendungsfreundlich sind. Das Leukoplast® soft white-Sortiment ist daher auf diese Bedürfnisse des professionellen Anwenders zugeschnitten.

Alle Leukoplast® soft white-Produkte sind besonders hautfreundlich und sanft ablösbar bei zuverlässigem Halt, auch an vielbewegten Körperstellen. Sie verfügen über eine hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit und sind somit atmungsaktiv. Durch das Trägermaterial aus dehnbarem, weißem Polyestervlies sind die Verbände weich und anschmiegsam. Die mit Polyethylenfolie laminierte Vlieswundaufgabe sorgt dafür, dass der Verband nicht mit der Wunde verkleben kann und weist ein hohes Sekretaufnahmevermögen auf.

Leukoplast® soft white Injektionspflaster

Die Injektionspflaster sind fertig zugeschnitten und zu 500 Stück in der Packung lose geschüttet erhältlich.



Anwendung

- Zur schnellen, professionellen Erstversorgung von Bagatellverletzungen
- Folgeversorgung sezernierender Wunden

Anwendungsdauer

Kurzfristig, einen bis mehrere Tag(e)

Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukoplast® soft white Kleinpackungen im roten Verpackungsdesign				
7645005	4 x 10 cm	5 Zuschnitte	10/420	4369239
7645008	6 x 10 cm	10 Zuschnitte	10/40	4369110
7645011	8 x 10 cm	10 Zuschnitte	10/40	4369133
7645013	38 x 72 mm 19 x 72 mm	8 Stk. 12 Stk.	10/40	4369185
7645016	38 x 72 mm	10 Stk.	10/40	4369162
7645021	19 x 72 mm 38 x 72 mm Ø 22 mm 38 x 38 mm	12 Stk. 8 Stk. 6 Stk. 4 Stk.	10/40	4369191
Leukoplast® soft white Großpackungen				
7645003	19 x 72 mm	100 Stk.	1/48	5228943
7645004	38 x 72 mm	100 Stk.	1/36	5228966
7645026	19 x 40 mm	500 Injektions- pflaster	1/20	5228937
7645000	4 cm x 5 m	1 Rolle	1/28	2743159
7645001	6 cm x 5 m	1 Rolle	1/20	2743165
7645002	8 cm x 5 m	1 Rolle	1/16	2743171

Leukoplast® soft

Der Wundschnellverband für die empfindliche Haut

Produkt

Die professionelle Marke, die alles abdeckt: Leukoplast® ist auch bei Wundschnellverbänden die erste Wahl. Leukoplast® soft ist ein besonders hautfreundlicher Wundschnellverband für empfindliche Haut. Das Trägermaterial ist besonders anschmiegsam und passt sich den Körperkonturen an. Leukoplast® soft bietet einen hohen Tragekomfort.

Leukoplast® soft besteht aus einem Vliesträger mit Vlieswundaufgabe, die nicht mit der Wunde verklebt.

Für die Leukoplast® soft Meterware, die Leukoplast® soft Strips und die Leukoplast® soft Injektionspflaster wird eine latexfreie Rezeptur verwendet.

Anwendung

Zur schnellen Versorgung von Schrammen, Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen.



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukoplast® soft Großpackungen				
7929700	4 cm x 5 m	1 Rolle	1/28	4803931
7929701	6 cm x 5 m	1 Rolle	1/20	4803948
7929702	8 cm x 5 m	1 Rolle	1/16	4803954
7929703	19 x 72 mm	100 Stk.	1/36	4803925
7929704	28 x 72 mm	100 Stk.	1/36	4803842
7929705	19 x 40 mm	100 Stk.	1/36	4803859



Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Leukoplast® classic

Der Wundschnellverband für die schnelle Versorgung von Alltagsverletzungen

Produkt

Die professionelle Marke, die alles abdeckt: Leukoplast® ist auch bei Wundschnellverbänden die erste Wahl. Leukoplast® classic ist ein atmungsaktiver, robuster und strapazierfähiger Wundschnellverband für die schnelle, einfache und hygienische Versorgung. Die starke Klebkraft bietet einen sicheren und dauerhaften Halt.

Die Meterware ist in drei Breiten erhältlich und kann individuell zugeschnitten werden. Leukoplast® classic besteht aus einem Viskoseträger mit Vlieswundaufgabe, die nicht mit der Wunde verklebt. Für die Leukoplast® classic Meterware wird eine latexfreie Rezeptur verwendet.

Anwendung

Zur schnellen Versorgung von Schrammen, Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukoplast® classic Großpackungen				
7929600	4 cm x 5 m	1 Rolle	1/28	4803730
7929601	6 cm x 5 m	1 Rolle	1/20	4803747
7929602	8 cm x 5 m	1 Rolle	1/16	4803753



Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Leukoplast® universal

Der Wundschnellverband für feuchte oder schmutzige Umgebungen

Produkt

Die professionelle Marke, die alles abdeckt: Leukoplast® ist auch bei Wundschnellverbänden die erste Wahl. Leukoplast® universal ist hautfreundlich, atmungsaktiv sowie wasser- und schmutzabweisend. Leukoplast® universal ist ideal für feuchte und schmutzige Umgebungen.

Leukoplast® universal besteht aus einem Vlies-Folien-Laminat mit Vlieswundaufgabe, die nicht mit der Wunde verklebt. Für die Leukoplast® universal Meterware, die Leukoplast® universal Strips, die Leukoplast® universal Fingerstrips und die Leukoplast® universal Injektionspflaster wird eine latexfreie Rezeptur verwendet.



Anwendung

Zur schnellen Versorgung von Schrammen, Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukoplast® universal Großpackungen				
7646106	6 cm x 5 m	1 Rolle	1/20	4803894
7646101	19 x 72 mm	100 Stk.	1/36	4803865
7646107	19 x 120 mm	100 Stk.	1/36	4803871
7646108	19 x 40 mm	100 Stk.	1/36	4803919
7646100	28 x 72 mm	100 Stk.	1/36	4803888
7646103	Ø 22 mm	250 Stk.	1/12	4803902

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Leukoplast® detectable

Zuverlässig erkennbarer Wundverband für die Lebensmittelindustrie

Produkt

Im Lebensmittelbereich genießt die Sicherheit der Produkte und der Kunden absolute Priorität.

Leukoplast® detectable bietet dreifache Sicherheit bei der Lebensmittelverarbeitung durch die Erkennbarkeit des Wundverbandes:

- Optische Kontrolle:
signalblaue Kontrastfarbe
- Metalldetektor:
Aluminiumfäden
- Röntgen:
Wolframfäden

Leukoplast® detectable besteht aus einer nicht klebenden Wundauflage, laminiert mit einem Polyethylenetz. Es ist wasserfest, atmungsaktiv, anpassungsfähig und hautfreundlich. Leukoplast® detectable ist undurchlässig und bietet einen zuverlässigen Schutz vor Viren und Bakterien.

Leukoplast® detectable besteht aus einem Träger aus PBA-Film (Polyurethan, Polystyren), beschichtet mit Polyacrylatkleber. Die Wundauflage besteht aus Polyethylen mit einer Aluminiumschicht und Wolframfilamenten.

Anwendung

Zur Abdeckung kleinerer Wunden im Lebensmittelbereich, wenn eine Erkennbarkeit des Pflasters erwünscht ist



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukoplast® detectable Großpackungen				
7645300	1,9 x 12 cm	50 Stk.	1/24	5422125
7645303	2,2 x 7,2 cm	100 Stk.	1/36	5422131
7645304	5 x 7,2 cm	100 Stk.	1/36	5422148
7645306	div. Größen	95 Stk.	1/24	5422154

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Leukomed®

Der sterile Wundverband aus querelastischem Polyestervlies

Produkt

Ein hohes Absorptionsvermögen und besondere Hautverträglichkeit sind nur zwei von vielen Eigenschaften, die Leukomed® für den professionellen Einsatz qualifizieren. Der sterile Wundverband bietet eine zuverlässige Abdeckung von chirurgischen Wunden und Unfallverletzungen aller Art.

Leukomed® ist aus querelastischem, anschmiegsamem Polyestervlies und passt sich daher auch stark konturierten Körperpartien sehr gut an. Die extra sanfte, saugfähige Wundauflage aus Viskosevlies ist mit Polypropylen beschichtet. Dadurch wird dem Verkleben mit der Wunde vorgebeugt und ein schmerzloser Verbandswechsel ohne Beeinträchtigung der Wundheilung ermöglicht. Leukomed® ist luft- und wasserdampfdurchlässig, was das Risiko von Hautmazerationen reduziert. Die abgerundeten Ecken verhindern ein unerwünschtes Aufrollen des Verbandes und gewährleisten eine sichere Fixierung. Leukomed® ist trotz einer guten Sofort- und Dauerklebkraft rückstandsfrei zu entfernen.

Leukomed® besteht aus einem Polyestervliesträger, beschichtet mit Polyacrylatkleber, die Wundauflage ist aus einem Viskosevlies, beschichtet mit Polypropylen.



Anwendung

- Nach chirurgischen Eingriffen
- Nach Unfallverletzungen aller Art, wie z.B. Schürf- und Schnittwunden

Anwendungsdauer

Kurzfristig, ein bis mehrere Tag(e)



Best.-Nr.	Größe	Wundauflage	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukomed® einzeln steril eingeschiegelt in Faltschachtel					
7238000	5 x 7,2 cm	2,8 x 4 cm	50 Stk.	1/8	3072885
7238001	8 x 10 cm	4 x 6 cm	50 Stk.	1/6	3072891
7238002	8 x 15 cm	4 x 11 cm	50 Stk.	1/6	3072916
7238003	10 x 20 cm	5 x 16 cm	50 Stk.	1/8	3072922
7238004	10 x 25 cm	5 x 20 cm	50 Stk.	1/8	3072939
7238005	10 x 30 cm	5 x 25 cm	50 Stk.	1/8	3072945
7238006	10 x 35 cm	5 x 30 cm	50 Stk.	1/8	3072951
7238009	8 x 15 cm	4 x 11 cm	5 Stk.	1/36	3091262
7238010	10 x 20 cm	4 x 16 cm	5 Stk.	1/36	3896882
7238011	10 x 25 cm	5 x 20 cm	5 Stk.	1/36	3896899
7238012	10 x 30 cm	5 x 25 cm	5 Stk.	1/36	3896907
7238013	10 x 35 cm	5 x 30 cm	5 Stk.	1/36	3896913
Leukomed® einzeln steril eingeschiegelt in Faltschachtel im roten Verpackungsdesign					
7995201	5 x 7,2 cm	2,8 x 4 cm	5 Stk.	1/38	4746682
7995202	8 x 10 cm	4 x 6 cm	5 Stk.	1/38	4746699

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Leukomed® T

Der sterile, wasserdichte Wundverband zum Fixieren und Schützen

Produkt

Ein Wundverband, zwei Anwendungen: Leukomed® T fixiert einerseits Katheter, Kanülen, Wundauflagen sowie medizinische Hilfsmittel wasser- und keimdicht. Andererseits werden nicht mehr sezernierende Wunden vor Reibung und Scherkräften geschützt. Hierdurch können auch dekubitusgefährdete Hautstellen entlastet werden. Durch die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie werden Feuchtigkeitsansammlungen verhindert und das Risiko von Mazerationen reduziert. Die hochflexible, wasserdichte Folie hat einen sehr hohen Tragekomfort und sitzt auch an Gelenken und Extremitäten wie eine zweite Haut.

Leukomed® T ist steril und stellt einen zuverlässigen Schutz gegen Bakterien und Viren dar. Die abgerundeten Ecken gewährleisten eine sichere Fixierung. Die Transparenz ermöglicht eine kontinuierliche Inspektion der Wunde oder Fixierung. Das Applikationssystem mit dem roten Streifen gewährleistet eine unkomplizierte, schnelle Anwendung, auch mit Handschuhen.



Leukomed® T besteht aus einer transparenten und extradünnen Polyurethanfolie, beschichtet mit einem Polyacrylatkleber.

Anwendung

- Zur wasserdichten Fixierung, z. B. von intravenösen Kathetern (peripher oder zentral)
- Zum Schutz von nicht sezernierenden Wunden
- Sekundärverband bei schwach sezernierenden Wunden
- Zur unterstützenden Prophylaxe von Dekubitusgefährdeten Hautstellen

Anwendungsdauer

- Bis zu 7 Tage



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukomed® T, einzeln steril eingesiegelt in Faltschachtel				
7238100	5 x 7,2 cm	50 Stk.	1/10	3072738
7238101	8 x 10 cm	50 Stk.	1/6	3072744
7238102	11 x 14 cm	50 Stk.	1/8	3072750
7238103	5 x 7,2 cm	5 Stk.	1/38	3091115
7238104	8 x 10 cm	5 Stk.	1/38	3091121
7238105	11 x 14 cm	5 Stk.	1/36	3091138

Leukomed® T plus

Der sterile, wasserdichte Wundverband für sezernierende Wunden

Produkt

Leukomed® T plus bietet nicht nur dem Anwender eine Vielzahl an Möglichkeiten, auch der Patient profitiert von den wasser- und keimdichten Eigenschaften des sterilen Wundverbandes. Dieser postoperative Folienverband mit seiner stark saugfähigen Wundauf-
lage ermöglicht es dem Patienten, seine gewohnten Alltagsaktivitäten frühzeitig wieder aufzunehmen. Durch die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie werden Feuchtigkeitsansammlungen verhindert und das Risiko von Mazerationen reduziert. Die hochflexible, wasserdichte Folie hat einen sehr hohen Tragekomfort und sitzt auch an Gelenken und Extremitäten wie eine zweite Haut. Leukomed® T plus ist steril und bietet einen zuverlässigen Schutz gegen Bakterien und Keime. Die abgerundeten Ecken gewährleisten eine sichere Fixierung und verhindern ungewolltes Aufrollen. Das Applikationssystem mit dem roten Streifen gewährleistet eine unkomplizierte, schnelle Anwendung, auch wenn Handschuhe getragen werden.

Leukomed® T plus besteht aus einer extradünnen Polyurethanfolie, beschichtet mit Polyacrylatkleber. Die Wundauf-
lage besteht aus einem Viskosevlies, beschichtet mit Polypropylen.



Anwendung

- Nach chirurgischen Eingriffen
- Nach Unfallverletzungen
- Zum Schutz der Wunde, zum Beispiel beim Duschen oder bei der Hydrotherapie



Best.-Nr.	Größe	Wund- auflage	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukomed® T plus, einzeln steril eingeschiegelt in Faltschachtel					
7238200	5 x 7,2 cm	2,8 x 3,8 cm	50 Stk.	1/8	3072810
7238201	8 x 10 cm	4 x 6 cm	50 Stk.	1/6	3072827
7238202	8 x 15 cm	4 x 11 cm	50 Stk.	1/6	3072767
7238214	10 x 20 cm	5 x 16 cm	50 Stk.	1/8	3896965
7238203	10 x 25 cm	5 x 20 cm	50 Stk.	1/8	3072773
7238204	10 x 30 cm	5 x 25 cm	50 Stk.	1/8	3072796
7238205	10 x 35 cm	5 x 30 cm	50 Stk.	1/8	3072804
7238208	8 x 15 cm	4 x 11 cm	5 Stk.	1/36	3091144
7238215	10 x 20 cm	5 x 16 cm	5 Stk.	1/36	3942406
7238209	10 x 25 cm	5 x 20 cm	5 Stk.	1/36	3942375
7238210	10 x 30 cm	5 x 25 cm	5 Stk.	1/36	3942381
7238211	10 x 35 cm	5 x 30 cm	5 Stk.	1/36	3942398
Leukomed® T plus, einzeln steril eingeschiegelt in Faltschachtel, im roten Verpackungsdesign					
7995401	5 x 7,2 cm	2,8 x 3,8 cm	5 Stk.	1/38	4746707
7995402	8 x 10 cm	4 x 6 cm	5 Stk.	1/38	4746713

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt



Leukomed® skin sensitive

Der sterile Wundverband aus querelastischem Polyestervlies für die besonders empfindliche Haut



Produkt

Leukomed® skin sensitive ist bei postoperativen und traumatischen Wunden immer dann die richtige Lösung, wenn der Patient eine empfindliche Haut aufweist und eine besonders sanfte Versorgung benötigt. Das sterile, querelastische Polyestervlies verfügt über eine Wundauflage, die für leicht bis mäßig sezernierenden Wunden geeignet ist. Die Patienten schätzen besonders die weiche Oberfläche und die schmerzarme Entfernung des Wundverbandes.

Mit Leukomed® skin sensitive wird die Haut geschont und eine erfolgreiche Therapie unterstützt.

Leukomed® skin sensitive besteht aus einem weichen Polyestervlies, beschichtet mit einem Silikonaustrag. Die Wundauflage ist aus einem Viskosevlies, beschichtet mit Polypropylen.



Anwendung

- Bei besonders empfindlicher Haut, wie Altershaut, Säuglingen oder Patienten, die bestimmte Medikamente nehmen müssen
- Nach chirurgischen Eingriffen
- Nach Unfallverletzungen aller Art, wie z. B. Schürf- und Schnittwunden

Anwendungsdauer

- Kurzfristig, einen bis mehrere Tag(e)



Best.-Nr.	Größe	Wundauflage	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukomed® skin sensitive, einzeln steril eingeschiegelt in Faltschachtel					
7123904	5 cm x 7,2 cm	4,0 x 2,8 cm	5 Stk.	1/36	5608999
7123905	8 cm x 10 cm	4,0 x 6,0 cm	5 Stk.	1/36	5609007
7123906	8 cm x 15 cm	4,0 x 11,0 cm	5 Stk.	1/36	5609013
7123908	5 cm x 7,2 cm	4,0 x 2,8 cm	10 Stk.	1/20	5609036
7123909	8 cm x 10 cm	4,0 x 6,0 cm	10 Stk.	1/20	5609042
7123910	8 cm x 15 cm	4,0 x 11,0 cm	10 Stk.	1/20	5609059



Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Leukomed® T skin sensitive

Der sterile, wasserdichte Wundverband für die besonders empfindliche Haut



Produkt

Die Anwendung von Post-OP Wundverbänden auf empfindlicher Haut ist besonders anspruchsvoll.

Leukomed® T skin sensitive ist steril und schützt post-operative und oberflächlich traumatische Wunden vor dem Eindringen von Bakterien, Viren oder Wasser. Mit Leukomed® T skin sensitive können Primärverbände und Kompressen sicher steril fixiert werden.

Auch eine Sekundärfixierung von medizinischen Hilfsmitteln, Schläuchen und Kanülen ist nun bei sehr empfindlicher oder geschädigter Haut dank Leukomed® T skin sensitive möglich.

Außerdem kann Leukomed® T skin sensitive Wunden, die nicht mehr sezernieren, vor Reibung und Scherkräften schützen.

Die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie verhindert Feuchtigkeitsansammlungen und reduziert das Risiko von Mazerationen. Außerdem bietet die hochflexible Folie einen sehr hohen Tragekomfort und sitzt auch an Gelenken und Extremitäten wie eine zweite Haut.



Das intuitive Applikationssystem mit dem roten Streifen gewährleistet eine unkomplizierte und schnelle Anwendung des Wundverbands, auch mit Handschuhen.

Leukomed® T skin sensitive besteht aus einer transparenten und extradünnen Polyurethanfolie, beschichtet mit einem Silikonanstrich.

Anwendung

- Zum Schutz von nicht sezernierenden Wunden
- Sekundärverband bei schwach sezernierenden Wunden

Anwendungsdauer

Bis zu 7 Tagen



Best.-Nr.	Größe	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukomed® T skin sensitive einzeln steril eingeseigelt, in Faltschachtel				
7646400	5 x 7,2 cm	5 Stk.	1/36	5267653
7646401	8 x 10 cm	5 Stk.	1/36	5267676

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Leukomed® T plus skin sensitive

Der sterile, wasserdichte Wundverband mit Wundpad für die besonders sensible Haut



Produkt

Die Anwendung von Post-OP Wundverbänden auf empfindlicher und geschädigter Haut ist besonders anspruchsvoll.

Leukomed® T plus skin sensitive ist steril und schützt postoperative Wunden, die noch sezernieren, vor dem Eindringen von Bakterien, Viren oder Wasser.

Dank Leukomed® T plus skin sensitive können oberflächliche Schnitt- und Risswunden sowie leichten Verbrennungen sicher bedeckt und geschützt werden, selbst wenn die Umgebungshaut sehr empfindlich oder geschädigt ist.

Der Folienverband Leukomed® T plus skin sensitive mit seinem saugfähigen Wundpad ermöglicht es nun auch Patienten mit sensibler Haut, ihre gewohnten Alltagsaktivitäten frühzeitig wieder aufzunehmen.

Die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie verhindert Feuchtigkeitsansammlungen und reduziert das Risiko von Mazerationen. Außerdem bietet die hochflexible Folie einen sehr hohen Tragekomfort und sich auch an Gelenken und Extremitäten wie eine zweite Haut.

Das intuitive Applikationssystem mit dem roten Streifen gewährleistet eine unkomplizierte und schnelle Anwendung des Wundverbands, auch mit Handschuhen.



Zusammensetzung

Leukomed® T plus skin sensitive besteht aus einer transparenten und extradünnen Polyurethanfolie, beschichtet mit einem Silikonantrag. Die Wundauf- lage besteht aus einem Viskosevlies, beschichtet mit Polypropylen.

Anwendung

- Zur wasser- und keimdichten Versorgung nach chirurgischen Eingriffen und Unfallverletzungen
- Zum Schutz der Wunde, zum Beispiel beim Duschen

Anwendungsdauer

Bis zu 7 Tagen



Best.-Nr.	Größen	Wundauflage	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukomed® T plus skin sensitive, einzeln steril eingesiegelt in Faltschachtel					
7617800	5 x 7,2 cm	2,8 x 4 cm	5 Stk.	1/36	5267618
7617801	8 x 10 cm	4 x 6 cm	5 Stk.	1/36	5267624
7617802	8 x 15 cm	4 x 11 cm	5 Stk.	1/36	5267630
7617803	10 x 25 cm	5 x 20 cm	5 Stk.	1/36	5267647

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Leukomed® Sorbact®

Saugfähiger Folienverband für das Infektionsmanagement

Produkt

Leukomed® Sorbact® ist ein selbsthaftender, wasserabweisender und keimdichter Folienverband mit einer saugfähigen Wundaufgabe. Das grüne Sorbact®-Gewebe unterstützt das Infektionsmanagement basierend auf einem physikalischen Wirkprinzip. Bakterien und Pilze werden von der Wundaufgabe angezogen, gebunden und mit jedem Verbandswechsel entfernt.

- Bindet und entfernt Bakterien aus infizierten Wunden
- Kann zur Infektionsprophylaxe eingesetzt werden
- Absorbiert Wundsekret
- Ermöglicht das Duschen
- Anschließbare, atmungsaktive und transparente Folie
- Abgerundete Ecken verhindern ein Aufrollen

Anwendung

Für kleine bis mittelgroße, gering bis mäßig exsudierende, infizierte oder infektionsgefährdete Wunden wie Schnittwunden, Hautabschürfungen, Schürfwunden, geringgradige Verbrennungen oder nach chirurgischen Eingriffen



Best.-Nr.	Größe	Wundauflage	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukomed® Sorbact®, einzeln steril eingeschelt in Faltschachtel, im roten Verpackungsdesign					
7995003	5 x 7,2 cm	2,8 x 3,8 cm	3 Stk.	1/100	4749798
7995004	8 x 10,0 cm	4 x 6 cm	3 Stk.	1/100	4749812

Leukomed® Control

Der sterile, vollständig transparente Wundverband für maximale Kontrolle

Produkt

Die kontinuierliche Wundinspektion ist ein wichtiger Bestandteil zur Prävention von postoperativen Wundinfektionen. Der sterile Wundverband Leukomed® Control bietet eine zuverlässige Abdeckung von chirurgischen Wunden und Unfallverletzungen aller Art. Dank der vollständigen Transparenz von multifunktionaler Trägerfolie und Wundauflage, bestehend aus separaten Hydropolymer-Gelinseln, ist eine Wundinspektion mit Leukomed® Control jederzeit ohne Verbandswechsel möglich. Dies hilft, Kosten- und Zeitaufwand zu reduzieren.

Die Hydropolymer-Gelinseln nehmen aufgrund ihrer zuverlässigen Absorptionsfähigkeit, Exsudat aus der Wunde auf, schließen es sicher ein und sorgen so für ein optimales Feuchtigkeitsklima der Haut. Die multifunktionale Trägerfolie von Leukomed® Control bietet zuverlässigen Schutz gegen Keime und Wasser bei gleichzeitig hoher Wasserdampfdurchlässigkeit.

Der Wundverband weist eine hohe Flexibilität in Längs- und Querrichtung auf, sodass er sich den Körperkonturen und Bewegungen ideal anpasst. Der extrabreite Kleberand sorgt zudem für einen sicheren Halt. All diese Eigenschaften ermöglichen es dem Patienten, seine gewohnten Alltagsaktivitäten frühzeitig wieder aufzunehmen.



Leukomed® Control besteht aus einem semipermeablen Polyurethanfilm, der mit einem hautfreundlichen Polyacrylatkleber beschichtet ist. Die Gelinseln des Wundpads bestehen aus einem transparenten Hydropolymer.

Anwendung

Leukomed® Control ist indiziert bei trockenen und leicht exsudierenden akuten Wunden wie:

- Chirurgischen Wunden
- Traumatischen Wunden

Anwendungsdauer

Je nach Zustand der Wunde kann Leukomed® Control bis zu 14 Tage auf der Wunde verbleiben.



Best.-Nr.	Größe	Wundauflage	Inhalt	VE/BE	PZN
Leukomed® Control, einzeln steril eingeschiegelt in Faltschachtel					
7323000	5 x 7 cm	2 x 4 cm	10 Stk.	1/28	4387556
7323001	7 x 10 cm	4 x 7 cm	10 Stk.	1/20	4387562
7323002	8 x 15 cm	4,5 x 11,5 cm	10 Stk.	1/20	4387579

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

2. Orthopädie





2.1 BINDEN UND VERBÄNDE 113

2.2 BANDAGEN UND ORTHESEN 125

Essity bietet mit seinem Sortiment umfassende, nicht invasive Therapielösungen für ein breites Spektrum von orthopädischen Indikationen. Dabei stehen Produkte zur Immobilisierung und Stabilisierung im Vordergrund.

Die Behandlung von Frakturen gehört zu den wichtigsten Tätigkeiten im Klinik- und Praxisalltag. Das weltweit führende Essity Sortiment der Starr- und Stützverbände bietet individuelle Lösungen für eine einfache, funktionelle und verlässliche Versorgung.



2.1 BINDEN UND VERBÄNDE

Fixieren, stützen, entlasten, komprimieren

So vielfältig wie die Funktionen von Binden sind, so umfassend ist das Know-how, das Essity in diese Kategorie einbringt. Unsere Binden sind Spezialprodukte, die genau auf die jeweilige Indikation und auf die jeweilige Problemstellung zugeschnitten sind.

- Elastische Binden für Stütz- und Entlastungsverbände
- Tapeverbände für funktionelle Verbandstechniken

Elastische Binden

Unihaft® 114

Funktionelle Verbände

Leukotape® classic 115

Leukotape® K 116

Leukotape® Foam 117

Ergänzendes Zubehör /Taping

Leukotape® Remover 118

Actimove® Physiopack® Warm/Kalt 119

Tensospray® 120

Klebebinden

Acrylastic® 121

Optiplaste®-C 122

Tricoplast® 123

Unihaft®

Die kohäsive, elastische Binde

Produkt

Unihaft® ist eine Binde, die dank ihrer Kohäsivität (mikroporöse Latexbeschichtung) zusätzliche Vorteile bietet. Die Binde haftet auf sich selbst und ist damit über längere Zeit rutschfest. Unihaft® ist hautfreundlich und luftdurchlässig.

Anwendung


- Strapazierfähige stützende und entlastende Verbände, besonders an viel bewegten Körperteilen
- Feste Fixierverbände

Anwendungsdauer

Unter Berücksichtigung der empfohlenen Wechselintervalle einige Tage bis mehrere Wochen



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
Unihaft® Rolle in Faltschachtel			
4589600	6 cm x 10 m	1/24	3897002
4589700	8 cm x 10 m	1/24	3897019
4589800	10 cm x 10 m	1/24	3897025
4589900	12 cm x 10 m	1/24	3897031

 Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Leukotape® classic

Die unelastische Klebebinde für funktionelle Verbände mit hoher Klebkraft

Produkt

Die funktionelle Verbandstechnik mit unelastischen Pflastermaterialien kommt in vielen Bereichen der Prävention, Therapie und Rehabilitation von Verletzungen am Bewegungsapparat zum Einsatz.

Leukotape® classic verfügt über eine hohe Klebkraft und ist wasserabweisend. Es ist besonders zugfest und unelastisch.

Die Kanten von Leukotape® classic haben einen Zackenschnitt. Mit einem kurzem Ruck lässt sich das Material sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung leicht einreißen. Das ermöglicht zügiges Arbeiten ohne Schere. Leukotape® classic hat ergonomisch abgerundete Kanten am Spulenkern, die ein gutes Abrollen ermöglichen.

Anwendung

- Für funktionelle Verbände zur Behandlung und Vorbeugung von Verletzungen von Muskeln, Bändern und Gelenken.
- Starre Gelenkimmobilisierung
- Sportverletzungen (Zerrungen und Verstauchungen)

Anwendungsdauer

Kurzzeitig bis zu mehreren Tagen



Best.-Nr.	Farbe	Größe	VE/BE	PZN
Leukotape® classic einzeln verpackt				
5 Faltschachteln in Folie				
0220400	Weiß	2 cm x 10 m	5/105	2682191
0220600	Weiß	3,75 cm x 10 m	5/90	2682216
0220700	Weiß	5 cm x 10 m	5/45	2682222
7618500	Blau	3,75 cm x 10 m	5/90	1561309
7618700	Rot	3,75 cm x 10 m	5/90	1561338
7618800	Gelb	3,75 cm x 10 m	5/90	1561315
7618600	Grün	3,75 cm x 10 m	5/90	3442017
0238000	Schwarz	3,75 cm x 10 m	5/90	2743001
Leukotape® classic lose in Faltschachtel				
0119100	Weiß	2 cm x 10 m	12/72	-
0220500	Weiß	3,75 cm x 10 m	12/120	-
0931800	Blau	3,75 cm x 10 m	12/120	-
0931900	Grün	3,75 cm x 10 m	12/120	-

 Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Leukotape® K

Elastischer Klebeverband

Produkt

Die Klebefläche hat sinusförmige Aussparungen, um die Luftzirkulation zu ermöglichen. Das elastische Tape Material kann von Kopf bis Fuß eingesetzt werden. Das Material ist den Eigenschaften der Haut angepasst.


Ob im Leistungssport oder Alltag, Leukotape® K macht das aktive Leben der Patienten wieder bunt und es bleibt die volle Beweglichkeit erhalten.

Um einen optimalen Sitz des elastischen Tapes zu erzielen, empfehlen wir Patienten, Leukotape® K durch einen Arzt oder Therapeuten anlegen zu lassen.

Leukotape® K besteht aus 97% Baumwolle, 3% Lycra und einem Acrylatkleber.

Anwendungsdauer

Unter Berücksichtigung empfohlener Wechselintervalle einige Tage bis zu neun Tage



Best.-Nr.	Farbe	Größe	VE/BE	PZN
Leukotape® K, Rolle einzeln verpackt 5 Faltschachteln in Folie				
7297810	Hautfarbe	2,5 cm x 5 m	5/50	3151828
7297811	Hautfarbe	5,0 cm x 5 m	5/50	3151834
7297812	Hautfarbe	7,5 cm x 5 m	5/40	3151840
7297815	Rot	2,5 cm x 5 m	5/50	3151857
7297816	Rot	5 cm x 5 m	5/50	3151863
7297817	Rot	7,5 cm x 5 m	5/40	3151886
7297820	Blau	2,5 cm x 5 m	5/50	3151917
7297821	Blau	5 cm x 5 m	5/50	3151900
7297822	Blau	7,5 cm x 5 m	5/40	3151892
7297823	Schwarz	5 cm x 5 m	5/50	3477346
7297824	Hellblau	5 cm x 5 m	5/50	3477317
7297825	Pink	5 cm x 5 m	5/50	3477323

Leukotape® Foam

Das flexible, textilkaschierte Polstermaterial

Produkt

Knöchel, Handgelenke und Oberarmknochen müssen bei Stütz- und Entlastungsverbänden besonders abgepolstert werden, um sie zu schützen. Bei bestimmten Verbänden kann der Wunsch bestehen, mittels einer Polsterung an definierten Stellen eine zusätzliche Druckerhöhung zu erreichen.

Leukotape® Foam ist flexibel und lässt sich an stark konturierten Körperregionen durch individuelles Zuschneiden gut anlegen.

Anwendung

- Polsterung oder lokale Druckerhöhung bei Verbänden aller Art

Anwendungsdauer

- Ein Tag bis zu einer Woche



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
Leukotape® Foam 10 Platten in Faltschachtel			
0977600	20 x 30 cm	1/14	2775099



Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Leukotape® Remover

Das Lösungsmittel für klebende Verbände

Produkt

Überall dort, wo Klebeverbände eingesetzt werden, können diese mit dem Lösungsmittel Leukotape® Remover entfernt werden. Die Flüssigkeit Leukotape® Remover ist speziell zum praktischen und schnellen Ablösen von Klebeverbänden (z. B. Leukotape®) entwickelt worden.

Durch vollständiges Durchfeuchten der Verbände mit Leukotape® Remover lassen sich die Klebeverbände leicht von der Haut entfernen.

Leukotape® Remover eignet sich auch zum Ablösen von Klebeverbänden bei stark behaarter Haut.

Leukotape® Remover besteht aus Ethanol, Butanol, Glycerol, Myristylalkohol und Petrolether.

Anwendung

- Zum Ablösen von Klebeverbänden



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
Leukotape® Remover			
9728503	350 ml	1/20	2753459

Actimove® Physiopack® Warm/Kalt

Wiederverwendbare Kompresse für die Wärme- und Kälteanwendung

Produkt

Actimove® Physiopack® sorgt für eine effektive Behandlung, da Kälte oder Wärme für die empfohlene Behandlung von 20-30 Minuten zuverlässig gespeichert wird. Isotherm Behälter geeigneter Größe können die Gelpackung für ungefähr 6 Stunden auf funktionaler heißer oder kalter Temperatur halten.

Actimove® Physiopack® ist für den äußerlichen Gebrauch geeignet. Um das Verbrennungs- bzw. Erfrierungsrisiko zu vermeiden, soll die Kompresse nicht direkt auf die Haut aufgelegt werden.

Actimove® Physiopack® besteht aus Propylenglycol, Carboxymethylcellulose und gefiltertem Wasser.

Anwendung

- Wärmeanwendung
- Vorbeugung und Rehabilitation von Sehnen-, Muskel- oder Bänderverletzungen (Muskelkrämpfe, Rheumatismus, Hexenschuss, Halssteife)
- Menstruationskrämpfe
- Magenschmerzen
- Kälteanwendung
- Bei Sportverletzungen: Behandlung von Verstauchungen, Muskelfaserrisse, Muskelzerrungen oder Entzündungen
- Schmerzlinderungen
- Zur unterstützenden Behandlung bei Ödemen oder Hämatomen (Blutergüssen)
- Kann Kopf- und Zahnschmerzen lindern



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
Actimove® Physiopack®			
4 einzelne Abschnitte inkl. Vlies-Beutel			
7207514	7,5 x 10 cm	1/12	4181122
Actimove® Physiopack®			
7207516	12 x 29 cm	1/12	4181139
7207517	16 x 26 cm	1/12	4181145
Fixiertasche			
7207800	-	1/12	-

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Tensospray®

Der hautfreundliche, farblose Sprühkleber

Produkt

Überall dort, wo nicht klebende Materialien wie Kompressen oder Polstermaterial eingesetzt werden, kann eine zusätzliche Fixierung direkt auf der Haut zur Erhöhung der Sicherheit notwendig werden. Der Sprühkleber Tensospray® ist im Essity Fixierungsprogramm speziell für diese Anwendungsgebiete entwickelt worden. Tensospray® lässt sich leicht mit Seife und Wasser entfernen. Tensospray® ist immer gebrauchsfertig.

Anwendung

- Zur Fixierung von Polstermaterial und Verbänden



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
Tensospray® Sprühdose			
7160200	300 ml/197g	1/12	2753399

Acrylastic®

Die längselastische Binde mit hautfreundlicher Klebemasse

Produkt

Binden für Kompressionsverbände und funktionelle Verbände werden über einen längeren Zeitraum getragen. Ein rutschfester Sitz und eine feine Dosierbarkeit des Kompressionsdruckes werden vorausgesetzt. Acrylastic® erfüllt diese Anforderungen und bietet zusätzlichen Komfort durch ein wasserabweisendes Gewebe.

Acrylastic® ist eine selbstklebende Binde mit einer maximalen Dehnung von ca. 60% in Längsrichtung. In den Träger sind hochgedrehte Kettfäden eingewebt, sie bewirken eine kräftige Kompression und eine dauerhafte längselastische Stützung. Acrylastic® ist sterilisierbar, röntgenstrahlendurchlässig und hautfreundlich. Die Binde kann selbst auf sensibler Haut mehrere Tage angewendet werden.

Anwendung

- Steigerung des Rückflusses bei Insuffizienz des venösen und lymphatischen Systems, insbesondere der Beine, und deren Folgeerkrankungen (z. B. Thrombose und Ulcus cruris sowie bei Thrombophlebitis)
- Lokale Kompressionsbehandlung
- Hämatomprophylaxe und Resorptionsförderung bereits gebildeter Hämatome, besonders im Gelenkbereich (z. B. nach Punktionen)
- Funktionelle Behandlung bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken sowie zum Schutz vor Verletzungen bei vorgeschädigten Gelenken
- Verwendung als Unterzugbinde vor dem Anlegen von Leukotape®

Anwendungsdauer

Kurzfristig bis zu mehreren Tagen



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
Acrylastic® Binde in Faltschachtel 5 Faltschachteln in Folie			
0269700	6 cm x 2,5 m	5/45	2682239
0269800	8 cm x 2,5 m	5/30	2682245
0269900	10 cm x 2,5 m	5/30	2682251

Optiplaste®-C

Die längselastische Binde mit hoher Klebkraft

Produkt

Optiplaste®-C eignet sich für Stütz- und Entlastungsverbände des Kapselbandapparates, der Muskulatur und der Gelenke.

Optiplaste®-C besticht durch Robustheit. Die Binde ist wasserabweisend, röntgenstrahlendurchlässig und längselastisch bei einer Längsdehnung von ca. 60%. Sie besitzt eine hohe Klebkraft.

Anwendung


- Stütz- und Entlastungsverbände des Kapselbandapparates, der Muskulatur und der Gelenke
- Funktionelle Verbände bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken
- Redressierende Verbände
- Ruhigstellende Verbände, z. B. nach gelenknahen Claviculafrakturen sowie nach der Gipsabnahme
- Kompressionsverbände



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
-----------	-------	-------	-----

Optiplaste®-C Binde in Faltschachtel
5 Faltschachteln in Folie

250600	6 cm x 2,5 m	5/45	1433994
250800	8 cm x 2,5 m	5/30	481212
251000	10 cm x 2,5 m	5/30	481229

 Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Tricoplast®

Die hautfreundliche längs- und querelastische Klebebinde

Produkt

Auch an konturierten Körperpartien müssen Verbände rutschfest und sicher haften.

Tricoplast® lässt sich auch an stark konturierten Körperpartien individuell anmodellieren und haftet sicher.

Tricoplast® ist eine sterilisierbare, rutschfeste, selbstklebende Binde mit gleichzeitiger Längs- und Querelastizität. Die maximale Dehnung beträgt ca. 60% in Längs- und ca. 30% in Querrichtung. Tricoplast® ist wasserabweisend, röntgenstrahlendurchlässig und leicht abrollbar.

Anwendung

- Steigerung des Rückflusses bei Insuffizienz des venösen und lymphatischen Systems, insbesondere der Beine, und deren Folgeerkrankungen (z. B. Thrombose, Ulcus cruris venosum, Thrombophlebitis)
- Lokale Kompressionsbehandlung
- Funktionelle Behandlung bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken sowie zum Schutz vor Verletzungen bei vorgeschädigten Gelenken
- Verwendung als Unterzugbinde vor dem Anlegen von Leukotape®



Best.-Nr.	Größe	VE/BE	PZN
Tricoplast® Binde in Faltschachtel 5 Faltschachteln in Folie			
230800	8 cm x 2,5 m	5/30	475045
231000	10 cm x 2,5 m	5/30	475051

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt



2.2 BANDAGEN UND ORTHESEN

Actimove® Sports Edition:

Das Actimove bietet ein breites Sortiment an medizinisch-technischen Orthesen und Bandagen für die meisten Anforderungen und Patientengruppen. Sie sind in unterschiedlichen Produktreihen erhältlich: Actimove Professional Line, Actimove Sports Edition, Actimove Everyday Supports.

Actimove® Everyday Supports:

Die Produkte aus dieser Reihe helfen, chronische Schmerzen im Alltag zu lindern und Stabilität für die tägliche Mobilität zu gewährleisten. Dabei wird Tragekomfort mit einer zuverlässigen und dauerhaften Unterstützung kombiniert.

Actimove® Professional Line:

Ziel der Actimove Professional Line ist es, die Behandlung akuter Verletzungen zu unterstützen, nach einer Operation für Stabilisierung zu sorgen und die Rehabilitation bei chronischen, orthopädischen Problemen zu fördern.

Actimove® Sports Edition

Actimove® Sports Edition	126
Actimove® Kniebandage	127
Actimove® Kniebandage	128
Actimove® Handgelenkorthese	129
Actimove® Handgelenkbandage	130
Actimove® Ellenbogenbandage	131
Actimove® Ellenbogenbandage	132
Actimove® Sprunggelenkbandage	133
Actimove® Sprunggelenkorthese	134
Actimove® Oberschenkelbandage	135

Actimove® Everyday Supports

Actimove® Everyday Supports	136
Actimove® Kniebandage	137
Actimove® Kniebandage	138
Actimove® Handgelenkschiene Carpal	139
Actimove® Ellenbogenbandage	140
Actimove® Ellenbogenbandage	141
Actimove® Sprunggelenkbandage	142
Actimove® Rückenorthese	143

Actimove® Professional Line


Actimove® Rhizo Forte	144
Actimove® Sling Comfort	145

Actimove® Sports Edition




Wenn sich junge, aktive Menschen beim Sport verletzen oder einer erneuten Verletzung vorbeugen möchten, nutzen sie häufig Orthesen oder Bandagen aus Neopren. Beklagt wird dabei oft die große Hitzeentwicklung, die zu starkem Schwitzen führt.¹


- Die Actimove® Sports Edition unterstützt Schmerzlinderung und Heilungseffekt durch eine ausgewogene Anwendung von Wärme und medizinischer Kompression. Durch die hervorragende Feuchtigkeitsregulierung und hautfreundliche Materialien sind die Produkte besonders angenehm zu tragen.
- Mit COOLMAX® AIR² Technologie. Die Actimove® Sports Edition ist speziell auf schnelles Trocknen und höchste Atmungsaktivität ausgelegt.
- Das perforierte Performance Material der Actimove® Sports Edition ist neopren- und latexfrei und besonders hautfreundlich.
- Darüber hinaus bieten alle Produkte nachgewiesene Kompressionseigenschaften, die stützen, stabilisieren, Schwellungen reduzieren und somit zur Schmerzlinderung beitragen.



3D Diamant-Innenfutter mit **COOLMAX® AIR**



Perforiertes Performance Material



¹) Essity Verbraucher-Studie 10/2012, n = 400 OSG Shopper in den USA

²) COOLMAX® AIR ist ein eingetragenes Warenzeichen von The LYCRA company

Actimove® Kniebandage

Verstellbare hufeisenförmige Pelotte, Stabilisierungsstäbe

- Für mehr Spaß am Sport! Unterstützt die Schmerzlinderung und den Heilungseffekt durch die ausgewogene Anwendung von Wärme und medizinischer Kompression.
- Besonders angenehm zu tragen durch das atmungsaktive, perforierte und schnellrocknende Performance Material. Hergestellt ohne Neopren, mit **COOLMAX® AIR** Technologie.
- Zur Behandlung des Patella Schmerzsyndroms mithilfe einer verstellbaren hufeisenförmigen Pelotte.
- Zusätzliche Stabilisierung des Knies durch mediale und laterale spiralförmige Stäbe.



Anwendungsgebiete

- Patella Schmerzsyndrom
- Patellaführung und Subluxation
- Patellainstabilität
- Chondromalacia patellae
- Patellaspitzenyndrom




Verstellbare, hufeisenförmige Pelotte



Fingerschlaufen



Produkt	Best.-Nr.	Farbe	Maße	Größe	PZN
Actimove® Kniebandage	7559434	Schwarz	35,5 – 40,5 cm	S	5263224
	7559435	Schwarz	40,5 – 46 cm	M	5263230
	7559436	Schwarz	46 – 51 cm	L	5263247
	7559437	Schwarz	51 – 56 cm	XL	5263253



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt


Actimove® Kniebandage

Offene Patella

- Für mehr Spaß am Sport! Unterstützt die Schmerzlinderung und den Heilungseffekt durch die ausgewogene Anwendung von Wärme und medizinischer Kompression.
- Besonders angenehm zu tragen durch das atmungsaktive, perforierte und schnellrocknende Performance Material. Hergestellt ohne Neopren, mit **COOLMAX® AIR** Technologie.
- Die Patellaöffnung reduziert den Druck auf die Kniescheibe und hilft, Patellaschmerzen zu lindern.
- Die besondere Passform schützt das Knie und gibt ein Gefühl der Sicherheit.

Anwendungsgebiete

- Zur Prävention und bei Knieverletzungen
- Leichte Verstauchungen, Bandverletzungen
- Zerrungen und Prellungen
- Leichte Meniskusschäden
- Schwellungen



Ovale Patella-Öffnung



3D Diamant-Innenfutter mit COOLMAX® AIR



Produkt

Actimove® Kniebandage

Best.-Nr.

Farbe

Maße

Größe

PZN

7558532

Schwarz

35,5 – 40,5 cm

S

5263276

7558533

Schwarz

40,5 – 46 cm

M

5263282

7558534

Schwarz

46 – 51 cm

L

5263299


7558535

Schwarz

51 – 56 cm

XL

5263307



Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Actimove® Handgelenkorthese

Links oder rechts tragbar, mit Metallstab

- Unterstützt die Schmerzlinderung und den Heilungseffekt durch die ausgewogene Anwendung von Wärme und medizinischer Kompression.
- Besonders angenehm zu tragen durch das atmungsaktive und schnelltrocknende Performance Material. Hergestellt ohne Neopren.
- Durch den anatomisch geformten Metallstab wird das Handgelenk stabilisiert. Die Bandage ist links und rechts tragbar.
- Einfach und schnell anzulegen. Mit individuell einstellbaren Verschlüssen.

Anwendungsgebiete

- Tendinitis
- Verstauchungen
- Zerrungen
- Bandverletzungen
- Weichteilverletzungen
- Arthrose
- Rheumatoide Arthritis
- OP-Nachsorge
- Nach der Gipsabnahme



Zum einfachen Überstreifen



Produkt	Best.-Nr.	Farbe	Maße	Größe	PZN
Actimove® Handgelenkorthese	7572934	Schwarz	13 – 16 cm	S	5263313
	7572935	Schwarz	16 – 19 cm	M	5263336
	7572936	Schwarz	19 – 23 cm	L/XL	5263342



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt


Actimove® Handgelenkbandage

Einstellbar, beidseitig tragbar

- Unterstützt die Schmerzlinderung und den Heilungseffekt durch die ausgewogene Anwendung von Wärme und medizinischer Kompression.
- Besonders angenehm zu tragen durch das atmungsaktive, perforierte und schnelltrocknende Performance Material. Hergestellt ohne Neopren, mit COOLMAX® AIR Technologie.
- Einstellbare Stützfunktion für optimalen Komfort bei jeder Aktivität.
- Weniger Schweißbildung und mehr Komfort durch die offene Handinnenfläche.

Anwendungsgebiete

- Schwache oder verletzte Handgelenke
- Beschwerden durch Überbeanspruchung
- Leichte Verstauchungen
- Bandverletzungen und Zerrungen
- Arthritis
- Unterstützt bei täglichen Aktivitäten



3D Diamant-Innenfutter mit COOLMAX® AIR



Produkt	Best.-Nr.	Farbe	Maße	Größe	PZN
Actimove® Handgelenkbandage	7562611	Schwarz	14 – 20 cm	Universal	5263359



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Actimove® Ellenbogenbandage

Einstellbar

- Für mehr Spaß am Sport! Unterstützt die Schmerzlinderung und den Heilungseffekt durch die ausgewogene Anwendung von Wärme und medizinischer Kompression.
- Besonders angenehm zu tragen durch das atmungsaktive und schnelltrocknende Performance Material. Hergestellt ohne Neopren.
- Einfach und schnell anzulegen. Mit individuell einstellbarem Verschluss.

Anwendungsgebiete

- Zur Vorbeugung und Behandlung schmerzhafter Ellenbogenbeschwerden



Zum einfachen Überstreifen.



Produkt

Actimove® Ellenbogenbandage

Best.-Nr.

7561732

Farbe

Schwarz

Maße


19–37 cm

Größe

Universal

PZN

5263419



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Actimove® Ellenbogenbandage

Einstellbar, Heiß/Kalt Komprese

- Für mehr Spaß am Sport! Unterstützt die Schmerzlinderung und den Heilungseffekt durch die ausgewogene Anwendung von Wärme und medizinischer Kompression.
- Besonders angenehm zu tragen durch das atmungsaktive und schnelltrocknende Performance Material. Hergestellt ohne Neopren.
- Mit herausnehmbarer, therapeutischer Heiß/ Kalt Komprese zur ergänzenden Schmerzbehandlung.

Anwendungsgebiete

- Tennis- und/oder Golfer Ellenbogen (Epicondylitis)



Innenfutter mit Silikon-Punkten



Heiß/ Kalt Komprese



Produkt

Actimove® Ellenbogenbandage

Best.-Nr.

7574231

Farbe

Schwarz

Maße

28 – 40 cm

Größe

Universal

PZN

5263425



Actimove® Sprunggelenkbandage

Elastisch, Klettverschluss


- Für mehr Spaß am Sport! Unterstützt die Schmerzlinderung und den Heilungseffekt durch die Anwendung von medizinischer Kompression.
- Erhöhter Komfort und Atmungsaktivität durch das luftdurchlässige, elastische Gurt-Design.
- Extra schmale Passform durch dünnes, aber strapazierfähiges Material.
- Einstellbare Stützfunktion für optimalen Komfort bei jeder Aktivität.

Anwendungsgebiete

- Zur Prävention und bei schmerzhaften Sprunggelenksverletzungen
- Leichte Verstauchungen und Bandverletzungen
- Instabile Fußgelenke
- Schwellungen und Schmerzempfindlichkeit



Produkt	Best.-Nr.	Farbe	Maße	Größe	PZN
Actimove® Sprunggelenkbandage	7341483	Schwarz	18–20,5 cm	S	5263365
	7341484	Schwarz	20,5–23 cm	M	5263371
	7341485	Schwarz	23–25,5 cm	L	5263388



Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

Actimove® Sprunggelenkorthese

Kreuzzügel

- Unterstützt die Schmerzlinderung und den Heilungseffekt durch die ausgewogene Anwendung von Wärme und medizinischer Kompression.
- Besonders angenehm zu Tragen durch das atmungsaktive und schnelltrocknende Performance Material. Hergestellt ohne Neopren, mit **COOLMAX® AIR** Technologie.
- Erhöhte Stabilität im Bereich des Sprunggelenks und des Fußgewölbes mit gekreuzter Gurtführung aus dem Sport-Taping.
- Sicherer Sitz beim Sport durch die zusätzliche Stützfunktion des zirkulären Gurtes.



Anwendungsgebiete


- Für leichte bis mittelschwere Verstauchungen und Bandverletzungen des Sprunggelenks, Sportverletzungen, wiederkehrende Verletzungen und chronische Instabilitäten des Fußgelenks zu verhindern



Kreuzförmige Gurte




Produkt	Best.-Nr.	Farbe	Maße	Größe	PZN
Actimove® Sprunggelenkorthese	7561131	Schwarz	20–27 cm	Universal	5263394



Actimove® Oberschenkelbandage

Einstellbar

- Für mehr Spaß am Sport! Unterstützt die Schmerzlinderung und den Heilungseffekt durch die ausgewogene Anwendung von Wärme und medizinischer Kompression.
- Besonders angenehm zu tragen durch das atmungsaktive und schnelltrocknende Performance Material. Hergestellt ohne Neopren, mit **COOLMAX® AIR** Technologie.
- Die besondere Passform schützt den Oberschenkel und gibt ein Gefühl der Sicherheit.
- Einstellbare Stützfunktion für optimalen Komfort bei jeder Aktivität.




3D Diamant-Innenfutter mit **COOLMAX® AIR**

Anwendungsgebiete

- Für leichte und moderate Zerrungen und Prellungen des Quadrizeps oder der hinteren Oberschenkelmuskulatur



Produkt	Best.-Nr.	Farbe	Maße	Größe	PZN
Actimove® Oberschenkelbandage	7560203	Schwarz	45–80 cm	Universal	5263402



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Actimove® Everyday Supports




Mit zunehmendem Alter leiden Menschen häufig an degenerativen Gelenkerkrankungen, die ihre Mobilität beeinträchtigen. Actimove® Everyday Supports sorgen für medizinische Kompression und helfen damit, Ödeme zu reduzieren und den Schmerz zu lindern. Diese Vorteile finden sich in einem breiten Spektrum verlässlicher und langlebiger Bandagen:

- Nachgewiesene Kompressionseigenschaften, die stützen, stabilisieren, Schwellungen reduzieren und somit zur Schmerzlinderung beitragen.
- Das einzigartige Helix-Design ist angelehnt an physiologisches Taping, die anatomische Form der Bandagen sorgt für Stabilität.
- Actimove® Everyday Supports bestehen aus weichem, latexfreiem Gewebe und verfügen über spezielle Komfortzonen für sensible Hautpartien.


Actimove® Kniebandage

Offene Patella, 4 Stabilisierungsstäbe

- Ausgeprägte Kompression unterstützt die Linderung von Knieschmerzen.
- Die Patellaöffnung reduziert den Druck auf die Kniescheibe und hilft so, Patellaschmerzen zu lindern.
- Zusätzliche Stabilität durch spiralförmige Stabilisierungsstäbe.
- Zuverlässige, dauerhafte Unterstützung für die tägliche Mobilität.
- Die anatomische Form und die spezielle Struktur des Designs sorgen für eine gute Passform.
- Verstärkte Abschlussränder sorgen für eine lange Haltbarkeit.
- Weiche Garne für einen dauerhaften Tragekomfort.
- Weiche, glatte Motion-Comfort-Zone im Kniekehlenbereich.



Spezielle Design-Struktur




Motion-Comfort-Zone

Anwendungsgebiete

- Degenerative Knieerkrankungen
- Überlastung
- Chronische Knieschmerzen



Produkt	Best.-Nr.	Farbe	Maße	Größe	PZN
Actimove® Kniebandage	7557524	Beige	31 – 36 cm	S	5263431
	7557525	Beige	36 – 41 cm	M	5263448
	7557526	Beige	41 – 46 cm	L	5263454
	7557527	Beige	46 – 52 cm	XL	5263460



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Actimove® Kniebandage


Geschlossene Patella

Produkt

- Ausgeprägte Kompression unterstützt die Linderung von Knieschmerzen.
- Zuverlässige, dauerhafte Unterstützung für die tägliche Mobilität.
- Die nahtlose, anatomische Form und die spezielle Struktur des Designs sorgen für eine gute Passform.
- Verstärkte Abschlussränder sorgen für eine lange Haltbarkeit.
- Weiche Garne für einen dauerhaften Tragekomfort.
- Weiche, glatte Motion-Comfort-Zone im Kniekehlenbereich

Anwendungsgebiete

- Degenerative Knieerkrankungen
- Überlastung
- Chronische Knieschmerzen




Motion-Comfort-Zone



Helix-Design



Produkt	Best.-Nr.	Farbe	Maße	Größe	PZN
Actimove® Kniebandage 	7557540	Beige	31–36 cm	S	5263477
	7557541	Beige	36–41 cm	M	5263483
	7557542	Beige	41–46 cm	L	5263508
	7557543	Beige	46–52 cm	XL	5263514

LATEX
FREE
FORMULA

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Actimove® Handgelenkschiene Carpal

Vorgeformter Metallstab

Produkt

- Unterstützt die Schmerzlinderung und den Heilungseffekt durch die ausgewogene Anwendung von Wärme und medizinischer Kompression.
- Besonders angenehm zu tragen durch das atmungsaktive und schnelltrocknende Performance Material. Hergestellt ohne Neopren.
- Unterstützt die Schmerzreduktion durch Stabilisierung des Handgelenks. Der anatomisch geformte Metallstab sichert die korrekte Positionierung.
- Entlastet die Hand, die auf einer stabilen, vorgeformten Schiene ruht, die palmarseitig mit einer Pelotte gepolstert ist.
- Das einzigartige, offene Design ermöglicht volle Beweglichkeit aller Finger und die Funktionalität der Hand.



Offenes Design für Beweglichkeit

Anwendungsgebiete

- Symptomatische Entlastung beim Karpaltunnelsyndrom, z. B. bei Benutzung eines PCs



Produkt

Actimove® Handgelenkschiene Carpal

Best.-Nr.

7571421

Farbe

Schwarz

Maße

14–20 cm

Größe

Universal

PZN

5263684



LATEX
FREE
FORMULA

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Actimove® Ellenbogenbandage

Zuverlässige und dauerhafte Unterstützung für die tägliche Mobilität

- Ausgeprägte Kompression unterstützt die Linderung von Ellenbogenschmerzen.
- Zuverlässige, dauerhafte Unterstützung für die tägliche Mobilität.
- Die anatomische Form und die spezielle Struktur des Designs sorgen für eine gute Passform.
- Verstärkte Abschlussränder sorgen für eine lange Haltbarkeit.
- Weiche Garne für einen dauerhaften Tragekomfort.
- Weiche, glatte Motion-Comfort-Zone in der Ellenbogenfalte.




Anwendungsgebiete

- Degenerative Ellenbogenerkrankungen
- Überlastung
- Chronische Ellenbogenschmerzen



Produkt

Actimove® Ellenbogenbandage



Best.-Nr.

7561434
7561435
7561436
7561437

Farbe

Beige
Beige
Beige
Beige

Maße

20–23 cm
23–26 cm
26–29 cm
29–32 cm

Größe

S
M
L
XL

PZN

5263572
5263589
5263595
5263603

LATEX
FREE
FORMULA

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Actimove® Ellenbogenbandage

Pelotten, Klettband

- Ausgeprägte Kompression unterstützt die Linderung von Ellenbogenschmerzen.
- Massageeffekt für eine zusätzliche Schmerzlinderung durch zwei geformte Druckpelotten.
- Der elastische, einstellbare Gurt ermöglicht gezielten Druck auf die Unterarmsehne zur Schmerzlinderung.
- Zuverlässige, dauerhafte Unterstützung für die tägliche Mobilität.
- Die anatomische Form und die spezielle Struktur des Designs sorgen für eine gute Passform.
- Verstärkte Abschlussränder sorgen für eine lange Haltbarkeit.
- Weiche Garne für einen dauerhaften Tragekomfort.
- Weiche, glatte Motion-Comfort-Zone in der Ellenbogenfalte




Zwei geformte Druckpelotten für Massageeffekt

Anwendungsgebiete

- Degenerative Ellenbogenerkrankungen
- Überlastung
- Chronische Ellenbogenschmerzen



Produkt	Best.-Nr.	Farbe	Maße	Größe	PZN
Actimove® Ellenbogenbandage	7561442	Beige	20–23 cm	S	5263626
	7561443	Beige	23–26 cm	M	5263632
	7561444	Beige	26–29 cm	L	5263649
	7561445	Beige	29–32 cm	XL	5263655



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Actimove® Sprunggelenkbandage

Zuverlässige und dauerhafte Unterstützung für die tägliche Mobilität

- Ausgeprägte Kompression unterstützt die Linderung von Sprunggelenkschmerzen.
- Zuverlässige, dauerhafte Unterstützung für die tägliche Mobilität.
- Die anatomische Form und die spezielle Struktur des Designs sorgen für eine gute Passform.
- Verstärkte Abschlussränder sorgen für eine lange Haltbarkeit.
- Weiche Garne für einen dauerhaften Tragekomfort.
- Weiche, glatte Motion-Comfort-Zone am Fußrücken




Anwendungsgebiete

- Degenerative Sprunggelenkerkrankungen
- Überlastung
- Chronische Sprunggelenkschmerzen



Produkt	Best.-Nr.	Farbe	Maße	Größe	PZN
Actimove® Sprunggelenkbandage	7560824	Beige	18–21 cm	S	5263520
	7560825	Beige	21–24 cm	M	5263537
	7560826	Beige	24–27 cm	L	5263543
	7560827	Beige	27–30 cm	XL	5263566



Actimove® Rückenorthese

Stabile Schaumstoff-Pelotte, einstellbare, zweilagige Kompression

- Unterstützt die Schmerzlinderung und den Heilungseffekt durch die ausgewogene Anwendung von Wärme und medizinischer Kompression.
- Besonders angenehm zu tragen durch das atmungsaktive und schnelltrocknende Performance Material. Hergestellt ohne Neopren.
- Unterstützung und Stabilität für die Lumbalregion durch die konisch verlaufende, feste Schaumstoff-Pelotte.
- Entspannender Massageeffekt durch die dreidimensionalen Druckpelotten.
- Einfaches Anlegen und Einstellen der Kompression durch die speziellen Fingertaschen und -schlaufen.



Anwendungsgebiete

- Akute und chronische Schmerzen im unteren Rücken
- Degenerative Rückenprobleme (z. B. Spondylose)
- Lumbale Instabilitäten (z. B. Muskelinsuffizienzen)
- OP-Nachsorge, Rehabilitation



Feste Schaumstoff-Pelotte




Fingerschlaufen und Taschen



Produkt

Actimove® Rückenorthese



Best.-Nr.

7345032

7345033

Farbe

Silber

Silber

Maße

74 – 94 cm

94 – 114 cm

Größe

S/M

L/XL

PZN

5263661

5263678

LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Actimove® Rhizo Forte

Die einzigartige Daumenorthese zur Immobilisierung von Daumensattel- und Daumengrundgelenk

Actimove® Rhizo Forte ist eine immobilisierende Daumenorthese zur Behandlung schmerzhafter Zustände und Irritationen im Sattel- und Grundgelenk des Daumens, verbunden mit chronischen und akuten Beschwerden.

Die Orthese immobilisiert das Daumensattelgelenk (CMC) und das Daumengrundgelenk (MCP 1) und positioniert den Daumen in Funktionsstellung. Die spezielle Konstruktion der Orthese verhindert wirksam die Adduktion des Daumens, und ermöglicht dabei gleichzeitig die volle Bewegungsfreiheit der anderen vier Finger und des Handgelenks.

Dank des formbaren Aluminiumkerns kann Actimove® Rhizo Forte sehr einfach optimal an die individuelle Handform angepasst werden. Die Orthese kann über die praktischen Klettverschlüsse leicht mit nur einer Hand angelegt werden. Speziell ausgewählte Materialien und das schlanke Design mit weichen Kanten bieten hohen Tragekomfort. Die Orthese ist schmutzabweisend, kann im Wasser getragen werden und trocknet leicht. Somit ist sie auch für eine längere Tragedauer im Alltag gut geeignet.




Actimove® Rhizo Forte besteht aus thermoplastischem Polyurethan und Polyamid sowie einer Aluminiumlegierung (innen liegender Kern). Das Produkt ist bei 30° C waschbar.

Anwendung

- Reizzustände und Verschleiß im Daumensattel- und Daumengrundgelenk (z. B. Rhizarthrose)
- Rheumatoide Arthritis
- Ulnare Seitenbandverletzung des MCP1-Gelenks (z. B. Skidaumen)
- Distorsion (Verstauchung)
- Bandinstabilität
- Postoperative Anwendung und posttraumatische Reizungen
- Postoperative Ruhigstellung



Produkt	Orthese links		Orthese rechts		Maße	Größe	Farbe
	Best.-Nr.	PZN	Best.-Nr.	PZN			
Actimove® Rhizo Forte	7623801	4387622	7623800	4387616	6,8 – 8 cm	S	Grau
	7623803	4387645	7623802	4387639	8 – 9 cm	M	Grau
	7623805	4387668	7623804	4387651	9 – 10 cm	L	Grau
	7623819	5037580	7623818	5037574	6,8 – 8 cm	S	Schwarz
	7623821	5037605	7623820	5037597	8 – 9 cm	M	Schwarz
	7623823	5037628	7623822	5037611	9 – 10 cm	L	Schwarz



LATEX FREE FORMULA Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Actimove® Sling Comfort

Armschlinge

Die Actimove® Sling Comfort ist eine Komfort-Armschlinge zur Ruhigstellung und Unterstützung des Unterarms. Für schnelle Nutzung vollständig zusammengesetzt und fertig geschnitten. Das Produkt besteht aus Polyurethan, Polyester und Nylon und ist bei 30°C waschbar.

- Sichere Unterarmstütze mit Einheitsgröße und verstellbarer Riemenlänge.
- Hoher Tragekomfort für den Patienten aufgrund der vollständigen, offenen Konstruktion und des reduzierten Nackendrucks durch die 5,5 cm breite und stabile Schlinge, die ein separates Nackenpolster ersetzt.
- Schnell und einfach mit einer Hand an- und abzuliegen, dank den Y-förmigen Klettverschlussbändern, von denen eines bereits befestigt ist.
- Zur besseren Hygiene einfach zu reinigen. Waschmaschinengeeignet bei 40° C.
- Zur Lagerung, lange Haltbarkeit von fünf Jahren.



Indikationen

- Postoperative Versorgung (z. B. nach Rotatorenmanschettenruptur)
- Behandlung nach einer Fraktur (z. B. Frakturen von Schlüsselbein, Schulterblatt, Oberarm und Tuberculum majus)
- Gelenkverstauchungen und -verrenkungen (z. B. Verrenkungen am Akromio- und Sternoklavikulargelenk, Schulterluxation)
- Entzündliche Erkrankungen (z. B. Sehnenverkalkung der Rotatorenmanschette)
- Leichte Schulterinstabilität (z. B. Rückeninstabilität)
- Unterstützung für halbseitig gelähmte Patienten
- Unterstützung beim Tragen eines Gipses oder einer Schiene
- Temporäre Armstabilisierung in der Notfall-/ Rettungsmedizin



Produkt	Best.-Nr.	Sortiment	Farbe	Größe	PZN
Actimove® Sling Comfort	7285918	Schaumstoff-Gurtband	Blau	5,5 cm x 12,0 m	-
	7285924	Schaumstoff-Gurtband	Blau	5,5 cm x 1,9 m	4296776
	7346601	Y-Verschlüsse	Blau	-	-



Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

3. Inkontinenzversorgung





3.1 TENA® INKONTINENZVERSORGUNG 149

3.2 TENA® HAUTPFLEGE, ZUSATZSORTIMENT UND INFOS 167

Gemeinsam machen wir den Unterschied

Als global führende Marke in der Inkontinenzversorgung ist TENA® stets bestrebt, Fachkräften zur Seite zu stehen. Dabei steht die Wahrung der Würde und Lebensqualität der Betroffenen stets im Zentrum des Handelns. Durch das intensive partnerschaftliche Miteinander mit Betroffenen und Fachkräften weiß TENA® ganz genau, welche Form der Unterstützung sie benötigen. Das gilt sowohl für Produkte als auch für die zahlreichen Services wie etwa persönliche Anleitung, praktische Ratschläge und Schulungen. TENA® Produkte und Services durchlaufen strikte Prüfungen und bringen nachweisliche Vorteile für Betroffene, Fachkräfte und Arbeitsumgebungen.

Bahnbrechende Innovationen

Angesichts einer immer älter werdenden Bevölkerung und vieler Betroffener, die im Stillen an Inkontinenz leiden, ist der Bedarf an individueller und effektiver Kontinenzversorgung groß. Bei Essity und TENA® sind wir stolz auf unser Engagement bei der Gestaltung bahnbrechender und innovativer Produkte und Lösungen.



3.1 TENA® INKONTINENZVERSORGUNG

Der Mensch steht im Mittelpunkt

Blasenschwäche tritt nicht nur überraschend häufig auf, sie ist auch keineswegs abhängig von Alter oder Gesundheitszustand und kann Menschen in ihren besten Jahren betreffen. Im Übrigen beeinträchtigt Blasenschwäche Menschen auf unterschiedliche Weise. Sie ist an sich keine besonders schwerwiegende Erkrankung, aber das damit verbundene gesellschaftliche Tabu kann das soziale Selbstwertgefühl eines Menschen erheblich beeinträchtigen. Außerdem kann Blasenschwäche bei den Betroffenen zu Angst und Isolation führen. Pflegende Verwandte möchten ihren Angehörigen häufig helfen, ihre Würde zu bewahren.

TENA® bietet hierfür verschiedene Varianten, abgestimmt auf die Bedürfnisse von Frauen und Männern.

TENA® Einwegunterwäsche

TENA® Einlagen für Frauen	150
TENA® MEN	154
TENA® Pants	156
TENA® Flex	158
TENA® Slip	160
TENA® Comfort	162
TENA® Bariatric	164

TENA® Einlagen für Frauen

TENA® Comfort Mini

Alle TENA® Comfort Mini Produkte haben ein weiches atmungsaktives Außenmaterial, das die Luft zirkulieren lässt. So wird Feuchtigkeit vermieden und eine gesunde Haut gefördert. Für einen hohen Grad an Sicherheit, Komfort und Frischegefühl.

- Geruchs-Neutralisierer verhindern unerwünschte Gerüche
- Schnell wirkender hochabsorbierender Saugkern für hohen Auslaufschutz
- Weiches, textilartiges und atmungsaktives Material fördert die Hautgesundheit



TENA® Discreet Slip einlagen

Speziell für Kundinnen, die keinen größeren Schutz benötigen. Dank microPROTEX™ Technologie werden Gerüche und Flüssigkeit diskret eingeschlossen.

TENA® Discreet Einlagen

In drei Größen und Saugstärken für einen wirkungsvollen Auslaufschutz. TENA® Lady Discreet Einlagen passen sich perfekt dem Körper an und geben Ihren Kundinnen ein sicheres, verlässliches Gefühl.

TENA® Lady Einlagen+

TENA® Lady Einlagen+ sind für größere Mengen Flüssigkeit geeignet, dabei angenehm zu tragen und absolut diskret. Bis zu 100% Auslaufschutz* geben Ihren Kundinnen die Sicherheit, die sie brauchen.






Wie profitieren Ihre Kundinnen von TENA® Einlagen für Frauen?

Mehr Wohlbefinden: Schutz und Diskretion bei sehr leichter bis mittlerer Blasenschwäche

Hautgesundheit wird durch Atmungsaktivität gefördert

*Basierend auf einem Anwendungstest zur Ermittlung der Anzahl nicht ausgelaufener Produkte.

TENA® Comfort Mini (w)

Produkt	Saugstärke	Best.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Comfort Mini	 Plus	761425	6 IV = 180 30	- 4854093
	 Extra	761531	8 IV = 240 30	- 4854101
	 Super	761717	6 IV = 180 30	- 5097116

TENA Discreet Slipeinlagen, Einlagen und Einlagen+ (w)

Produkt	Saugstärke	Best.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Discreet	 Mini Magic	761064	6 IV = 204 34	- 4838651
	 Ultra Mini	761174	10 IV = 280 28	- 4838668
	 Mini	760364	6 IV = 180 30	- 4596320
	 Mini Plus	760384	6 IV = 120 20	- 4596165
	 Normal	760806	12 IV = 288 24	- 4596314
TENA® Lady Discreet	 Extra	760696	12 IV = 240 20	- 5184097
	 Extra Plus	761662	6 IV = 96 16	- 5184105
	 Maxi	760979	12 IV = 144 12	- 5184111
	 Maxi Night	760921	6 IV = 72 12	- 3478311

Anlegehilfe TENA® Einlagen für Frauen



1. Schutzfolie vom Klebestreifen auf der Einlagenrückseite entfernen, Einlage der Länge nach falten, um eine Schalenform zu erhalten



2. Einlage mit der Klebeseite nach unten in die Hose legen



3. Hose fixieren

*IV = Innenverpackung

TENA® Silhouette


Jede 2. Frau zwischen 35 und 55 findet ihre aktuelle Schutzunterwäsche nicht ansprechend.¹ Das TENA® Silhouette Sortiment verbindet das Gefühl von Unterwäsche mit dem Schutz von TENA®.

- In zwei Schnitten und drei eleganten Farben erhältlich
- DREIFACHSCHUTZ vor Auslaufen, Feuchtigkeit und Gerüchen
- Äußerst diskret dank TRU Einfärbung – innen wie außen in der gleichen Farbe
- Weiche, elastische Materialien für ein angenehmes Unterwäschegefühl
- Dermatologisch getestet




1) Scandinfo (Marktforschungsinstitut)

TENA® Silhouette (w)

Produkt	Saugstärke	Best.-Nr.	Größe	Umfang Hüfte	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Silhouette Blanc	 Normal	795512	M	75 – 105 cm	6 IV = 72 12	– 4254602
	 Normal	795610	L	95 – 130 cm	6 IV = 60 10	– 4254619
TENA® Silhouette Crème	 Plus	782512	M	75 – 105 cm	4 IV = 48 12	– 4745783
	 Plus	782610	L	95 – 130 cm	4 IV = 40 10	– 4745808
TENA® Silhouette Noir	 Plus	703081	M	75 – 105 cm	4 IV = 36 9	– 5108742
	 Plus	703082	L	95 – 130 cm	4 IV = 32 8	– 5108759

Anlegehilfe TENA® Pants



1.
Ziehen Sie die Pants nach oben



2.
Ziehen Sie die Pants wie normale Unterwäsche über die Beine



3.
Zum Ausziehen können Sie die Seitennähte aufreißen

*IV = Innenverpackung

TENA® MEN

Das richtige Produkt für jede Situation

TENA® MEN Produkte sind genau auf die männliche Anatomie zugeschnitten und bieten perfekten Schutz bei jeder Form von Harnverlust.

100% diskret. 100% so sicher: TENA® MEN Extra Light & Level 1-3

Die perfekte Wahl für Ihre männlichen Kunden, die mehr als ein paar Tröpfchen verlieren. Die Protektoren lassen sich einfach in die Unterwäsche einkleben und bieten Schutz, genau dort, wo er benötigt wird.



Überzeugende Sicherheit, attraktive Optik: TENA® MEN Pants

TENA® MEN Schutzunterwäsche gibt es als TENA® MEN Active Fit Pants sowie als TENA® MEN Premium Fit Protective Underwear in besonders unterwäscheähnlicher Optik. TENA® MEN Pants eignen sich bei mittleren bis großen Mengen Harn – am Tag und in der Nacht.



Wie profitieren Ihre Kunden von TENA® MEN?

Mehr Wohlbefinden: Erhält Maskulinität und Würde. Bessere Akzeptanz für unterwäscheartige Produkte bei aktiven oder demenziell veränderten Menschen¹ in der häuslichen Pflege

Bessere Mobilität: Erleichtert die Unabhängigkeit der Betroffenen²



Extra Light

Level 1



Level 2

Level 3



Normal

Plus



Maxi

¹ Studie zur Aufdeckung von Problemfeldern FR, UK, NL, SE und US, Jun 2010.
² Pants in Institutionen RMDN, NH in Italien, Nov 2011.

TENA® MEN Protektoren (m)

Produkt	Saugstärke	Best.-Nr.	Größe	Umfang Hüfte	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® MEN Protective Shield	●○○○ ○○○○ Extra Light	750403			8 IV = 112 14	- 4354410
TENA® MEN Level 1	●●●○ ○○○○ Light	750651			6 IV = 144 24	- 3460593
TENA® MEN Level 2	●●●● ○○○○ Medium	750776			6 IV = 120 20	- 2661906
TENA® MEN Level 3	●●●● ●○○○ Super	750830			6 IV = 96 16	- 3792734

TENA® MEN Pants (m)

Produkt	Saugstärke	Best.-Nr.	Größe	Umfang Hüfte	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® MEN Active Fit Pants Grau	●●●● ●○○○ Normal	772702	S/M	75 – 105 cm	4 IV = 48 12	- 5700297
	●●●● ●○○○ Normal	772802	L/XL	95 – 130 cm	4 IV = 40 10	- 5700305
TENA® MEN Active Fit Pants Blau	●●●● ●○○○ Plus	772512	S/M	75 – 105 cm	4 IV = 48 12	- 4745814
	●●●● ●○○○ Plus	772610	L/XL	95 – 130 cm	4 IV = 40 10	- 4745820
TENA® MEN Premium Fit Protective Underwear	●●●● ●○○○ Maxi	798308	M	75-100 cm	4 IV = 48 12	- 4615537
	●●●● ●○○○ Maxi	798306	L	95-125 cm	4 IV = 40 10	- 4615520

Anlegehilfe TENA® MEN



1. Legen Sie Penis und Hoden in die Einlage, Einlagenrückseite entfernen, Einlage der Länge nach falten, um eine Schalenform zu erhalten



2. Entfernen Sie den Papierklebestreifen, so dass die Klebefläche freigelegt wird



3. Ziehen Sie die Unterwäsche hoch



1. Ziehen Sie die Pants nach oben



2. Ziehen Sie die Pants wie normale Unterwäsche über die Beine



3. Zum Ausziehen können Sie die Seitennähte aufreißen

*IV = Innenverpackung

TENA® Pants

Geeignet für mobile Kunden

Wie Unterwäsche zu tragen

- TENA® Pants dehnen sich körpergerecht wie Unterwäsche und schmiegen sich an die Körperkonturen an. Sie sorgen für einen wirklich körpernahen Sitz und bieten damit Komfort und Sicherheit. Pants eignen sich bei mittleren bis großen Mengen Harn – am Tag und in der Nacht. Dünnes, atmungsaktives Material für gesündere Haut und mehr Komfort
- Integrierte Barrieren für maximalen Auslaufschutz
- FeelDry™ Advanced Technologie leitet auch große Mengen Urin sehr schnell in den Produktkern
- Geruchs-Neutralisierer kontrolliert Gerüche für extra Wohlbefinden

Wie profitieren Ihre Kunden von TENA® Pants?

Mehr Wohlbefinden und Würde durch feminines/ maskulines Design. Bessere Akzeptanz für unterwäscheartige Produkte bei aktiven oder demenziell veränderten Menschen in der häuslichen Pflege

Bessere Mobilität: Erleichtert die Unabhängigkeit der Betroffenen



Plus



















Super



Maxi

TENA® Pants (m/w)

Produkt	Saugstärke	Best.-Nr.	Größe	Umfang Hüfte	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Pants	 Discreet	792300	M	75 – 100 cm	4 IV = 48 12	– 2694455
	 Discreet	793300	L	95 – 125 cm	4 IV = 40 10	– 2694461
	 Plus	792314	XS	50 – 70 cm	4 IV = 56 14	– 4287926
	 Plus	792490	S	65 – 85 cm	4 IV = 56 14	– 2404285
	 Plus	792590	M	80 – 110 cm	4 IV = 56 14	– 2402369
	 Plus	792690	L	100 – 135 cm	4 IV = 56 14	– 2394701
	 Plus	792790	XL	120 – 160 cm	4 IV = 48 12	– 2865922
	 Super	793413	S	65 – 85 cm	4 IV = 48 12	– 2865916
	 Super	793520	M	80 – 110 cm	4 IV = 48 12	– 2703042
	 Super	793614	L	100 – 135 cm	4 IV = 48 12	– 2703059
	 Super	793713	XL	120 – 160 cm	4 IV = 48 12	– 3820442
	 Maxi	794410	S	65-85 cm	4 IV = 40 10	– 3206682
	 Maxi	794512	M	80-110 cm	4 IV = 40 10	– 3206682
	 Maxi	794623	L	100 – 135 cm	4 IV = 40 10	– 3206699
	 Maxi	794762	XL	120 – 160 cm	4 IV = 40 10	– 4782761
	TENA® Pants Bariatric	 Plus	792862	XXL	150 – 203 cm	4 IV = 48 12

Anlegehilfe TENA® Pants



1.
Ziehen Sie die Pants nach oben



2.
Ziehen Sie die Pants wie normale Unterwäsche über die Beine



3.
Zum Ausziehen können Sie die Seitennähte aufreißen

*IV = Innenverpackung

TENA® Flex

Vorlage mit flexiblem Hüftbund für einfache und schnelle Wechsel

TENA® Flex wurde speziell für leichtere und ergonomischere Produktwechsel entwickelt. Das innovative Produkt unterstützt beim rückenschonenden Arbeiten.*

TENA® Flex erhält weiterhin Würde und Komfort der Betroffenen und vereinfacht das Toilettentraining. Weiterhin bedeckt das Produkt weniger Fläche der Haut und reduziert so das Risiko von Hautirritationen.

- Innovativer, anatomisch geformter Doppel-Saugkern mit FeelDry™ Advanced Technologie. Auch große Mengen Harn werden schnell in den Produktkern geleitet. Das bedeutet mehr Komfort und ist ein bedeutender Schritt zu besserer Hautgesundheit
- ConfioAir™ ermöglicht der Haut zu atmen: Atmungsaktive und textilähnliche Rückseite erhält die Trockenheit für Komfort und Hautgesundheit
- Integrierter ComfiStretch-Hüftbund. Mehrfach anpassbare Fixierung für leichtere, ergonomische Produktwechsel
- Auslaufbarrieren und elastische Beinellastiken bieten verbesserten Auslaufschutz
- Nässeindikator: Der Nässeindikator an der Außenseite des Produkts färbt sich von Gelb auf Blau, wenn es Zeit für den Wechsel ist
- Geruchs-Neutralisierer verhindern unerwünschte Gerüche und geben ein Gefühl von Frische und Würde



Wie profitieren Ihre Kunden von TENA® Flex?

Ergonomie: Senkt Belastungen im unteren Rückenbereich während des Produktwechsels

Hautgesundheit wird durch atmungsaktives Material gefördert. Zudem bedeckt das Produkt nur wenig Haut

* 114 Bewohner, 119 Pflegepersonal in drei verschiedenen Häusern in Auckland; TENA® Flex Evaluation, Neuseeland, Dezember 2009, Daten liegen vor.

TENA® Flex (m/w)

Produkt	Saugstärke	Best.-Nr.	Größe	Umfang Hüfte	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Flex	Plus	730437	S	61 – 87 cm	3 IV = 90 30	– 3081789
	Plus	730430	M	71 – 102 cm	3 IV = 90 30	– 3032319
	Plus	723333	L	83 – 120 cm	3 IV = 90 30	– 3032325
	Plus	724950	XL	105 – 153 cm	3 IV = 90 30	– 3305438
	Super	730446	S	61 – 87 cm	3 IV = 90 30	– 3393342
	Super	730458	M	71 – 102 cm	3 IV = 90 30	– 3393359
	Super	729281	L	83 – 120 cm	3 IV = 90 30	– 3393365
	Super	724980	XL	105 – 153 cm	3 IV = 90 30	– 3393371
	Maxi	730453	S	61 – 87 cm	3 IV = 66 22	– 3081766
	Maxi	730434	M	71 – 102 cm	3 IV = 66 22	– 3032331
	Maxi	729352	L	83 – 120 cm	3 IV = 66 22	– 3032348
	Maxi	725000	XL	105 – 153 cm	3 IV = 63 21	– 3055355

Anlegehilfe TENA® Flex

 <p>1. Öffnen Sie zuerst den Hüftbund am Produkt. Falten Sie TENA® Flex der Länge nach, sodass eine Schalenform entsteht. Legen Sie den Bund um die Hüfte und schließen Sie ihn mit dem Klettverschluss</p>	 <p>2. Ziehen Sie die Vorderseite der Vorlage nach oben Richtung Hüfte und richten Sie sie an den Seiten aus</p>	 <p>3. Befestigen Sie die Klettverschlüsse der Vorlage am Hüftbund und drücken Sie diese fest. Kontrollieren Sie die Verschlüsse mehrfach und ob die Vorlage richtig sitzt</p>
 <p>1. Falten Sie aus der komplett aufgefalteten Vorlage eine Schalenform. Drehen Sie den Betroffenen auf die Seite und ziehen Sie den Hüftbund unterhalb der Hüfte durch. Drehen Sie den Betroffenen auf den Rücken und ziehen Sie die Vorlage zwischen den Beinen hindurch</p>	 <p>2. Dehnen Sie die Vorderseite der Vorlage in Richtung Hüfte und zu beiden Seiten aus</p>	 <p>3. Befestigen Sie die Klettverschlüsse der Vorlage am Hüftbund und drücken Sie diese fest. Kontrollieren Sie die Verschlüsse mehrfach und ob die Vorlage richtig sitzt</p>

*IV = Innenverpackung

TENA® Slip

Auch geeignet für immobile Betroffene

TENA® Slip sind auch bei immobilen Betroffenen leicht anzulegen und individuell und mehrmals anzupassen, um perfekten Sitz zu garantieren. Der praktische Nässeindikator an der Außenseite des Produkts zeigt dabei an, ob und wann es Zeit zum Wechsel ist.

Auch Hautgesundheit kann im Rahmen häuslicher Pflege eine echte Herausforderung sein. TENA® Slip mit ConfioAir™ sind atmungsaktiv und ermöglichen Ihnen, Betroffenen einen hautfreundlicheren Inkontinenzschutz zu bieten.

- Schnell wirkender, hochabsorbierender Saugkern: FeelDry™ Advanced Technologie leitet auch große Mengen Harn sehr schnell in den Produktkern. Das bedeutet mehr Komfort und ist ein bedeutender Schritt zu besserer Hautgesundheit
- ConfioAir™ ermöglicht der Haut zu atmen: Atmungsaktive und textilähnliche Rückseite erhält die Trockenheit für Komfort und Hautgesundheit
- Breite Klettverschlüsse: Vielfach anpassbar für einen perfekten Sitz
- Auslaufbarrieren und elastische Beinellastiken bieten verbesserten Auslaufschutz
- Nässeindikator: Der Nässeindikator an der Außenseite des Produkts färbt sich von Gelb auf Blau, wenn es Zeit für den Wechsel ist
- Geruchs-Neutralisierer verhindern unerwünschte Gerüche und geben ein Gefühl von Frische und Würde



Plus



Super



Maxi

Wie profitieren Ihre Kunden von TENA® Slip?

Hautgesundheit: Mehr Wohlbefinden für Betroffene durch atmungsaktives ConfioAir™ Material

Bessere Nachtruhe: Auslaufsicherer Schutz für unruhige Betroffene

TENA® Slip (m/w)

Produkt	Saugstärke	Best.-Nr.	Größe	Umfang Hüfte	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN	
TENA® Slip	Plus	710430	XS	49 – 74 cm	3 IV = 90 30	– 2881074	
	Plus	710530	S	56 – 85 cm	3 IV = 90 30	– 2867192	
	Plus	710630	M	73 – 122 cm	3 IV = 90 30	– 2867200	
	Plus	710730	L	92 – 144 cm	3 IV = 90 30	– 2867217	
	Plus	711021	XL	120 – 160 cm	3 IV = 90 30	– 4782778	
	Super	711130	S	56 – 85 cm	3 IV = 90 30	– 3994308	
	Super	711228	M	73 – 122 cm	3 IV = 84 28	– 3336918	
	Super	711428	L	92 – 144 cm	3 IV = 84 28	– 3336924	
	Super	711023	XL	120 – 160t cm	3 IV = 84 28	– 4782784	
	Maxi	710824	S	56 – 85 cm	3 IV = 72 24	– 3336870	
	Maxi	710924	M	73 – 122 cm	3 IV = 72 24	– 3336887	
	Maxi	711024	L	92 – 144 cm	3 IV = 72 24	– 3336893	
	Maxi	711026	XL	120 – 160 cm	3 IV = 72 24	– 4782790	
	TENA® Slip Bariatric	Super	61490	XXL	163 – 178 cm	2 IV = 64 32	–
		Super	61391	3XL	175 – 244 cm	4 IV = 32 8	–

Anlegehilfe TENA® Slip

 <p>1. Legen Sie die längsgefaltete Inkontinenzhose von hinten zwischen die Beine und streichen Sie die Vorderseite glatt</p>	 <p>2. Fixieren Sie erst nacheinander die beiden unteren Klettverschlüsse, und dann die oberen Verschlüsse. Die Klettverschlüsse können wiederholt befestigt und angepasst werden</p>	 <p>3. Ziehen Sie leicht an den Klettverschlüssen, um sie im Gewebe der Außenseite zu fixieren</p>
 <p>1. Setzen Sie den Betroffenen auf die Inkontinenzhose</p>	 <p>2. Ziehen Sie die Vorderseite zwischen den Beinen hoch</p>	 <p>3. Fixieren Sie erst nacheinander die beiden unteren Klettverschlüsse, und dann die oberen Verschlüsse. Die Klettverschlüsse können wiederholt befestigt und angepasst werden</p>
 <p>1. Legen Sie die längsgefaltete Inkontinenzhose von vorne nach hinten zwischen den Beinen hindurch an</p>	 <p>2. Ziehen Sie die Vorderseite der Inkontinenzhose mit Zickzack-Bewegungen an</p>	 <p>3. Fixieren Sie erst nacheinander die beiden unteren Klettverschlüsse, und dann die oberen Verschlüsse. Die Klettverschlüsse können wiederholt befestigt und angepasst werden</p>

*IV = Innenverpackung

TENA® Comfort

Die vielseitige Vorlage für alle Formen der Inkontinenz

TENA® Comfort hat eine einzigartige Rundum-Barriere, die eine Schale formt für schnelles, sicheres Aufsaugen und verbesserten Auslaufschutz. Ihr hochabsorbierender Saugkern leitet auch große Mengen Harn schnell in den Produktkern und sorgt so für längere Trockenheit.

TENA® Comfort ist komplett atmungsaktiv, dermatologisch getestet und unterstützt die Hautgesundheit bei Betroffenen. Das textilähnliche Material fühlt sich sehr weich an.

- Schnell wirkender, hochabsorbierender Saugkern: FeelDry™ Advanced Technologie leitet auch große Mengen Harn sehr schnell in den Produktkern. Das bedeutet mehr Komfort und ist ein bedeutender Schritt zu besserer Hautgesundheit
- ConfioAir™ ermöglicht der Haut zu atmen: Atmungsaktive und textilähnliche Rückseite erhält die Trockenheit für Komfort und Hautgesundheit
- Anatomische Passform: Rundum-Barriere, die eine Schale formt für schnelles, sicheres Aufsaugen
- Nässeindikator: Der Nässeindikator an der Außenseite des Produkts färbt sich von Gelb auf Blau, wenn es Zeit für den Wechsel ist
- Geruchs-Neutralisierer verhindern unerwünschte Gerüche und geben ein Gefühl von Frische und Würde

Wie profitieren Ihre Kunden von TENA® Comfort?

Bessere Mobilität: Mehr Flexibilität und Eigeninitiative für aktive Betroffene

Bessere Nachtruhe durch höhere Saugstärken



Normal



Plus



Extra



Super



Maxi

TENA® Comfort (m/w)

Produkt	Saugstärke	Best.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Comfort	Normal	752742	3 IV = 126 42	- 3081795
	Plus	752846	2 IV = 92 46	- 1482544
	Extra	753040	2 IV = 80 40	- 1482567
	Super	758136	2 IV = 72 36	- 4306279
	Maxi	759128	2 IV = 56 28	- 3278925
	Ultima	759205	4 IV = 68 17	-

Anlegehilfe TENA® Comfort

 <p>1. Fixierhose bis zur Mitte der Oberschenkel hochziehen. Falten Sie die TENA® Comfort der Länge nach, sodass eine Schalenform entsteht</p>	 <p>2. Vorlage von vorne nach hinten positionieren. Sicherstellen, dass sich die Hautfalten der Oberschenkel außerhalb der Vorlage befinden</p>	 <p>3. Fixierhose hochziehen und die Beinelastik im Schrittbereich anpassen, jedoch nicht in den Schrittbereich „hineinziehen“</p>
 <p>1. Legen Sie die Vorlage von vorne nach hinten zwischen die Beine, falten Sie die Vorlage der Länge nach, sodass eine Schalenform entsteht</p>	 <p>2. Vorlage von vorne nach hinten positionieren. Sicherstellen, dass sich die Hautfalten der Oberschenkel außerhalb der Vorlage befinden</p>	 <p>3. Fixierhose hochziehen und die Beinelastik im Schrittbereich anpassen, jedoch nicht in den Schrittbereich „hineinziehen“</p>

*IV = Innenverpackung

TENA® Bariatric

Würdevolle Versorgung bei Adipositas

Starkes Übergewicht macht die Pflege von Betroffenen schwieriger und zeitintensiver. Das TENA® Bariatric Sortiment unterstützt die Pflege adipöser Verwender mit besonders großen Größen und macht so die Anlage einfacher und schneller.

Da stark übergewichtige Menschen eher zu Hautproblemen neigen, ist auch das TENA® Bariatric Sortiment komplett atmungsaktiv und sorgt bei Betroffenen für mehr Komfort und Wohlbefinden.

TENA® Slip Bariatric Super

Für mehr Komfort und Sicherheit: größere Größen und bessere Passform

TENA® Comfort Ultima

TENA® Fix Bariatric

Die klassische Vorlage, jetzt noch größer: kombiniert mit TENA® Fix Bariatric in besonders großen Größen

TENA® Pants Bariatric Plus

Die bewährte TENA® Pants, jetzt auch in XXL



XXL Hüfte 163–178 cm
3XL Hüfte 175–244 cm



Super



Ultima

73,5 cm lang
24,5 cm breit

4XL Hüfte 140–200 cm
5XL Hüfte 160–230 cm



XXL Hüfte 150–203 cm





Plus

Wie profitieren Ihre Kunden von TENA® Bariatric?


Mehr Wohlbefinden: Verbesserung des Komforts adipöser Betroffener, Erhalt der Würde

Hautgesundheit: Mehr Wohlbefinden durch atmungsaktives Material

TENA® Slip Bariatric Super (m/w)

Produkt	Saugstärke	Best.-Nr.	Größe	Umfang Hüfte	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Slip Bariatric	 Super	61490	XXL	163–178 cm	2 IV = 64 32	-
	 Super	61391	3XL	175–244 cm	4 IV = 32 8	-


TENA® Comfort Ultima (m/w)

Produkt	Saugstärke	Best.-Nr.	Größe	Umfang Hüfte	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Comfort	 Ultima	759205	73,5 cm lang 24,5 cm breit		4 IV = 68 17	-

TENA® Fix Bariatric (m/w)

Produkt	Saugstärke	Best.-Nr.	Größe	Umfang Hüfte	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Fix Bariatric		754067	4XL	140–200 cm	20 IV = 100 5	-
		754068	5XL	160–230 cm	20 IV = 100 5	-

TENA® Pants Bariatric Plus (m/w)

Produkt	Saugstärke	Best.-Nr.	Größe	Umfang Hüfte	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Pants Bariatric	 Plus	792862	XXL	150–203 cm	4 IV = 48 12	- 4933355

*IV = Innenverpackung



3.2 TENA® HAUTPFLEGE, ZUSATZSORTIMENT UND INFOS

Mit TENA ist Essity führend bei der Entwicklung von Produkten und Services, die dazu beitragen, die Würde und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Das Haut- und Zusatzsortiment rundet die bewährten absorbierenden Produkte von TENA ab.

TENA® Hautpflege und PROSkin 3-Stufen Konzept

TENA® Körperreinigung	168
TENA® Intimreinigung	170
TENA® Hautreinigung und -pflege	172
TENA® Hautschutz	174

TENA® Zusatzsortiment

TENA® Fix	176
TENA® Schutzservietten & Bettschutz	178

TENA® Information


TENA® Beratungs-Tipps	180
TENA® Saugstärkenübersicht	18

Für das Haar

TENA® Shampoo Cap

Für den Körper inkl. Intimpflege

TENA® Wet Wash Gloves
TENA® Wet Wipes
TENA® Wash Cream
TENA® Wash Mousse
TENA® Wash Gloves
TENA® Soft Wipes
TENA® Shampoo & Shower
TENA® Body Lotion
TENA® Body Cream
TENA® Barrier Cream
TENA® Zinc Cream



Für den ganzen Körper

TENA® Shampoo & Shower

TENA® Körperreinigung

Pflegend reinigen ohne zusätzliches Wasser

TENA® Wet Wash Gloves

Weiche, mit Reinigungs lotion versehene Waschhandschuhe für die Ganzkörperreinigung ohne Wasser und Seife. Vorbefeuchtet mit einer sanften Reinigungslotion. Eine bequeme, einfache und hygienische Art der Ganzkörperreinigung.

Anwendung

- Täglich
- Vor der Anwendung aufwärmen



8 Stück

TENA® Shampoo Cap

Eine einfache und bequeme Möglichkeit, Haare ohne Wasser zu shampooen und zu pflegen. Haube ist mit einem speziellen Shampoo versehen, das nicht ausgespült werden muss.

Anwendung

- Wöchentlich
- Vor der Anwendung aufwärmen



1 Stück

TENA® Wet Wash Gloves

Produkt		Best.-Nr.	Größe	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Wet Wash Gloves	milder Duft	1116	15 x 23 cm	30 IV = 240 8	-
	parfümfrei	1158	15 x 23 cm	30 IV = 240 8	-

TENA® Shampoo Cap

Produkt		Best.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Shampoo Cap		1042	1	30 IV = 30 1	- 4274295

*IV = Innenverpackung

TENA® Intimreinigung

Pflegend reinigen ohne zusätzliches Wasser

Vorbeugende Hautreinigung und -pflege mit cremiger 3-in-1-Formel. Fördert die Hautgesundheit, indem sie reinigt, pflegt und schützt (als Creme, Mousse oder feuchte Pflögetücher).

TENA® Wet Wipes

TENA Wet Wipes sind eine milde Alternative zu Wasser und Seife, die die Haut pflegt. Auch als TENA Plastic-Free Wet Wipes aus 100% Viskose, einer Faser natürlichen Ursprungs, erhältlich.

Anwendung

- Bei jedem Produktwechsel
- Täglich

TENA® Wash Cream

TENA® Wash Mousse

TENA Wash Cream oder Wash Mousse mit einem TENA Soft Wipe Tuch auf die Haut auftragen. Muss nicht abgespült werden. Mild, pH-neutral und seifenfrei.

Anwendung

- Bei jedem Produktwechsel
- Täglich

TENA® Soft Wipes

Ultraweiche, dicke Waschtücher.

TENA® Wash Gloves

Komfortable, hautfreundliche Einweghandschuhe für die sanfte Reinigung.



48 Stück



500ml/1000 ml

400 ml



135 Stück



175/200 Stück

TENA® Wet Wipes

Produkt	Best.-Nr.	Größe	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Wet Wipes	7997	20 x 30 cm	12 IV = 576 48	- 5095583
TENA® Wet Wipes, Plastic-Free	9766	20 x 30 cm	12 IV = 576 48	- -

TENA® Wash Cream

Produkt	Best.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN	
TENA® Wash Cream	Pumpflasche	4242	500 ml	10 IV = 10 1	- 2268853
	Pumpflasche	4249	1000 ml	8 IV = 8 1	- 1240278

TENA® Wash Mousse

Produkt	Best.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN	
TENA® Wash Mousse	Spraydose	6570	400 ml	15 IV = 15 1	- 3120638

TENA® Wash Gloves

Produkt	Best.-Nr.	Größe	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN	
TENA® Wash Gloves		740400	16 x 25 cm	6 IV = 1200 200	- 2069272
	mit Folie	740500	16 x 25 cm	6 IV = 1050 175	- 1240309

TENA® Soft Wipes

Produkt	Best.-Nr.	Größe	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN	
TENA® Soft Wipes		740700	19 x 30 cm	8 IV = 1080 135	- 2303704
		740710	30 x 32 cm	8 IV = 1080 135	- 2303727

*IV = Innenverpackung

TENA® Hautreinigung und -pflege

Ein Programm für alle Hygiene-Routinen

TENA® Shampoo & Shower

Körperreinigung – traditionell reinigen mit Wasser.

Ein mildes Gel zum Duschen und Haarewaschen, speziell für die empfindliche Haut und das Haar. Sanft einmassieren und abspülen. Pflegende und antistatische Eigenschaften plus Provitamin B5 machen das Haar leicht kämmbar.

Anwendung

- Wöchentlich
- In der Dusche



500 ml

TENA® Body Lotion & Body Cream

TENA® Body Lotion ist eine leicht parfümierte Lotion mit natürlichen Feuchtigkeitsspendern, mit Rapsöl und Provitamin B5. Enthält Vitamin E und hinterlässt die Haut mit einer Schutzschicht.

TENA® Body Cream ist eine ergiebige Creme für sehr trockene, empfindliche Haut, mit Rapsöl und Glycerin. Enthält Vitamin E und hinterlässt die Haut mit einer Schutzschicht.

Anwendung

- Täglich
- Kann für den ganzen Körper verwendet werden.
- Massieren Sie sanft eine dünne Schicht in die trockene Haut.



250 ml

150 ml

Wie profitieren Ihre Kunden von der TENA® Hautpflege?

Hautgesundheit: Passende Produkte zur Reinigung, Pflege und zum Schutz empfindlicher Haut

Mehr Wohlbefinden durch innovative, komfortable Ganzkörper-Pflegeroutinen

TENA® Shampoo & Shower

Produkt		Best.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Shampoo & Shower	Pumpflasche	1207	500 ml	10 IV = 10 1	- 3120667

TENA® Body Lotion & Body Cream

Produkt		Best.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Body Lotion	Flasche	1148	250 ml	10 IV = 10 1	- 3120696
TENA® Body Cream	Tube	4257	150 ml	10 IV = 10 1	- 3120704

*IV = Innenverpackung

TENA® Hautschutz

Wasserabweisende Barriere

Beruhigende Wirkung bei Hautirritationen

TENA® Barrier Cream

TENA Barrier Cream ist eine wasserabweisende, transparente Creme, die eine starke, wasserabweisende Barriere gegen Reizstoffe bietet. Tragen Sie eine dünne Schicht auf gefährdete oder gereizte Haut auf. Ideal zum Schutz empfindlicher Haut. Kann auch für die Haut rund um ein Stoma von Vorteil sein.

Anwendung

- Täglich
- Bei jedem Produktwechsel
- Bei gereizter Haut

TENA® Zinc Cream

Zur Beruhigung und Wiederherstellung rissiger, gereizter und empfindlicher Haut. Enthält 10% Zinkoxid und Vitamin E. Ermöglicht eine sanfte Anwendung und Entfernung ohne Kleben.

Anwendung

- Täglich
- Bei jedem Produktwechsel
- Bei gereizter Haut



150 ml



100 ml

Wie profitieren Ihre Kunden von der TENA® Hautpflege?

Hautgesundheit: Passende Produkte zur Reinigung, Pflege und zum Schutz empfindlicher Haut

Mehr Wohlbefinden durch innovative, komfortable Ganzkörper-Pflegeroutinen

TENA® Barrier Cream

Produkt		Best.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Barrier Cream	Tube, parfümfrei	4419	150 ml	10 IV = 10 1	- 3120644

TENA® Zinc Cream

Produkt		Best.-Nr.	Inhalt	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Zinc Cream	Tube, parfümfrei	4294	100 ml	10 IV = 10 1	- 3120673

*IV = Innenverpackung

TENA® Fix

Nahtlose waschbare und wiederverwendbare Fixierhosen

TENA® Fix

Die unterwäscheartigen Fixierhosen für exzellenten Komfort unterstützen den Auslaufschutz, indem sie für sichere Fixierung und perfekten Sitz von TENA® Inkontinenzprodukten sorgen. Sie behalten ihre Form auch nach mehrmaligem Waschen.

- Das nahtlose, weiche und elastische Material hilft dabei, Hautirritationen zu vermeiden.
- Breite Hüft- und Beinelastiken garantieren hohen Tragekomfort
- Waschbar sowie wäschetrocknerfest
- Sieht aus wie normale Unterwäsche, verbirgt die Einlage für mehr Würde
- Waschbar bis 60 °C*
- Haltbar bis zu 60 Wäschen (40 bei Industrewäschen)



TENA® Fix Cotton Special

- Aufgrund ihres hohen Baumwollanteils fühlt sie sich an wie Unterwäsche.
- Waschbar bis 95 °C.*



TENA® Fix Original

- Netzhose für guten Auslaufschutz mit anatomischem Sitz.



Wie profitieren Ihre Kunden von TENA® Fix?

Mehr Wohlbefinden: Nahtlose Form und weiche Elastiken erhöhen den Komfort

Hautgesundheit: Mehr Wohlbefinden durch atmungsaktives Material

*Im Netzwäschebeutel, im Schonwaschgang

TENA® Fix (m/w)

Produkt	Best.-Nr.	Größe	Umfang Hüfte	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
	754023	S	60–80 cm	20 IV = 100 5	– 3430043
	754024	M	70–100 cm	20 IV = 100 5	– 3430066
	754025	L	85–120 cm	20 IV = 100 5	– 3430072
	754026	XL	100–140 cm	20 IV = 100 5	– 3430089
	754027	XXL	120–160 cm	20 IV = 100 5	– 3430095
	754047	XXXL	130–180 cm	20 IV = 100 5	– 4782809
TENA® Fix Bariatric	754067	4XL	140–200 cm	20 IV = 100 5	–
	754068	5XL	160–230 cm	20 IV = 100 5	–

TENA® Fix Cotton Special (m/w)

Produkt	Best.-Nr.	Größe	Umfang Hüfte	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
	756602	XS	60–70 cm	45 IV = 45 1	– 4843020
	756603	S	65–85 cm	34 IV = 34 1	– 4843037
	756604	M	70–90 cm	34 IV = 34 1	– 4843043
TENA® Fix Cotton Special	756606	L	80–100 cm	28 IV = 28 1	– 4843066
	756607	XL	95–120 cm	28 IV = 28 1	– 4843072
	756608	XXL	110–130 cm	24 IV = 24 1	– 2592507

TENA® Standard Netzhosen/TENA® Fix Original (m/w)

Produkt	Best.-Nr.	Größe	Umfang Hüfte	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
Fixierhose Universal	754070			1 IV = 250 250	– 2402292
	755402	S		5 IV = 125 25	– 4520133
	755501	M		5 IV = 125 25	– 4520127
TENA® Fix Original	755612	L		5 IV = 125 25	– 4520110
	755613	XL		5 IV = 125 25	– 4520110
	755614	XXL		5 IV = 125 25	– 4520110

*IV = Innenverpackung

TENA® Schutzservietten & Bettschutz

TENA® Bib Schutzservietten

Praktische Einweg-Schutzservietten mit Fronttasche und Nackenbändchen für hygienischen und würdevollen Schutz bei den Mahlzeiten.



TENA® Bed Bettschutz

Bietet Schutz für Betten und Möbel bei unfreiwilligem Harnverlust und während der Körperhygiene.

In zwei Varianten (TENA® Bed Original und TENA® Bed Plus) sowie mit Seitenflügeln (TENA® Bed Plus Wings) erhältlich.



TENA® Hygiene Sheet

Bequemer, kosteneffizienter Schutz für Betten und Möbel.

- Schutzlaken mit einer dünnen Plastikmembrane zum Schutz von Möbeln oder Matratze
- Starke Vielzweck-Schutzlaken



Wie profitieren Ihre Kunden von diesem TENA® Zusatzsortiment?

Zeitersparnis und weniger Arbeitsaufwand durch weniger Wäsche- und Kleidungswechsel

TENA® Bib Schutzserviette

Produkt	Größe	Best.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Bib S/M	37 x 46 cm	720511	6 IV = 900 150	- 3405973
TENA® Bib M/L	37 x 66 cm	720611	6 IV = 900 150	- 3405996

TENA® Bed Bettschutz

Produkt	Größe	Best.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Bed Original	60 x 60 cm	770048	4 IV = 160 40	-
	60 x 90 cm	770049	4 IV = 140 35	-
TENA® Bed Plus	40 x 60 cm	770113	6 IV = 180 30	- 4099805
	60 x 60 cm	770100	4 IV = 120 30	- 4099811
	60 x 90 cm	770104	4 IV = 120 30	- 4099828
TENA® Bed Plus Wings	80 x 180 cm	771102	4 IV = 80 20	- 4099834

TENA® Hygiene Sheet

Produkt	Größe	Best.-Nr.	Stück je Karton/ Stück je IV*	PZN
TENA® Hygiene Sheet	80 x 140 cm	774452	100 -	4390736 -
	80 x 210 cm	774454	100 -	4390742 -
TENA® Protective Sheet	80 x 210 cm	774455	100 -	- -

*IV = Innenverpackung

TENA® Beratungs-Tipps

Blasenschwäche/ Inkontinenz

Allgemeine Ansprache:

- Darf ich Ihnen einen Wäscheschutz anbieten?
- Darf ich Sie ergänzend zum Thema Blasen-schwäche beraten? Möchten Sie dafür mal etwas ausprobieren?
- Blasenschwäche als Nebenwirkung zu bestimmten Medikamenten & Diagnosen erwähnen

Fragemöglichkeiten:

Wie viel Harn verlieren Sie/ Ihr Angehöriger?

Welche Medikamente nehmen Sie?

Verwenden Sie schon Inkontinenzprodukte?

Wie viele benötigen Sie am Tag?

Gibt es spezielle Lebenssituationen zu berücksichtigen:

- Spezieller Schutz für die Nacht
- Spezieller Schutz für besondere Aktivitäten
- Geschlechtsspezifische Produkte
- Gibt es eine spezielle körperliche Konstitution zu berücksichtigen?
- Feinmotorik-Defizite oder Demenz

In der Beratung:

- Anlegetechnik zeigen
- Auf Produktauslastung eingehen
- Nicht gleichzeitig zwei Produkte anwenden
- Produktproben zeigen und mitgeben
- Informationen zur Produktentsorgung zeigen

Leichte Produktauswahl – mit der TENA® Tröpfchenskala.

Die TENA® Tröpfchenskala dient zur einfachen Erkennung der Saugstärke und zur besseren Auswahl des passenden Produktes.

Mit der Tröpfchen-Abbildung hinter jedem Produkt kann leicht ermittelt werden, ob die Saugstärke zum Schweregrad der Blasenschwäche passt:

- 1–4 Tropfen: leichte Inkontinenz, Harnverlust in 4 Std. ca. 50–100 ml
- 5–6 Tropfen: mittlere Inkontinenz, Harnverlust in 4 Std. ca. 100–200 ml
- 7–8 Tropfen: schwere Inkontinenz, Harnverlust in 4 Std. ab 200 ml

Hautpflege

Allgemeine Ansprache:

- Darf ich Ihnen zusätzlich ein Hautschutzprodukt anbieten?
- Darf ich Sie ergänzend zum Thema Hautpflege beraten?
- Nutzen Sie aktuell einen Hautschutz?
- In der Beratung generell ergänzen, wenn Blasenschwächeprodukte angeboten werden

Fragemöglichkeiten:

Für welchen Bereich interessieren Sie sich besonders:

- Reinigung
- Hautpflege
- Intim-Hautschutz

Reinigung:

Brauchen Sie ein Produkt zur Ganzkörperreinigung – oder soll es speziell zur Intimreinigung geeignet sein?

Pflege:

Reicht eine leichte Feuchtigkeitspflege oder ist die Haut besonders empfindlich und pflegebedürftig?
































Schutz:








Brauchen Sie einen Barrierschutz oder soll die Haut beruhigt werden?

In der Beratung:

- Auf Diskretion achten
- Tester benutzen

TENA® Saugstärkenübersicht

Produkt	Slipereinlagen		Einlagen			Einlagen+ / Schutzunterwäsche				
										
TENA® Lady (w)	 Discreet Mini Magic	 Discreet Ultra Mini	 Discreet Mini	 Discreet Mini Plus	 Discreet Normal	 Extra	 Extra Plus		 Maxi	 Discreet Maxi Night
TENA® Comfort Mini (w)					 Plus	 Extra	 Super			
TENA® Silhouette Pants/Einlagen (w)							 Normal Blanc M/L		 Plus Crème/Noir M/L	
TENA® MEN (m)		 Extra Light			 Level 1	 Level 2	 Level 3	 Active Fit Pants M/L	 Active Fit Pants M/L	 Premium Fit M/L

Produkt							
	Discreet	Normal	Plus	Extra	Super	Maxi	Ultima
TENA® Pants (m/w)							
TENA® Pants Bariatric (m/w)	M/L		XS/S/M/L/ XL/XXL		S/M/L/XL	M/L/XL	
TENA® Flex (m/w)			 S/M/L/XL		 S/M/L/XL	 S/M/L/XL	
TENA® Slip (m/w)							
TENA® Slip Bariatric (m/w)			XS/S/M/ L/XL		S/M/L/XL/ XXL/3XL	S/M/L/XL	
TENA® Comfort (m/w)							

LateX-Informationsliste

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt:



Acrylastic® _____	121	Fixomull® stretch _____	25
Actimove® Ellenbogenbandage _____	131	Fixomull® transparent _____	26
Actimove® Ellenbogenbandage _____	132	Gazofix®/Gazofix® color _____	13
Actimove® Ellenbogenbandage _____	140	Hypafix® _____	27
Actimove® Ellenbogenbandage _____	141	Hypafix® skin sensitive _____	28
Actimove® Handgelenkbandage _____	130	JOBST® Comprilan® _____	14
Actimove® Handgelenkorthese _____	129	Leukofix® _____	18
Actimove® Handgelenkschiene Carpal _____	139	Leukoflex® _____	20
Actimove® Kniebandage _____	127	Leukomed® _____	101
Actimove® Kniebandage _____	128	Leukomed® Control _____	109
Actimove® Kniebandage _____	137	Leukomed® skin sensitive _____	105
Actimove® Kniebandage _____	138	Leukomed® Sorbact® _____	108
Actimove® Oberschenkelbandage _____	135	Leukomed® T _____	102
Actimove® Physiopack® Warm/Kalt _____	119	Leukomed® T plus _____	103
Actimove® Rhizo Forte _____	144	Leukomed® T plus skin sensitive _____	107
Actimove® Rückenorthese _____	143	Leukomed® T skin sensitive _____	106
Actimove® Sling Comfort _____	145	Leukoplast® aqua pro _____	90
Actimove® Sprunggelenkbandage _____	142	Leukoplast® barrier _____	94
Actimove® Sprunggelenkorthese _____	134	Leukoplast® classic _____	98
Cuticell® _____	62	Leukoplast® detectable _____	100
Cuticell® Classic _____	63	Leukoplast® elastic _____	95
Cuticell® Contact _____	61	Leukoplast® kids & kids hero edition _____	92
Cutimed® ACUTE _____	81	Leukoplast® skin sensitive _____	23
Cutimed® Alginate _____	59	Leukoplast® soft _____	97
Cutimed® DeбриClean _____	38	Leukoplast® soft white _____	96
Cutimed® Gel _____	37	Leukoplast® universal _____	99
Cutimed® Hydro L _____	60	Leukoplast® wound closure strip _____	86
Cutimed® PROTECT Applikator _____	79	Leukopor® _____	21
Cutimed® PROTECT Creme _____	77	Leukosilk®/Leukosilk® S _____	22
Cutimed® PROTECT Spray _____	78	Leukotape® K _____	116
Cutimed® Siltec® _____	53	Tricoplast® _____	123
Cutimed® Sorbact® _____	40		
Cutimed® Sorbact® Gel _____	42		
Cutimed® Sorbion® Border _____	52		
Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage _____	47		
Cutimed® Sorbion® Sachet XL _____	46		
Cutimed® Sorbion® Sana _____	49		
Cutimed® Sorbion® Sana Gentle _____	50		
Cutimed® Sorbion® Sorbact® _____	43		
Cutisoft® Vlieskompressen _____	66		
Cutisoft® Wipes _____	76		
Elastomull® _____	10		
Elastomull® haft _____	11		
Elastomull® haft color _____	12		
		Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können:	
		JOBST® LymphCARE _____	15
		Leukoplast®/Leukoplast® S _____	19
		Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star _____	48
		Leukoplast® strong _____	91
		Unihaft® _____	114
		Leukotape® classic _____	115
		Leukotape® Foam _____	117
		Optiplaste®-C _____	122
		Actimove® Sprunggelenkbandage _____	133



Suchwortverzeichnis

Acrylastic® _____	121	Cutimed® Sorbion® Sana Gentle _____	50	Neues Cutimed Packungsdesign _____	34
Actimove® Ellenbogenbandage _____	131	Cutimed® Sorbion® Sorbact® _____	43	Optiplaste®-C _____	122
Actimove® Ellenbogenbandage _____	132	Cutisoft® Vlieskompressen _____	66	TENA® Bariatric _____	164
Actimove® Ellenbogenbandage _____	140	Cutisoft® Wipes _____	76	TENA® Barrier Cream _____	174
Actimove® Ellenbogenbandage _____	141	Elastomull® _____	10	TENA® Bed Bettschutz _____	178
Actimove® Handgelenkbandage _____	130	Elastomull® haft _____	11	TENA® Bib Schutzservietten _____	178
Actimove® Handgelenkorthese _____	129	Elastomull® haft color _____	12	TENA® Body Lotion & Body Cream _____	172
Actimove® Handgelenkschiene _____		Fixomull® stretch _____	25	TENA® Comfort _____	162
Carpal _____	139	Fixomull® transparent _____	26	TENA® Comfort Mini _____	150
Actimove® Kniebandage _____	127	Gazofix®/Gazofix® color _____	13	TENA® Comfort Ultima _____	164
Actimove® Kniebandage _____	128	Hautpflege _____	180	TENA® Discreet Einlagen _____	150
Actimove® Kniebandage _____	137	Hypafix® _____	27	TENA® Discreet Slipeinlagen _____	150
Actimove® Kniebandage _____	138	Hypafix® skin sensitive _____	28	TENA® Einlagen für Frauen _____	150
Actimove® Oberschenkelbandage _____	135	JOBST® Comprilan® _____	14	TENA® Fix _____	176
Actimove® Physiopack® Warm/Kalt _____	119	JOBST® LymphCARE _____	15	TENA® Fix Bariatric _____	164
Actimove® Rhizo Forte _____	144	JOBST® Travel Socks _____	70	TENA® Fix Cotton Special _____	176
Actimove® Rückenorthese _____	143	JOBST® UlcerCARE Standard _____	72	TENA® Fix Original _____	176
Actimove® Sling Comfort _____	145	Leukofix® _____	18	TENA® Flex _____	158
Actimove® Sprunggelenkbandage _____	133	Leukoflex® _____	20	TENA® Hautreinigung und -pflege _____	172
Actimove® Sprunggelenkbandage _____	142	Leukomed® _____	101	TENA® Hautschutz _____	174
Actimove® Sprunggelenkorthese _____	134	Leukomed® Control _____	109	TENA® Hygiene Sheet _____	178
Blasenschwäche/ Inkontinenz _____	180	Leukomed® skin sensitive _____	105	TENA® Intimreinigung _____	170
Cuticell® _____	62	Leukomed® Sorbact® _____	108	TENA® Körperreinigung _____	168
Cuticell® Classic _____	63	Leukomed® T _____	102	TENA® Lady Einlagen+ _____	150
Cuticell® Contact _____	61	Leukomed® T plus _____	103	TENA® MEN _____	154
Cutimed® ACUTE _____	81	Leukomed® T plus skin sensitive _____	107	TENA® MEN Extra Light & Level 1-3 _____	154
Cutimed® Alginate _____	59	Leukomed® T skin sensitive _____	106	TENA® MEN Pants _____	154
Cutimed® DebriClean _____	38	Leukopalst® eco _____	93	TENA® Pants _____	156
Cutimed® Gel _____	37	Leukoplast® aqua pro _____	90	TENA® Pants Bariatric Plus _____	164
Cutimed® Gelling Fiber _____	58	Leukoplast® barrier _____	94	TENA® Schutzservietten & Bettschutz _____	178
Cutimed® Hydro L _____	60	Leukoplast® classic _____	98	TENA® Shampoo Cap _____	168
Cutimed® PROTECT Applikator _____	79	Leukoplast® detectable _____	100	TENA® Shampoo & Shower _____	172
Cutimed® PROTECT Creme _____	77	Leukoplast® elastic _____	95	TENA® Silhouette _____	152
Cutimed® PROTECT Spray _____	78	Leukoplast® kids & kids hero edition _____	92	TENA® Slip _____	160
Cutimed® Siltec® _____	53	Leukoplast®/Leukoplast® S _____	19	TENA® Slip Bariatric Super _____	164
Cutimed® Siltec® B _____	56	Leukoplast® skin sensitive _____	23	TENA® Soft Wipes _____	170
Cutimed® Siltec® L _____	55	Leukoplast® soft _____	97	TENA® Wash Cream _____	170
Cutimed® Siltec® Plus _____	54	Leukoplast® soft white _____	96	TENA® Wash Gloves _____	170
Cutimed® Siltec® Sonderformen _____	57	Leukoplast® strong _____	91	TENA® Wash Mousse _____	170
Cutimed® Sorbact® _____	40	Leukoplast® universal _____	99	TENA® Wet Wash Gloves _____	168
Cutimed® Sorbact® Gel _____	42	Leukoplast® wound closure strip _____	86	TENA® Wet Wipes _____	170
Cutimed® Sorbion® Border _____	52	Leukopor® _____	21	TENA® Zinc Cream _____	174
Cutimed® Sorbion® Sachet Multi Star _____	48	Leukosilk®/Leukosilk® S _____	22	Tensospray® _____	120
Cutimed® Sorbion® Sachet S _____	45	Leukotape® classic _____	115	Tricoplast® _____	123
Cutimed® Sorbion® Sachet S Drainage _____	47	Leukotape® Foam _____	117	Unihaft® _____	114
Cutimed® Sorbion® Sachet XL _____	46	Leukotape® K _____	116		
Cutimed® Sorbion® Sana _____	49	Leukotape® Remover _____	118		



Essity Austria GmbH
Storchengasse 1
1150 Wien
Österreich
Tel. +43 (0)1 89901-724
Fax +43 (0)1 89901-557
customerservice.hms.at@essity.com