

Zamawiający:

Nazwa _____ Data pomiaru ____ - ____ - ____ r.

Adres _____ Osoba zamawiająca _____


_____ Numer kontaktowy _____

Pacjent:

Imię _____ Adres _____

Nazwisko _____

Telefon _____



cB: Obwód na poziomie środkowej części kciuka
cA*: Obwód stawów śródręczno-paliczkowych
*z dłonią ułożoną płasko

Rozmiar	S	M	L
cG	22-31 cm	29-39 cm	32-45 cm
cE	20-279 cm	25-34 cm	30-40 cm
cC	14-18 cm	16-21 cm	19-25 cm

ℓe-C-G: Short: 40-43cm / Regular: 44-47cm / Long: 48-51cm

Rozmiar	XS	S	M	L
cA	16-18 cm	18-20 cm	20-22 cm	22-24 cm
cB	17-19 cm	19-21 cm	21-23 cm	23-26 cm
cC	15-18 cm	17-20 cm	19-22 cm	22-24 cm

JOBST FarrowWrap Element na ramię

LITE (20-30 mmHg)

Short	Liczba	Regular	Liczba	Long	Liczba
S		S		S	
M		M		M	
L		L		L	

Strona Lewa Prawa

JOBST FarrowWrap Gauntlet

LITE (20-30 mmHg)

	Liczba
XS	
S	
M	
L	

Produkt JOBST FarrowWrap Gauntlet jest produktem dwustronnym.